



Invacare®

Action^{®3} Junior[®]

Jouw avontuur, jouw manier

Trusted Solutions,
Passionate People



Yes, you can.®

Een lichte, opvouwbare en handbewogen rolstoel die speciaal ontworpen is voor kinderen. De **Action³ Junior** is in staat om mee te groeien met het kind en voor de benodigde klinische ondersteuning te zorgen.



Telescopisch kruisframe

De instelbaarheid van de **Action³ Junior** laat deze toe om mee te groeien met uw kind. Zo is de rolstoel uitgerust met een instelbare zitbreedte en zitdiepte.



Maak je stoel uniek

De rolstoel werd speciaal ontworpen om aan de eisen van ieder kind tegemoet te komen en om hun eigen stijl te creëren. Er kan gekozen worden uit 3 moderne spaakbeschermers en talrijke accessoires zijn beschikbaar.



Instelbare zithoogte

Om de hoogte te veranderen, kan het achterwiel op 20 verschillende posities gemonteerd worden.



Spaakbeschermers


Moderne spaakbeschermers en 6 framekleuren.



Armsteunen

Afneembaar en hoogteverstelbaar

- ① Armsteunen
- ② junior armsteunen
- ③ kledijbeschermers
- ④ spatborden



Zitkussen

Een 50 mm schuimkussen verkrijgbaar.

Beensteunen

- ① Beensteun 90°
- ② Beensteun 80°
- ③ Comfort beensteun met verstelbare hoek 0°-80°.



Ergonomische duwhandvaten

Ergonomische duwhandvaten voor gemakkelijk duwen.

Voorwielen

3 types voorwielen:

- ① 5" x 1" met lichtje,
- ② 5" x 1 3/4" massief,
- ③ 5" x 1" massief.



Naspanbare bekleding

De rugbekleding kan aangepast worden met behulp van klittenband.



Werkblad

Naast het standaard werkblad, ook een wegzwenkbaar werkblad beschikbaar.



Abductie beensteunpositie

Een 30° abductiepositie is mogelijk met 80° beensteunen.



Transitversie

Zithoogte 460 mm en 12" achterwielen.



Enkelbanden

Verkrijgbaar in 3 maten. Helpen voeten te positioneren en te ondersteunen.

















Stabilisatiekit voorzijde

Om de stabiliteit te vergroten bij actieve kinderen.

Technische gegevens

Voor meer informatie, kunt u onze website raadplegen.

						
Action³ Junior	305 / 330 / 355 / 380 mm	250 - 300 / 300 - 350 mm	1.5° / 5° / 8.5°	410 / 435 / 460 mm	0° / 7° / 0° - 30°	350 - 430 mm
						80° / 90° / 0° - 80°

						
Action³ Junior	125 - 450 mm	150 - 250 / 180 - 280 mm	Seat width + 190 / + 170 ¹ mm	315 / 270* mm	900 - 1000 mm	670 - 770 mm
						870 - 1130 mm

					1. Transit versie
Action³ Junior	12°	750 mm	80 kg	15 / 14.5 ¹ kg	
				8.5 / 12 ¹ kg	



Framekleuren

Pearl White


Matt Black

Matt Red

Intense Yellow


Polar Blue

Candy Pink



Bekleding

Black Nylon



Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede
Nederland

