

Alber | scalacombi® eco



Det enkla sättet att övervinna trappor

.....
scalacombi eco hjälper till att övervinna trappor säkert och enkelt. Med hjälp av **scalacombi eco** och en vårdare kan personer med gångsvårigheter t o m ta sig upp för spiraltrappor, både hemma och på andra ställen. Ingen installation behövs, oavsett trappa. **scalacombi eco** kännetecknas framförallt av sin enkla och användarvänliga design.





Användarvänlig

Den lättillgängliga manöverpanelen underlättar användningen av **scalacombi eco**. Handtagen är ergonomiskt utformade och har mjuk polstring för ett säkert grepp. Höjden på handtagen kan anpassas efter vårdarens längd.

Ny klättringsmekanism

Tack vare den nya klättringsmekanismen kan **scalacombi eco** bemästra även spiraltrappor. Två godkända säkerhetsbromsar stoppar tryggt trappklättraren på kanten av varje trappsteg. Dessutom ser den patenterade komfortutväxlingen med Soft Step-funktion till att **scalacombi eco** försiktigt ställs ner på nästa trappsteg vid klättring nedför trappan. Optimalt skydd av trappan tack vare tredubbelt trappskydd.

- Stötdämpare
- Kantskydd på kåpan
- Roll-away mekanism

Portabel

scalacombi eco kan enkelt plockas isär i mindre delar för att lätt kunna transporteras i bil. På så sätt kan

scalacombi eco användas i vilken trappa som helst - var som helst.

Egenskaper och Tillval



scalacombi eco redo för transport

Demonterad passar **scalacombi eco** in i bagageutrymmet på de flesta bilar.



Handtag

Ergonomiskt utformat handtag med mjuk polstring, som även ger utrymme för vårdaren.



Strömbrytare

Den lättillgängliga vippkontakten aktiverar klättringsmekanismen, enkelt och utan ansträngning.

Egenskaper och Tillval



Höjjustering

Trestegs höjjustering anpassar handtaget till vårdarens längd. För att spara utrymme vid transport eller förvaring kan handtaget enkelt tas av.



Innovativ klättringsmekanism

Gör det möjligt att övervinna även spiraltrappor. Ger optimalt skydd av trappens ytskikt tack vare det tredubbla trappskyddet. Patenterad komfortutväxling med Soft Stepfunktion för en mjuk rörelse.



Manöverpanel på motorenheten

Huvudströmbrytare med taktill och akustisk återkoppling. LEDdisplay i färg för batteri- och statusindikering med varningssignal. Låsbar via magnetnyckel.



Integrerad sittdel

Kompakt sits och ryggstöd klädda med material som är lätt att rengöra. Reglar i design av lätt aluminium. Avtagbara armstöd med swing-away funktion för enkel i- och urstigning.



Batteriladdare

Automatisk laddare med LEDstatus, ljus och automatisk anpassning till nätspänning (90-240 V). Laddar ett tomt batteri på ca 7 timmar.



Huvudstöd

Enkel montering på handtaget på **scalacombi eco**. Garanterar stabilitet för nacke och huvud under trappklättring. Bekvämt vadderad och höjjusterbar.



Höftbälte





Enkel montering på sittdelen. Justerbar längd. Med säkerhetsgodkända Quick-release fästen.



Billaddare

Ger möjlighet att ladda batteriet i bilen.

Tekniska data

scalacombi eco							
	12 trappsteg/ minut	200 steg	24V/3.4 Ah		200 mm 120 kg trappstegshöjd	31 kg (motorenhet 20 kg)	120 kg

Invacare AB
 Box 66
 163 91 Spånga
 Tel: +46 8 761 70 90
 Fax: +46 8 761 81 08
 sweden@invacare.com
 www.invacare.se

© 2011 Invacare® International Sarl
 Alla rättigheter är reserverade för
 Invacare®.

Invacare® reserverar sig för
 eventuella ändringar gjorda efter
 tryck. All information är korrekt vid
 tiden för tryckning.

Alber scalacombi eco - SE - 03/2011



Yes, you can.®