



DHCare NV
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.dhcare.be

DHCare® Action® Ampla
Manuele Rolstoel met vouwbaar frame




Maximaal gebruikersgewicht: 300 kg.
Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 3 jaar

Datum:

Referentie:

Verdeler:

☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje ☒ Standaard optie ☐ Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
SMA0001	◆	DHCare® Action® Ampla		3.950,00	
SMASPEC	□	Speciale uitvoering		Op aanvraag	
AANDRIJVING					
SMA0500	◆	Hoepelaandrijving			
ZITTING					
ZITBREEDTE					
SMA1020	◆	605 mm			
SMA1030	□	655 mm		200,00	
SMA1040	□	705 mm		200,00	
SMA1050	□	755 mm		200,00	
ZITDIEPTE					
SMA1100	◆	460 mm	(A) / voorkant rugleuning tot voorzijde zitbekleding 495 mm (B)		
SMA1110	□	510 mm	(A) / voorkant rugleuning tot voorzijde zitbekleding 545 mm (B)		
ZITHOOGTE VOOR					
SMA1220	◆	Zithoogte voor, ingesteld op 430mm (430-455 mm) zithoek 1°, zithoogte achter 420mm			
SMA1230	□	Zithoogte voor, ingesteld op 455mm (430-455 mm) zithoek 1°, zithoogte achter 445mm			
ZITBEKLEDING					
SMA1300	◆	Standaard			
RUGLEUNING					
SMA2000	◆	Neerklapbaar, hoogte verstelbaar, ingesteld op 450mm (450-525 mm)			
SMA2010	□	Neerklapbaar, hoogte verstelbaar, ingesteld op 500mm (450-525 mm)			
RUGBEKLEDING					
SMA2100	◆	Gefixeerd rugkussen			
VOETSTEUNEN					
SMA3110	◆	Voetsteun rechts swing			
SMA3210	◆	Voetsteun links swing			
VOETPLATEN					
SMA3400	◆	Hoek en diepte instelbare voetplaat rechts; korte insteekbuis (365 tot 445mm)			
SMA3420	□	Opklapbare voetplaat rechts, korte insteekbuis (365 tot 445 mm)			
SMA3450	□	Hoek en diepte instelbare voetplaat rechts; lange insteekbuis (445 tot 525mm)			
SMA3470	□	Opklapbare voetplaat, rechts, lange insteekbuis (445 tot 525 mm)			
SMA3500	◆	Hoek en diepte instelbare voetplaat links; korte insteekbuis (365 tot 445mm)			
SMA3520	□	Opklapbare voetplaat links, korte insteekbuis (365 tot 445 mm)			

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen																																									
SMA3550	☐	Hoek en diepte instelbare voetplaat links; lange insteekbuis (445 tot 525mm)																																											
SMA3570	☐	Opklapbare voetplaat links, lange insteekbuis (445 mm tot 525 mm)																																											
		<table><tr><th colspan="6">Setting footplate height with long tube</th></tr><tr><td></td><th colspan="5">ULL</th></tr><tr><td>Seat height</td><td>445</td><td>465</td><td>485</td><td>505</td><td>525</td></tr><tr><td>380</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>405</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>430</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>455</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Setting footplate height with long tube							ULL					Seat height	445	465	485	505	525	380						405						430						455						
Setting footplate height with long tube																																													
	ULL																																												
Seat height	445	465	485	505	525																																								
380																																													
405																																													
430																																													
455																																													
TRANSFERHULP																																													
SMA4110	☐	Transferhulp rechts		100,00																																									
SMA4210	☐	Transferhulp links		100,00																																									
ZITOPTIES																																													
ZITKUSSEN																																													
SMA5000	◆	Standaard zitkussen (Zitdiepte 560mm - max gewicht 300kg)																																											
FRAMEKLEUREN																																													
SMA6010	◆	TECH GRIJS																																											
SMA6099	☐	SPECIALE UITVOERING		Op aanvraag																																									
DECAL KLEUREN																																													
SMA6500	◆	BLUE PULSE																																											
VOORWIELEN																																													
SMA7010	◆	Voorwielen 6" 125 x 35 mm zwarte massieve band, zwarte velg																																											
ACHTERWIELEN																																													
SMA7100	◆	Achterwiel 610 x 25 mm standaard, zwarte massieve band, 5 zwarte spaken, zwarte aluminium hoepel																																											
SMA7200	◆	Quick release																																											
REMMEN																																													
SMA8000	◆	Duwremmen																																											
VEILIGHEIDSOPTIES																																													
SMA8500	☐	Transportkit voor vervoer in wagen		149,00																																									
SMA8510	☐	Bekkengordel		55,00																																									
SMA8520	☐	Anti-tip paar		229,00																																									
BEGELEIDEROPTIES																																													
SMA9050	☐	In hoogte verstelbare duwstang voor begeleider		220,00																																									
SMA9060	☐	Kantelwielen voor transport/4 lagerbal systeem (gepatenteerd)		370,00																																									