



Yes, you can.®

Invacare NV
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

Invacare® alber® viamobil eco V14

Elektronische aankoppel aandrijfunit voor vrijwel alle manuele rolstoelen met kruisframe.



Garantie: algemeen: 2 jaar; accu's: 2 jaar
Prijzen in Euro incl. 6% BTW
Prijzen excl. recuper 3.6 € excl. BTW

Datum:

Referentie:

Verdeler:

Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje Standaard optie Optie zonder meerprijs

CODE	OMSCHRIJVING	Publieke prijs in € , 6% BTW inbegrepen
BASISMODEL		
1489118	<input type="checkbox"/> alber viamobil V14 elektronische aandrijfunit met ergodrive duwbediening	1.990,00
	Bestaande uit: - Twee 24" aandrijfwielen met motoren - Constant contact met ondergrond door veersysteem - Handmatig neerlaten/optillen van het aandrijf wiel d.m.v. voetpedaal met gasveer - Eenvoudige (de)montage d.m.v. aankoppelsysteem - Traploos instelbare max. snelheid 5,5 km/u, door draaiknop - Accu-conditie permanent afleesbaar - Eenvoudig afneembare accuhouder, zonder kabels - Lader viamobil V15 - Onderhoudsvrije accu 12V-7,2 Ah	
1489343	<input type="checkbox"/> Adapter voor rolstoel (artikelcode is verschillend per rolwagen)	400,00
Totaalprijs		2.390,00
OPTIES		
1489339	<input type="checkbox"/> Anti-kip, met kantelarmen en steunwielen	300,00
1489197	<input type="checkbox"/> Extra accupack 7,2 Ah	180,00
MONTAGE		
	<input type="checkbox"/> Montage bij Invacare (nettoprijs)	200,00
	<input type="checkbox"/> Montage bij en door de verdeler (Opgelet de verdeler is verantwoordelijk voor de correcte installatie)	
GEGEVENS OVER UW ROLSTOEL		
Gelieve altijd het merk en het type rolstoel bij uw bestelling op te geven		
Merk rolstoel:		
Model rolstoel:		
Serienummer Invacare/Küschall rolstoel: (Geen Invacare rolstoel? Gelieve de configuratie mee te sturen van de stoel)		
Zitbreedte (in cm):		
Zithoogte (in cm):		
De rolstoel is voorzien van:		
<input type="checkbox"/>	Trommelremmen	
<input type="checkbox"/>	Anti-tip	
	Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, gelieve deze hier te vermelden	