



DHCare SA
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.dhcare.be

DHCare® *Action® Ampla*
Voiturette manuelle à châssis pliable




Poids max. utilisateur: 300 kg.
Garantie générale: 1 an; garantie sur le châssis: 3 ans

Date :

Référence :

Revendeur :

☐ Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases ☒ Option standard ☐ Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
SMA0001	◆	DHCare® Action® Ampla		3.950,00	
SMASPEC	☐	Construction spéciale		Sur demande	
PROPULSION TYPE					
SMA0500	◆	Propulsion par cerceaux			
ASSISE					
LARGEUR D'ASSISE					
SMA1020	◆	605 mm			
SMA1030	☐	655 mm		200,00	
SMA1040	☐	705 mm		200,00	
SMA1050	☐	755 mm		200,00	
PROFONDEUR D'ASSISE					
SMA1100	◆	460 mm	(A) / l'avant du dossier à l'avant du revêtement de l'assise 495 mm (B)		
SMA1110	☐	510 mm	(A) / l'avant du dossier à l'avant du revêtement de l'assise 545 mm (B)		
HAUTEUR D'ASSISE AVANT					
SMA1220	◆	Hauteur d'assise avant, livrée à 430mm (réglable de 430-455 mm) pente d'assise 1°, hauteur d'assise arrière 420mm			
SMA1230	☐	Hauteur d'assise avant, livrée à 455mm (réglable de 430-455 mm) pente d'assise 1°, hauteur d'assise arrière 445mm			
REVÊTEMENT DE L'ASSISE					
SMA1300	◆	Standard			
DOSSIER					
SMA2000	◆	Rabattable, réglable en hauteur de 450 mm à 525 mm, livré en 450 mm			
SMA2010	☐	Rabattable, réglable en hauteur de 450 mm à 525 mm, livré en 500 mm			
REVÊTEMENT DE DOSSIER					
SMA2100	◆	Coussin de dossier fixe			
REPOSE-PIEDS					
SMA3110	◆	Repose-pieds à droite amovible et escamotable			
SMA3210	◆	Repose-pieds à gauche amovible et escamotable			
PALETTES					
SMA3400	◆	Réglable en angle et en profondeur à droite; tube de palette court (365 à 445mm)			
SMA3420	☐	Escamotable, droite, tube de palette court (365 à 445 mm)			
SMA3450	☐	Réglable en angle et en profondeur à droite; tube de palette long (445 à 525mm)			
SMA3470	☐	Escamotables, droit, tube de palette long (445 à 525 mm)			
SMA3500	◆	Réglable en angle et en profondeur à gauche; tube de palette court (365 à 445mm)			
SMA3520	☐	Escamotable gauche, tube de palette court (365 à 445 mm)			

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse																																											
SMA3550	☐	Réglable en angle et en profondeur à gauche; tube de palette long (445 à 525mm)																																													
SMA3570	☐	Escamobtable, gauche, tube de palette long (445 mm à 525 mm)																																													
<table><tr><th colspan="6">Setting footplate height with long tube</th></tr><tr><td></td><th colspan="5">ULL</th></tr><tr><th>Seat height</th><th>445</th><th>465</th><th>485</th><th>505</th><th>525</th></tr><tr><td>380</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>405</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>430</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>455</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Setting footplate height with long tube							ULL					Seat height	445	465	485	505	525	380						405						430						455					
Setting footplate height with long tube																																															
	ULL																																														
Seat height	445	465	485	505	525																																										
380																																															
405																																															
430																																															
455																																															
POIGNEES DE TRANSFERT																																															
SMA4110	☐	Poignée de transfert droite		100,00																																											
SMA4210	☐	Poignée de transfert gauche		100,00																																											
OPTIONS D'ASSISE																																															
COUSSIN D'ASSISE																																															
SMA5000	◆	Coussin d'assise standard (profondeur d'assise 560mm - poids max utilisateur 300kg)																																													
COULEUR DE CHÂSSIS																																															
SMA6010	◆	GRIS TECH																																													
SMA6099	☐	COULEUR SPECIALE		Sur demande																																											
COULEURS ACCENTS																																															
SMA6500	◆	BLEU PULSE																																													
ROUES AVANT																																															
SMA7010	◆	6" 125 x 35 mm bandage noir, jante noire																																													
ROUES ARRIÈRE																																															
SMA7100	◆	610 x 25 mm standard, bandage noir, 5 rayons noirs, cerceaux en alu. Noir																																													
SMA7200	◆	A demontage rapide																																													
FREINS																																															
SMA8000	◆	Freins à pousser																																													
OPTIONS DE SECURITE																																															
SMA8500	☐	Kit de transport		149,00																																											
SMA8510	☐	Ceinture de maintien		55,00																																											
SMA8520	☐	Tubes anti-bascule, la paire		229,00																																											
OPTIONS POUR TIERCE PERSONNE																																															
SMA9050	☐	Barre de poussée réglable en hauteur pour tierce personne		220,00																																											
SMA9060	☐	Système de déplacement du fauteuil à la verticale pour passage de porte		370,00																																											