



Yes, you can.®

Invacare SA
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.invacare.be

Invacare® TDX SP2 Narrow Base

Voiturette électronique à roue motrice centrale pour usage intérieur



Garantie: générale: 2 ans; batteries: 1 an
Poids max. de l'utilisateur: 150 kg, avec moteurs 8 km/h
Prix en EURO 6% TVA incl.
Prix hors 0,33 EUR recupel hors TVA

Date :

Référence :

Revendeur :

Un essai a-t-il été réalisé pour cette commande par notre spécialiste produit ? Pour recevoir le remboursement de cet essai, veuillez noter ici le numéro de facture de l'essai :

Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases Option standard Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ARL0000	<input checked="" type="checkbox"/>	Invacare® TDX SP2 NB Modèle de base		6.580,98
ARV0000	<input type="checkbox"/>	Invacare® TDX SP2 NB Modèle Spécial		6.580,98
UNITÉ D'ASSISE MODULITE				
ARL2100	<input checked="" type="checkbox"/>	Unité d'assise Modulite	NC: 0055, 0522, 0564, 0599	
PLAQUE D'ASSISE/REVÊTEMENT D'ASSISE				
ARL2110	<input checked="" type="checkbox"/>	Plaque d'assise fixe, largeur 430 mm	NC: 0071, 0072, 0073, 0074, 0977, 1092, 1093, 1094, 1095, 1332, 2113, 2121, 2123, 2124, 2162, 2163, 2108, 2172, 2173, 0556, 0589, 2129, 2130, 1095, 2193, 2194, 2192, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2179, 1719, 2229, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ARL2111	<input type="checkbox"/>	Cadre d'assise réglable avec plaque d'assise et rails latéraux, largeur 380 à 530 mm	NC: 2141, 2161	
ARL2112	<input type="checkbox"/>	Cadre d'assise réglable avec revêtement d'assise réglable en tension et rails latéraux, largeur 380 à 530 mm (hauteur d'assise +30mm)	NC: 2141, 2161	175,49
LARGEUR D'ASSISE (seulement pour cadre d'assise réglable avec plaque d'assise)				
ARL2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC: 2110, 2143, (2138+2142/2147/2144), (0977+2229+1287); 2701, 2703, 2705, (0977+2233/2240/+2235/2213/2241)	
ARL2122	<input checked="" type="checkbox"/>	430 mm	NC: (2138+2142/2147), 2701, 2703, 2705	
ARL2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC: 2110, (2138+2142/2147), (0071/0072/0073/0074+2129+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2702, 2704, 2706	
ARL2124	<input type="checkbox"/>	530 mm	NC: 2110, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, (2111/2112/2109+2192/2194+2172/2173), (2132+2147/2144), 2702, 2704, 2706	270,55
PROFONDEUR D'ASSISE				
ARL2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC: 2130, 2196, 2197, 2198, (2195+1607/1404/1405)(2191/2183/2181+2113), (2124+2147/2144) (2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ARL2134	<input checked="" type="checkbox"/>	460 mm	NC: 2130	
ARL2136	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC: 2143	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ARL2138	<input type="checkbox"/>	560 mm (en combinaison avec la plaque dossier Flex3 réglable en tension, le profondeur d'assise est 30 mm plus court)	NC: 2129, 2141, 2143, 2144, coussin Vi et Libra	
RAIL POUR RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR D'ASSISE				
ARL2129	<input type="checkbox"/>	Standard (profondeur d'assise 410 mm - 510 mm)	NC: 2110, 2138	
ARL2130	<input type="checkbox"/>	Rallongé (profondeur d'assise 510 mm - 560 mm)	NC: 2110, 2132, 2134	
COUSSIN D'ASSISE				
ARL2141	◆	Coussin d'assise standard, épaisseur 50 mm	NC: 2109, 2111, 2112, 2138, 2152, 2153, 2154, 2155	
ARL2142	<input type="checkbox"/>	Flotech Lite, épaisseur 75 mm (à 127kg) / Contour, épaisseur 100 mm (à 152kg)	NC: 2109, (2121/2122/2123+2138), (2138+2152/2153/2154)	255,93
ARL2143	<input type="checkbox"/>	Flotech Contour Visco 430x430 mm (à 125kg)	NC: 2109, 2136, 2121, 2124, 2138, 2155	255,93
ARL2147	<input type="checkbox"/>	Coussin MatrX Libra, hauteur 90mm	NC: 2109, 2124+2132, 2155	511,85
ARL2140	<input type="checkbox"/>	Plaque de base réglable pour coussin anti-escarres		127,74
CADRE DE DOSSIER				
ARL2161	◆	Cadre de dossier amovible, hauteur 480 mm (uniquement réglages manuels)	NC: 2108, 2111, 2112, 2109, 2172, 2173, 0977, 1307, 2128	
ARL2162	<input type="checkbox"/>	Avec tubes de dossier longs et tendeur de dossier réglable	NC: 2110	
ARL2163	<input type="checkbox"/>	Avec tubes de dossier courts et tendeur de dossier réglable	NC: 2110, 2172, 2173	
POIGNÉES DE POUSSÉE POUR TUBES DE DOSSIER				
ARL2107	<input type="checkbox"/>	Tubes de dossier avec poignées de poussée	NC: 2161	
ARL2108	<input type="checkbox"/>	Tubes de dossier sans poignées de poussée	NC 2161, 1307, 1332,1378, 1495, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 1720, 1602, 1616, 1643, 1644, 1618, 1640, 1645, (2170,2171/2174/2175/2176/2177/2178+1350/1432/1427), 1891, 1892	
REVÊTEMENT DE DOSSIER				
ARL2171	◆	Dossier standard	NC: 2152, 2153, 2154, 1445, 1446,1496, (2108+1350/1432/1427), 2155, 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	
ARL2179	<input type="checkbox"/>	Dossier Flex3 réglable en tension (long: 540 mm/court: 480 mm)	NC: 2110, 2151, 2153, 2154, 2192, 2193, 2194, 2199, 1445, 1446, 1719, 2229, 2155, 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	175,49
ARL2172	<input type="checkbox"/>	Plaque de dossier réglable Flex3 (sans coussin)	NC: 2110, 2161, 2163, 2128, (2109/2111/2112+2124+2192/2194)	130,00
ARL2173	<input type="checkbox"/>	Plaque de dossier réglable Flex3 avec coussin Laguna	NC: 2110, 2161, 2163, 2128 (2109/2111/2112+2124+2192/2194)	270,55
DOSSIER MATRX				
La largeur correspond à la largeur du siège sélectionné (pas avec la largeur du siège 53cm)				
ARL2174	<input type="checkbox"/>	MatrX Posture Back, hauteur 400 mm (Maille)		270,55
ARL2175	<input type="checkbox"/>	MatrX Posture Back, hauteur 500 mm (Maille)		270,55
ARL2176	<input type="checkbox"/>	MatrX Elite Back, hauteur 500 mm (Maille)		270,55
ARL2177	<input type="checkbox"/>	MatrX Elite TR, hauteur 500 mm (Maille)	NC: 1445, 1446,1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)	750,00
ARL2178	<input type="checkbox"/>	MatrX Elite Deep Back, hauteur 500 mm (Maille)		850,00
ARL2170	<input type="checkbox"/>	Uniquement cadre de dossier, sans dossier	NC: 1496, 1445, 1446 (2108+1350/1432/1427), 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	
COULEUR DU REVÊTEMENT (pas avec maille)				
ARL2151	◆	Nylon noir	NC: 2179	
ARL2152	<input type="checkbox"/>	Dartex noir	NC: 2141, 2171, (2138+2142), 2179	
ARL2155	<input type="checkbox"/>	Spacer noir	NC: 2141, 2143, 2144, 2147,2171, 2179	35,00
REPOSE-BRAS				
ARL2191	◆	Repose-bras T amovible, réglable en hauteur 290 - 360 mm		
ARL2181	<input type="checkbox"/>	Repose-bras T amovible, réglable en hauteur (+50 mm)		20,00
ARL2198	<input type="checkbox"/>	Manchette polisse avec protection vêtements intégrée	NC: 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199, 1611	185,00
ARL2183	<input type="checkbox"/>	Repose-bras vers l'intérieur (-25 mm de la largeur d'assise aux deux côtés)	NC: 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189 (2132+2113)	150,00
ARL2193	<input type="checkbox"/>	Repose-bras flip-up	NC: 2110, 1445, 1446, 2179	150,00
ARL2192	<input type="checkbox"/>	Repose-bras qui suivent le dossier (hauteur réglable 230-300 mm)	NC: 2110, 1445, 1446, (2109/2111/2112+2124+2172/2173), 2179	250,00

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ARL2194	<input type="checkbox"/>	Repose-bras qui suivent le dossier (hauteur réglable 300-360 mm)	NC: 2110, 1445, 1446, (2109/2111/2112+2124+2172/2173), 2179	250,00
ARL2190	<input type="checkbox"/>	Sans repose-bras		
MANCHETTE				
ARL2195	<input checked="" type="checkbox"/>	Manchette courte (325 mm)	NC: 2198	
ARL2196	<input type="checkbox"/>	Manchette longue (375 mm)	NC: 2132, 2198	
ARL2197	<input type="checkbox"/>	Manchette ergonomique (397 mm)	NC: 2132, 2198, 2230, 2247	60,00
ARL2199	<input type="checkbox"/>	Manchette douce (397 mm)	NC: 2198, 2179, 1611	60,00
SOUTIENT DE LA HANCHE				
ARL2184	<input type="checkbox"/>	Soutient de la hanche gauche; 140 mmX100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	162,09
ARL2186	<input type="checkbox"/>	Soutient de la hanche gauche; 230 mmX100 mm		162,09
ARL2188	<input type="checkbox"/>	Soutient de la hanche gauche; 330 mmX100 mm		162,09
ARL2185	<input type="checkbox"/>	Soutient de la hanche droite; 140 mmX100 mm		162,09
ARL2187	<input type="checkbox"/>	Soutient de la hanche droite; 230 mmX100 mm		162,09
ARL2189	<input type="checkbox"/>	Soutient de la hanche droite; 330 mmX100 mm		162,09
ARL2164	<input type="checkbox"/>	Fixation pour soutien de la hanche (155 mm)		80,00
ARL2165	<input type="checkbox"/>	Fixation pour soutien de la hanche (206 mm)	80,00	
OPTIONS D'ASSISE				
ARL1350	<input type="checkbox"/>	Support-nuque, réglable en profondeur	NC: (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), 2230, 2247, (2229+1288/1289)	219,37
ARL1432	<input type="checkbox"/>	Support-tête, réglable latéralement		219,37
ARL1427	<input type="checkbox"/>	Support-tête avec support pour les joues (Dartex)		219,37
ARL2324	<input type="checkbox"/>	Manchette Elan std 255 mm / 10" de large avec couverture std (ESP26) complète avec appui-tête Elan Hardware (MEHW)	NC: 2171, 2179, 2230, 2247, 2170	219,37
ARL2325	<input type="checkbox"/>	Manchette Elan Occipitale 230x180 mm / dimensions 9"x7" avec couverture std (EOP23) complète avec appui-tête Elan Hardware (MEHW)		500,00
ARL2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête 4 points Elan 280x255 mm / dimensions 11"x10" avec couverture std complète avec appui-tête Elan Hardware (MEHW)		650,00
ARL1445	<input type="checkbox"/>	Manchette multi-réglable Pelotes latéraux avec bras rallongé (paire) (Dartex) avec repose-bras rallongé et	NC: 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194	236,92
RÉGLAGE DU SIEGE POUR MODULITE				
ARL1092	<input type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise électrique (0°-20°) à 136kg (sans lift)	NC: 2110, 2201	1.389,32
ARL1095	<input type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise HD électrique (0°-20°) à 180kg (sans lift)	NC: 2110, 2201	1.389,32
ARL1093	<input type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise électrique (0°-30°) avec repositionnement du corps (HA 460 mm)	NC: 2110, 0354, 0364, 2201	1.389,32
ARL1094	<input type="checkbox"/>	Système de levage électronique + inclinaison (300 mm; 30°) (HA 460 mm)	NC: 2110, 1638, 1639, 1643, 1644, 0354, 0364, 2201, 2202	3.217,37
HAUTEUR D'ASSISE SEULEMENT POUR 1092 ET 1095				
ARL0354	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'assise 450 mm		
ARL0364	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'assise 475 mm	NC: 1091	
INCLINAISON AVANT FIXE Uniquement pour 1093 et 1094				
ARL2054	<input type="checkbox"/>	Inclinaison avant fixe de 5° (réduit l' inclinaison en arrière avec 5°)	NC: 1091, 1092, 1095	150,00
RÉGLAGES DE DOSSIER POUR MODULITE				
ARL0975	<input checked="" type="checkbox"/>	Inclinaison de dossier manuelle		
ARL097A	<input type="checkbox"/>	Repositionnement du corps pour dossier électronique		311,22
ARL0977	<input type="checkbox"/>	Réglage de l'angle de dossier électronique	NC: 2110, 2201	1.389,32
REPOSE-JAMBES / REPOSE-PIEDS				
REPOSE-JAMBES CENTRAL				
ARL0556	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle	NC: 2110	292,49
ARL0589	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes électr. en std. LNX , corrigeant la longueur	NC: 2110, (1094+2054), 2201, 2202	1.462,44
ARL0501	<input type="checkbox"/>	Sans repose-jambes		
ARL0583	<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-mollet		
PALETTES/PALETTE POUR REPOSE-JAMBES CENTRAL				
ARL2365	<input type="checkbox"/>	Palettes réglables en angle et en largeur S (127 W x 190 mm D / 5"x7.5")		131,62
ARL0559	<input type="checkbox"/>	Palettes réglables en angle et en largeur M (140 W x 240 mm D / 5.5"x9.5")		131,62
ARL0516	<input type="checkbox"/>	Palettes réglables en angle et en largeur L (150 W x 290 mm D / 6"x11.5)		131,62
ARL0517	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en angle M (305 W x 275 mm D / 12"x10.75")	NC: 0556	131,62

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
REPOSE-JAMBES UNE PIECE - GAUCHE				
ARL0565	◆	Repose-pieds standard 80° gauche	NC: 0546, 0547, 0548, 0549, 0509	
ARL0555	☐	Support amputé	NC: 0505, 0509, 0511, 0549, 0546, 0547, 0548	125,00
ARL0536	☐	Repose-jambe Vari F gauche	NC: 0566, 0554	146,24
ARL0537	☐	Repose-jambe Vari A gauche	NC: 0505, 0566, 0554	168,18
ARL0539	☐	Repose-jambe ADE 0° - 80° gauche	NC: 0505, 0566, 0554, 1801, 2201	731,22
ARL0535	☐	Sans repose-jambe gauche	NC: 0505, 0509, 0511	
REPOSE-JAMBES UNE PIECE - DROITE				
ARL0566	◆	Repose-pieds standard 80° droite	NC: 0536, 0537, 0538, 0539, 0506	
ARL0554	☐	Support amputé	NC: 0502, 0506, 0508, 0539, 0536, 0537, 0538	125,00
ARL0546	☐	Repose-jambe Vari F droite	NC: 0565, 0555	146,24
ARL0547	☐	Repose-jambe Vari A droite	NC: 0502, 0565, 0555	168,18
ARL0549	☐	Repose-jambe ADE 0° - 80° droite	NC: 0502, 0565, 0555, 1801, 2201	731,22
ARL0545	☐	Sans repose-jambe droite	NC: 0502, 0506, 0508	
PALETTE UNE PIECE - GAUCHE				
ARL0505	◆	Palette fixe, gauche	NC: 0535, 0537, 0538, 0539	
ARL0509	☐	Palette réglable en inclinaison gauche	NC: 0535, 0565, 0555	
ARL0511	☐	Palette réglable en inclinaison et en profondeur gauche	NC: 0535	65,81
PALETTE UNE PIECE - DROITE				
ARL0502	◆	Palette fixe, droite	NC: 0545, 0547, 0548, 0549	
ARL0506	☐	Palette réglable en inclinaison droite	NC: 0545, 0566, 0554	
ARL0508	☐	Palette réglable en inclinaison et en profondeur droite	NC: 0545	65,81
REPOSE-JAMBES PAIRE				
ARL0526	☐	Repose-pieds standard 80°	NC: 0504	
ARL0503	◆	Repose-jambes Vari F paire		
ARL0533	☐	Repose-jambes Vari A paire	NC: 0512	336,36
ARL0531	☐	Repose-jambes ADE 0° - 80° paire	NC: 0512, 1801, 2201	1.462,44
ARL0501	☐	Sans repose-jambes	NC: 0512, 0513, 0504	
PALETTES PAIRE				
ARL0512	◆	Palettes fixes	NC: 0501, 0531, 0532, 0533	
ARL0504	☐	Palettes réglables en angle, paire	NC: 0501, 0526	
ARL0513	☐	Palettes réglables en angle et en profondeur, paire	NC: 0501	131,62
COMMANDE LINX				
BOÎTIER DE COMMANDE				
ARL2201	☐	REM110: Commande LiNX Drive only	NC: 1367, 1437, 1092, 1095, 1093, 1094, 0977, 0947, 0589, 0539, 0549, 0531; (2220+1284/1283), 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	
ARL2203	◆	REM211: Commande LiNX avec 3 profils de conduite; sans éclairage	NC: 1367, 1437, 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270	
ARL2204	☐	REM216: Commande LiNX avec 3 profils de conduite + éclairage	NC: 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270	
ARL2205	☐	REM400: Commande LiNX avec interface écran tactile, bluetooth intégré et sockets jack configurable	NC: 1145, 2220	250,00
ARL2206	☐	REM500: commande LiNX sans joystick avec interface écran tactile, bluetooth intégré et sockets jack configurable	NC: 1145, 2220, 2270	1.860,00
REM400 AVEC TOGGLE SWITCHES				
ARL2270	☐	Module Toggle Switch assignable pour REM400 (DLX-SW400TGL) pré-réglage à gauche: ON/OFF, et à droite: régulateur de vitesse	NC: 2201, 2203, 2204, 2206	100,00
MONTAGE				
ARL1207	☐	Pare-choc std. monté à droite	NC: 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)	
ARL1208	☐	Pare-choc std. monté à gauche	NC: 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)	
ARL1707	◆	Pare-choc escamotable + réglable en hauteur, monté à droite	NC: 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ARL1708	<input type="checkbox"/>	Pare-choc escamotable + réglable en hauteur, monté à gauche	NC: 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)	
ARL2227	<input type="checkbox"/>	Pare-choc droit, monté pour tierce personne	NC: 2219, 2220, (2245+1221), 2108, 1287, 2128	60,00
ARL2228	<input type="checkbox"/>	Pare-choc gauche, monté pour tierce personne	NC: 2219, 2220, (2245+1222), 2108, 1286, 2128	60,00
ATAXXX	<input type="checkbox"/>	Montage tablette	Special	2.266,78
ARV2239	<input type="checkbox"/>	Fixation individuelle par demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande
MONTAGE DE L'ÉCRAN DE CONTRÔLE LINX REM500				
ARL2209	<input type="checkbox"/>	Pare-choc escamotable, multi-réglable; monté à droite	NC: (2251+2217), 1404, 1415, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)	
ARL2210	<input type="checkbox"/>	Pare-choc escamotable, multi-réglable; monté à gauche	NC: (2251+2218), 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)	
ARL2213	<input type="checkbox"/>	Montage centrale, swing-away à droite	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)	725,37
ARL2214	<input type="checkbox"/>	Montage centrale, swing-away à gauche	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)	725,37
ARW2239	<input type="checkbox"/>	Fixation individuelle par demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande
DOUBLE COMMANDE: COMMANDE POUR TIERCE PERSONNE + MONTAGE				
ARL2220	<input type="checkbox"/>	Commande pour tierce personne: REM050	NC: 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, 2128, (2201+1284/1283:1224), (2227/2228+2201/2203/2204)	791,30
ARL2219	<input type="checkbox"/>	Commande pour tierce personne: Compact Dual Control LiNX (DLX-ACU200)	NC: 1221, 1222, 2108, 2128, (2227/2228+2201/2203/2204/2205)	850,18
ARL2245	<input type="checkbox"/>	Invacare LiNX IDC Dual control	NC: 1207, 1208, 2108, 2128, (2227/2228+2201/2203/2204/2205)	1.209,78
ARL1207	<input type="checkbox"/>	Pare-choc std. monté à droite	NC: 2245, (2229+1287)	
ARL1208	<input type="checkbox"/>	Pare-choc std. monté à gauche	NC: 2245, (2229+1286)	
ARL1221	<input type="checkbox"/>	Pare-choc amovible, droite	NC: 2219, 2220, (2229+1287)	60,00
ARL1222	<input type="checkbox"/>	Pare-choc amovible, gauche	NC: 2219, 2220, (2229+1286)	60,00
DOUBLE COMMANDE: COMMANDES COMPACTES + MONTAGE				
Toujours indiquer boîtiers de commande REM400/500				
ARL2231	<input type="checkbox"/>	Commande compact proportionnel DLX-CR400	NC: 2201, 2203, 2204	803,88
ARL2232	<input type="checkbox"/>	Commande compact proportionnel Low Force DLX-CR-400LF	NC: 2201, 2203, 2204	884,03
ARL2207	<input type="checkbox"/>	Monté à droite	NC: 1404, (1207/1707+2201/2203/2204/2205/2206)	
ARL2208	<input type="checkbox"/>	Monté à gauche	NC: 1405, (1208/1708+2201/2203/2204/2205/2206)	
ARL2213	<input type="checkbox"/>	Monté centrale, swing-away à droite (Nucleus)	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415	725,37
ARL2214	<input type="checkbox"/>	Monté centrale, swing-away à gauche (Nucleus)	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339	725,37
ARW2215	<input type="checkbox"/>	Fixation individuelle par demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande
DOUBLE COMMANDE: AUTRES JOYSTICKS OU INPUT + MONTAGE				
Toujours indiquer boîtiers de commande REM400/500				
Commande au menton + montage				
ARL2229	<input type="checkbox"/>	Commande au menton proportionnelle (ASL138)	NC: 2201, 2203, 2204, 2128, 2110, 2179	1.901,17
ARL1289	<input type="checkbox"/>	Pare-choc Swing Away à droite, manuel (ASL628); toujours avec appui-tête Elan	NC: 1350, 1432, 1427, 1496, 1495, 2171	
ARL1288	<input type="checkbox"/>	Pare-choc Swing Away à gauche, manuel (ASL628); toujours avec appui-tête Elan	NC: 1350, 1432, 1427, 1496, 1495, 2171	
ARL1287	<input type="checkbox"/>	Pare-choc Swing Away à droite, électrique	NC: 2227, (2219+1207), (2245+1221), 1404, 1415, 1312	506,65
ARL1286	<input type="checkbox"/>	Pare-choc Swing Away à gauche, électrique	NC: 2228, (2219+1208), 2245+1222, 1405, 1339, 1363	506,65
Commande occipitale - Technologie ATOM				
ARL2230	<input type="checkbox"/>	Commande occipitale avec capteurs ultrason proximity (ATOM, ASL104) et wings standard M3	NC: 2171, 2179, 2197, 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2233, 2323, 2324, 2322, 2325, 2226, 2227, 1250, 1422, 1427, 2257, 2240	5.049,07

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ARL2247	<input type="checkbox"/>	Commande occipitale avec capteurs ultrasonne proximity (PROTON, ASL104P) et wings PROTON	2320, 2327, 1330, 1432, 1427, 2237, 2240, (2231/2232+2258)	5.319,55
4 CONTACTEURS À CAPTEUR DE PROXIMITÉ				
ARL2257	<input type="checkbox"/>	4 contacteurs à capteur proximité (ASL106)	NC: 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, (2231/2232+2258), 2128	5.680,20
ARL2275	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite, Nucleus (Tablette Eclipse incl. ASL619, 360x180 mm)	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	725,37
ARL2276	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche, Nucleus (Tablette Eclipse incl. ASL619, 360x180 mm)	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	725,37
ARW2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		
ACCESSOIRES SANS FIL POUR TECHNOLOGIE ATOM				
ARL2249	<input type="checkbox"/>	Triple prises contacteur sans fil (ASL557-3)		650,00
ARL2250	<input type="checkbox"/>	Emulation souris sans fil (ASL558)		1.352,43
COMMANDE MINI JOYSTICK PROPORTIONNEL				
ARL2233	<input type="checkbox"/>	Mini joystick proportionnel MEC	NC: 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2230, 2247, 2257, 2240, (2231/2232+2258), 2128	3.317,28
ARL2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette, à droite (ASL603, 100x150 mm)	NC: (2251+2217), (2121+0977), 1404, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	
ARL2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette, à gauche (ASL603, 100x150 mm)	NC: (2251+2218), 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	
ARL2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite, Nucleus	NC: (2251+2217), (2121+0977), 1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	725,37
ARL2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche, Nucleus	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	725,37
ARL2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette, escamotable à droite, Nucleus (Tablette incl. ASL603, 100x150 mm)	NC: (2251+2217), (2121+0977), 1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	750,00
ARL2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette, escamotable à gauche, Nucleus (Tablette incl. ASL603, 100x150 mm)	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	750,00
ARW2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande
AUTRE COMMANDE D'UNITÉ D'ASSISE LINX				
LINX 10-way switch				
En combinaison avec autre joystick: seulement à l'autre côté du joystick				
ARL2251	<input type="checkbox"/>	Clavier de contrôle avec 10 fonctions (incl. câble)		
ARL2217	<input type="checkbox"/>	Fixation droite, avant	NC: 2209, 2213, 2275, 2235, 2241; (2231/2232+2207), 1415	55,00
ARL2218	<input type="checkbox"/>	Fixation gauche, avant	NC: 2210, 2214, 2276, 2236, 2242; (2231/2232+2208), 1339	55,00
ARL2227	<input type="checkbox"/>	Fixation droite, arrière pour tierce personne	N:C 2128, 1287, 1221, (2219/2220+1207)	55,00
ARL2228	<input type="checkbox"/>	Fixation gauche, arrière pour tierce personne	NC: 2128, 1286, 1222, (2219/2220+1208)	55,00
ARL2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		
ARL2252	<input type="checkbox"/>	Cable de connection avec sockets jack pour le clavier de contrôle avec 10 fonctions		
CHARGEUR USB				
ARL2253	<input type="checkbox"/>	Prise de charge USB DLX-USB02-A	NC: 2110, 1145, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	189,32
ARL2207	<input type="checkbox"/>	Monté droite		
ARL2208	<input type="checkbox"/>	Monté gauche		
COMMANDE D'ARRÊT À DISTANCE				
ARL2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC: 2231/2232+2229/2230/2247/2257/2233/2240, (0069+2054/2055)	334,24
ACCESSOIRES LINX (PAS MONTÉES)				
ARL2300	◆	Pas montées		
ARV2301	<input type="checkbox"/>	Montées et programmées (Special)		Sur demande
BUDDY BUTTONS Cable 2252 nécessaire si REM400/500 n'est pas sélectionnée				
ARL1685	<input type="checkbox"/>	ROUGE		85,00
ARL1686	<input type="checkbox"/>	JAUNE		85,00

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ARL1687	<input type="checkbox"/>	VERT		85,00
ARL1690	<input type="checkbox"/>	BLEU		85,00
EGG SWITCH Cable 2252 nécessaire si REM400/500 n'est pas sélectionnée				
ARL2254	<input type="checkbox"/>	NOIR		85,00
PIKO BUTTONS Cable 2252 nécessaire si REM400/500 n'est pas sélectionnée				
ARL1711	<input type="checkbox"/>	ROUGE		85,00
ARL1712	<input type="checkbox"/>	JAUNE		85,00
ARL1713	<input type="checkbox"/>	VERT		85,00
ARL1714	<input type="checkbox"/>	ORANGE		85,00
ARL1715	<input type="checkbox"/>	BLEU		85,00
ARL1716	<input type="checkbox"/>	NOIR		85,00
JOYSTICKS BODYPOINT				
ARL2721	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3" PC101A		130,00
ARL2722	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4" PC102A		130,00
ARL2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc, Bodypoint PC107A		130,00
ARL2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré, Bodypoint PC110A		130,00
OPTIONS DE LA BASE MOTRICE				
COULEUR DE LA BASE MOTRICE				
ARL0228	<input checked="" type="checkbox"/>	WET BLACK		
ARL2601	<input type="checkbox"/>	SPACE STATION SILVER		
ARL2602	<input type="checkbox"/>	ISLAND BLUE		
ARL2603	<input type="checkbox"/>	GRAPE JELLYBEAN		
ARL2607	<input type="checkbox"/>	ROCKSTAR RED		
ARL2608	<input type="checkbox"/>	LIGHTS OUT BLACK - MAT		
ARL2609	<input type="checkbox"/>	INVACARE BLUE		
COULEUR DES JANTES				
ARL2611	<input type="checkbox"/>	SPACE STATION SILVER		
ARL2612	<input type="checkbox"/>	ISLAND BLUE		
ARL2613	<input type="checkbox"/>	GRAPE JELLYBEAN		
ARL2617	<input type="checkbox"/>	ROCKSTAR RED		
ARL2618	<input type="checkbox"/>	LIGHTS OUT BLACK - MAT		
ARL2619	<input type="checkbox"/>	INVACARE BLUE		
ARL2620	<input checked="" type="checkbox"/>	WET BLACK		
ARL2621	<input type="checkbox"/>	SANS JANTES		
FOURCHES				
ARL2631	<input checked="" type="checkbox"/>	Fourche unilatérale incl. roue noire		
ARL2632	<input type="checkbox"/>	Fourche bilatérale		
ROUES MOTRICES				
ARL0704	<input checked="" type="checkbox"/>	14"x3" pneus noirs, pneumatique		
ARL0732	<input type="checkbox"/>	14"x3" Pneus noirs, Puncture protected (gonflable), 3.00-8		
ARL0733	<input type="checkbox"/>	14"x3" Pneus noirs avec mousse en gel (pas gonflable)		
MOTEURS				
ARL1282	<input type="checkbox"/>	6 km/h; 4 pôles usage principal indoor (poids max. de l'utilisateur 180 kg)		
ARL1283	<input checked="" type="checkbox"/>	10 km/h; 4 pôles usage principal outdoor (poids max. de l'utilisateur 150 kg)	NC: (2201+2220)	
BATTERIES				
ARL1257	<input checked="" type="checkbox"/>	Batterie 50 Ah		
ARL1392	<input type="checkbox"/>	Sans batterie		
G-TRAC				
ARL1215	<input type="checkbox"/>	G-trac		650,00
CHARGEUR				
ARL1343	<input checked="" type="checkbox"/>	Chargeur Opticharge 8A (200 - 250V)		
ARL1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur Opticharge 10A (200 - 250V)		55,00
ÉCLAIRAGE				
ARL1437	<input type="checkbox"/>	Eclairage avec clignoteurs LED	NC: 1638, 1643, 2201, 2203, 2202, 2221	1.133,10
ARL1254	<input checked="" type="checkbox"/>	Sans éclairage		
OPTIONS DE SÉCURITÉ				
TRANSPORT				
ARL1450	<input type="checkbox"/>	Pièce de montage pour station d'arrimage Dahl (repose-tête obligatoire)		510,00
ARL1493	<input checked="" type="checkbox"/>	Fixation 4 points pour transport du fauteuil sans utilisateur		
ARL1494	<input type="checkbox"/>	Fixation 4 points pour transport du fauteuil avec utilisateur (repose-tête obligatoire)	NC: 2128	
CEINTURE DE SÉCURITÉ				
ARL1329	<input checked="" type="checkbox"/>	Ceinture de sécurité avec clips pour unité d'assise Max	NC: 1198, 1199, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ARL2113	<input type="checkbox"/>	Ceinture de sécurité avec clips pour rail latéral Modulite	NC: 1198, 1199, 2110, 1145, (2132+2181/2191), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ARL1332	<input type="checkbox"/>	Ceinture H	NC: 2110, 2108	226,39
CEINTURES BODYPOINT (KIT DE MONTAGE INCL.)				
ARL2701	<input type="checkbox"/>	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Taille L (longueur 620 mm)	NC: 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	240,00
ARL2702	<input type="checkbox"/>	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Taille M (longueur 460 mm)	NC: 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	240,00
ARL2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche 2 points, Ctr-Pull, Bouton à pousser, Cinch-montage Taille L (longueur 620 mm)	NC: 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	220,00
ARL2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche 2 points, Ctr-Pull, Bouton à pousser, Cinch-Montage Taille M (longueur 460 mm)	NC: 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	220,00
ARL2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche 2 points, Dual-Pull, Bouton Side-Release, Cinch-Montage Taille L (longueur 620 mm)	NC: 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	240,00
ARL2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche 2 points, Dual-Pull, Bouton Side-Release, Cinch-Montage Taille M (longueur 460 mm)	NC: 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	240,00
RETROVISEUR				
ARL1415	<input type="checkbox"/>	Rétroviseur à droite	NC: 0007, 1198, 2209, 2213, 1287	70,00
ARL1339	<input type="checkbox"/>	Rétroviseur à gauche	NC: 0007, 1198, 2210, 2214, 1286	70,00
ACCESSOIRES				
ARL2128	<input type="checkbox"/>	Crochets de dossier sur unité d'assise (capacité de charge max jusqu'à 6 kg = impact sur le poids max de l'utilisateur)	NC: 1494, 2172, 2173, 2161, 2227, 2228, 2220, 2219, 2229, 2245, 1602, 1616, 1643, 1644, 1618, 1640, 1720, 1645, 1719, 1891, 1892	155,00
ARL1312	<input type="checkbox"/>	Porte-canne à droite	NC: 1287	65,00
ARL1363	<input type="checkbox"/>	Porte-canne à gauche	NC: 1286	65,00
ARL1404	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable à droite	NC: 1207, 1707, 2209, 2213, 2214, 1287	233,99
ARL1405	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable à gauche	NC: 1208, 1708, 2210, 2213, 2214, 1286	233,99
ARW1379	<input type="checkbox"/>	Horamètre		400,00