



DHCare SA
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.dhcare.be

DHCare® **TDX SP2 Narrow Base**
Voiturette électronique à roue motrice centrale pour usage intérieur



Garantie: générale: 2 ans; batteries: 1 an
Poids max. de l'utilisateur: 150 kg, avec moteurs 8 km/h
Prix en euro 6% TVA incl.
Prix hors recupel et bebat

Date :

Référence :

Revendeur :

☐ Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases ☒ Option standard ☐ Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
ARL0000	☒	DHCare® TDX SP2 NB Modèle de base		7.123,47	
ARV0000	☐	DHCare® TDX SP2 NB Modèle Spécial		7.123,47	
UNITÉ D'ASSISE MODULITE					
ARL2100	☒	Unité d'assise Modulite	NC:0564, 0599		
PLAQUE D'ASSISE/REVÊTEMENT D'ASSISE					
ARL2110	☒	Plaque d'assise fixe, largeur 430 mm	NC: 0977, 1092,1093, 1094, 1095, 1332, 2052, 2053, 2113, 2121, 2123, 2124,2162, 2163, 2108, 2172, 2173, 0556, 0589, 2129, 2130, 2193, 2194, 2192, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2179, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		
ARL2111	☐	Cadre d'assise réglable avec plaque d'assise et rails latéraux, largeur 380 à 530 mm	NC: 2141, 2161		
ARL2112	☐	Cadre d'assise réglable avec revêtement d'assise réglable en tension et rails latéraux, largeur 380 à 530 mm (hauteur d'assise +30mm)	NC: 2141, 2161	189,96	
LARGEUR D'ASSISE (seulement pour cadre d'assise réglable avec plaque d'assise)					
ARL2121	☐	380 mm	NC: 2110, 2143, 2142, 2147, 2701, 2703, 2705, 2233, 2235, 2213, 2241		
ARL2122	☒	430 mm	NC: 2701, 2703, 2705		
ARL2123	☐	480 mm	NC: 2110, 2702, 2704, 2706		
ARL2124	☐	530 mm	NC: 2110, 2143, (2132+2147), 2702, 2704, 2706, pas avec dossier Matrx	292,85	
PROFONDEUR D'ASSISE					
ARL2132	☐	410 mm	NC: (2195+1404/1405), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		
ARL2134	☒	460 mm			
ARL2136	☐	510 mm	NC: 2143		
ARL2138	☐	560 mm (en combinaison avec la plaque dossier Flex3 réglable en tension, le profondeur d'assise est 30 mm plus court)	NC: 2129, 2141, 2143, 2147		
RAIL POUR RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR D'ASSISE					
ARL2129	☐	Standard (profondeur d'assise 410 mm - 510 mm)	NC: 2110, 2138		
ARL2130	☐	Rallongé (profondeur d'assise 510 mm - 560 mm)	NC: 2110, 2132, 2134		
COUSSIN D'ASSISE					
ARL2141	☒	Coussin d'assise standard, épaisseur 50 mm	NC: 2111, 2112, 2138, 2152, 2155		
ARL2142	☐	Flotech Lite, épaisseur 75 mm (à 127kg) / Contour, épaisseur 100 mm (à 152kg)	NC: (2121/2122/2123+2138), (2138+2152)	277,02	
ARL2143	☐	Flotech Contour Visco 430x430 mm (à 125kg)	NC: 2136, 2121, 2124, 2138, 2155	277,02	
ARL2147	☐	MatrX Libra , hauteur 90mm	NC: 2109, 2124+2132, 2155	554,05	
ARL2140	☐	Plaque de base réglable pour coussin anti-escarres		137,72	
CADRE DE DOSSIER					
ARL2161	☒	Cadre de dossier amovible, hauteur 480 mm (uniquement réglages manuels)	NC: 2052, 2053, 2108, 2111, 2112, 2172, 2173, 0977, 1307, 2128		
ARL2162	☐	Avec tubes de dossier longs et tendeur de dossier réglable	NC: 2110		

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
ARL2163	☐	Avec tubes de dossier courts et tendeur de dossier réglable	NC: 2052, 2053, 2110, 2172, 2173		
POIGNÉES DE POUSSÉE POUR TUBES DE DOSSIER					
ARL2107	☐	Tubes de dossier avec poignées de poussée	NC: 2161		
ARL2108	☐	Tubes de dossier sans poignées de poussée	NC 2161, 1307, 1332,1378, 1495, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 1720, 1602, 1616, 1643, 1644, 1618, 1640, 1645, (2170,2171/2174/2175/2176/2177/2178+1350/1432/1427), 1891, 1892		
REVÊTEMENT DE DOSSIER					
ARL2171	◆	Dossier standard	NC: 2052, 2053, 2152, 1445, (2108+1350/1432/1427), 2155, 2230, 2247, 2324, 2325, 2327		
ARL2179	☐	Dossier Flex3 réglable en tension (long: 540 mm/court: 480 mm)	NC: 2110, 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, , 2155, 2230, 2247, 2128	189,96	
ARL2172	☐	Plaque de dossier réglable Flex3 (sans coussin)	NC: 2110, 2161, 2163, 2128	130,00	
ARL2173	☐	Plaque de dossier réglable Flex3 avec coussin Laguna	NC: 2110, 2161, 2128, 2163	292,85	
DOSSIER MATRX					
La largeur correspond à la largeur du siège sélectionné (pas avec la largeur du siège 53cm)					
ARL2174	☐	MatrX Posture Back, hauteur 400 mm (Maille)	NC: 1445, 2124 (2108+1350/1432/1427)	292,85	
ARL2175	☐	MatrX Posture Back, hauteur 500 mm (Maille)		292,85	
ARL2176	☐	MatrX Elite Back, hauteur 500 mm (Maille)		292,85	
ARL2177	☐	MatrX Elite TR, hauteur 500 mm (Maille)		750,00	
ARL2178	☐	MatrX Elite Deep Back, hauteur 500 mm (Maille)		850,00	
ARL2168	☐	MatrX Mac coussin en mousse	NC: 1496, 1445	554,05	
ARL2169	☐	MatrX Mac coussin hug	NC: 1496, 1445	654,05	
ARL2170	☐	Uniquement cadre de dossier, sans dossier	NC: 1445, (2108+1350/1432/1427), 2324, 2325, 2327		
MATRX MAC OPTIONS ARL2168 ET ARL2169					
MAC HAUTEUR DE DOSSIER					
ARL2380	☐	405mm			
ARL2381	☐	455mm			
ARL2382	☐	505mm			
ARL2383	☐	560mm			
MAC MAINTIEN LATERAUX GAUCHE					
ARL2385	☐	90mm profonueur de contour		118,73	
ARL2386	☐	150mm profonueur de contour		118,73	
ARL2387	☐	230mm profonueur de contour		118,73	
MAC MAINTIEN LATERAUX DROIT					
ARL2389	☐	90mm profonueur de contour		118,73	
ARL2390	☐	150mm profonueur de contour		118,73	
ARL2391	☐	230mm profonueur de contour		118,73	
MAC RÉGLAGE DE LA LARGEUR DU DOSSIER					
ARL2393	☐	Dossier -25mm par rapport à la largeur d'assise			
ARL2394	☐	Dos à la même largeur que l'assise			
ARL2395	☐	Dossier +25mm par rapport à la largeur d'assise			
COULEUR DU REVÊTEMENT (pas avec maille)					
ARL2151	◆	Nylon noir			
ARL2152	☐	Dartex noir	NC: 2141, 2171, (2138+2142)		
ARL2155	☐	Spacer noir	NC: 2141, 2143, 2147,2171, 2179	35,00	
REPOSE-BRAS					
ARL2191	◆	Repose-bras T amovible, réglable en hauteur 290 - 360 mm			
ARL2181	☐	Repose-bras T amovible, réglable en hauteur (+50 mm)		20,00	
ARL2198	☐	Manchette polisse avec protection vêtements intégrée	NC: 2132, 2195, 2196, 2197, 2199, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189	185,00	
ARL2183	☐	Repose-bras vers l'intérieur (-25 mm de la largeur d'assise aux deux côtés)	NC: 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113), (2121+2132)	150,00	
ARL2193	☐	Repose-bras flip-up	NC: 2110, 1445, 2179	150,00	
ARL2192	☐	Repose-bras qui suivent le dossier (hauteur réglable 230-300 mm)	NC: 2110, 2124, 1445, (2111/2112+2124+2172/2173), 2179	250,00	
ARL2194	☐	Repose-bras qui suivent le dossier (hauteur réglable 300-360 mm)	NC: 2110, 2124, 1445, , (2111/2112+2124+2172/2173), 2179	250,00	
ARL2190	☐	Sans repose-bras			
MANCHETTE					
ARL2195	◆	Manchette courte (325 mm)	NC: 2198		
ARL2196	☐	Manchette longue (375 mm)	NC: 2132, 2198		

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
ARL2197	☐	Manchette ergonomique (397 mm)	NC: 2132, 2198, 2230, 2247	60,00	
ARL2199	☐	Manchette douce (397 mm)	NC: 2198, 2179	60,00	
SOUTIENT DE LA HANCHE					
ARL2184	☐	Soutient de la hanche gauche; 140 mmX100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	175,45	
ARL2186	☐	Soutient de la hanche gauche; 230 mmX100 mm		175,45	
ARL2188	☐	Soutient de la hanche gauche; 330 mmX100 mm		175,45	
ARL2185	☐	Soutient de la hanche droite; 140 mmX100 mm		175,45	
ARL2187	☐	Soutient de la hanche droite; 230 mmX100 mm		175,45	
ARL2189	☐	Soutient de la hanche droite; 330 mmX100 mm		175,45	
ARL2164	☐	Fixation pour soutien de la hance (155 mm)		80,00	
ARL2165	☐	Fixation pour soutien de la hanche (206 mm)		80,00	
OPTIONS D'ASSISE					
ARL1350	☐	Support-nuque, réglable en profondeur	NC:	237,45	
ARL1432	☐	Support-tête, réglable latéralement	(2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178),	237,45	
ARL1427	☐	Support-tête avec support pour les joues (Dartex)	2230, 2247, (2229+1288/1289)	237,45	
ARL2324	☐	Appui-tête Elan std 255 mm / 10" de large avec couverture std (ESP26) complète avec appui-tête Elan Hardware (MEHW)	NC: 2171, 2179, 2230, 2247, 2170	237,45	
ARL2325	☐	Appui-tête Elan Occipitale 230x180 mm / dimensions 9"x7" avec couverture std (EOP23) complète avec appui-tête Elan Hardware (MEHW)		500,00	
ARL2327	☐	Appui-tête 4 points Elan 280x255 mm / dimensions 11"x10" avec couverture std complète avec appui-tête Elan Hardware (MEHW)		650,00	
ARL1445	☐	Pelotes latéraux avec bras rallongé (paire) (Dartex) avec repose-bras rallongé	NC: 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194	256,44	
RÉGLAGE DU SIEGE POUR MODULITE					
ARL1092	☐	Inclinaison d'assise électrique (0°-20°) à 136kg (sans lift)	NC: 2110, 2201	1.503,84	
ARL1095	☐	Inclinaison d'assise HD électrique (0°-20°) à 180kg (sans lift)	NC: 2110, 2201	1.503,84	
ARL1093	☐	Inclinaison d'assise électrique (0°-30°) avec compensation du glissement (sans lift)	NC: 2110	1.503,84	
ARL1094	☐	Lift électrique 30cm + inclinaison d'assise électrique 30° avec compensation de glissement jusqu'à 150 kg	NC: 2110	4.986,42	
ARL1094B	☐	Lift électrique 30cm	NC: 1494, 1910, 1912, 2171	3.482,58	
ARL2052	☐	Inclinaison d'assise électrique (0°-50°) avec compensation du glissement jusqu'à 136kg		1.503,84	
ARL2053	☐	Lift électrique 30cm + inclinaison d'assise électrique 45° avec compensation de glissement jusqu'à 136 kg		4.986,42	
HAUTEUR D'ASSISE SEULEMENT POUR 1092 ET 1095					
ARL0354	☐	Hauteur d'assise 450 mm			
ARL0364	☐	Hauteur d'assise 475 mm			
INCLINAISON AVANT FIXE					
ARL2054	☐	Inclinaison avant fixe de 5° (réduit l' inclinaison en arrière avec 5°)	NC: 1091, 1092, 1095	150,00	
RÉGLAGES DE DOSSIER POUR MODULITE					
ARL0975	◆	Inclinaison de dossier manuelle			
ARL0977	☐	Réglage de l'angle de dossier électronique	NC: 2110	1.503,84	
REPOSE-JAMBES / REPOSE-PIEDS					
REPOSE-JAMBES CENTRAL					
ARL0556	☐	Réglable en angle	NC: 2110	316,60	
ARL0589	☐	Repose-jambes électr. en std. LNX , corrigeant la longueur	NC: 2110	1.582,99	
ARL0501	☐	Sans repose-jambes			
ARL0583	◆	Repose-mollet			
PALETTES/PALETTE POUR REPOSE-JAMBES CENTRAL					
ARL2365	☐	2 Palettes réglables en angle et en largeur small (largeur 127mm x profondeur 190 mm)		142,47	
ARL0559	☐	2 Palettes réglables en angle et en largeur medium (largeur 140mm x profondeur 240 mm)		142,47	
ARL0516	☐	2 Palettes réglables en angle et en largeur large (largeur 150 x profondeur 290 mm)		142,47	
ARL0517	☐	Palette réglable en angle (largeur 305mm x profondeur 275 mm)	NC: 0556	142,47	
REPOSE-JAMBES UNE PIECE - GAUCHE					
ARL0565	◆	Repose-pieds standard 80° gauche	NC: 0546, 0547, 0549, 0509,		
ARL0555	☐	Support amputé	NC: 0505, 0509, 0511, 0549, 0546, 0547	119,00	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
ARL0536	☐	Repose-jambe Vari F (sans repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°; gauche	NC: 0380, 0566, 0554	158,30	
ARL0537	☐	Repose-jambe Vari A (avec repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°; gauche	NC: 0505, 0566, 0554	182,04	
ARL0539	☐	Repose-jambe ADE électriquement réglable en angle 0° - 80°, gauche	NC: 0505, 0566, 0554	791,50	
ARL0535	☐	Sans repose-jambe gauche	NC: 0505, 0509, 0511		
REPOSE-JAMBES UNE PIECE - DROITE					
ARL0566	◆	Repose-pieds standard 80° droite	NC: 0536, 0537, 0538, 0539, 0506,		
ARL0554	☐	Support amputé	NC: 0502, 0506, 0508, , 0539, 0536, 0537, 0538	119,00	
ARL0546	☐	Repose-jambe Vari F (sans repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°; droite	NC: 0380, 0565, 0555	158,30	
ARL0547	☐	Repose-jambe Vari A (avec repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°; droite	NC: 0502, 0565, 0555	182,04	
ARL0549	☐	Repose-jambe ADE électriquement réglable en angle 0° - 80°, droite	NC: 0502, 0565, 0555,	791,50	
ARL0545	☐	Sans repose-jambe droite	NC: 0502, 0506, 0508		
PALETTE UNE PIECE - GAUCHE					
ARL0505	◆	Palette fixe, gauche	NC: 0535, 0537, 0538, 0539		
ARL0509	☐	Palette réglable en inclinaison gauche	NC: 0535, 0565, 0555		
ARL0511	☐	Palette réglable en inclinaison et en profondeur gauche	NC: 0535	71,24	
PALETTE UNE PIECE - DROITE					
ARL0502	◆	Palette fixe, droite	NC: 0545, 0547, 0548, 0549		
ARL0506	☐	Palette réglable en inclinaison droite	NC: 0545, 0566, 0554		
ARL0508	☐	Palette réglable en inclinaison et en profondeur droite	NC: 0545	71,24	
REPOSE-JAMBES PAIRE					
ARL0526	☐	Repose-pieds standard 80°	NC: 0504		
ARL0503	◆	Repose-jambe Vari F (sans repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°			
ARL0533	☐	Repose-jambe Vari A (avec repose-mollet), réglable en angle manuelle 0°-80°	NC: 0512	364,08	
ARL0531	☐	Repose-jambe ADE électriquement réglable en angle 0° - 80°	NC: 0512, 1801, 2201	1.582,99	
ARL0501	☐	Sans repose-jambes	NC: 0512, 0513, 0504		
PALETTES PAIRE					
ARL0512	◆	Palettes fixes	NC: 0501, 0531, 0532, 0533		
ARL0504	☐	Palettes réglables en angle, paire	NC: 0501, 0526		
ARL0513	☐	Palettes réglables en angle et en profondeur, paire	NC: 0501	142,47	
COMMANDE LINX					
BOÎTIER DE COMMANDE					
ARL2201	☐	REM110: Commande LiNX Drive only	NC: 1367, 1437, 1092, 1095, 1093, 1094, 0977, 0947, 0589, 0539, 0549, 0531; (2220+1284/1283), 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245		
ARL2203	◆	REM211: Commande LiNX avec 3 profils de conduite; sans éclairage	NC: 1437, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2270		
ARL2204	☐	REM216: Commande LiNX avec 3 profils de conduite + éclairage	NC: 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270		
ARL2205	☐	REM400: Commande LiNX avec interface écran tactile, bluetooth intégré et 2 sockets jack configurable	NC: 1145	250,00	
ARL2206	☐	REM500: commande LiNX sans joystick avec interface écran tactile, bluetooth intégré et 2 sockets jack configurable (nécessaire joystick additionnel	NC: 1145, 2270	1.860,00	
REM400 AVEC TOGGLE SWITCHES					
ARL2270	☐	Module Toggle Switch assignable pour REM400 (DLX-SW400TGL) préréglage à gauche: ON/OFF, et à droite: régulateur de vitesse	NC: 2203, 2204, 2206	100,00	
MONTAGE					
ARL1207	☐	Pare-choc std. monté à droite	NC: 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/+2235/2213/2241), (2257+2275)		
ARL1208	☐	Pare-choc std. monté à gauche	NC: 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/+2236/2214/2242), (2257+2276)		

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ARL1707	◆	Pare-choc escamotable + réglable en hauteur et profondeur, monté à droite	NC: 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/+2235/2213/2241), (2257+2275)	
ARL1708	☐	Pare-choc escamotable + réglable en hauteur et profondeur, monté à gauche	NC: 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/+2236/2214/2242), (2257+2276)	
ARL1709	☐	Matrx Resolve Swing in/out bracket, monté à droite	NC: 2207, 2213, 2275, 2235, 2213, 2241, 1404	200,00
ARL1710	☐	Matrx Resolve Swing in/out bracket, monté à gauche	NC: 2208, 2214, 2276, 2236, 2214, 2242, 1405	200,00
ARL2227	☐	Pare-choc droit, monté pour tierce personne	NC: 2219, (2245+1221), 2108, 2128	55,00
ARL2228	☐	Pare-choc gauche, monté pour tierce personne	NC: 2219, (2245+1222), 2108, 2128	55,00
ATAXXXX	☐	Montage tablette	Special	2.453,64
ARV2239	☐	Fixation individuelle par demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande
MONTAGE DE L'ÉCRAN DE CONTRÔLE LINX REM500				
ARL2209	☐	Pare-choc escamotable, multi-réglable; monté à droite	NC: (2251+2217), 1404, 1415, (2231/2232+2207/2213), (2233/+2235/2213/2241), (2257+2275)	
ARL2210	☐	Pare-choc escamotable, multi-réglable; monté à gauche	NC: (2251+2218), 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233/+2236/2214/2242), (2257+2276)	
ARL2213	☐	Montage centrale, swing-away à droite	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213), (2233/+2235/2213/2241), (2257+2275)	884,15
ARL2214	☐	Montange centrale, swing-away à gauche	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233/+2236/2214/2242), (2257+2276)	884,15
ARW2239	☐	Fixation individuelle par demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande
DOUBLE COMMANDE: COMMANDE POUR TIERCE PERSONNE + MONTAGE				
ARL2219	☐	Commande pour tierce personne: Compact Dual Control LiNX (DLX-ACU200)	NC: 1221, 1222, 2108, (2227/2228+/2203/2204/2205)	856,53
ARL2245	☐	LiNX IDC Dual control (commande intuitif)	NC: 1207, 1208, 2108, (2227/2228+/2203/2204/2205)	1.200,00
ARL1207	☐	Pare-choc std. monté à droite	NC: 2245	
ARL1208	☐	Pare-choc std. monté à gauche	NC: 2245	
ARL1221	☐	Pare-choc amovible, droite	NC: 2219	60,00
ARL1222	☐	Pare-choc amovible, gauche	NC: 2219	60,00
DOUBLE COMMANDE: COMMANDES COMPACTES + MONTAGE				
Toujours indiquer boîtiers de commande REM400/500				
ARL2231	☐	Commande compact proportionnel DLX-CR400	NC: 2203, 2204	856,53
ARL2232	☐	Commande compact proportionnel Low Force DLX-CR-400LF	NC: 2203, 2204	938,13
ARL2207	☐	Monté à droite	NC: 1404, (1207/1707+2205/2206)	
ARL2208	☐	Monté à gauche	NC:1405,(1208/1708+2205/2206)	
ARL2213	☐	Monté centrale, swing-away à droite (Nucleus)	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415	884,15
ARL2214	☐	Monté centrale, swing-away à gauche (Nucleus)	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339	884,15
ARW2215	☐	Fixation individuelle par demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande
DOUBLE COMMANDE: AUTRES JOYSTICKS OU INPUT + MONTAGE				
Toujours indiquer boîtiers de commande REM400/500				
Commande occipitale - Technologie ATOM				
ARL2230	☐	Commande occipitale avec capteurs ultrasonne proximity (ATOM, ASL104) et wings standard M3	NC: 2171, 2179, 2197, , 2203, 2204, 2233, 2324, 2325, 2327, 1350, 1432, 1427, 2257, (2231/2232+2258)	5.049,07
ARL2247	☐	Commande occipitale avec capteurs ultrasonne proximity (PROTON, ASL104P) et wings PROTON		5.319,55
4 CONTACTEURS À CAPTEUR DE PROXIMITÉ				
ARL2257	☐	4 contacteurs à capteur proximité (ASL106)	NC: 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, (2231/2232+2258), 2128	5.680,20
ARL2275	☐	Montage central, escamotable à droite, Nucleus (Tablette Eclipse incl. ASL619, 360x180 mm)	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	884,15
ARL2276	☐	Montage central, escamotable à gauche, Nucleus (Tablette Eclipse incl. ASL619, 360x180 mm)	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	884,15
ARV2215	☐	Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		
ACCESSOIRES SANS FIL POUR TECHNOLOGIE ATOM				
ARL2249	☐	Triple prises contacteur sans fil (ASL557-3)		650,00
ARL2250	☐	Emulation souris sans fil (ASL558)		1.352,43

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
COMMANDE MINI JOYSTICK PROPORTIONNEL				
ARL2233	☐	Mini joystick proportionnel MEC	NC: 2203, 2204, 2230, 2247, 2257, (2231/2232+2258), 2128	3.286,52
ARL2235	☐	Montage sur mini tablette, à droite (ASL603, 100x150 mm)	NC: (2251+2217), (2121+0977),1404, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	
ARL2236	☐	Montage sur mini tablette, à gauche (ASL603, 100x150 mm)	NC: (2251+2218), 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	
ARL2213	☐	Montage central, escamotable à droite, Nucleus	NC: (2251+2217), (2121+0977),1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	884,15
ARL2214	☐	Montage central, escamotable à gauche, Nucleus	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	884,15
ARL2241	☐	Montage central sur mini tablette, escamotable à droite, Nucleus (Tablette incl. ASL603, 100x150 mm)	NC: (2251+2217), (2121+0977),1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	900,00
ARL2242	☐	Montage central sur mini tablette, escamotable à gauche, Nucleus (Tablette incl. ASL603, 100x150 mm)	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	900,00
ARV2215	☐	Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande
AUTRE COMMANDE D'UNITÉ D'ASSISE LINX				
LiNX 10-way switch				
En combinaison avec autre joystick: seulement à l'autre côté du joystick				
ARL2251	☐	Clavier de contrôle avec 10 fonctions (incl. câble)		
ARL2217	☐	Fixation droite, avant	NC: 2209, 2213, 2275, 2235, 2241; (2231/2232+2207), 1415	55,00
ARL2218	☐	Fixation gauche, avant	NC: 2210, 2214, 2276, 2236, 2242; (2231/2232+2208), 1339	55,00
ARL2227	☐	Fixation droite, arrière pour tierce personne	NC: 2128, 1221, (2219/+1207)	55,00
ARL2228	☐	Fixation gauche, arrière pour tierce personne	NC: 2128, 1222, (2219/+1208)	55,00
ARL2225	☐	Sans montage		
ARL2252	☐	Cable de connection avec sockets jack pour le clavier de contrôle avec 10 fonctions		
CHARGEUR USB				
ARL2253	☐	Prise de charge USB DLX-USB02-A	NC: 2110, 1145,(2132/2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189),2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	189,32
ARL2207	☐	Monté droite		
ARL2208	☐	Monté gauche		
ACCESSOIRES LINX (PAS MONTÉES)				
ARL2300	◆	Pas montées		
ARV2301	☐	Montées et programmées (Special)		Sur demande
BUDDY BUTTONS Cable 2252 nécessaire si REM400/500 n'est pas sélectionnée				
ARL1685	☐	ROUGE		85,00
ARL1686	☐	JAUNE		85,00
ARL1687	☐	VERT		85,00
ARL1690	☐	BLEU		85,00
EGG SWITCH Cable 2252 nécessaire si REM400/500 n'est pas sélectionnée				
ARL2254	☐	NOIR		85,00
PIKO BUTTONS Cable 2252 nécessaire si REM400/500 n'est pas sélectionnée				
ARL1711	☐	ROUGE		85,00
ARL1712	☐	JAUNE		85,00
ARL1713	☐	VERT		85,00
ARL1714	☐	ORANGE		85,00
ARL1715	☐	BLEU		85,00
ARL1716	☐	NOIR		85,00
JOYSTICKS BODYPOINT				
ARL2721	☐	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3" PC101A		130,00
ARL2722	☐	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4" PC102A		130,00
ARL2723	☐	Embout dôme en caoutchouc, Bodypoint PC107A		130,00
ARL2724	☐	Embout champignon rainuré, Bodypoint PC110A		130,00
OPTIONS DE LA BASE MOTRICE				
COULEUR DE LA BASE MOTRICE				
ARL2640	◆	OBSIDIAN BLACK		
ARL2641	☐	RUBY RED		
ARL2642	☐	PURPLE PASSION		
ARL2643	☐	PEACOCK BLUE		
ARL2644	☐	ARCTIC BLUE		

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
COULEUR DES JANTES				
ARL2650	◆	OBSIDIAN BLACK		
ARL2651	☐	RUBY RED		
ARL2652	☐	PURPLE PASSION		
ARL2653	☐	PEACOCK BLUE		
ARL2654	☐	ARCTIC BLUE		
FOURCHES				
ARL2631	◆	Fourche unilatérale incl. roue noire		
ARL2632	☐	Fourche bilatérale		
ROUES MOTRICES				
ARL0704	◆	14"x3" pneumatique		
ARL0705	☐	DW 14" (355mm) x 3" (75mm), bandage, dual density foam insert		
ARL0706	☐	DW 14" (355mm) x 3" (75mm), puncture protected		
MOTEURS				
ARL1282	☐	6 km/h; 4 pôles usage principal indoor (poids max. de l'utilisateur 180 kg)		
ARL1283	◆	10 km/h; 4 pôles usage principal outdoor (poids max. de l'utilisateur 150 kg)	NC: (2201+2220)	
BATTERIES				
ARL1257	◆	Batterie 50 Ah		
ARL1392	☐	Sans batterie		
G-TRAC				
ARL1215	☐	G-trac		650,00
CHARGEUR				
ARL1343	◆	Chargeur Opticharge 8A (200 - 250V)		
ARL1313	☐	Chargeur Opticharge 10A (200 - 250V)		55,00
ÉCLAIRAGE				
ARL1437	☐	Eclairage avec clignoteurs LED (30 Lux)	NC: 2203	1.133,10
ARL1254	◆	Sans éclairage		
OPTIONS DE SÉCURITÉ				
TRANSPORT				
ARL1450	☐	Pièce de montage pour station d'arrimage Dahl (repose-tête obligatoire)		510,00
ARL1493	◆	Fixation 4 points pour transport du fauteuil sans utilisateur		
ARL1494	☐	Fixation 4 points pour transport du fauteuil avec utilisateur (repose-tête obligatoire)	NC: 2128	
CEINTURE DE SÉCURITÉ				
ARL1329	◆	Ceinture de sécurité avec clips pour unité d'assise Max	NC: 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ARL2113	☐	Ceinture de sécurité avec clips pour rail latéral Modulite	NC: 2110, 1145, (2132+2181/2191), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ARL1332	☐	Ceinture H	NC: 2110, 1145	245,05
CEINTURES BODYPOINT (KIT DE MONTAGE INCL.)				
ARL2701	☐	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Taille L (longueur 620 mm)	NC: 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	240,00
ARL2702	☐	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Taille M (longueur 460 mm)	NC: 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	240,00
ARL2703	☐	Ceinture de hanche 2 points, Ctr-Pull, Bouton à pousser, Cinch-montage Taille L (longueur 620 mm)	NC: 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	220,00
ARL2704	☐	Ceinture de hanche 2 points, Ctr-Pull, Bouton à pousser, Cinch-Montage Taille M (longueur 460 mm)	NC: 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	220,00
ARL2705	☐	Ceinture de hanche 2 points, Dual-Pull, Bouton Side-Release, Cinch-Montage Taille L (longueur 620 mm)	NC: 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	240,00
ARL2706	☐	Ceinture de hanche 2 points, Dual-Pull, Bouton Side-Release, Cinch-Montage Taille M (longueur 460 mm)	NC: 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	240,00
RETROVISEUR				
ARL1415	☐	Rétroviseur à droite	NC: 2209, 2213	28,07
ARL1339	☐	Rétroviseur à gauche	NC: 2210, 2214	28,07

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
ACCESSOIRES					
ARL2128	☐	Crochets de dossier sur unité d'assise (capacité de charge max jusqu'à 6 kg = impact sur le poids max de l'utilisateur)	NC: 1494, 2172, 2173, 2161, 2227, 2228, 2219, 2245, 1145	155,00	
ARL1312	☐	Porte-canne à droite	NC: 1287	65,00	
ARL1363	☐	Porte-canne à gauche	NC: 1286	65,00	
ARL1404	☐	Tablette escamotable à droite	NC: 1207, 1707, 1145, 2209, 2213, 2214	253,28	
ARL1405	☐	Tablette escamotable à gauche	NC: 1208, 1708, 1145, 2210, 2213, 2214	253,28	
ARV1379	☐	Horamètre		400,00	