



DHCare SA
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.dhcare.be

DHCare® alber® viamobil eco V14
Système d'assist. électr. pour pousser et freiner; pour quasi tous les fauteuils roul. manuels avec croisillon.



Garantie: générale: 2 ans; batteries: 2 ans
Prix en Euro, TVA 6% incluse
Prix hors recupel et bebat

Date :

Référence :

Revendeur :

☐ Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases ☒ Option standard ☐ Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
MODELE DE BASE					
1489118	☐	alber viamobil V14 système de propulsion avec commande ergodrive		1.790,00	
		Composé de : - 2 roues 24" équipées d'un système de propulsion avec moteurs - Contact continu avec le sol grâce au système de suspension - Système de descente/montée de la roue à l'aide d'une pédale équipée d'un vérin à gaz - (Dé)montage simple par un système d'accrochage - Réglage continue de la vitesse max. 5,5 km/h, par bouton - Autonomie de la batterie est toujours visible - Support de la batterie facile à monter, sans câbles - Chargeur automatique viamobil V15 - Batterie sans entretien 12V-7,2 Ah			
1489343	☐	Adapteurs pour le fauteuil roulant (le numéro d'article diffère selon le type de fauteuil roulant)		400,00	
Prix total				2.190,00	
OPTIONS					
1489339	☐	Anti-basc., avec bras d'incl. et roues de support		300,00	
1489197	☐	Coffre de batteries supl. 7,2 Ah		180,00	
MONTAGE					
	☐	Montage par DHCare (prix net)		200,00	
	☐	Montage par le revendeur (Attention: le revendeur est responsable de l’installation correcte)			
INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE FAUTEUIL					
Veuillez indiquer toujours la marque et le modèle de votre fauteuil sur votre bon de commande					
Marque du fauteuil :					
Modèle du fauteuil :					
Numéro de série fauteuil DHCare/Küschall : (Pas de fauteuil de DHCare ? Veuillez inclure la configuration du fauteuil)					
Largeur d'assise (en cm) :					
Hauteur d'assise (en cm) :					
Le fauteuil roulant est équipé de :					
☐	Freins à tambour				
☐	Anti-bascule sur la siège				
	Si d'autres adaptations doivent être apportées, veuillez les mentionner ci-dessous:				