

alber[®]
e-fix E35/E36
AAP



ADJONCTION (AAP)

Kit de propulsion électrique à commande uniquement par l'utilisateur pour fauteuil roulant manuel modulaire

PROMO

Double commande intuitive sans supplément de prix jusqu'au **30 septembre 2026** !




NOUVEAU


Roues 14"
Roulettes anti-bascule
Pack Mobility Plus (Vitesse 8 km/h)
et Batterie 7,35Ah jusqu'à 20 km

Prix Public TTC (LPPR/PLV)

6 000,00 €

Forfait SAV4 batterie : 350,00 €
(Code LPPR 4369802)












Informations client	Caractéristiques produit
Date :	 
Référence d'achat :	Motorisation complète avec deux roues motrices
Code client :	Boîtier de commande programmable
Cachet du distributeur :	Diamètre des roues: 14" - 22" - 24" (E35) et 24" (E36)
	Roues équipées d'un insert bandage
	Vitesse: jusqu'à 8 km/h
	Batterie: Lithium 5,85 Ah ou 7,35 Ah
	Autonomie 22"/24": Jusqu'à 16km (5,85Ah) et 20km (7,35Ah)
	Autonomie 14": Jusqu'à 12km (5,85Ah) et 16km (7,35Ah)
	Poids maximum de l'utilisateur : 120kg (E35) et 160kg (E36)
	Garantie 2 ans batteries incluses et hors pièces d'usure
	L'e-fix peut rester installé sur un fauteuil conforme à la norme ISO 7176-19 pour le transport de personne en véhicule, à condition que le bloc-batterie soit retiré et rangé en lieu sûr.
	
Commandes	
Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com	
Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare [®] . Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.	

<input type="checkbox"/> Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases			<input checked="" type="checkbox"/> Configuration standard			<input type="checkbox"/> Option sans supplément de prix		
alber® e-fix E35 /E36			Euros					
			Prix Public		LPPR/PLV			
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC				
Montage du kit e-fix®E35								
1566180	<input type="checkbox"/> alber e-fix® E35 , roues 24" ou 22" (roues équipées d'un insert bandage) - poids max. utilisateur 120kg Code LPPR 9964219		5 092,89	5 373,00	6000,00*			
			+4,05 € HT d'éco-participation					
1596225	<input type="checkbox"/> alber e-fix® E35 , roues 14" pneumatique ou bandage - poids max. utilisateur 120kg - Code LPPR 9964219	Compatible: Action 3 NG, Action 3 Lite, Action 4 NG, AZALEA ASSIST, AZALEA BASE, AZALEA MINOR, CLEMATIS PRO, REA DAHLIA 30, REA DAHLIA 45	5 092,89	5 373,00	6000,00*	NOUVEAU		
			+4,05 € HT d'éco-participation					
1566181	<input type="checkbox"/> alber e-fix® E36 , roues 24" (roues équipées d'un revêtement pneumatique) - poids max. utilisateur 160kg - Code LPPR 9964219		5 092,89	5 373,00	6000,00*			
			+4,05 € HT d'éco-participation					
OPTIONS OBLIGATOIRES								
1467178	<input type="checkbox"/> Kit de fixations pour roues e-fix		271,09	286,00				
1584856-EF	<input type="checkbox"/> Installation du kit de fixation pour roues e-fix par Invacare (frais de transport retour non inclus) Délai moyen de montage : 5 jours ouvrés à réception du fauteuil (Dans le cas d'un fauteuil existant, prévoir un retour sous 10 jours de celui-ci dans nos ateliers).		323,22	341,00		 1593206		
1593206	<input type="checkbox"/> Roulettes anti-basculer noires avec béquille	Accessoire sans supplément de prix uniquement si commandé avec la motorisation e-Fix E35/E36	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Pour déterminer la compatibilité:								
Fauteuil du groupe Invacare® (Action®, kuschall®) , merci de nous indiquer ci-dessous le numéro de série du fauteuil à équiper.			Fauteuil de toutes autres marques, merci de nous envoyer avec cette fiche la prise de mesure du fauteuil à équiper.					
Numéro de série: Attention : Paire de roulettes anti-basculer d'origine ou alber obligatoires. Les freins seront réglés pour fonctionner avec les roues motorisées. Pour que vos freins soient fonctionnels avec les roues manuelles, nous vous conseillons de les équiper du même revêtement que les roues motorisées. Empattement du fauteuil susceptible d'être modifié. Evitez toutes options proches des paliers arrière pouvant interférer sur le montage.								
<div style="float: right; background-color: #4a4a8a; color: white; padding: 5px; transform: rotate(-15deg);"> Testez la compatibilité du fauteuil roulant manuel grâce au DIP sur votre Espace Invacare Pro ! </div>								
TAILLE DES ROUES MOTORISEES								
<input type="checkbox"/>	14" Pneumatique (Non disponible avec e-fix E36)	NC : 1566181	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		NOUVEAU		
<input type="checkbox"/>	14" Bandage (Non disponible avec e-fix E36)	NC : 1566181	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input type="checkbox"/>	22" (Non disponible avec e-fix E36)	NC : 1566181, 1566200, 1566202	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input type="checkbox"/>	24"	NC : 1566201, 1566203	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
ACCESSOIRES - COMMANDES ELECTRONIQUES								
Commande standard								
	<input type="checkbox"/> Manipulateur à droite		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
	<input type="checkbox"/> Manipulateur à gauche		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
1593361	<input type="checkbox"/> Support de manipulateur escamotable vers l'intérieur et l'extérieur, multi-réglable		311,85	329,00				
	<input type="checkbox"/> Manipulateur sur tablette (voir tablette avec position au centre)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Commande tierce-personne								
1457755	<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne, déplacement du manipulateur à gauche dans le dossier	Accessoire sans supplément de prix uniquement si commandé avec la motorisation e-Fix E35/E36	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
1457754	<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne, déplacement du manipulateur à droite dans le dossier		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Double commande intuitive								
1566165	<input type="checkbox"/> Double commande intuitive, 1 poignée	PROMO jusqu'au 30 septembre 2026	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
	<input type="checkbox"/> Poignée manuelle supplémentaire pour double commande		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Batteries e-fix E35								
	<input type="checkbox"/> Batterie 5,85 Ah (Autonomie : jusqu'à 16 km)		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
1566182	<input type="checkbox"/> Batterie 7,35 Ah, remplace la 5,85 Ah en standard (Autonomie jusqu'à 22 km)	Accessoire sans supplément de prix uniquement si commandé avec la motorisation e-Fix E35/E36	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
1565639	<input type="checkbox"/> Batterie 5,85 Ah supplémentaire (seulement avec batterie 5,85 Ah)		552,61	583,00				
1566153	<input type="checkbox"/> Batterie 7,35 Ah supplémentaire (seulement avec batterie 7.35 Ah)		696,68	735,00				
Batteries e-fix E36								
	<input type="checkbox"/> Batterie 7,35 Ah (Autonomie : jusqu'à 20 km)		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
1566153	<input type="checkbox"/> Batterie 7,53 Ah supplémentaire		696,68	735,00				

* PLV (Prix Limite de Vente) de 6000,00 € TTC comprenant le e-fix E35 ou E36, le kit de fixation et l'installation du kit de fixation.

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.
© 2025 Invacare International Sarl

Tous droits réservés
2/3

alber® e-fix E35 /E36		Euros				
		Prix Public		LPPR*		
		HT	TTC			
AUTRES ACCESSOIRES						
	<input type="checkbox"/>	App Mobilité - l'application gratuite sur votre smartphone ! Permet de se connecter à son e-fix en Bluetooth pour avoir un maximum d'informations sur sa motorisation (autonomie, vitesse instantanée, ...) Disponible sur App Store et Play Store				
1591926	<input type="checkbox"/>	Pack Mobility Plus - Vitesse jusqu'à 8 km/h (non programmable), retour visuel des appels et sms entrants*, pilotage à distance du fauteuil roulant Disponible sur Android et iOS (8km/h nc optibox) <i>*Les appels et SMS entrants ne sont disponibles qu'avec les smartphones sous Android.</i>	Accessoire sans supplément de prix uniquement si commandé avec la motorisation e-Fix E35/E36	○	○	
1566184	<input type="checkbox"/>	Optibox		293,84	310,00	
SP5813964	<input type="checkbox"/>	Contacteur rond et plat rouge		110,90	117,00	
1467698	<input type="checkbox"/>	Capteur pour fauteuil de verticalisation		262,56	277,00	
1457743	<input type="checkbox"/>	Support pour anti-basculé (uniquement lorsque 1489214 commandées sans e-fix)		162,09	171,00	1566200 1566201
1594608	<input type="checkbox"/>	kit Sticker "Kids"		36,02	38,00	
1566200	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons 24" décor alber, à l'unité. Quantité souhaitée :	NC : 1566666, 1566201, 1566203	73,93	78,00	
1566666	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons 24" transparent à l'unité. Quantité souhaitée :	NC : 1566201, 1566203	73,93	78,00	1566196
1566201	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons 22" décor alber à l'unité. Quantité souhaitée :	NC : 1566203	73,93	78,00	
1566203	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons 22" transparent à l'unité. Quantité souhaitée :		73,93	78,00	1565669
1594609	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons 22" avec Sticker "Kids", la paire		164,93	174,00	
1594607	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons 24" avec Sticker "Kids", la paire		164,93	174,00	
1566196	<input type="checkbox"/>	Boule pour joystick souple diamètre 70 mm	NC : 1565669, 1565670 Accessoire sans supplément de prix uniquement si commandé avec la motorisation e-Fix E35/E36	○	○	
1565669	<input type="checkbox"/>	Boule pour joystick spéciale diamètre 40 mm	NC : 1565670 Accessoire sans supplément de prix uniquement si commandé avec la motorisation e-Fix E35/E36	○	○	1566197
1565670	<input type="checkbox"/>	Commande en T pour tétraplégique		○	○	
1566197	<input type="checkbox"/>	Extension pour le sélecteur de vitesse (pour fonctions limitées de la main)	Accessoire sans supplément de prix uniquement si commandé avec la motorisation e-Fix E35/E36	○	○	
1565836	<input type="checkbox"/>	Protection de manipulateur		○	○	
1566168	<input type="checkbox"/>	Sac de transport pour batterie avec sangles scratch		111,85	118,00	
1566169	<input type="checkbox"/>	Set d'attaches pour sacoche batterie	NC : 1566164, 1566163	43,60	46,00	
1566164	<input type="checkbox"/>	Fixations sur croisillon pour batterie (fauteuils pliants)	NC : 156163 Accessoire sans supplément de prix uniquement si commandé avec la motorisation e-Fix E35/E36	○	○	
1566163	<input type="checkbox"/>	Fixations sur essieu pour batterie (fauteuils non pliants)	Accessoire sans supplément de prix uniquement si commandé avec la motorisation e-Fix E35/E36	○	○	1566168 1566169
1566177	<input type="checkbox"/>	Prise de charge déportée (rallonge branchée sur interface)		102,37	108,00	
1467780	<input type="checkbox"/>	Extensions de patins de freins	Accessoire sans supplément de prix uniquement si commandé avec la motorisation e-Fix E35/E36	○	○	
1566179	<input type="checkbox"/>	Aide au débrayage, l'unité		109,95	116,00	
1566178	<input type="checkbox"/>	Aide au débrayage, la paire		215,17	227,00	
1565005	<input type="checkbox"/>	Kit d'adaptation des roues manuelles d'origine - Sans supplément de prix uniquement si commandé avec la motorisation e-Fix E35/E36 Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons de commander les roues manuelles complètes en accessoire (1520119 ou 1520072) ou d'équiper les roues manuelles d'origine du même revêtement que les roues motorisées.		○	○	1566179 1566178
1520119	<input type="checkbox"/>	Roues manuelles complètes 22 X 1 3/8, bandage gris à crampon, main-courante Inox, axe 1/2"(la paire)	NC: 1566181	412,32	435,00	
1520072	<input type="checkbox"/>	Roues manuelles complètes 24 X 1 3/8, bandage gris à crampon, main-courante Inox, axe 1/2"(la paire)		412,32	435,00	
Tablette avec manipulateur au centre :						
1566207	<input type="checkbox"/>	pour largeur d'assise 380-430 mm		125,12	132,00	
1566208	<input type="checkbox"/>	pour largeur d'assise 440-480 mm		125,12	132,00	
1566206	<input type="checkbox"/>	Kit de fixation pour montage du manipulateur sur tablette existante		160,19	169,00	

**sous réserve d'agrément avec le fauteuil choisi