



Yes, you can.®



Invacare nv  
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

**KÜSCHALL ADVANCE** CE

Voiturette manuelle active

Poids max. de l'utilisateur: 125 kg  
Garantie générale: 1 an; garantie sur le châssis: 5 ans  
Nous nous réservons le droit d'avoir une tolérance de +/- 10 mm sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

Date : \_\_\_\_\_

Référence : \_\_\_\_\_

Revendeur : \_\_\_\_\_

Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases     Option standard     Option sans supplément

CODE	Description		Prix public €, TVA de 6% incluse	
◆ DDV0041	KÜSCHALL ADVANCE		<b>3150,00</b>	
DDV0000	MYküschall Adaptations spéciales	Veuillez ajouter une description claire et détaillée ainsi que des dessins		Sur demande
<b>PAQUETS D'OPTION</b>		Quand un paquet d'options a été choisi, il n'est plus nécessaire d'indiquer les options dans la liste		
DDV2002	Light package 1: Dossier et repose-pieds en titane - axe en carbone		926,99	
DDV2003	Light package 2: Dossier et repose-pieds en titane - axe en carbone - revêtement de dossier 'Light'		1.029,99	
DDV2004	Light package 3: Dossier et repose-pieds en titane - axe en carbone - revêtement de dossier 'Light' - Roues 24" Spinergy LXX		1.709,79	
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>				
<b>CHASSIS Angle / Type</b>				
◆ DDV0284	75° - Aluminium			
DDV0285	75° - Aluminium, châssis confluent	Pas pour SB 340 mm; pas avec option quick release		Sans supplém.!
DDV0289	90° - Aluminium	Pas avec roues avant 6"		
DDV0290	90° - Aluminium, châssis confluent	Pas pour SB 340 mm; pas avec option quick release et roues avant 6"		Sans supplém.!
<b>LARGEUR D'ASSISE (SB)</b>				
DDV0124	340mm	Pas avec châssis d'add.; pas possible avec dossier et coussin MatrX		DDV0132 420mm
DDV0126	360mm			DDV0134 440mm
DDV0128	380mm			DDV0136 460mm
◆ DDV0130	400mm			
<b>PROFONDEUR D'ASSISE (ST)</b>				
DDV0412	360mm	pas possible avec coussins MatrX		DDV0424 460mm
DDV0415	380mm			DDV0427 480mm
◆ DDV0417	400mm			DDV0429 500mm
DDV0420	420mm			DDV0431 520mm
DDV0422	440mm			
<b>HAUTEUR DE DOSSIER (RH)</b>			Rep.-bras tub. RH 270-330 mm: uniquement avec poignées std ou sans poignées!	
DDV0585	Hauteur de dossier dépend de la position de dossier MatrX		Toujours choisir avec dossier MatrX	
DDV0548	270mm	Pas avec poignées de poussée réglables en hauteur (0703)		DDV0516 390mm
DDV0580	285mm	Toujours choisir ce type pour tube de dossier courbé et monté plus bas		DDV0518 405mm
DDV0550	300mm			DDV0520 420mm
DDV0503	315mm			DDV0522 435mm
DDV0506	330mm			DDV0524 450mm
DDV0509	345mm			DDV0526 465mm
DDV0512	360mm			DDV0528 480mm
◆ DDV0514	375mm			



CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse		
<b>HAUTEUR D'ASSISE AVANT (SHv)</b>			<b>réglable sans paliers</b>	
DDV0847	450mm	DDV0853	510mm	
DDV0848	460mm	DDV0854	520mm	
DDV0849	470mm	DDV0855	530mm	
DDV0850	480mm	DDV0856	540mm	
DDV0851	490mm	DDV0857	550mm	
◆	DDV0852	500mm		
<b>HAUTEUR D'ASSISE ARRIERE (SHh)</b>		<b>75°: SHh=SHh-80 mm jusqu'à 0 mm; 90°: SHh=SHh-100 mm jusqu'à -40 mm</b>		
DDV0949	SHh 440mm	DDV0951	SHh 460mm	
DDV0950	SHh 450mm	DDV0952	SHh 470mm	
DDV0944	SHh 390mm	DDV0953	SHh 480mm	
DDV0945	SHh 400mm	DDV0954	SHh 490mm	
DDV0946	SHh 410mm			
DDV0947	SHh 420mm			
◆	DDV0948	SHh 430mm		
<b>DISTANCE REPOSE-PIEDS / GENOUX (UL)</b>		<b>75°: UL ≤ SHv -300 mm; 90°: UL ≤ SHv -400 mm</b>		
DDV1663	UL 220mm	DDV1679	UL 380mm	
DDV1664	UL 230mm	DDV1680	UL 390mm	
DDV1665	UL 240mm	DDV1681	UL 400mm	
DDV1666	UL 250mm	DDV1682	UL 410mm	
DDV1667	UL 260mm	DDV1683	UL 420mm	
DDV1668	UL 270mm	◆	DDV1684	UL 430mm
DDV1669	UL 280mm	DDV1685	UL 440mm	
DDV1670	UL 290mm	DDV1686	UL 450mm	
DDV1671	UL 300mm	DDV1687	UL 460mm	
DDV1672	UL 310mm	DDV1688	UL 470mm	
DDV1673	UL 320mm	DDV1689	UL 480mm	
DDV1674	UL 330mm	DDV1690	UL 490mm	
DDV1675	UL 340mm	DDV1691	UL 500mm	
DDV1676	UL 350mm	DDV1692	UL 510mm	
DDV1677	UL 360mm	DDV1693	UL 520mm	
DDV1678	UL 370mm			
<b>DOSSIER</b>				
<b>MATERIAU DU DOSSIER</b>				
◆	DDV0730	Aluminium		
	DDV0731	Titane	Pas pour option "tube de dossier courbé et monté plus bas" ou tube de dossier fixe et poignées de poussée réglables en hauteur (à monter) 526,19	
<b>TUBE DE DOSSIER</b>				
◆	DDV0770	Dossier standard	Pas pour dossier MatrX ou sans revêtement de dossier	
	DDV0772	Dossier avec tube de dossier courbé et monté plus bas	Seulement sans revêtement de dossier et pour dossier MatrX; seulement sans poignées de poussée ou poignées de poussée intégrées et réglables en hauteur	
	DDV0773	Dossier avec tube de dossier fixe	Pas avec dossier en titane; seulement pour dossier MatrX; seulement sans poignées de poussée ou poignées de poussée intégrées et réglables en hauteur	
<b>REVÊTEMENT DE DOSSIER</b>				
	DDV0721	Light	Pas avec poignées de poussée réglables en hauteur (pas intégrées) 105,83	
◆	DDV0722	Dossier réglable en tension par bandes velcro, noir/gris		

châssis 75°: UL ≤ SHv - 30 mm  
châssis 90°: UL ≤ SHv - 40 mm



	CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse	
	DDV0735	Aero back, réglable en tension		59,46
	DDV0769	Sans revêtement	Uniquement en combinaison avec 0772 ou 0773	
<b>DOSSIER MATRX</b>			<b>Pas pour SB 340mm et dossier standard; délai de livraison plus long</b>	
	DDV0764	Matrx MX2, hauteur 150 mm avec hardware QR	Pas pour SB 340mm et 480mm	920,00
	DDV0765	Matrx MX2, hauteur 230 mm avec hardware QR	Pas pour SB 340mm et 480mm	920,00
	DDV0766	Matrx MX2, hauteur 305 mm avec hardware QR	Pas pour SB 340mm et 480mm	920,00
	DDV0767	Matrx MX2, hauteur 405 mm avec hardware QR	Pas pour SB 340mm et 480mm	920,00
	DDV0756	Elite Deep, hauteur 310 mm avec hardware easy-set	Pas pour SB 340 mm	758,75
	DDV0757	Elite Deep, hauteur 410 mm avec hardware easy-set	Pas pour SB 340 mm	758,75
	DDV0758	Elite Standard, hauteur 260 mm avec hardware easy-set	Pas pour SB 340 mm	641,25
	DDV0759	Elite Standard, hauteur 310 mm avec hardware easy-set	Pas pour SB 340 mm	641,25
	DDV0760	Elite Standard, hauteur 360 mm avec hardware easy-set	Pas pour SB 340 et 500 mm	641,25
	DDV0761	Elite Standard, hauteur 410 mm avec hardware easy-set	Pas pour SB 340 mm	641,25
<b>POIGNEES</b>				
◆	DDV0750	Sans poignées		
	DDV0751	Poignées fixes, courtes	Pas avec tube de dossier courbé et monté plus bas; tube de dossier fixe seulement en combinaison avec dossier MatrX	108,83
	DDV0702	Poignées fixes, longues	Pas avec tube de dossier courbé et monté plus bas; tube de dossier fixe seulement en combinaison avec dossier MatrX	108,83
	DDV0703	Poignées réglables en hauteur; pas intégrées, montées à l'arrière	Pas avec tube de dossier courbé et monté plus bas ou droit/pas avec HD 270 mm/ pas avec dossier en titane/pas avec revêtement light/pas avec HD 285 - 330 mm en combinaison avec repose-bras tubulaires	246,75
	DDV0704	Poignées pliables	Pas avec tube de dossier courbé et monté plus bas; tube de dossier fixe seulement en combinaison avec dossier MatrX	246,75
	DDV0733	Poignées réglables en hauteur intégrées (uniquement pour option "sans revêtement de dossier")	Pas avec dossier standard	246,75
<b>ANGLE DE DOSSIER (RW)</b>				
	DDV0718	78° avec l'assise	DDV0711	90° avec l'assise
◆	DDV0709	82° avec l'assise	DDV0723	94° avec l'assise
	DDV0719	86° avec l'assise		
<b>ASSISE</b>				
<b>COUSSIN D'ASSISE</b>			<b>Utilisez coussin d'assise approprié</b>	
	DDV0600	Standard, 60 Mm avec surface visco		90,20
	DDV0662	Coussin MatrX Libra		<b>418,16</b>
	DDV0663	Coussin MatrX Vi		409,72
<b>POCHETTE D'ASSISE</b>			<b>Utilisez coussin d'assise approprié</b>	
	DDV0606	Pochette, click-in et amovible		81,91
<b>REPOSE-PIEDS</b>				
<b>TYPE REPOSE-PIEDS</b>				
◆	DDV1508	Tube fixe, Aluminium		
	DDV1509	Tube fixe, Titane		295,49
	DDV1570	Palette en carbone, réglable en angle		<b>259,90</b>



**matrx**  
SEATING SERIES



0606




1509

1401



1408

CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse
<b>REPOSE-PIEDS</b>		
DDV1513	Plaque en composite sur palette monobloc fixe	67,69
<b>PROTEGE-VÊTEMENTS</b>		
<b>PROTEGE-VETEMENTS / GARDE-BOUES</b>		
◆ DDV1401	Protège-vêtements en carbone	
DDV1408	Garde-boues en carbone	299,95
<b>REPOSE-BRAS</b>		Protège-vêtements inclus
DDV1416	Réglable en hauteur, court	Pas avec garde-boues <b>287,93</b>
DDV1421	Réglable en hauteur, long	Pas avec garde-boues <b>287,93</b>
<b>ACCOUDOIRS</b>		
DDV1411	Tubulaire, réglable en hauteur, démontable, escamotable, amovible, avec manchette	Pas avec poignées de poussée escamotables en combinaison avec RH<315 mm ou poignées de poussée réglables en hauteur (à monter); pas avec Alber e-motion/twion <b>287,93</b>
<b>CHÂSSIS</b>		
<b>COLORIS STANDARD</b>		
DDV0302	Royal blue	DDV0356 Ivory white
DDV0303	Royal red	DDV0359 Flashy yellow
◆ DDV0314	Black matt	DDV0366 Dynamite Orange
DDV0365	Mercury blue	
DDV0310	Mirror natural Polished	188,49
<b>COLOUR-POWER-SET</b>		
DDV0330	Colour-Power-Set techno-anthracite	250,00
DDV0329	Colour-Power-Set comet red	250,00
DDV0336	Colour-Power-Set artic blue	250,00
DDV0339	Colour-Power-Set Champagne	250,00
DDV0338	Colour-Power-Set chrome	Roue arrière Starec: cerceau seulement disponible en noir si CPS est sélectionnée 250,00
<b>ROUES AVANT</b>		
<b>ROUES AVANT</b>		
DDV0800	3" Supersport	Pas avec châssis 75° en combinaison avec SHv 550 mm
DDV0801	4" Roue Everyday avec caoutchouc noir	
DDV0803	4" Starec techno-anthracite	147,04
DDV0808	4" Starec comet red	147,04
DDV0831	4" Starec artic blue	147,04
DDV0809	4" Starec black	147,04
DDV0861	4" Starec chrome	147,04
DDV0825	4" Starec champagne	147,04
DDV0796	Roue Frogleg 4" avec jante en noir aluminium	250,00
DDV0797	Roue Frogleg 4" avec jante argentée	250,00
DDV0860	4" Roue Comfort avec caoutchouc noir (nouveau modèle)	
DDV0810	5" Roue Everyday avec caoutchouc noir (nouveau modèle)	
◆ DDV0863	5" Roue Comfort avec caoutchouc noir (nouveau modèle)	
DDV0813	5" Starec techno anthracite	147,04
DDV0818	5" Starec comet red	147,04
DDV0832	5" Starec artic blue	147,04
DDV0819	5" Starec black	147,04
DDV0862	5" Starec champagne	147,04
DDV0828	5" Starec chrome	147,04
DDV0798	Roue Frogleg 5" avec jante en noir aluminium	250,00
DDV0799	Roue Frogleg 5" avec jante argentée	250,00
DDV0820	6" Roues Comfort avec caoutchouc noir	Pas avec châssis 90°



**CPS-Set includes :**  
Forks, front wheels (if starec chosen), Starec hubs; 24" Starec rear wheel rims; Quick release axle caps for starec hubs



0860/0863



0807/0817



0245



0276




0278

CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse	
<b>ROUES ARRIERE</b>			
<b>FIXATION ROUE ARRIERE</b>			
◆ DDV0250	Standard		
DDV0245	Fixation 2e axe		195,00
<b>TYPE 1ier AXE</b>			
◆ DDV0277	Aluminium, noir		
DDV0276	Vario-Axe, carrossage réglable 1/3/7/10°	Pas avec freins performance; pas avec Alber e-motion/twion	381,03
DDV0278	Carbone	Pas avec Alber e-motion/twion	158,75
<b>CARROSSAGE 1ier AXE</b>			
DDV0270	0°		
◆ DDV0271	3°		
DDV0272	6°		
<b>POSITION 1ier AXE</b>			<b>Réglable sans paliers</b>
DDV0263	140 mm		
DDV0264	125 mm		
DDV0265	110 mm		
DDV0266	95 mm		
DDV0267	80 mm		
<b>TYPE 2e AXE</b>		<b>Seulement avec fixation 2e axe</b>	
DDV0252	Aluminium, noir		83,70
DDV0280	Vario-Axe, carrossage réglable 1/3/7/10°		381,03
DDV0253	Carbone	Pas avec Alber e-motion/twion	158,75
<b>CARROSSAGE 2ième AXE</b>		Avec 1ier axe: max. 3° de différence de carrossage - Si un axe est Vario-Axe, le 2e axe uniq. en carrossage 0° ou 3° !	
DDV0270	0°		
DDV0271	3°		
DDV0272	6°		
<b>AXE QUAD RELEASE</b>			
DDV0909	Tetra Clip	Pas avec freins de moyeu intégrés ou Spinergy LXX roues	111,73
<b>TAILLE ROUES ARRIERE</b>			
◆ DDV0902	24"		
DDV0925	25"	Seulement avec High Performance et pas avec protège-rayons	
DDV0903	26"	Seulement avec roues Starec	435,46
<b>TYPE ROUES ARRIERE</b>		Roue Ultra-light fibre: poids max. de l'utilisateur < 100 kg!	
◆ DDV0915	24", 26" küschall Starec; rayons croisés	Moyeu en CPS si sélectionné!	
DDV0908	24" High Performance	Moyeu en CPS si sélectionné / pas avec pneus pleins	396,87
DDV0918	25" High Performance	Moyeu en CPS si sélectionné / pas avec pneus pleins	396,87
DDV0913	24" Mountain Bike	Seulement possible avec cerceaux alu ou Supergripp	513,48
DDV0906	24" Spinergy LXX	Rayons, moyeu et jantes noirs / CPS pas possible / pas avec pneus pleins ou tetraclip	675,58
DDV0912	25" Spinergy LXX	Rayons, moyeu et jantes noirs / CPS pas possible / pas avec pneus pleins ou tetraclip	675,58
DDV0927	Roues avec freins de moyeu intégrés	24 rayons argentés; moyeu et jantes noirs / pas avec tetraclip, axe Vario et pneus pleins	857,11
<b>ALBER ADD ON KIT</b>			
DDV0916	Adaptateur avec 2 anti-basculés d'Alber pour e-motion	Seulement avec 24" et carrossage 0°	824,00
DDV0926	Adaptateur avec 2 anti-basculés d'Alber pour twion	Seulement avec 24" et pas avec carrossage 0°	824,00
<b>PNEUS ARRIERE</b>			
◆ DDV1014	24", 25", 26" Light, 7 bar Schwalbe Rightrun noir/gris		




1013

CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse		
DDV1002	24" Profil, 7 bar			
DDV1010	24", 25", 26" "Marathon Plus" Schwalbe	Smartguard puncture protected		84,62
DDV1011	24", 25" Schwalbe ONE	V-guard puncture resistant		98,83
DDV1013	24", Schwalbe rightrun bleu	K-guard puncture resistant		32,69
DDV1007	24" Pneus pleins, Light, gris	Pas avec roue high performance, roues LXX et roues avec freins de moyeu intégrés		57,65
<b>ANTI-CREVAISON</b>		Pas avec pneus Marathon Plus et pneus pleins		
DDV1020	Protection anti-crevaisson			97,88
<b>CERCEAUX</b>				
DDV1102	24", 26" Supergripp, distance 30 ou 40mm			<b>185,18</b>
DDV1104	24", 26" Steel polished, distance 30mm			105,81
DDV1106	24" Titanium, distance 30mm		311,69	
DDV1107	24" Titanium, distance 40mm		311,69	
DDV1117	24", 25", 26" Light Alu noir 30mm			
DDV1124	24", 25", 26" Light Alu noir 40mm			
DDV1122	24" Carbolife Curve, distance 30mm		<b>320,00</b>	
DDV1121	24" Carbolife Gekko, distance 30mm		<b>389,95</b>	
DDV1120	24", 25" The Surge LT 30 mm, distance 30mm		<b>295,60</b>	
<b>PROTEGE-RAYONS</b>				
DDV1200	24", 26" transparent	Pas avec Spinergy LXX et roues 25"	143,74	
DDV1202	24" küsch	Pas avec roues Mountainbike, roues LXX et roues 25"	143,74	
DDV1208	24" Transparent avec küschall, lettres en blanc		143,74	
<b>SECURITE</b>				
<b>FREINS</b>		Consultez le tableau avec les compatibilités entre les freins et la position de l'axe		
◆ DDV1300	Standard, levier courbé			
DDV1301	Standard, levier droit			
DDV1302	Frein de performance	Pas avec axe Vario	74,49	
DDV1303	Frein actif		22,38	
DDV1306	Freins à tirer			
DDV1399	Sans freins, si vous optez pour les roues avec freins de moyeu			
<b>OPTIONS DE SECURITE</b>				
<b>RALLONGE-FREINS</b>		Uniquement avec freins std, levier courbé ou droit		
DDV1310	Pour freins standard		<b>17,92</b>	
<b>ANTI-BASCULE</b>				
DDV1702	Anti-basculé avec tube, droite	Pas avec LA 340 mm en combinaison avec roues 26"	<b>163,68</b>	
DDV1703	Anti-basculé avec tube, gauche	Pas avec LA 340 mm en combinaison avec roues 26"	<b>163,68</b>	
DDV1704	Anti-basculé avec tube aux 2 côtés	Pas avec LA 340-360 mm en combinaison avec roues 26"	<b>327,36</b>	
DDV1705	Anti-basculé actif	Pas avec axe vario, axe en carbone ou roues 25"	<b>280,26</b>	
<b>CEINTURE DE SECURITE</b>				
DDV1730	Ceinture pelvienne		<b>35,84</b>	
<b>CATADIOPTRES</b>				
DDV1710	Montés		13,96	
DDV1711	Non-montés		13,96	
<b>ACCESSOIRES</b>				
DDV1744	Porte-bagage	A la livraison	436,44	
DDV1745	Porte-bidon	A la livraison	54,53	
DDV1700	Roues Transit 3"	Pas possible avec anti-basculés droite et gauche/Alber e-motion/twion	465,57	
DDV1739	Protection châssis avant "küschall" 2 pcs	Pas possible avec palette montée haut!	43,05	
DDV1715	Pompe	Pompe pas montée avec largeur d'assise 34 cm!	10,00	

1120

	Active brakes		
Wheel size	ST 36-40	ST 42	ST 44-50
22"	140	140	140
24"	110	140	140
25"	110	125	140
26"	95	110	140

	Performance brakes			
Wheel size	ST 36-40	ST 42	ST 44	ST 46-50
22"	140	140	140	140
24"	110	125	140	140
25"	95	110	140	140
26"	80	95	125	140



1705



1744



1728



1739

CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse
DDV1726	Kit d'outils Kuschall Advance	5,00
DDV1728	Sac pour roues, roues arrière 22", 24" et 26"	63,17
DDV1734	Roues Mountain bike 24" avec sac de transport	561,49
	Axes QR inclus	
<b>CHASSIS AVANT SUPPLEMENTAIRE</b>		
<b>CHÂSSIS QUICK RELEASE</b>		Pas avec châssis d'adduction/uniquement avec repose-pieds tubulaire fixe en aluminium
DDV3000	Châssis Quick release	1.000,00
<b>Angle du 2ième châssis / Type du 2ième châssis</b>		Uniquement avec châssis quick release
DDV3284	75° au sol, Aluminium	
DDV3289	90° au sol, Aluminium	
<b>COULEUR 2ième CHÂSSIS AVANT QUICK RELEASE</b>		
DDV3302	Royal blue	
DDV3303	Royal red	
DDV3310	Mirror natural Polished	
DDV3314	Black matt	
DDV3356	Ivory white	
DDV3359	Flashy yellow	
DDV3365	Mercury Blue	
DDV3366	Dynamite Orange	
<b>PALETTE POUR 2ième CHÂSSIS QUICK RELEASE</b>		
DDV3513	Plaque pour repose-pieds tubulaire	67,69
<b>ROUES AVANT POUR 2ième CHÂSSIS QUICK RELEASE</b>		
DDV3800	3" Supersport	
DDV3801	4" roue Everyday (nouveau modèle)	
DDV3803	4" Starec techno-anthracite	100,00
DDV3808	4" Starec comet red	100,00
DDV3831	4" Starec artic blue	100,00
DDV3809	4" Starec black	100,00
DDV3861	4" Starec chrome	100,00
DDV3825	4" Starec champagne	100,00
DDV3860	4" roue Confort caoutchouc noir (nouveau modèle)	
DDV3796	4" Roues Frogleg avec jante aluminium en noir	150,00
DDV3797	4" Roue Frogleg avec jante argentée	150,00
DDV3810	5" roue Everyday (nouveau modèle)	
DDV3863	5" roue Confort caoutchouc noir (nouveau modèle)	
DDV3813	5" Starec techno anthracite	100,00
DDV3818	5" Starec comet red	100,00
DDV3832	5" Starec artic blue	100,00
DDV3819	5" Starec black	100,00
DDV3862	5" Starec chrome	100,00
DDV3827	5" Starec champagne	100,00
DDV3798	5" Roues Frogleg avec jante aluminium en noir	150,00
DDV3799	5" Roue Frogleg avec jante argentée	150,00
DDV3820	6" Roues Confort	
	Pas avec châssis 90°	
<b>PROTECTIONS CHÂSSIS AVANT POUR 2ième CHÂSSIS QUICK RELEASE</b>		Pas avec repose-pieds montés haut
DDV3739	Protection châssis avant "kuschall" 2 pcs pour 2ième châssis	43,05
<b>COLLECTION LIFESTYLE disponible comme PIECE DETACHEE</b>		
1553795	kuschall fleece body warmer S	70,00
1553796	kuschall fleece body warmer M	70,00
1553797	kuschall fleece body warmer L	70,00
1553798	kuschall fleece body warmer XL	70,00
1553799	kuschall fleece body warmer XXL	70,00



T-shirt black/grey



Jacket

CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse
1553800	küschall fleece body warmer XXXL	70,00
1531382	Küschall T-Shirt black/grey M man	30,00
1531383	Küschall T-Shirt black/grey L man	30,00
1531463	Küschall T-Shirt black/grey XL man	30,00
1531464	Küschall T-Shirt black/grey XXL man	30,00
1531189	Küschall T-Shirt black/grey S woman	30,00
1531379	Küschall T-Shirt black/grey M woman	30,00
1531380	Küschall T-Shirt black/grey L woman	30,00
1531381	Küschall T-Shirt black/grey XL woman	30,00
1550289	Küschall Sweatshirt S	70,00
1518301	Küschall Sweatshirt XXL	70,00
1513357	Küschall Jacket S	130,00
1513358	Küschall Jacket M	130,00
1513359	Küschall Jacket L	130,00
1513360	Küschall Jacket XL	130,00
1513361	Küschall Jacket XXL	130,00

**DIMENSIONS POUR COMMANDES MYKÜSCHALL**

CUSTOMIZED MEASUREMENTS	
SB	
ST	
RH	
SHv	
SHh	
UL	
RW	
GL / GB	
USER WEIGHT	
USER SIZE	

**MYküschall**

**Description de la demande**


**Criteria to chose according to the prescription form:**

1. Frame angle
2. SHv
3. Front wheel size
4. Kneel-to-heel length

**Note:** All the criteria above define the frame length (short/medium/long)

Frame	75° frame angle				90° frame angle		
	3"	4"	5"	6"	3"	4"	5"
SHv 450	short	short	short	short	short	short	short
SHv 460	short	short	short	short	short	short	short
SHv 470	medium	short	short	short	short	short	short
SHv 480	medium	medium	short	short	medium	short	short
SHv 490	medium	medium	medium	short	medium	medium	short
SHv 500	medium	medium	medium	medium	medium	medium	medium
SHv 510	long	medium	medium	medium	medium	medium	medium
SHv 520	long	long	medium	medium	long	medium	medium
SHv 530	long	long	long	medium	long	long	medium
SHv 540	long	long	long	long	long	long	long
SHv 660	long	long	long	long	long	long	long

**Exceptions:**

- When 75° and UL >430 mm medium frame is mounted instead of short frame.
- When 75° and UL >480 mm long frame is mounted instead of medium frame.
- When 90° and UL >420 mm medium frame is mounted instead of short frame.
- When 90° and UL >470 mm long frame is mounted instead of medium frame.

**Possible kneel-to-heel lengths according to frame length and footrests:**

	75°-short	75°-medium	75°-long	90°-short	90°-medium	90°-long
Footrest std. Alu or Titanium	350 - 430	400 - 480	450 - 520	350 - 420	400 - 470	450 - 510
Carbon footplate angle adjustable	350 - 430	400 - 480	450 - 520	350 - 420	400 - 470	450 - 510
Footplate flip up to side	310 - 430	360 - 480	410 - 520	310 - 420	360 - 470	410 - 510

**Note:** All kneel-to-heel lengths below the ones mentioned above, will be reached by upmounted footplates. The maximum possible UL with 75° frame is: SHv minus 300mm