

Invacare® Storm®4 / Storm®4 X-plore

Silla electrónica de chasis rígido con ruedas motrices traseras. Uso interior/ exterior. Baterías 73h y motores 10 km/h de serie. Guardabarros traseros como estándar.

Nueva unidad de asiento Modulite telescópico: Asiento multiajustable con diferentes opciones:

- Asiento y respaldo ajustables en anchura (desde 38 hasta 55 cm)
- Asiento y respaldo rígidos o ajustables en tensión mediante cinchas
- Profundidad de asiento regulable desde 41 hasta 56 cm sin intervalos
- Movimientos eléctricos (basculación, inclinación y elevación) como opción.
- Nuevos reposabrazos abatibles disponibles como opción

Mando REM211 con electrónica intuitiva y evolutiva Linx programable mediante bluetooth.

Nuevos mandos LINX REM400/REM500 con pantalla táctil 3,5" y bluetooth (opcionales).

Respaldo reclinable, basculación y elevación de asiento con movimiento eléctrico (opcionales).

Altura de asiento reducida de 40 cm (con elevación eléctrica).

Peso máx. usuario : 150 kg

Versión exterior Storm4 X-plore con 2 suspensiones delanteras y

2 suspensiones traseras ajustables mediante palanca.

Peso máx. usuario : 150 kg

Opciones reembolsadas señaladas en la tarifa con este símbolo

Opciones comunicadas con este símbolo

Linx®



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario = Kg

Versiones STORM4		Descripción		Código provisional Prescripción (comunicado)	PVP
Storm 4 SR-D		Seleccionar Storm4 Modelo básico (ATA0000) - Configuración estándar		S0007808	6.939,96
Storm 4 SR-F		Seleccionar Storm4 Modelo básico (ATA0000) + Basculación eléctrica 0° - 25° (ATA1014)		S0007836	7.775,79
Storm 4 SR-C		Seleccionar Storm4 Modelo básico (ATA0000) + Respaldo Flex ajustable en tensión (ATA2179) + Matrx Flo-tech Contour (ATA2142)		S0007775	7.234,96
ATA0000		Storm4 modelo básico	NC 1233		
ATA0017		Storm4 X-plore	NC 1030 (1285+1240/1241/1242)	1.028,97	
ATZ0000		Storm4 Modelo básico especial			
ATZ0017		Storm4 Especial modelo X-plore	NC 1030 (1285+1240/1241/1242)	1.028,97	
ESPECIAL					
ATZ1300		Especial		☐	
		1 Unidad de asiento Modulite			
ASIENTO					
ATA2100		1 Unidad asiento Modulite	NC 0556, 0557	6.939,96	
CHASIS ASIENTO Y PLACA ASIENTO / TAPIZADO					
ATA2111		Chasis asiento telescópico y placa ajustable anchura de 380 a 530 mm (50 mm adicionales por los reposabrazos)	NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+2173)		
ATA2112		Chasis asiento telescópico + tapizado asiento ajustable, anchura de 380 a 530 mm (50 mm adicionales por los reposabrazos); + 30 mm altura asiento	NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+2173)	☐	
ANCHURA ASIENTO AJUSTABLE PARA CHASIS ASIENTO AJUSTABLE					
ATA2121		Placa asiento 380 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	NC 2110, 2143 (0977+2229+1287), 2701, 2703, 2705	☐	
ATA2122		Placa asiento 430 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	NC 2701, 2703, 2705		
ATA2123		Placa asiento 480 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	NC 2110, 2702, 2704, 2706	☐	
ATA2124		Placa asiento 530 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)	NC 2110, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143 (2111/2112/2109+2192/2194+2172/2173), (2132+2147/2144), 2702, 2704, 2706	☐	
ATA2125		Placa asiento 550 mm (50 mm adicional mediante reposabrazos)		☐	
PROFUNDIDAD ASIENTO					
ATA2132		410 mm	„NC 2144, 2181,2196, 2198; (2183/2191/2181+2113), 2192/2194+ 2184/2185 (2124+2147/2144), (2195+1607/1404/1405), (2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437); (2191/2181/2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	☐	
ATA2134		460 mm	(2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)		

Storm4 Storm4 X-Plore

Unidad de asiento Modulite

2110

2111/2112

2111

2112

2141



Storm4 Storm4 X-Plore



Unidad de asiento Modulite



2110



2111/2112



2141

Código	Descripción		P.V.P €
ATA2136	510 mm	NC 2143, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437+2253)	○
COJIN ASIENTO (talla según ajuste chasis asiento)			
ATA2142	◆	Matrx Flo-tech Lite (75mm hasta 127 kg) / Contour (100mm hasta 191Kg) ◆	◆
ATA2143		Matrx Flo-tech Contour Visco 430x430 mm [peso max. usuario 125 kg] solo nylon negro ◆	105,43
ATA2147		Cojín Matrx Libra , 90 mm Estándar (hasta 136 kg); HD (hasta 227 kg) ◆	323,15
ATA2144		Cojín Matrx Vi, prof.asiento (Mesh) ◆	323,15
ATA2140		Sin cojín	○
SOPORTE RESPALDO (repaldo ajuste tensión / respaldos MatrxX)			
ATA2163		Tubos cortos (480 mm) con soportes ajust. Anchura	NC 2110, 2173
SOPORTE RESPALDO (respaldo Flex3/ respaldo ajuste tension/ respaldos MatrxX)			
ATA2162		Tubos largos (540 mm) con soportes ajust. Anchura	NC 2110
PUÑOS PARA TUBOS DE RESPALDO			
AUA2107	◆	Tubos de respaldo con puños	NC 2161
AUA2108		Tubos de respaldo sin puños	NC 2161, 1307, 1332,, 1495, 1720, 1602, 1616, 1643, 1644, 1618,, 1645, (2170, 2171/2174/2175/2176/2177/2178+1350/1432/1427), 2227, 2228, 2220, 2219, 2245
TAPIZADO RESPALDO / ACOLCHADO			
ATA2171	◆	Ajustable en tensión (largo = 540 mm / corto = 480 mm)	NC 2152, 2153, 2154, 1445, 1446,1496 (2108+1350/1432/1427) 2155, 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327
ATA2179		Flex3 Ajustable en tensión (largo = 540 mm /corto = 480 mm) ◆	NC 2110, 2151, 2153, 2154, 2192, 2193, 2194, 2199,1446, 1719, 2155, 2229, 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327
ATA2173		Placas ajustables Flex3 con acolchado Laguna ◆	NC 2110, 2161, 2163, 2128, (2111/2112+2124+2192/2194)
LA ANCHURA DEL RESPALDO MATRX ESTÁ RELACIONADA CON EL ANCHO DE ASIENTO ELEGIDO (no disponible con ancho asiento 530 mm)			
ATA2174		Respaldo Matrx Posture Back, altura 400 mm (Mesh) ◆	NC 1445, 1446,1496, 2124(2108+1350/1432/1427)
ATA2175		Respaldo Matrx Posture Back, altura 500 mm (Mesh) ◆	NC 1445, 1446, 1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)
ATA2176		Respaldo Matrx Elite E2, altura 500 mm (Mesh) ◆	NC 1445, 1446, 1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)
ATA2177		Respaldo Matrx Elite TR , altura 500 mm [Tejido Mesh] ◆	NC 1445, 1446, 1496, 2124, (2108+1350/1432/1427)
ATA2178		Respaldo Matrx Elite E2 Deep, altura 500 mm [Tejido Mesh] ◆	NC 1445, 1446, 1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)
JCB2168		Matrx MAC - Cojín espuma HR de doble capa "Funda tejido microventilado Ver medidas abajo"	1496, 1445 NUEVO
JCB2169		Matrx MAC - Cojín HUG de Stamina Fiber™ "Funda tejido microventilado Ver medidas abajo"	1496, 1445 NUEVO
ATA2170		Sin tapizado respaldo (tubos negros /solo chasis respaldo)	NC 1445, 1446, 1496 (2108+1350/1432/1427), 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327
OPCIONES MATRX MAC (Si JCB2168 o JCB2169 seleccionada)			
ALTURA RESPALDO MATRX MAC			
JCB2380		405 mm	1496, 1445
JCB2381		455 mm	1496, 1445
JCB2382		505 mm	1496, 1445
JCB2383		560 mm	1496, 1445
PROFUNDIDAD DEL SOPORTE LATERAL IZQUIERDO			
JCB2385		90 mm	1496, 1445
JCB2386		150 mm	1496, 1445
JCB2387		230 mm	1496, 1445
PROFUNDIDAD DEL SOPORTE LATERAL DERECHO			
JCB2389		90 mm	1496, 1445
JCB2390		150 mm	1496, 1445
JCB2391		230 mm	1496, 1445
ANCHURA RESPALDO MATRX MAC			
JCB2393		Estrecho = - 25 mm con respecto a anchura de la silla	1496, 1445
JCB2394		Estándar = misma anchura que anchura de la silla	1496, 1445
JCB2395		Ancho = + 25 mm con respecto a anchura de la silla	1496, 1445
TAPIZADO COJÍN & RESPALDO			
ATA2151	◆	Tejido negro (Nylon 2141, 2w elástico W 2142,2143)	NC 2179



Código	Descripción	P.V.P €
ASA2155	Microventilado negro NC 2141, 2171, 2179	○
REPOSABRAZOS (PAR)		
ATA2191	Reposabrazos en T-desmontable, altura ajustable 290 - 360 mm	◆
ATA2181	Reposabrazos en T-desmontable, altura + 50 mm	20,25
ATA2198	Reposabrazo acolchado con protector de ropa integrado NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199, 1611	183,99
ATA2183	Reposabrazo incurvado (25 mm por lado)	81,13
ATA2193	Reposabrazo abatible (ajuste altura)	117,62
ATA2192	Reposabrazo desplazable con soporte (altura ajustable 230-300 mm)	206,77
ATA2194	Reposabrazo desplazable con soporte (altura ajustable 300-360 mm)	206,77
ATA2190	Sin reposabrazos	○
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS		
ATA2195	Almohadilla corta (325 mm)	◆
ATA2196	Almohadilla larga (375 mm)	○
ATA2197	Almohadilla ergonómica larga (397 mm)	30,42
ATA2199	Almohadilla suave NC 2198, 2179, 1611	○
SOPORTE CADERA IZQ (solo en combinación con reposabrazo abatible)		
ATA2184	Soporte cadera izq. tamaño almohadilla 140 x 100 mm	243,38
ATA2186	Soporte cadera izq. tamaño almohadilla 230 x 100 mm	243,38
ATA2188	Soporte cadera izq. tamaño almohadilla 330 x 100 mm	243,38
SOPORTE CADERA DER (solo en combinación con reposabrazo abatible)		
ATA2185	Soporte cadera der. tamaño almohadilla 140 x 100 mm	243,38
ATA2187	Soporte cadera der. tamaño almohadilla 230 x 100 mm	243,38
ATA2189	Soporte cadera der. tamaño almohadilla 330 x 100 mm	243,38



Código	Descripción	P.V.P €
FIJACIÓN SOPORTE CADERA		
ATA2164	Fijación soporte caderas (altura 6,1" / 155 mm)	○
ATA2165	Fijación soporte caderas (altura 8,1" / 206 mm)	○
REPOSACABEZAS (Tapizado suave negro)		
ATA1350	Reposacabeza simple	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), (2229+1288/1289), 2230, 2247
ATA1432	Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), (2229+1288/1289), 2230, 2247
ATA1427	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), (2229+1288/1289), 2230, 2247
ATA2324	Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 255 mm / 10" con funda estándar (ESP26), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2171, 2179, 2170, 2230, 2247
ATA2325	Reposacabezas Elan Occipital almohadilla 230x180 mm/ 9"x7" con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2171, 2179, 2170, 2230, 2247
ATA1496	Reposacabeza no Invacare con soporte para montar en Flex3	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177,2178, (2229+1288/1289)
ATA1495	Reposacabeza no Invacare - sin soporte , con barra de empuje día. 22mm en combinación con tubos telescópicos respaldo)	NC 2108, (2229+1288/1289)
SOPORTES LATERALES (Par; Tapizado suave negro)		
ATA1445	Soportes laterales con brazo prolongado, almohadilla multiajustable	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194
ALTURA ASIENTO & ELEVADOR ASIENTO		
ATA1023	Altura asiento fija 450 mm	○
ATA1025	Altura asiento fija 480 mm	○
ATA1030	Elevador asiento eléctrico (400 - 650 mm)	NC 2110, 1638, 1639, 0017, (SD 51 + 1312/1363), 2201
ATA1040	Elevador asiento eléctrico (440 - 690 mm) incl. adaptador (obligatorio para X-plore)	NC 2110, 1638, 1639, 2201
BASCULACIÓN ASIENTO		
ATA1002	Basculación asiento manual mediante eje	○
ATA1014	Basculación eléctrica 0° - 25°	2201
RECLINACION RESPALDO		
ATA0975	Respaldo reclinable manual (en intervalos de 3,75°)	
ATA0977	Recliner eléctrico	NC 2161, 2201, (2121+2229+1287)
REPOSAPIÉS/ TUBOS + PALETAS		
REPOSAPIÉS INDIVIDUAL IZQ/DER		
POSICIÓN FIJACIÓN REPOSAPIÉS		
ATA0590	◆ Posición para cojín asiento hasta 70 mm. espesor	NC 1152, 2100
ATA0591	Posición para cojín asiento más de 70 mm. espesor	NC 2100
PESCANTE INDIVIDUAL IZQ		
ATA0536	◆ Reposapiés ajustable 90-65° izq.	◆
ATA0537	Reposapiés elevable manual izq.	NC 0505
ATA0539	Reposapiernas elevable eléctrico ADE 0° - 80° izq.	NC 0505, 1436, 2201
PESCANTE INDIVIDUAL DER		
ATA0546	◆ Reposapiés ajustable 90-65 der.	◆
ATA0547	Reposapiés elevable manual der.	NC 0502
ATA0549	Reposapiés elevable eléctrico 0° - 80° der.	NC 0502, 1436, 2201
TUBO + PALETA INDIVIDUAL, DER.		
ATA0505	◆ Paleta fija izq.	NC 0537, 0538, 0539
ATA0509	Paleta ajustable en ángulo izq.	18,11
ATA0511	Paleta ajustable en ángulo y profundidad izq.	116,57
TUBO + PALETA INDIVIDUAL, IZQ.		
ATA0502	◆ Paleta fija der.	NC 0547, 0548, 0549
ATA0506	Paleta ajustable en ángulo der.	18,11
ATA0508	Paleta ajustable en ángulo y profundidad der.	116,57
ACOLCHADO PANTORRILLAS		
ATA0583	◆ Con acolchado pantorrillas	◆
PALETA		
ATA0559	◆ Paleta ajustable en ángulo	◆
MANDOS		
MANDOS LiNX para usuario con joystick proporcional + soporte		
ATA2201	Mando LiNX, DLX-REM110 = Sólo conducción	NC 1367, 1437, 1436, 0926, 0927, 1030, 1040, 1014, 0977, 0557, 0539, 0549, 0531, (2220+1285), 2231, 2232, 2229, 2270, 2219, 2245



2164/2165

2323/
23242325/
2326

2327



1445



1002

1030/1040

0977

1002

0977

1002

0977

1002

0977

1002

0977

1002

0977

1002

0977

1002

0977

1002

0977


1002

0977


1002

0977

Código	Descripción	P.V.P €
ATA2203	◆ Mando LiNX DLX-REM211 = Conducción & Actuadores NC 1367, 1437, 2231, 2232, 2229, 2270	◆
ATA2204	Mando LiNX DLX-REM216 = Conducción, Actuadores y Luces NC 2231, 2232, 2229, 2270	74,56
ATA2205	Mando LiNX DLX-REM400 con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces, control del ratón NC: 2220	974,99
ATA2206	Mando LiNX DLX-REM500 con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces, control del ratón - Necesario pedir mando especial 2231, 2232, 2229 NC: 2220, 2270	1.491,16
PALANCA JOYSTICK REM400		
ATA2270	Palanca joystick para REM400 (DLX-SW400TGL).Lado izquierdo: encender/apagar. Lado derecho: regulación velocidad. (consultar precio y disponibilidad) NC 2201, 2203, 2204, 2206	247,40
SOPORTE MANDO		
ATA1207	Soporte estándar derecho NC 1404, (2231/2232+2207/2213); (2233+2235/2213/2241)	○
ATA1208	Soporte estándar izquierdo NC 1405, (2231/2232+2207/2213)	○
ATA1707	◆ Soporte abatible derecho NC 1404, (2231/2232+2207/2213) (2233+2235/2213/2241)	◆
ATA1708	Soporte abatible izquierdo NC 1405, (2231/2232+2207/2213) (2233+2236/2214/2242)	○
ATA1709	Soporte Matrix Resolve, abatible int/ext, ajustable en altura, montaje derecha NUEVO NC 2207, 2213, 2235, 2341, 1404	350,00
ATA1710	Soporte Matrix Resolve, abatible int/ext, ajustable en altura, montaje izquierda NUEVO NC 2208, 2214, 2236, 2342, 1405	350,00
ATA2213	Montaje central, abatible hacia derecha, Nucleus NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213)	618,50
ATA2214	Montaje central, abatible hacia izquierda, Nucleus NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214)	618,50
ATA2227	Montaje derecha, para acompañante NC 2219, 2245, 2108, 1287, 2128	56,58
ATA2228	Montaje izquierda, para acompañante NC 2219, 2245, 2108, 1286, 2128	56,58
ATZ2239	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	
SOPORTE LiNX REM500 (SOLO PANTALLA)		
ATA2209	Soporte abatible derecho NC (2251+2217), 1404, 1415, (2231/2232+2207/2213); (2233+2235/2113/2241)	○
ATA2210	Soporte abatible izquierdo NC (2251+2218), 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214); (2233+2236/2114/2242)	○
ATA2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus) NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213) (2233+2235/2113/2241)	630,87
ATA2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus) NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214) (2233+2236/2114/2242)	630,87
ATZ2239	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	
DOBLE MANDOL LiNX + SOPORTE		
ATA2220	Doble mando LiNX (DLX-REM050 como segundo mando)  NC 2108, 2205, 2206, 2201, 1221, 1222, (2227/2228+2201/2203/2204), 2128	546,21
ATA2219	Doble mando Compact LiNX (DLX-ACU200)  NC 1221, 1222, 2108, 2128, 2201 (2227/2228+2201/2203/2204/2205)	753,77
ATA2245	Doble mando intuitivo IDC  NC 1207, 1208, 2108, 2128, 2201	798,89
ATA1207	Soporte estándar derecho NC 2245, (2229+1287), (2251+2227)	○
ATA1208	Soporte estándar izquierdo NC 2245, (2229+1286), (2251+2228)	○
ATA1221	Soporte derecho, desmontable (solo con mando intuitivo LiNX) NC 2219, 2220, (2229+1287)	○
ATA1222	Soporte izquierdo, desmontable (solo con mando intuitivo LiNX) NC 2219, 2220, (2229+1286)	○
MANDOS COMPACTOS LiNX CON SOPORTE		
Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)		
ATA2231	Mando Compacto proporcional DLX-CR400  NC 2201, 2203, 2204	983,18
ATA2232	Mando Compacto proporcional sensible DLX-CR-400LF  NC 2201, 2203, 2204	1.081,50
ATA2207	Soporte derecho NC 1404, (1207/1707+2205); (2251+2217); (2209/2213+2206)	○
ATA2208	Soporte izquierda NC 1405, (1208/1708+2205), (2251+2218); (2210/2214+2206)	○
ATA2213	Montaje central abatible hacia derecha (Nucleus) NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415; (1207/1707+2205); (2209/2213+2206)	630,87



Código	Descripción	P.V.P €
ATA2214	Montaje central abatible hacia izquierda (Nucleus) NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	630,87
ASZ2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	□
MANDO MENTÓN (ÚNICAMENTE CON REM 400 & REM500) - Obligatorio pedir opción reposacabezas Elan		
MANDO MENTÓN & SOPORTES		
ATA2229	Mando mentón proporcional (ASL138) (Sólo en combinación con reposacabezas 2125) - Consultar disponibilidad NC 2201, 2203, 2204, 2128, 2110, 2179	3.168,02
ATA1289	Soporte abatible lateralmente hacia derecha, (ASL628). (Requiere reposacabezas ELAN) NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495, 2171, 2322	○
ATA1288	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda, (ASL628) (Requiere reposacabezas ELAN) NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495, 2171, 2322	○
ATA1287	Soporte abatible lateralmente hacia derecha, eléctrico NC 2227, (2219+1207), (2245+1221), 1404, 1415, 1312	2.192,87
ATA1286	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda, eléctrico NC 2228, (2219+1208), 2245+1222), 1405, 1339, 1363	2.192,87
MANDO OCCIPITAL tecnología ATOM		
ATA2230	Mando Occipital con sensores de proximidad (ATOM, ASL104) con laterales estándar M3 (obligatorio seleccionar opción 1495) 	4.856,36
ATA2247	Mando Occipital con sensores de proximidad (PROTON, ASL104P) con laterales PROTON (obligatorio seleccionar opción 1495) 	5.194,35
ACCESORIOS INALÁMBRICOS PARA ATOM		
ATA2249	Receptor 3 pulsadores sin cable (ASL557-3) - Consultar precio y disponibilidad	
ATA2250	Controlador de ratón para ordenador inalámbrico. (ASL558)	1.359,06
MICRO EXTREMITY CONTROL		
ATA2233	Mando proporcional MEC (Micro Extremity Control) 	3.909,15
ATA2235	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm 	○
ATA2236	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm NC (2251+2218), 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	○
ATA2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus) NC (2251+2217), (2121+0977), 1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	630,87
ATA2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus) NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	630,87
ATA2241	Montaje Central, abat. der. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm NC (2251+2217), (2121+0977), 1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	646,92
ATA2242	Montaje Central, abat. izq. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	646,92
ATZ2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	
OPCIONES ADICIONALES LINX		
MANDO 10 BOTONES		
Para controles alternativos: SÓLO EN LADO OPUESTO		
ATA2251	Mando 10 botones DLX-SW10-A para acceso directo a cambios posturales (incluye 2 conexiones adicionales para pulsadores externos) 	495,00
ATA2217	Soporte derecho, montaje usuario NC 2209, 2213, (2231/2232+2207), 1415	○
ATA2218	Soporte izquierdo, montaje usuario NC 2210, 2214; (2231/2232+2208), 1339	○
ATA2227	Soporte derecho, montaje acompañante NC 2128, 1287, 1221, (2219/2220+1207)	○
ATA2228	Soporte izquierdo, montaje acompañante NC 2128, 1286, 1222, (2219/2220+1208)	○
ATA2252	Cable con 2 conexiones adicionales para pulsadores externos	74,56
ACCESORIOS LINX		
CONEXIÓN USB		
ATA2253	Cargador USB Puerto DLX-USB02-A NC 2110, 1152; (2132+2191/2181/2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437); (2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189); 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437)	286,77
ATA2207	Soporte derecha	○
ATA2208	Soporte izquierda	○
OTROS COMPONENTES / ACCESORIOS		
ATA2300	Añadidos	○
ATZ2301	Conectados y programados (Especial)	□
PULSADORES REDONDOS (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252)		
ATA1685	Rojo	114,87
ATA1686	Amarillo	114,87
ATA1687	Verde	114,87



2229+1288/1289



2229+1286/1287



2250



2235



2233



2251



2217/2218



2252



2253

Código	Descripción		P.V.P €
ATA1690		Azul	114,87
PULSADORES OVALADOS (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252)			
AVA2254		AVA2254	114,87
PULSADORES PIKO (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252)			
ATA1711		Rojo	141,77
ATA1712		Amarillo	141,77
ATA1713		Verde	141,77
ATA1714		Naranja	141,77
ATA1715		Azul	141,77
ATA1716		Negro	141,77
ACCESORIOS JOYSTICK BODYPOINT (adjuntados)			
ATA2721		Pomo ergonómico en forma de U (ancho 76), Bodypoint PC101A	82,69
ATA2722		Pomo ergonómico en forma de U (ancho 100mm), Bodypoint PC102A	82,69
ATA2723		Pomo de goma tipo "cúpula" (diámetro 66 mm), Bodypoint PC107A	82,69
ATA2724		Pomo de goma tipo "seta" (diám 42 mm), Bodypoint PC110A	82,69
OPCIONES UNIDAD CONDUCCIÓN			
COLOR CARENADO			
ATA0202	◆	Azul	◆
ATA0228		Negro	○
ATA0204		Rojo cereza transparente	220,00
ATZ0299		Color especial (se precisa núm. RAL) - Consultar precio y plazo con Departamento de Atención al Cliente	
RUEDAS DELANTERAS			
ATA0851	◆	3.00 - 6 Gris neumáticas (10")	◆
ATA0853		3.00 - 6 Gris neumáticas con líquido antipinchazo (10")	53,33
ATA0855		3.00 - 6 Gris macizas (10")	160,45
RUEDAS TRASERAS			
ATA0771	◆	3.00 - 8 Gris neumáticas (14")	◆
ATA0773		3.00 - 8 Gris neumáticas líquido antipinchazo (14")	53,33
ATA0799		Trelleborg 8x3.00 Gris neumáticas (14")	160,45
ATA0798		Trelleborg 8x3.00 Gris neumáticas líquido antipinchazo (14")	160,45
ATA0750		3.00 - 8 Gris macizas (14")	181,31
OPCIONES			
MOTOR			
ATA1277		Motores OPS 6 km/h (4-polos)	○
ATA1285	◆	Motores OPS - 4 polos - 10 km/h	◆
ATA1224		Motores DuraWatt 12 km/h (4-polos)	○
BATERÍA			
ATA1364	◆	73,5 Ah Gel	◆
SUSPENSIÓN TRASERA		NC (0017/1285)	
Para Storm4 & X-Plore			
ATA1240	◆	Suspensión blanda (peso usuario hasta 80kg)	◆
ATA1241		Suspensión media (peso usuario de 70kg a 100kg)	○
ATA1242		Suspensión dura (peso usuario de 90kg a 150kg)	○
SUSPENSIÓN TRASERA Storm4 X-plore		NC 0000, 0062, 1290, 1275, 1483	
ATA1233	◆	Suspensión Hitec X-plore	◆
SUSPENSIÓN DELANTERA para Storm4 X-plore (doble ajuste)		NC 0000	
ATA1238		Suspensión delantera (hasta 100 kg)	○
ATA1239		Suspensión delantera (para más de 100 kg)	○
G-TRAC			
ATA1215		Módulo G-Trac	899,64
CARGADOR			
ATA1343	◆	Opticharge 8A	◆
ATA1313		Opticharge 10A	367,22
KIT DE LUCES			
ATA1367		Kit de luces con indicadores (homologación alemana)	531,49
ATA1437		Kit de luces LED con intermitentes - Potencia 30 Luxes	661,53



1685-1690



1711-1716



2721/2722 2724 2723



1240/1241/1242



1233 1238/1239

1233 1238/1239



1233 1238/1239

1233 1238/1239



1233 1238/1239

1233 1238/1239

1233 1238/1239

1233 1238/1239

1233 1238/1239

1233 1238/1239

1233 1238/1239

1233 1238/1239

1233 1238/1239

Código	Descripción		P.V.P €
ATA2837	Kit de luces LED con intermitentes extra-luminoso (con REM 216, 400 o 500)	Potencia 60 Luxes	766,24
ATA1254	◆ Sin kit de luces		◆
ANTIVUELCO			
ATA1205	◆ Anti vuelcos (versión estándar)		◆
ATA1204	Anti vuelcos abatibles	NC 1290, 1275, 1483	79,11
ACCESORIOS SEGURIDAD			
KIT SUBE BORDILLOS			
ATA1244	Kit sube bordillos	NC 0556, 0557	197,13
KIT TRANSPORTE			
ATA1493	Fijación 4-puntos (para transportar de la silla de ruedas sin el usuario)		◆
ATA1494	Fijación 4-puntos (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) (es obligatorio pedir un reposacabeza homologado)		24,53
CINTURÓN DE FIJACIÓN			
ATA1329	◆ Cinturón de fijación con hebilla	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	◆
ATA2113	Cinturón con hebilla (montaje flexible en raíles laterales)	NC 1152, 2110, (2132+2181/2183/2191), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	92,72
ATA1332	Cinturón de 4 puntos	NC 1152, 2110, 2108, (1985+1356/1447)	80,06
CINTURONES PÉLVICOS BODYPOINT (incluye fijaciones)			
ATA2701	Estabilizador pélvico Evoflexr, hebilla Rehab, talla L (longitud acolchado 620 mm)	NC 1152, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	113,72
ATA2702	Estabilizador pélvico Evoflexr, hebilla Rehab, talla M (longitud acolchado 460 mm)	NC 1152, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	113,72
ATA2703	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla L (longitud acolchado 620 mm)	NC 1152, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	113,72
ATA2704	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla M (longitud acolchado 460 mm)	NC 1152, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	113,72
ATA2705	Cinturón pélvico 2 puntos, Doble ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior). Cinch-Mount, Talla L (longitud acolchado 620 mm)	NC 1152, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	113,72
ATA2706	Cinturón pélvico 2 puntos, Doble ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior). Cinch-Mount, Talla M (longitud acolchado 460 mm)	NC 1152, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	113,72
RETROVISOR TRASERO			
ATA1415	Derecho	NC: 2209, 2213, 1287, 2217	36,67
ATA1339	Izquierdo	NC: 2210, 2214, 1286, 2218	36,67
ACCESORIOS			
GANCHOS BOLSO			
ATA2128	Ganchos para bolso (Asiento Modulite) (hasta 6 kg)	NC 2173, 2161, 2227, 2228, 2220, 2219, 2229, 2245, 1602, 1616, 1643, 1644, 1618, 1720, 1645, 1719, 2233, (2121+1094)	126,17
SOPORTE PARA BASTONES			
ATA1312	Derecho	NC 0951, 1287, (1030+1972/1975/1978/1981/0394)	30,42
ATA1363	Izquierdo	NC 0952, 1286, (1030+1972/1975/1978/1981/0394)	30,42
GURADABARROS			
ATA1416	Guardabarros para ruedas delanteras		44,10
ATA1417	◆ Guardabarros para ruedas traseras		◆
BANDEJA			
ATA1404	Bandeja abatible derecha	NC : 1207; 1707, 2209, 2213, 2214, 1287, 2207: 2235; 2236, 2241, 2242, 2207	300,62
ATA1405	Bandeja abatible izquierda	NC : 1208; 1708, 2210, 2213, 2214, 1607, 1608, 1612, 0383, 2235; 2236, 2241, 2242, 2208	300,62
KIT DE HERRAMIENTAS			
ATA1333	Kit de herramientas (2 llaves fijas y 1 destornillador con puntas diversas)		57,75
PRECIO TOTAL			



2701/ 2702



2703/ 2704



2705/ 2706



2128



1332