



Yes, you can.®

INVACARE S.A

C/ Areny s/n - Pol.Ind.de Celrà - 17460 Celrà (Girona)
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220 - www.invacare.es

Invacare Storm⁴ Ultra Low Maxx / Storm⁴ X-Plore Ultra Low Maxx CE

Silla electrónica de chasis rígido con ruedas motrices traseras. Uso interior/ exterior. Unidad de asiento Ultra Low Maxx :

- Asiento ajustable en anchura de 405 a 610 mm
- Profundidad ajustable de 380 a 580 mm
- Respaldo reclinable electrónico hasta 170° con sistema de Compensación Ergonómica Reforzada (ESR)
- Basculación electrónica con desplazamiento del Centro de Gravedad (0 a 50°)
- Reposabrazos abatible y ajustable en anchura
- Electrónica ACS2 con mando REM24

Opciones disponibles:

- Elevación de asiento electrónico (300 mm) con basculación a 45°
- Pescante central electrónico LNX con compensación ergonómica
- Gran número de accesorios de posicionamiento: soportes de tronco, cadera y codo, reposabrazos ergonómico Hemi

Versión exterior Storm4 X-plore con 2 suspensiones delanteras y 2 suspensiones traseras ajustables.
Peso máx. usuario : 136 kg



Ortopedia :
Nombre usuario :
Direccion usuario :
Teléfono contacto :
Direccion entrega :
Número pedido :
Cantidad pedido :
Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción	P.V.P €
ATD0080	Storm4 Modelo Complex con Unidad de asiento posicionadora Ultra Low-Maxx	
ATD0081	Storm4 X-plore Modelo Complex con Unidad de asiento posicionadora Ultra Low-Maxx	NC 1494 915,00
ATX0080	Storm4 Modelo Complex con Unidad de asiento posicionadora - Especial	
ATX0081	Storm4 X-plore Modelo Complex con Unidad de asiento posicionadora - Especial	NC 1494 915,00
ESPECIAL		
ATX1300	Epecial	
UNIDAD ASIENTO		
ATD2020	Unidad de asiento Ultra Low Maxx	13.500,00
A - BASCULACIÓN DE ASIENTO CON O SIN ELEVACIÓN		
ATD2052	Basculación con desplazamiento C. Gravedad (0 a 50°)	◆
ATD2053	Basculación con Desplazamiento C. Gravedad (0 a 45°) y lifter 300 mm (Incremento de la altura de asiento 4 mm)	1.575,90
OPCIONES DE BASCULACIÓN NEGATIVA Y POSTIVA		
ATD2057	Sin ángulo negativo (proclive), ni ángulo positivo (declive)	◆
ATD2056	Asiento con ángulo positivo +5° (declive) : basculación +5° a +55° o +50° + elevación. Altura de asiento delantera incrementa 6 cm	315,18
RESPALDO RECLINABLE ELÉCTRICO CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN ERGONÓMICA REFORZADA (ESR)		
ATD2060	Respaldo reclinable eléctrico 90 a 170° , Montaje estándar	◆
ATD2063	Respaldo reclinable eléctrico, 8° reclinación negativa, 82° a 162°	○
ATD2066	Respaldo reclinable eléctrico, 30° reclinación negativa, 60° a 140°	378,22
DIMENSIONES DE ASIENTO		
ANCHURA DE ASIENTO AJUSTABLE		
ATD2021	405 mm - 505 mm (intervalos of 25 mm) / 16" - 20"	NC 2030, 2031, 2032, 2033 ◆



Código	Descripción	P.V.P €	
ATD2022	505 mm - 610 mm (intervalos of 25 mm) / 20" - 24"	NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2174, 2175	○
PROFUNDIDAD ASIENTO AJUSTABLE			
ATD2023	◆ 380 mm - 480 mm (intervalos of 25 mm) / 15" - 19"	NC 2039, 2040, 2041, 2042	◆
ATD2024	○ 480 mm - 580 mm (intervalos of 25 mm) / 19" - 23"	NC 2034, 2035, 2036, 2037	○
B - ANCHURA DE ASIENTO PARA CHASIS DE ASIENTO AJUSTABLE			
ATD2025	○ 405 mm / 16"	NC 2022, 2041, 2042, 0572, 0577, 0579, 0584, (2041/2042+2147)	○
ATD2026	◆ 430 mm / 17"	NC 2022, 2041, 2042, (2041/2042+2147)	◆
ATD2027	○ 455 mm / 18"	NC 2022, (2041/2042/+2147)	○
ATD2028	○ 480 mm / 19"	NC 2022, 2174, 2175, (2041/2042+2147)	○
ATD2029	○ 505 mm / 20"	NC 2174, 2175, (2041/2042+2147)	○
ATD2030	○ 530 mm / 21"	NC 2021, 2034, 2035, 2036, 2174, 2175, 1607, (2035/2036+2147)	○
ATD2031	○ 555 mm / 22"	NC 2021, 2034, 2035, 2036, 2174, 2175, 1607, (2035/2036+2147)	○
ATD2032	○ 580 mm / 23"	NC 2021, 2034, 2035, 2036, 2174, 2175, 2147, 1607	○
ATD2033	○ 610 mm / 24"	NC 2021, 2034, 2035, 2036, 2174, 2175, 1404, 1405, 1607, 2147	○
C- PROFUNDIDAD ASIENTO			
ATD2034	○ 380 mm / 15"	NC 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, 0586, 0589, 2147, (2097/2098+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437)	○
ATD2035	○ 405 mm / 16"	NC 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, (2030/2031+2147), (2097/2098+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437)	○
ATD2036	○ 430 mm / 17"	NC 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, (2030/2031+2147)	○
ATD2037	◆ 455 mm / 18"	NC 2024	◆
ATD2038	○ 480 mm / 19"		○
ATD2039	○ 505 mm / 20"	NC 2023	○
ATD2040	○ 530 mm / 21"	NC 2023	○
ATD2041	○ 555 mm / 22"	NC 2023, 2025, 2026, 2145, (2025/2026/2027/2028/2029+2147)	○
ATD2042	○ 580 mm / 23"	NC 2023, 2025, 2026, 2145, 2146, (2025/2026/2027/2028/2029+2147)	○
COJÍN DE ASIENTO (tallas según ajustes chasis de asiento)			
ATD2144	○ Cojín MatrX Vi [tejido microventilado]		409,73
ATD2145	◆ MatrX Flo-Tech Lite [tejido negro, perfil 75 mm hasta 127 kg]	NC 2041, 2042, 2030, 2031, 2032, 2033; 2037/2038/2039/2040+2029	◆
ATD2146	○ MatrX Flo-tech Contour [tejido negro, perfil 100 mm hasta 191 kg]	NC 2042, (2041+2027/2028)	○
ATD2147	○ MatrX Libra Cushion, perfil 90 mm Estándar (hasta 136 kg); HD (hasta 227 kg)	NC 2032, 2033, 2034, (2030/2031+2035/2036), (2025/2026/2027/2028/2029+2041/2042)	244,80
ATD2140	○ Sin cojín		○
SOPORTE RESPALDO (altura de respaldo, para altura total, ver abajo)			
ATD2050	◆ High Back, altura 405 mm [tejido microventilado]	NC 2073, 2074	◆
ATD2051	○ High Back, altura 455 mm [tejido microventilado]	NC 2070, 2071	○
ATD2174	○ Respaldo MatrX Posture Back, altura 400 mm [tejido microventilado 455 mm ancho max]	NC 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2022, 2072, 2073, 2074	652,80
ATD2175	○ Respaldo MatrX Posture Back, altura 500 mm [tejido microventilado negro 455 mm ancho max]	NC 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2022, 2070, 2071, 2072	652,80
ATD2177	○ Respaldo MatrX Elite TR Back, height 500 mm [tejido microventilado negro]	NC 2070, 2071, 2072, 2073	652,80
ATD2178	○ Respaldo MatrX Elite Deep Back, height 500 mm [tejido microventilado negro]	NC 2070, 2071, 2072, 2073	706,35
D- OPCIONES MONTAJE SOPORTE RESPALDO			
Medida desde placa de asiento hasta borde superior de la carcasa de respaldo			
ALTURA DE RESPALDO PARA SISTEMA DE COMPENSACIÓN ERGONÓMICA REFORZADA (ESR)			
Nota: Se recomienda un intervalo de 100-125 mm / 4-5"			
ATD2501	○ 535 mm	NC 2050, 2051, 2175, 2177, 2178	○
ATD2070	○ 560 mm	NC 2051, 2175, 2177, 2178	○
ATD2071	○ 585 mm	NC 2051, 2175, 2177, 2178	○
ATD2072	○ 610 mm	NC 2174, 2175, 2177, 2178	○
ATD2073	○ 635 mm	NC 2050, 2174, 2177, 2178	○
ATD2074	○ 660 mm	NC 2050, 2174	○
ATD2502	○ 685mm	NC 2050, 2051, 2174	○
ATD2503	○ 710 mm	NC 2050, 2051, 2174, 2175	○



2147



2144



2145

2146



2050/2051



2178



2175



2177

Código	Descripción	P.V.P €	
REPOSABRAZOS			
ATD2095	Reposabrazos abatible y ajustable en anchura, altura y ángulo (240 - 330mm)	◆	
ATD2096	Reposabrazos abatible y ajustable en anchura, altura y ángulo (320 - 405 mm)	○	
ATD2097	Reposabrazos abatible y ajustable, con soporte (230 - 330 mm)	NC (2034/2035+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437)	183,86
ATD2098	Reposabrazos abatible y ajustable, con soporte (320 - 405 mm)	NC (2034/2035+2184/2185/2186/2187/2188/2189+1367/1437)	183,86
ATD0690	Sin reposabrazos	○	
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS			
Izquierda			
ATD2012	Reposabrazos con almohadilla corta - visco startex [255mm], grosor 40 mm	◆	
ATD2013	Reposabrazos con almohadilla larga - visco startex [355mm], grosor 40 mm	○	
ATD2014	Reposabrazos ergonómico Hemi, grosor 30 mm	NC 2316, 2317, 104, 1405	157,59
ATD2015	Sin almohadilla reposabrazos izq	○	
Derecha			
ATD2016	Reposabrazos con almohadilla corta - visco startex [255mm]	◆	
ATD2017	Reposabrazos con almohadilla larga - visco startex [355mm]	○	
ATD2018	Reposabrazos ergonómico Hemi	NC 2318, 2319, 104, 1405	157,59
ATD2019	Sin almohadilla reposabrazos der	○	
ACCESORIOS PARA REPOSABRAZOS & OPCIONES DE MONTAJE			
Izquierda			
ATD2080	Apoyo palmar plano, izq.		120,82
ATD2081	Soporte ergonómico para montar Apoyo palmar Otto Bock (EMO), izq		84,05
Derecha			
ATD2083	Apoyo palmar plano, der		120,82
ATD2084	Soporte ergonómico para montar Apoyo palmar Otto Bock (EMO), der		84,05
SOPORTE MULTIAJUSTABLE			
Izquierda			
ATD2082	Soporte multiajustable(MACES) izq, Altura mínima del reposabrazos incrementar 43 mm		220,63
Derecha			
ATD2085	Soporte multiajustable(MACES) der, Altura mínima del reposabrazos incrementar 43 mm		220,63
E - Altura reposabrazos IZQ.		Placa asiento hasta parte superior del tubo	
	Ajuste fábrica		○
	Personalizado		○
	230mm 240mm 250mm 260mm 270mm 280mm		
	290mm 300mm 310mm 320mm 330mm 340mm		
	350mm 360mm 370mm 380mm 390mm 405mm		
F - Altura reposabrazos DER.		Placa asiento hasta parte superior del tubo	
	Ajuste fábrica		○
	Personalizado		○
	230mm 240mm 250mm 260mm 270mm 280mm		
	290mm 300mm 310mm 320mm 330mm 340mm		
	350mm 360mm 370mm 380mm 390mm 405mm		
SOPORTE CODO IZQ			
ATD2316	Soporte codo abatible izq, almohadilla 100 x 100 mm	NC 2014	210,12
ATD2317	Soporte codo abatible izq, almohadilla 75 x 250 mm	NC 2014	210,12
SOPORTE CODO DER			
ATD2318	Soporte codo abatible der, almohadilla 100 x 100 mm	NC 2018	210,12
ATD2319	Soporte codo abatible der, almohadilla 75 x 250 mm	NC 2018	210,12
SOPORTES DE CADERA IZQ			
ATD2184	Soportes de cadera izq, Quick Release, almohadilla 140 x 100 mm	NC 2034/2035+2097/2098+1367/1437	216,42
ATD2186	Soportes de cadera izq, Quick Release, almohadilla 230 x 100 mm	NC 2034/2035+2097/2098+1367/1437	216,42
ATD2188	Soportes de cadera izq, Quick Release, almohadilla 330 x 100 mm	NC 2034/2035+2097/2098+1367/1437	216,42
SOPORTES DE CADERA DER			
ATD2185	Soportes de cadera der, Quick Release, almohadilla 140 x 100 mm	NC 2034/2035+2097/2098+1367/1437	216,42



2095/2096



2097/2098




2012/2013



2014/2018



2080/2083 2014/2018



2081/2084



2082/2085

2316
2317
2318
23192184/
2186/
2188

Código	Descripción	P.V.P €
ATD2187	Soportes de cadera der, Quick Release, almohadilla 230 x 100 mm	NC 2034/2035+2097/2098+1367/1437 216,42
ATD2189	Soportes de cadera der, Quick Release, almohadilla 330 x 100 mm	NC 2034/2035+2097/2098+1367/1437 216,42
FIJACIÓN SOPORTE CADERA		
ATD2164	Fijación soporte caderas (altura 6,1" / 155 mm)	○
ATD2165	Fijación soporte caderas (altura 8,1" / 206 mm)	○
REPOSACABEZAS Y SOPORTE		
ATD2092	Reposacabezas Onyx tipo Auto con soporte estándar	◆
ATD2323	Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 150 mm / 6" con funda estándar (ESP26), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2255, 2230, 2247 350,00
ATD2324	Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 255 mm / 10" con funda estándar (ESP26), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2255, 2230, 2247 350,00
ATD2322	Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 355 mm / 14" con funda estándar (ESP26), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2255, 2230, 2247 350,00
ATD2325	Reposacabezas Elan Occipital almohadilla 230x180 mm/ 9"x7" con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2255, 2230, 2247 360,00
ATD2326	Reposacabezas Elan Occipital almohadilla 305x200 mm / 12"x8" con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2255, 2230, 2247 360,00
ATD2327	Reposacabezas Elan 4 puntos, almohadilla 280x255 mm / 11"x10" con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2255, 2230, 2247 500,00
ATD1495	Mando occipital o reposacabeza no Invacare o equivalente, proporcionado de forma independiente por el usuario. Según ISO 7176-19, el reposacabezas es obligatorio para usar la silla como asiento en un vehículo	NC 2229 □
SOPORTES DE TRONCO izq		
ATD2043	Soporte lateral (145x95mm) Maxx Style Quick Rel.izq	204,87
ATD2045	Soporte lateral (165 x 110mm) Maxx Style Quick Rel.izq	204,87
SOPORTES DE TRONCO der		
ATD2044	Soporte lateral (145x95mm) Maxx Style Quick Rel.der	204,87
ATD2046	Soporte lateral (165 x 110mm) Maxx Style Quick Rel.der	204,87
ACCESORIOS PARA SOPORTES DE TRONCO		
ATD2049	Soportes de tronco prolongados 25 mm Maxx Style - Par	73,54
REPOSAPIES / TUBIO + PALETA		
PESCANTE MONTAJE CENTRAL PARA ULTRA LOW-MAXX (incluye acolchado pantorrilla)		
ATD0586	Pescante central manual, ajustable en ángulo para Ultra Low-Maxx (longitud: 310-410 mm)	NC 2034, 1244 ◆
ATD0589	Pescante central eléctrico LNX, con compensación ergonómica, para Ultra Low-Maxx (longitud: 310-410 mm)	NC 2034, 1244 1.071,00
PALETAS		
ATD0559	Paleta ajustable en ángulo y anchura M (140 x 240 / 5.5" x 9.5")	◆
ATD0516	Paleta ajustable en ángulo y anchura L (150 x 290 / 6" x 11.5")	94,55
ATD0517	Paleta monobloc ajustable en altura y ángulo (prof. 240 mm , ancho: 305 mm)	94,55
G Pescante central: ajuste		Placa de asiento - paleta
	Ajuste fábrica	○
	Personalizado	○
	310mm 325mm 335mm 345mm 355mm 364mm 375mm 385mm 405mm 410 mm	
PESCANTES INDIVIDUALES		
Tome nota: para compatibilidades, ver tabla abajo!		
PESCANTE INDIVIDUAL IZQ		
ATD0536	Reposapiés ajustable 90-65°, izq	○
ATD0537	Reposapiés elevable manual, izq	◆



2092 2093 2094



2164/2165



2043/2045



2049



2044



2046



2323/
2324



2325/
2326



2327



0586/0589



0559



0536



0539



0537

Código	Descripción	P.V.P €
ATD0538	Reposapiernas elevable manual comp.erg. 0°-80° - izq	126,35
ATD0539	Reposapiernas elevable eléctrico ADE 0° - 80° izq	677,30
PESCANTE INDIVIDUAL DER		
ATD0546	Reposapiés ajustable 90-65°, der	○
ATD0547	Reposapiés elevable manual, der	◆
ATD0548	Reposapiernas elevable manual comp.erg. 0°-80° - der	126,35
ATD0549	Reposapiernas elevable eléctrico ADE 0° - 80° der	677,30
TUBO + PALETA INDIVIDUAL; IZQ		
ATD0511	Paleta ajustable en ángulo y profundidad izq	NC 0535 103,66
TUBO + PALETA INDIVIDUAL; DER		
ATD0508	Paleta ajustable en ángulo y profundidad der	NC 0545 103,66
H Pescante individual : IZQ		
	Placa de asiento - paleta	
	Ajuste fábrica	○
	Personalizado	○
	270mm 280mm 290mm 300mm 310mm 320mm 330mm 340mm 350mm 360mm 370mm 380mm 390mm 400mm 410mm 420mm 430mm	
K Pescante individual : DER.		
	Placa de asiento - paleta	
	Ajuste fábrica	○
	Personalizado	○
	270mm 280mm 290mm 300mm 310mm 320mm 330mm 340mm 350mm 360mm 370mm 380mm 390mm 400mm 410mm 420mm 430mm	
REPOSAPIERNAS PIVOT PLUS; IZQ		
ATD0572	Reposapiernas elevables manuales Pivot Plus izq	NC 2025 693,40
ATD0577	Reposapiernas elevables eléctricos Pivot Plus izq	NC 2025 1.208,19
ATD0535	Sin reposapiernas Izq	NC 0511 ○
REPOSAPIERNAS PIVOT PLUS; DER		
ATD0579	Reposapiernas elevables manuales Pivot Plus izq	NC 2025 693,40
ATD0584	Reposapiernas elevables eléctricos Pivot Plus izq	NC 2025 1.208,19
ATD0545	Sin reposapiernas Izq	NC 0508 ○
TUBO + PALETA INDIVIDUAL; IZQ		
ATD0511	Paleta ajustable en ángulo y profundidad izq	NC 0535 103,66
TUBO + PALETA INDIVIDUAL; DER		
ATD0508	Paleta ajustable en ángulo y profundidad der	NC 0545 103,66
H Reposapiernas Pivot Plus IZQ : ajuste		
	Placa de asiento - paleta	
	Ajuste fábrica	
	Personalizado	
	402mm 414mm 426mm 438mm 450mm 462mm 474mm	
K Reposapiernas Pivot Plus DER: ajuste		
	Placa de asiento - paleta	
	Ajuste fábrica	
	Personalizado	
	402mm 414mm 426mm 438mm 450mm 462mm 474mm	
MANDOS		
MANDOS ACS2 & SOPORTES		
ATD1601	◆ Mando estándar REM24 SD	NC 2075, 2076 ◆
ATD1617	Mando REM550, con pantalla LCD	NC 1719 692,64
ATD1614	G90A	NC 1366, 1348, 1719, 2075, 2076 270,53
ATD1615	G91S (mando master sin joystick, se precisa un pulsador o mando remoto para conducir la silla)	NC 1707, 1708, 2075, 2076 1.754,09
ATD1207	Soporte estándar der	NC 1404 ○
ATD1208	Soporte estándar izq	NC 1405 ○
ATD1707	◆ Soporte abatible + ajust.altura derecho alto	NC 1404 ◆
ATD1708	Soporte abatible + ajust.altura izquierdo alto	NC 1405 ○
ATD2075	Soporte Quad link abatible, ajustable en altura y anchura - der	NC 1601, 1614, 1615, 1415 184,91
ATD2076	Soporte Quad link abatible, ajustable en altura y anchura - izq	NC 1601, 1614, 1615, 1339 184,91
MANDO CENTRAL / BANDEJA + SOPORTES		



0538



0511

0572
0577

1615


1601

1617/
1618

1607

1612

Código	Descripción	P.V.P €
ATD1607	Mando bandeja REM 41 NC 1404, 1405, 1366, 1348, 1719, 2030, 2031, 2032, 2033	751,11
ATD1608	Mando central REM 41 NC 1404, 1405, 1366, 1348, 1719	481,97
ATD1289	Abatible, der	○
ATD1288	Abatible, izq	○
MANDO ACOMPAÑANTE + SOPORTE		
ATD1602	Mando acompañante REM 24SD NC 1720,1366, 1348,[con 1719 solo como especial]	106,02
ATD1616	Mando acompañante G90A NC 1720, 1366, 1348, 1719	376,54
ATD1618	Mando acompañante REM550, con pantalla LCD NC 1720, 1366, 1348, 1719	798,66
ATD1207	Soporte estándar, der NC (1719+1289/1287)	○
ATD1208	Soporte estándar, izq NC (1719+1288/1286)	○
MANDO ADICIONAL (para combinar con mandos Master)		
MANDO MENTON + SOPORTE (simple)		
ATX1719	Mando mentón para Ultra Low Maxx NC 1607, 1608, 1614,1616,1618, 1617	2.244,00
ATD1289	Abatible manual, der NC (1720+1207),(1645+1207),(1602+1207)	○
ATD1288	Abatible manual, izq NC (1720+1208),(1645+1207),(1602+1208)	○
ATD1287	Abatible, eléctrico der NC (1720+1207),(1645+1207),(1602+1207)	969,00
ATD1286	Abatible, eléctrico izq NC (1720+1208),(1645+1208),(1602+1208)	969,00
DOBLE MANDO + SOPORTE		
ATD1720	Doble mando Compact NC 1602, 1616, 1618	714,41
ATD1207	Soporte estándar, der NC (1719+1289/1287)	○
ATD1208	Soporte estándar, izq NC (1719+1288/1286)	○
DOBLE MANDO INVACARE IDC + SOPORTE		
ATD1645	Doble mando Invacare IDC	745,93
ATD1221	Soporte desmontable, der NC (1719+1289/1287), (1207+1602/1616/1618)	○
ATD1222	Soporte desmontable, izq NC (1719+1288/1286) (1208+1602/1616/1618)	○
MANDOS MASTER ACS ALTERNATIVOS Y COMPONENTES ACS		
	Para otros mandos Master ACS y componentes ACS utilice por favor la tarjeta de componentes ACS Mandos master ACS alternativos & mandos adicionales se montan y programan, el resto de componentes ACS solamente se adjuntan pero no se montan ni programan !	
OPCIONES UNIDAD CONDUCCION		
COLOR CARENO		
ATD0202	◆ Azul	◆
ATD0228	Negro	○
ATD0220	Champagne	○
ATD0204	Rojo cereza transparente	○
ATD0222	Blanco	○
ATD0216	Verde oliva	○
ATX0299	Color especial (se precisa núm. RAL)	○
RUEDAS DELANTERAS		
ATD0851	◆ 3.00 - 6 Gris neumáticas	◆
ATD0853	3.00 - 6 Gris antipinchazo inyección de líquido	47,42
ATD0855	3.00 - 6 Gris antipinchazo (sólidas)	142,68
RUEDAS TRASERAS		
ATD0771	◆ 3.00 - 8 Gris neumáticas	◆
ATD0773	3.00 - 8 Gris antipinchazo inyección de líquido	47,42
ATD0799	Trelleborg 8x3.00 Gris neumáticas	142,68
ATD0798	Trelleborg 8x3.00 Gris antipinchazo inyección de líquido	142,68
ATD0750	3.00 - 8 Gris antipinchazo (sólidas)	161,24
OPCIONES		
MOTOR		
ATD1277	6 km/h	○
ATD1285	◆ 10 km/h	◆
BATERÍA		
ATD1364	◆ 70 Ah Gel	◆
SUSPENSIÓN TRASERA		
		NC 0081
ATD1240	◆ Suspensión blanda (peso usuario hasta 80kg)	◆
ATD1241	Suspensión media (peso usuario de 70kg a 100kg)	○
ATD1242	Suspensión dura (peso usuario 90kg a 150kg)	○
SUSPENSIÓN TRASERA Storm4 X-plore		
		NC 0080
ATD1233	◆ Suspensión Hitec X-plore	◆
SUSPENSIÓN DELANTERA Storm4 X-plore		
		NC 0080
ATD1238	Suspensión delantera (hasta 100kg)	○
ATD1239	Suspensión delantera (para más de 100kg)	○



Código	Descripción	P.V.P €	
G-TRAC			
ATD1215	Módulo G-Trac	800,00	
CARGADOR			
ATD1343	◆ Oprticharge 8A	◆	
ATD1313	Oprticharge 10A	326,55	
KIT DE LUCES			
ATD1367	Kit de luces con indicadores (homologación alemana)	NC (2034/2035+2097/2098+2184/2185/2186/2187/2188/2189)	463,79
ATD1437	Kit de luces LED con intermitentes	NC (2034/2035+2097/2098+2184/2185/2186/2187/2188/2189)	577,26
ATD1254	◆ Sin kit de luces		◆
ANTI VUELCOS			
ATD1205	◆ Anti vuelcos (versión estándar)		◆
ACCESORIOS SEGURIDAD			
KIT SUBE BORDILLOS			
ATD1244	Kit sube bordillos	NC 0586, 0589	186,01
KIT DE TRANSPORTE			
ATD1493	◆ Fijación 4-puntos (para transportar la silla de ruedas sin el usuario)		◆
ATD1494	Fijación 4-puntos (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001)(es obligatorio pedir un reposacabeza homologado)	NC 0081	21,81
CINTURÓN			
ATD2113	◆ Cinturón con hebilla (montaje flexible en raíles laterales)		◆
RETROVISOR TRASERO			
ATD1415	Retrovisor - der	NC 2075	32,61
ATD1339	Retrovisor - izq	NC 2076	32,61
ACCESORIOS			
GUARDABARROS			
ATD1416	◆ Guardabarros para ruedas delanteras		◆
ATD1417	◆ Guardabarros para ruedas traseras		◆
BANDEJA			
ATD1404	Abatible derecha	NC 1207, 1707, 2033, 2014, 2018, 1607, 1608	267,32
ATD1405	Abatible izquierda	NC 1207, 1707, 2033, 2014, 2018, 1607, 1608	267,32
ATD2310	Media bandeja izq	NC 1207, 1707, 2033, 2014, 2018, 1607, 1608	231,13
ATD2311	Media bandeja der	NC 1207, 1707, 2033, 2014, 2018, 1607, 1608	231,13
PROTECTOR MANDO			
ATD1366	Protector mando	NC 1348, 1602, 1607, 1608, 1616, 1618	28,37
CUENTAKILÓMETROS			
ATD1348	Cuentakilómetros	NC 1602, 1607, 1608, 1366, 1616, 1618	114,54
KIT DE HERRAMIENTAS			
ATD1333	Kit de herramientas (2 llaves fijas y 1 destornillador con puntas diversas)		28,91
PRECIO TOTAL			



1437

1244

2113

1415/1339

1404/1405

2310/2311

1415/1339

1404/1405

2310/2311

1415/1339

1404/1405

2310/2311

1415/1339

1404/1405

2310/2311

1415/1339

1404/1405

2310/2311

1415/1339

1404/1405

2310/2311

1415/1339

1404/1405

2310/2311

1415/1339

1404/1405

2310/2311

1415/1339

1404/1405

2310/2311

1415/1339

1404/1405

2310/2311

1415/1339

1404/1405

2310/2311