

Invacare® **Storm^{®4} Max** ¡HASTA 220 KG! **CE**

Silla de ruedas electrónica de chasis rígido y ruedas motrices traseras, especialmente diseñada para usuarios de peso elevado (Hasta 220 kg). Anchos de asiento: 55 o 61 cm (+100 mm moviendo los reposabrazos).

Uso interior/ exterior.

Nueva electrónica intuitiva y evolutiva Linx (opcional), programable mediante bluetooth.

Reposabrazos, reposapiés y respaldo ajustable en tensión - reforzados. Chasis más largo (+7,5 cm) para incrementar la estabilidad y mejorar los resultados de desplazamiento.

Unidad de Asiento Max, con respaldo regulable en profundidad como estándar (3 posiciones: 56, 59,5 cm)

Motores más potentes: 350 W.

Regulación manual del ángulo de asiento y respaldo como estándar (eléctrica opcional).

Peso máximo del usuario: 220 kg

Storm 4 Max SR-C: Código provisional

Prescripción (comunicado): S0007781 (Categoría SRE 000C) 



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :




Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción	P.V.P €
AWA0000	 Storm4 Max modelo básico	
AWZ0000	Storm4 Max modelo básico especial	
ESPECIAL		
AWZ1300	Especial	
ASIENTO		
AWA1145	 1 Unidad asiento Max	10.569,12
TAPIZADO RESPALDO/COJÍN		
630 -680 mm altura con anchura 550/610 mm		
AWA1106	 Ajustable en tensión	
ANCHURA ASIENTO 550 mm. (+ 100 mm. ajuste mediante reposabrazos)		
AWA0378	Anchura asiento de chasis asiento 550 mm.	
AWA1459	Cojín asiento MAX (550 x 635 mm)	
AWA1114	Sin cojín asiento (placa asiento 10 mm.)	
ANCHURA ASIENTO 610 mm. (+ 100mm. ajuste mediante reposabrazos)		
AWA0380	Anchura asiento de chasis asiento 610 mm. NC 0503	
AWA1460	Cojín asiento MAX (610 x 635 mm)	
AWA1114	Sin cojín asiento (placa asiento 10 mm.)	
PROFUNDIDAD ASIENTO (ajustable en 3 intervalos)		
AWA0396	 Profundidad asiento 560 mm.	
AWA0397	Profundidad asiento 595 mm.	
ADAPTADOR PARA REDUCIR PROFUNDIDAD ASIENTO		
AWA0399	Adaptador para reducir la profundidad de asiento en 130 mm.	155,10
COLOR TAPIZADO (para asiento y respaldo)		
AWA0278	 Tapizado suave negro	
REPOSABRAZOS (incluye soporte reforzado, ajustable en profundidad)		
AWA0635	 Reposabrazos fijo, altura ajustable mediante herramientas 250 - 340 mm, desmontable	
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS		
AWA0647	 Acolchado estándar (325 mm.)	
AWA0649	Acolchado prolongado (375 mm)	
BARRA DE EMPUJE		
AWA1307	 Barra de empuje	
ACCESORIOS ASIENTO		
REPOSACABEZA		
AWA1432	Reposacabeza envolvente, ajustable lateralmente 	152,25
AWA1427	Reposacabeza envolvente con soporte de mejillas, ajustable lateralmente 	170,00
AJUSTES ASIENTO		
ALTURA ASIENTO		
AWA1025	 Altura asiento fijo 480 mm.	
AWA1006	Altura asiento fijo 510 mm.	
BASCULACIÓN ASIENTO		
AWA1002	 Basculación asiento manual por husillo	
AWA1014	Basculación eléctrica de 0° a 15°	677,38
RECLINACIÓN RESPALDO		
AWA0958	 Recliner ajustable, por husillo (0 - 25°)	
AWA0947	Recliner eléctrico (con punto de fijación alto y compensación ergonómica)	856,15




Código	Descripción	P.V.P €
REPOSAPIÉS		
REPOSAPIÉS PAR		
AWA0564	◆ Pescantes reforzados, ángulo fijo (no desmontable sin herramientas)	NC 0522 ◆
AWA0503	Reposapiés ajustable de 90a 65º	NC 0599, 0380 ○
ALMOHADILLA REPOSAPIERNAS		
AWA0583	◆ Almohadilla reposapiernas ajustable	◆
PALETA MONOBLOC		
AWA0599	◆ Paleta abatible ajustable en ángulo reforzado heavy-duty	NC 0503 ◆
AWA0522	Paleta ajustable en ángulo (para un peso máximo usuario de hasta 200 kg)	NC 0564 ○
MANDOS		
MANDOS LiNX para usuario con joystick proporcional + soporte		NC 1348, 1366
AWA2201	Mando LiNX, DLX-REM110 = Sólo conducción	NC 1437,1014,0947, 1366, 2219, 2245 ○
AWA2203	◆ Mando LiNX DLX-REM211 = Conducción & Actuadores	NC 1437, 1366 ◆
AWA2204	Mando LiNX DLX-REM216 = Conducción, Actuadores y luces	NC 1366 73,10
SOPORTE MANDO		
AWA1207	Soporte estándar derecho	○
AWA1208	Soporte estándar izquierdo	○
AWA1707	◆ Soporte abatible derecho	◆
AWA1708	Soporte abatible izquierdo	○
AWA1709	Soporte Matrx Resolve, abatible int/ext, ajustable en altura, montaje derecha	NUEVO 350,00
AWA1710	Soporte Matrx Resolve, abatible int/ext, ajustable en altura, montaje izquierda	NUEVO 350,00
AWA2227	Montaje derecha, para acompañante	NC 2219, 2220, (2245+1221) 55,47
AWA2228	Montaje izquierda, para acompañante	NC 2219, 2220, (2245+1222) 55,47
DOBLE MANDO LiNX + SOPORTE		
AWA2220	Doble mando LiNX (DLX-REM050 como segundo mando)	NC 1221, 1222, (2227/2228+2201/2203/2204) 535,50
ATA2219	Doble mando Compact LiNX (DLX-ACU200)	NC 1221, 1222, 2201, (2227/2228+2201/2203/2204) 738,99
ATA2245	Doble mando intuitivo IDC	NC 1207, 1208, 2201 783,23
AWA1207	Soporte estándar derecho	NC 2245, (2251+2227) ○
AWA1208	Soporte estándar izquierdo	NC 2245, (2251+2227) ○
ATA1221	Soporte derecho, desmontable	NC 2219, 2220, 2227 ○
ATA1222	Soporte izquierdo, desmontable	NC 2219, 2220, 2228 ○
MANDO 10 BOTONES		
AWA2251	Mando 10 botones DLX-SW10-A para acceso directo a cambios posturales (incluye 2 conexiones adicionales para pulsadores externos)	495,00
AWA2217	Soporte derecho, montaje usuario	NC 1415 ○
AWA2218	Soporte izquierdo, montaje usuario	NC 1339 ○
AWA2227	Soporte derecho, montaje acompañante	NC 1221, (2219/2220+1207) ○
AWA2228	Soporte izquierdo, montaje acompañante	NC 1222, (2219/2220+1208) ○
AWA2225	Sin montar	○
AWA2252	Cable con 2 conexiones adicionales para pulsadores externos	73,10
ACCESORIOS LiNX (Sin montar)		
PULSADORES REDONDOS (obligatorio opción 2252)		
AWA1685	Rojo	112,62
AWA1686	Amarillo	112,62
AWA1687	Verde	112,62
AWA1690	Azul	112,62
PULSADORES PIKO (obligatorio opción 2252)		
AWA1711	Rojo	138,99
AWA1712	Amarillo	138,99
AWA1713	Verde	138,99
AWA1714	Naranja	138,99
AWA1715	Azul	138,99
AWA1716	Negro	138,99
ACCESORIOS JOYSTICK BODYPOINT (adjuntados)		
AWA2721	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 76), Bodypoint PC101A	82,69
AWA2722	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 100mm), Bodypoint PC102A	82,69
AWA2723	Pomo de goma tipo "cúpula" (diámetro 66 mm), Bodypoint PC107A	82,69
AWA2724	Pomo de goma tipo "seta" (diám 42 mm), Bodypoint PC110A	82,69



LiNX®



REM110



REM211



REM216



1709/1710



2217/2218



1685-1690




1711-1716



2721/2722 2724 2723

Código	Descripción	P.V.P €
OPCIONES UNIDAD DE CONDUCCIÓN		
COLOR CARENADO		
AWA0202	◆ Azul	◆
AWA0228	Negro	○
AWA0204	Rojo cereza transparente	○
AWZ0299	Carcasa color especial (se requiere código RAL)	○
RUEDAS DELANTERAS		
AWA0840	Gris neumáticas 10"	○
AWA0858	Gris antipinchazo 10" inyección líquido	52,28
AWA0842	◆ Gris Antipinchazo 10" sólidas	◆
RUEDAS TRASERAS		
AWA0771	Gris neumáticas 14"	○
AWA0773	Gris antipinchazo 14" inyección líquido	52,28
AWA0750	◆ Gris antipinchazo 14" sólidas	◆
OPCIONES		
MOTOR		
AWA1277	◆ 6 km/h	◆
BATERÍA		
AWA1364	◆ 73,5 Ah Gel	◆
SUSPENSIÓN		
AWA1203	◆ Suspensión Heavy duty	◆
G-TRAC		
AWA1215	Módulo G-Trac	882,00
CARGADOR		
AWA1343	◆ Opticharge 8A	◆
AWA1313	◆ Opticharge 10A	360,02
KIT DE LUCES		
AWA1437	Kit de luces LED con indicadores - Potencia 30 Luxes	NC 2201, 2203 661,53
AWA2837	Kit de luces LED con intermitentes extra-luminoso (con REM 216, 400 o 500)	Potencia 60 Luxes 766,24
AWA1254	◆ Sin kit de luces	◆
TRANSPORTATION KIT		
AWA1493	◆ 4-Puntos (para el transporte de la silla sin usuario)	◆
AWA1494	4-Puntos (versión testada para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo de acuerdo a ISO 7176-19:2001) (es obligatorio reposacabeza adecuado)	24,04
CINTURON DE FIJACIÓN		
AWA1455	◆ Cinturón de fijación extra largo con cierre	◆
RETROVISOR		
AWA1415	Derecho	NC 2217 35,95
AWA1339	Izquierdo	NC 2218 35,95
ACCESORIOS		
SOPORTE PARA BASTONES		
AWA1312	Derecho	29,82
AWA1363	Izquierdo	29,82
GUARDABARROS		
AWA1417	◆ Guardabarros para ruedas traseras	◆
CUENTAKILÓMETROS		
AWA1348	Cuenta kilómetros	NC LiNX 126,28
KIT DE HERRAMIENTAS		
AWA1333	Kit de herramientas (2 llaves fijas y 1 destornillador con puntas diversas)	57,75
PRECIO TOTAL		



Colores RAL



0842



1203



1215



1437

1415
1339

1478/1479

1333