



Yes, you can.®

Invacare[®] Storm⁴ Max ¡HASTA 220 KG! **CE**

Silla de ruedas electrónica de chasis rígido y ruedas motrices traseras, especialmente diseñada para usuarios de peso elevado (Hasta 220 kg). Anchos de asiento: 55 o 61 cm (+100 mm moviendo los reposabrazos).

Uso interior/externo.

Nueva electrónica intuitiva y evolutiva Linx (opcional), programable mediante bluetooth.

Reposabrazos, reposapiés y respaldo ajustable en tensión - reforzados. Chasis más largo (+7,5 cm) para incrementar la estabilidad y mejorar los resultados de desplazamiento.

Unidad de Asiento Max, con respaldo regulable en profundidad como estándar (3 posiciones: 56, 59,5 cm)

Motores más potentes: 350 W.

Regulación manual del ángulo de asiento y respaldo como estándar (eléctrica opcional).

Peso máximo del usuario: 220 kg

Storm 4 Max SR-C: Código provisional

Prescripción (comunicado): S0007781 (Categoría SRE 000C)



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :



Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

| Código | Descripción | P.V.P € |
|---|---|-----------|
| AWA0000 | ◆ Storm4 Max modelo básico | ◆ |
| AWZ0000 | Storm4 Max modelo básico especial | ○ |
| ESPECIAL | | |
| AWZ1300 | Especial | ○ |
| ASIENTO | | |
| AWA1145 | ◆ 1 Unidad asiento Max | 10.569,12 |
| TAPIZADO RESPALDO/COJÍN | | |
| 630 -680 mm altura con anchura 550/610 mm | | |
| AWA1106 | ◆ Ajustable en tensión | ◆ |
| ANCHURA ASIENTO 550 mm. (+ 100 mm. ajuste mediante reposabrazos) | | |
| AWA0378 | Anchura asiento de chasis asiento 550 mm. | ○ |
| AWA1459 | Cojín asiento MAX (550 x 635 mm) | ○ |
| AWA1114 | Sin cojín asiento (placa asiento 10 mm.) | ○ |
| ANCHURA ASIENTO 610 mm. (+ 100mm. ajuste mediante reposabrazos) | | |
| AWA0380 | Anchura asiento de chasis asiento 610 mm. NC 0503 | ○ |
| AWA1460 | Cojín asiento MAX (610 x 635 mm) | ○ |
| AWA1114 | Sin cojín asiento (placa asiento 10 mm.) | ○ |
| PROFUNDIDAD ASIENTO (ajustable en 3 intervalos) | | |
| AWA0396 | ◆ Profundidad asiento 560 mm. | ◆ |
| AWA0397 | Profundidad asiento 595 mm. | ○ |
| ADAPTADOR PARA REDUCIR PROFUNDIDAD ASIENTO | | |
| AWA0399 | Adaptador para reducir la profundidad de asiento en 130 mm. | 155,10 |
| COLOR TAPIZADO (para asiento y respaldo) | | |
| AWA0278 | ◆ Tapizado suave negro | ◆ |
| REPOSABRAZOS (incluye soporte reforzado, ajustable en profundidad) | | |
| AWA0635 | ◆ Reposabrazos fijo, altura ajustable mediante herramientas 250 - 340 mm, desmontable | ◆ |
| ALMOHADILLA REPOSABRAZOS | | |
| AWA0647 | ◆ Acolchado estándar (325 mm.) | ◆ |
| AWA0649 | Acolchado prolongado (375 mm) | ○ |
| BARRA DE EMPUJE | | |
| AWA1307 | ◆ Barra de empuje | ◆ |
| ACCESORIOS ASIENTO | | |
| REPOSACABEZA | | |
| AWA1432 | Reposacabeza envolvente, ajustable lateralmente | 152,25 |
| AWA1427 | Reposacabeza envolvente con soporte de mejillas, ajustable lateralmente | 170,00 |
| AJUSTES ASIENTO | | |
| ALTURA ASIENTO | | |
| AWA1025 | ◆ Altura asiento fijo 480 mm. | ◆ |
| AWA1006 | Altura asiento fijo 510 mm. | ○ |
| BASCULACIÓN ASIENTO | | |
| AWA1002 | ◆ Basculación asiento manual por husillo | ◆ |
| AWA1014 | Basculación eléctrica de 0° a 15° | 677,38 |
| RECLINACIÓN RESPALDO | | |
| AWA0958 | ◆ Recliner ajustable, por husillo (0 - 25°) | ◆ |
| AWA0947 | Recliner eléctrico (con punto de fijación alto y compensación ergonómica) | 856,15 |



| Código | Descripción | P.V.P € |
|---|--|--|
| REPOSAPIÉS | | |
| REPOSAPIÉS PAR | | |
| AWA0564 | ◆ Pescantes reforzados, ángulo fijo (no desmontable sin herramientas) | NC 0522 ◆ |
| AWA0503 | Reposapiés ajustable de 90a 65° | NC 0599, 0380 ○ |
| ALMOHADILLA REPOSAPIERNAS | | |
| AWA0583 | ◆ Almohadilla reposapiernas ajustable | ◆ |
| PALETA MONOBLOC | | |
| AWA0599 | ◆ Paleta abatible ajustable en ángulo reforzado heavy-duty | NC 0503 ◆ |
| AWA0522 | Paleta ajustable en ángulo (para un peso máximo usuario de hasta 200 kg) | NC 0564 ○ |
| MANDOS | | |
| MANDOS LiNX para usuario con joystick proporcional + soporte | | NC 1348, 1366 |
| AWA2201 | Mando LiNX, DLX-REM110 = Sólo conducción | NC 1437,1014,0947, 1366, 2219, 2245 ○ |
| AWA2203 | ◆ Mando LiNX DLX-REM211 = Conducción & Actuadores | NC 1437, 1366 ◆ |
| AWA2204 | Mando LiNX DLX-REM216 = Conducción, Actuadores y Luces | NC 1366 73,10 |
| SOPORTE MANDO | | |
| AWA1207 | Soporte estándar derecho | ○ |
| AWA1208 | Soporte estándar izquierdo | ○ |
| AWA1707 | ◆ Soporte abatible derecho | ◆ |
| AWA1708 | Soporte abatible izquierdo | ○ |
| AWA1709 | Soporte Matrx Resolve, abatible int/ext, ajustable en altura, montaje derecha | NUEVO 350,00 |
| AWA1710 | Soporte Matrx Resolve, abatible int/ext, ajustable en altura, montaje izquierda | NUEVO 350,00 |
| AWA2227 | Montaje derecha, para acompañante | NC 2219, 2220, (2245+1221) 55,47 |
| AWA2228 | Montaje izquierda, para acompañante | NC 2219, 2220, (2245+1222) 55,47 |
| DOBLE MANDOL LiNX + SOPORTE | | |
| AWA2220 | Doble mando LiNX (DLX-REM050 como segundo mando) ⑩ | NC 1221, 1222, (2227/2228+2201/2203/2204) 535,50 |
| ATA2219 | Doble mando Compact LiNX (DLX-ACU200) ⑩ | NC 1221, 1222, 2201, (2227/2228+2201/2203/2204) 738,99 |
| ATA2245 | Doble mando intuitivo IDC ⑩ | NC 1207, 1208, 2201 783,23 |
| AWA1207 | Soporte estándar derecho | NC 2245, (2251+2227) ○ |
| AWA1208 | Soporte estándar izquierdo | NC 2245, (2251+2227) ○ |
| ATA1221 | Soporte derecho, desmontable | NC 2219, 2220, 2227 ○ |
| ATA1222 | Soporte izquierdo, desmontable | NC 2219, 2220, 2228 ○ |
| MANDO 10 BOTONES | | |
| AWA2251 | Mando 10 botones DLX-SW10-A para acceso directo a cambios posturales (incluye 2 conexiones adicionales para pulsadores externos) ⑩ | 495,00 |
| AWA2217 | Soporte derecho, montaje usuario | NC 1415 ○ |
| AWA2218 | Soporte izquierdo, montaje usuario | NC 1339 ○ |
| AWA2227 | Soporte derecho, montaje acompañante | NC 1221, (2219/2220+1207) ○ |
| AWA2228 | Soporte izquierdo, montaje acompañante | NC 1222, (2219/2220+1208) ○ |
| AWA2225 | Sin montar | ○ |
| AWA2252 | Cable con 2 conexiones adicionales para pulsadores externos | 73,10 |
| ACCESORIOS LiNX (Sin montar) | | |
| PULSADORES REDONDOS (obligatorio opción 2252) | | |
| AWA1685 | Rojo | 112,62 |
| AWA1686 | Amarillo | 112,62 |
| AWA1687 | Verde | 112,62 |
| AWA1690 | Azul | 112,62 |
| PULSADORES PIKO (obligatorio opción 2252) | | |
| AWA1711 | Rojo | 138,99 |
| AWA1712 | Amarillo | 138,99 |
| AWA1713 | Verde | 138,99 |
| AWA1714 | Naranja | 138,99 |
| AWA1715 | Azul | 138,99 |
| AWA1716 | Negro | 138,99 |
| ACCESORIOS JOYSTICK BODYPOINT (adjuntados) | | |
| AWA2721 | Pomo ergonómico en forma de U (ancho 76), Bodypoint PC101A | 82,69 |
| AWA2722 | Pomo ergonómico en forma de U (ancho 100mm), Bodypoint PC102A | 82,69 |
| AWA2723 | Pomo de goma tipo "cúpula" (diámetro 66 mm), Bodypoint PC107A | 82,69 |
| AWA2724 | Pomo de goma tipo "seta" (diám 42 mm), Bodypoint PC110A | 82,69 |



LiNX



REM110



REM211



REM216



1709/1710



2217/2218



1685-1690



1711-1716



2721/2722 2724 2723

| Código | Descripción | P.V.P € | |
|--------------------------------------|---|---------------|--------|
| OPCIONES UNIDAD DE CONDUCCIÓN | | | |
| COLOR CARENADO | | | |
| AWA0202 | ◆ Azul | ◆ | |
| AWA0228 | ○ Negro | ○ | |
| AWA0220 | ○ Champagne | ○ | |
| AWA0204 | ○ Rojo cereza transparente | ○ | |
| AWZ0299 | ○ Carcasa color especial (se requiere código RAL) | ○ | |
| RUEDAS DELANTERAS | | | |
| AWA0840 | ○ Gris neumáticas 10" | ○ | |
| AWA0858 | ○ Gris antipinchazo 10" inyección líquido | 52,28 | |
| AWA0842 | ◆ Gris Antipinchazo 10" sólidas | ◆ | |
| RUEDAS TRASERAS | | | |
| AWA0771 | ○ Gris neumáticas 14" | ○ | |
| AWA0773 | ○ Gris antipinchazo 14" inyección líquido | 52,28 | |
| AWA0750 | ◆ Gris antipinchazo 14" sólidas | ◆ | |
| OPCIONES | | | |
| MOTOR | | | |
| AWA1277 | ◆ 6 km/h | ◆ | |
| BATERÍA | | | |
| AWA1364 | ◆ 73,5 Ah Gel | ◆ | |
| SUSPENSIÓN | | | |
| AWA1203 | ◆ Suspensión Heavy duty | ◆ | |
| G-TRAC | | | |
| AWA1215 | ○ Módulo G-Trac | 882,00 | |
| CARGADOR | | | |
| AWA1343 | ◆ Opticharge 8A | ◆ | |
| AWA1313 | ◆ Opticharge 10A | 360,02 | |
| KIT DE LUCES | | | |
| AWA1437 | ○ Kit de luces LED con indicadores | NC 2201, 2203 | 636,43 |
| AWA1254 | ◆ Sin kit de luces | | ◆ |
| TRANSPORTATION KIT | | | |
| AWA1493 | ◆ 4-Puntos (para el transporte de la silla sin usuario) | | ◆ |
| AWA1494 | ○ 4-Puntos (versión testada para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo de acuerdo a ISO 7176-19:2001) (es obligatorio reposacabeza adecuado) | | 24,04 |
| CINTURON DE FIJACIÓN | | | |
| AWA1455 | ◆ Cinturón de fijación extra largo con cierre | | ◆ |
| RETROVISOR | | | |
| AWA1415 | ○ Derecho | NC 2217 | 35,95 |
| AWA1339 | ○ Izquierdo | NC 2218 | 35,95 |
| ACCESORIOS | | | |
| SOPORTE PARA BASTONES | | | |
| AWA1312 | ○ Derecho | | 29,82 |
| AWA1363 | ○ Izquierdo | | 29,82 |
| GUARDABARROS | | | |
| AWA1417 | ◆ Guardabarros para ruedas traseras | | ◆ |
| CUENTAKILÓMETROS | | | |
| AWA1348 | ○ Cuenta kilómetros | NC LINX | 126,28 |
| KIT DE HERRAMIENTAS | | | |
| AWA1333 | ○ Kit de herramientas (2 llaves fijas y 1 destornillador con puntas diversas) | | 57,75 |
| PRECIO TOTAL | | | |



Colores RAL



0842



1203



1215



1437

1415
1339

1394



1478/1479

1333