

**Yes, you can.®**Invacare NV
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be**Invacare® TDX SP2 ULM**

Elektronische middenwiel aangedreven rolstoel voor gebruik binnen en buiten

Garantie: algemeen: 2 jaar; batterijen: 1 jaar
Max. gebruikersgewicht: 180 kg, met 10 km/u motoren; met lift en kanteling: 150kg.
Prijzen in Euro 6% BTW incl.;
Prijzen excl € 0,33 recupel excl BTW

Datum:

Referentie:

Verdeler:

Werd er voor deze bestelling een passing gedaan door onze productspecialist? Om de terugbetaling voor deze passing te ontvangen, gelieve hieronder het factuurnummer van de passing te noteren:

Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje Standaard optie Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ARO0080	<input type="checkbox"/>	Invacare® TDX SP2 Ultra Low Maxx met elektrisch positioneringssysteem en schuifcompensatie		9.341,03
ARX0080	<input type="checkbox"/>	Invacare® TDX SP2 Ultra Low Maxx Special met elektrisch positioneringssysteem en schuifcompensatie		9.341,03
ULTRA LOW MAXX ZITEENHEID				
ARO2020	<input type="checkbox"/>	2 Ultra Low Maxx Elektrisch zitsysteem		
ZITKANTELING EN GECOMBINEERDE ZITKANTELING MET ZITLIFT				
ARO2052	<input checked="" type="checkbox"/>	Ultra Low Maxx CG tilt (0 tot 50°)	NC: 0069, (2054/2055+2035/2036+0586)	2.380,27
ARO2053	<input type="checkbox"/>	Ultra Low Maxx CG tilt (0 tot 45°) gecombineerd met 300 mm zitlift (verhoogde zithoogte met 4 mm)	NC: 2312, 2313, 2314, 2315, 2263, 2264, (2054/2055+2035/2036+0586)	4.558,97
ZITHOOGTE (BOVENKANT ZITPLAAT)				
De zithoogte kan verhoogd zijn door de parameters!				
ARO0337	<input checked="" type="checkbox"/>	440 mm	NC: 0069, (2054/2055+0592)	
ARO0331	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC: 0069	
ARO0339	<input type="checkbox"/>	490 mm	NC: 0069	
VOORWAARTSE EN ACHTERWAARTSE KANTELOPTIES				
Opgelet: De voorwaartse kanteling (2054/2055) limiteert de mogelijkheden van smallere zitdiepte in combinatie met zijdelings gemonteerde beensteunen. Zie matrix				
ARO2057	<input checked="" type="checkbox"/>	Ultra Low Maxx CG Tilt Standaard gemonteerd (zonder voorwaartse of achterwaartse kanteling)	Kan gecombineerd worden met alle types beensteunen	
ARO2054	<input type="checkbox"/>	Ultra Low Maxx CG tilt gemonteerd met 5° vaste voorwaartse kanteling (dit zal de max achterwaartse kanteling verminderen met 5°)	NC: 2312, 2313, 2314, 2315, (2052/2053+2035/2036+0586) (0337+0592), (0069+2258)	
ARO2055	<input type="checkbox"/>	Ultra Low Maxx CG tilt gemonteerd met 10° vaste voorwaartse kanteling (dit zal de max achterwaartse kanteling verminderen met 10°)	NC: 2035, 2312, 2313, 2314, 2315, (0337+0592), (2036+ zijdelings gemonteerde beensteunen), (2052/2053+2035/2036+0586), (0069+2258)	
ARO2056	<input type="checkbox"/>	Ultra Low Maxx CG tilt gemonteerd met 5° vaste achterwaartse kanteling (dit zal de max achterwaartse kanteling vermeerderen met 5°)	NC: 2312, 2313, 2314, 2315, 0592 Kan gecombineerd worden met alle types beensteunen	
RUGKANTELING				
ARO2069	<input checked="" type="checkbox"/>	Vaste rughoek (geen elektrische kanteling)	NC: 2095, 2096, 2097, 2098, 2263, 2264, 2245; ACS2	
ARO2060	<input type="checkbox"/>	Elektrische rugkanteling 90 tot 170°, Standaard gemonteerd	NC: 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543	1.983,56
ARO2063	<input type="checkbox"/>	Elektrische rugkanteling, 8° voorwaartse rugkanteling, 82° tot 162°	NC: 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543	1.983,56

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ARO2066	<input type="checkbox"/>	Elektrische rugkanteling, 30° voorwaartse rugkanteling, 60° tot 140°	NC: 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543	1.983,56
AFMETINGEN VAN DE ZIT				
ZITFRAME BREEDTE				
ARO2021	<input checked="" type="checkbox"/>	405 mm - 505 mm (in stappen van 25 mm) / 16" - 20"	NC: 2030, 2031, 2032, 2033	
ARX2003	<input type="checkbox"/>	480 mm - 555 mm (in stappen van 25 mm) / 19" - 22"	NC: 2025, 2026, 2027, 2032, 2033	
ARO2022	<input type="checkbox"/>	505 mm - 610 mm (in stappen van 25 mm) / 20" - 24"	NC: 2025, 2026, 2027, 2028, 2174, 2175	
ZITFRAME DIEPTE				
ARO2008	<input checked="" type="checkbox"/>	405 mm - 505 mm (in stappen van 25 mm) / 16" - 20"	NC: 2040, 2041, 2042	
ARO2024	<input type="checkbox"/>	480 mm - 580 mm (in stappen van 25 mm) / 19" - 23"	NC: 2035, 2036, 2037	
ZITBREEDTE (VOORAF INGESTELD VOOR IN BREEDTE AANPASBARE RAIL)				
ARO2025	<input type="checkbox"/>	405 mm / 16"	NC: 2003, 2022, 2041, 2042, 0572, 0577, 0579, 0584, (2041/2042+2147), 2701, 2703, 2705	
ARO2026	<input type="checkbox"/>	430 mm / 17"	NC: 2003, 2022, 2041, 2042, (2041/2042+2147), 2701, 2703, 2705	
ARO2027	<input checked="" type="checkbox"/>	455 mm / 18"	NC: 2003, 2022, (2041/2042/+2147), (2041+2146), 2701, 2703, 2705	
ARO2028	<input type="checkbox"/>	480 mm / 19"	NC: 2022, 2174, 2175, (2041/2042+2147), (2041+2146), 2702, 2704, 2706	
ARO2029	<input type="checkbox"/>	505 mm / 20"	NC: 2174, 2175, (2041/2042+2147); (2037/2038/2039/2040, 2702, 2704, 2706	
ARO2030	<input type="checkbox"/>	530 mm / 21"	NC: 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1607, (2035/2036+2147), 2702, 2704, 2706	
ARO2031	<input type="checkbox"/>	555 mm / 22"	NC: 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1607, (2035/2036+2147), 2702, 2704, 2706	
ARO2032	<input type="checkbox"/>	580 mm / 23"	NC: 2003, 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 2147, 1607, 2702, 2704, 2706	
ARO2033	<input type="checkbox"/>	610 mm / 24"	NC: 2003, 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1404, 1405, 1607, 2147, 2702, 2704, 2706	
ZITDIEPTE (VOORAF INGESTELD)				
ARO2035	<input type="checkbox"/>	405 mm / 16"	NC: 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, 2055, (2030/2031+2147),(2052/2053+2054/2055+0586), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ARO2036	<input type="checkbox"/>	430 mm / 17"	NC: 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, (2055 + zijdelings gemonteerde beensteunen), (2030/2031+2147),(2052/2053+2054/2055+0586)	
ARO2037	<input checked="" type="checkbox"/>	455 mm / 18"	NC 2024, (2029)	
ARO2038	<input type="checkbox"/>	480 mm / 19"	NC 2024, (2029)	
ARO2039	<input type="checkbox"/>	505 mm / 20"	NC 2024, (2029)	
ARO2040	<input type="checkbox"/>	530 mm / 21"	NC 2008, (2029)	
ARO2041	<input type="checkbox"/>	555 mm / 22"	NC 2008, 2025, 2026, (2027/2028+2146), (2025/2026/2027/2028/2029+2147)	
ARO2042	<input type="checkbox"/>	580 mm / 23"	NC 2008, 2025, 2026, 2146, (2025/2026/2027/2028/2029+2147)	
ZITKUSSEN (AFMETINGEN IN OVEREENSTEMMING MET ZITFRAME VOORINGESTELDHEID)				
ARO2144	<input type="checkbox"/>	Matrx Vi Kussen (Mesh bekleding)		
ARO2146	<input type="checkbox"/>	Matrx Flo-tech Contour (glad zwarte cover, 100 mm dikte, tot 191 kg)	NC 2042, (2041+2027/2028)	
ARO2147	<input type="checkbox"/>	Matrx Libra (90 mm dikte, tot 136 kg of HD tot 227kg)	NC 2032, 2033, 2034, (2030/2031+2035/2036),(2025/2026/2027/2028/2029+2041/2042)	
ARO2140	<input type="checkbox"/>	Zonder zitkussen		
RUGBUIZEN (ENKEL VOOR VASTE RUGKANTELING)			NC 2060, 2063, 2066, 2095, 2096, 2097,2098	
RECHTE EN GEBOGEN RUGBUIZEN				
ARO2510	<input type="checkbox"/>	Rechte rugbuis hoogte 455 mm / 18"	NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ARO2511	<input type="checkbox"/>	Rechte rugbuis hoogte 505 mm / 20"	NC 2542, 2543, 2051, 2320, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2563, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562	
ARO2512	<input type="checkbox"/>	Rechte rugbuis hoogte 555 mm / 22"	NC 2543, 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562	
ARO2513	<input type="checkbox"/>	Rechte rugbuis hoogte 610 mm / 24"		
ARO2514	<input type="checkbox"/>	Gebogen (5°) rugbuis hoogte 505 mm / 20"	NC 2542, 2543, 2051, 2320, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2563, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562	
ARO2515	<input type="checkbox"/>	Gebogen (5°) rugbuis hoogte 555 mm / 22"	NC 2543, 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562	
ARO2516	<input checked="" type="checkbox"/>	Gebogen (5°) rugbuis hoogte 610 mm / 24"		
HOEK INSTELLINGEN VAN DE RECHTE RUGBUIZEN			NC 2514, 2515, 2516	
ARO2517	<input type="checkbox"/>	75°		
ARO2518	<input type="checkbox"/>	79°		
ARO2519	<input type="checkbox"/>	85°		
ARO2520	<input type="checkbox"/>	90°		
ARO2521	<input type="checkbox"/>	95°		
ARO2522	<input type="checkbox"/>	101°		
ARO2523	<input type="checkbox"/>	106°		
ARO2524	<input type="checkbox"/>	112°		
ARO2525	<input type="checkbox"/>	116°		
HOEK INSTELLINGEN VAN DE GEBOGEN RUGBUIZEN			NC 2510, 2511, 2512, 2513	
ARO2526	<input type="checkbox"/>	81°		
ARO2527	<input type="checkbox"/>	84°		
ARO2528	<input checked="" type="checkbox"/>	91°		
ARO2529	<input type="checkbox"/>	96°		
ARO2530	<input type="checkbox"/>	101°		
ARO2531	<input type="checkbox"/>	106°		
ARO2532	<input type="checkbox"/>	111°		
ARO2533	<input type="checkbox"/>	117°		
ARO2534	<input type="checkbox"/>	121°		
RUG ONDERSTEUNINGSOPTIES				
(hoogte van het materiaal, zie onder voor de gehele rughoogte)				
STANDAARD VASTE RUGPLAAT EN BEKLEDING (NIET VOOR ESR SYSTEMEN)				
ARO2540	<input type="checkbox"/>	Standaard vaste rugplaat en bekleding hoogte 355 mm / 14"	NC 2060, 2063, 2066, (2506, 2501/2070/2071/2072/2073+2069)	
ARO2541	<input type="checkbox"/>	Standaard vaste rugplaat en bekleding hoogte 405 mm / 16"	NC 2060, 2063, 2066, 2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069), 2510	
ARO2542	<input type="checkbox"/>	Standaard vaste rugplaat en bekleding hoogte 455 mm / 18"	NC 2060, 2063, 2066, 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069)	
ARO2543	<input type="checkbox"/>	Standaard vaste rugplaat en bekleding hoogte 505 mm / 20"	NC 2060, 2063, 2066, 2510, 2511, 2512, 2514,2515,(2504/2505/2506/2501/2070/207 1+2069)	
HOGЕ RUGGEN (16-24" BREEDTE)				
ARO2050	<input checked="" type="checkbox"/>	Hoge rug , hoogte 410 mm	NC 2073, 2074	
ARO2051	<input type="checkbox"/>	Hoge rug , hoogte 460 mm	NC 2070, 2071	
ARO2320	<input checked="" type="checkbox"/>	Hoge rug , hoogte 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2 506/2501/2070/2071/2072/2073+ 2060/2063/2066)	
MATRIX ELITE RUGGEN (3" CONTOUR) 16-20" BREEDTE			NC 2030, 2031, 2032, 2033	
ARO2550	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite rug , hoogte 355mm / 14"	NC (2501/2506/2070/2071/2072/2073+2069);(2 070/2071/2072/2073/2074/2502+2060/2063 /2066), 2028, 2029, 2030, 2032, 2032, 2033	
ARO2551	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite rug , hoogte 405 mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2 506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/206 3/2066)	
ARO2552	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite rug , hoogte 455 mm / 18"	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069);(2 506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063 /2066)	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ARO2553	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite rug, hoogte 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2 506/2501/2070/2071/2072/2073+ 2060/2063/2066)	
MATRX ELITE HD RUGGEN (3" CONTOUR) 21-24" BREEDTE			NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2029	
ARO2554	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite HD rug, hoogte 405 mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2 506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/206 3/2066)	918,63
ARO2555	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite HD rug, hoogte 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2 506/2501/2070/2071/2072/2073+ 2060/2063/2066)	918,63
MATRX ELITE TR RUGGEN (3" CONTOUR) 16-20" BREEDTE			NC 2030, 2031, 2032, 2033	
ARO2556	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR rug, hoogte 405 mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2 506/25017/2072/2073/2074/2502/+2060/20 63/2066)	197,89
ARO2557	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR rug, hoogte 455 mm / 18"	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069);(2 506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063 /2066)	197,89
ARO2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR rug, hoogte 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2 506/2501/2070/2071/2072/2073+ 2060/2063/2066)	197,89
MATRX ELITE TR HD RUG (3" CONTOUR) 21-24" BREEDTE			NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2029	
ARO2563	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR HD rug, hoogte 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2 506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063 /2066)	918,63
MATRX ELITE DEEP RUGGEN (6" CONTOUR) 16-20" BREEDTE			NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2030, 2031, 2032, 2033	
ARO2558	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep rug, hoogte 405 mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2 506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/206 3/2066)	317,83
ARO2559	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep rug, hoogte 455 mm / 18"	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069);(2 506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063 /2066)	317,83
ARO2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep rug, hoogte 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2 506/2501/2070/2071/2072/2073+ 2060/2063/2066)	317,83
MATRX POSTURE BACK RUGGEN (5" CONTOUR) 16-18" BREEDTE			NC 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033	
ARO2174	<input type="checkbox"/>	Matrx PB rug, hoogte 405 mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2 506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/206 3/2066)	
ARO2175	<input type="checkbox"/>	Matrx PB rug, hoogte 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2 506/2501/2070/2071/2072/2073+ 2060/2063/2066)	
MATRX POSTURE BACK DEEP RUGGEN (7" CONTOUR) 16-18" BREEDTE			NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033	
ARO2560	<input type="checkbox"/>	Matrx PB Deep rug, hoogte 405mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2 506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/206 3/2066)	317,83
ARO2561	<input type="checkbox"/>	Matrx PB Deep rug, hoogte 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2 506/2501/2070/2071/2072/2073+ 2060/2063/2066)	317,83

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
MATRX ELITE DEEP HD RUGGEN (7" CONTOUR) 21-24" BREEDTE			NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033	
ARO2562	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep HD rug, hoogte 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2 506/2501/2070/2071/2072/2073+ 2060/2063/2066)	918,63
ARO2570	<input type="checkbox"/>	Zonder rugleuning, incl. Matrx interface	NC DX2, 2092, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	
MONTAGE VAN DE RUGONDERSTEUNING			Gemeten van de zitplaat tot aan de top van de rugplaat	
Nota: Dit is uiterst belangrijk voor de aanpassingen aan het ESR rugkantelsysteem				
Afgeleverde rughoogte voor 'enkel zitkanteling' (geen rugkanteling)			NC 2060, 2063, 2066	
Nota: 100-125 mm / 4-5" ruimte is aanbevolen voor 'enkel zitkantel' systemen				
ARO2504	<input type="checkbox"/>	455 mm / 18" (enkel met rughoogte 355mm/14")	NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	
ARO2505	<input type="checkbox"/>	485 mm / 19" (enkel met rughoogte 355mm/14")	NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	
ARO2506	<input type="checkbox"/>	505 mm / 20" (enkel met rughoogte 405mm/16")	NC 2540, 2542, 2543, 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563	
ARO2501	<input type="checkbox"/>	535 mm / 20" (enkel met rughoogte 405mm/16")	NC 2540, 2542, 2543, 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563	
ARO2070	<input type="checkbox"/>	555 mm / 22" (enkel met rughoogte 455mm/18")	NC 2540, 2541, 2543, 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	
ARO2071	<input type="checkbox"/>	585 mm / 23" (enkel met rughoogte 455mm/18")	NC 2540, 2541, 2543, 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	
ARO2072	◆	610 mm / 24" (enkel met rughoogte 505mm/20")	NC 2540, 2541, 2542, 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560	
ARO2073	<input type="checkbox"/>	635 mm / 25" (enkel met rughoogte 505mm/20")	NC 2540, 2541, 2542, 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560	
Afgeleverde rughoogte voor ESR rugkantelsystemen			NC 2069	
Nota: minimum 150-175 mm / 6-7" ruimte is aanbevolen voor ESR rugkantelsystemen				
ARO2506	<input type="checkbox"/>	505 mm / 20" (enkel met Elite rug, rughoogte 355mm/14")	NC 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	
ARO2501	<input type="checkbox"/>	535 mm / 21" (enkel met Elite rug, rughoogte 355mm/14")	NC 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	
ARO2070	<input type="checkbox"/>	555 mm / 22" (enkel met rughoogte 405mm/16")	NC 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563	
ARO2071	<input type="checkbox"/>	585 mm / 23" (enkel met rughoogte 405mm/16")	NC 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563	
ARO2072	<input type="checkbox"/>	610 mm / 24" (enkel met rughoogte 455mm/18")	NC 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	
ARO2073	<input type="checkbox"/>	635 mm / 25" (enkel met rughoogte 455mm/18")	NC 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	
ARO2074	<input type="checkbox"/>	660 mm / 26" (enkel met rughoogte 505mm/20")	NC 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560	
ARO2502	<input type="checkbox"/>	685 mm / 27" (enkel met rughoogte 505mm/20")	NC 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ARMSTEUNEN				
ARMSTEUNEN VOOR 'ENKEL ZITKANTEL' SYSTEEM				
ARO2307	◆	Op de Ultra Rail gemonteerde volgende Flip-back armsteunen Maxx Tilt 230 - 320 mm (9-12.5")	NC 2060, 2063, 2066, 2308, 2309	
ARMSTEUNEN VOOR ESR RUGKANTEL SYSTEEM				
ARO2095	◆	Flip-Back Armsteunen, breedte, hoogte en hoek-instelbaar (240 - 330 mm)		
ARO2096	□	Flip-Back Armsteunen, breedte, hoogte en hoek-instelbaar (320 - 405 mm)		
ARO2097	□	Volgende en Flip-Back armsteunen, aanpasbaar in hoogte (240 - 330 mm)		
ACCESSOIRES VOOR ARMSTEUNEN				
ARMPAD - LINKS				
ARO2012	□	Armpad tafelfunctie, visco-elastisch (255mm); 40mm dik		
ARO2013	□	Armpad lang, visco-elastisch (355mm); 40mm dik		
ARO2014	□	Ergonomische armgoot links; 30mm dik	NC 2316, 2317	361,84
ARO2015	□	Zonder armpad links		
ARMPAD - RECHTS				
ARO2016	□	Armpad tafelfunctie, visco-elastisch (255mm); 40mm dik		
ARO2017	□	Armpad lang, visco-elastisch (355mm); 40mm dik		
ARO2018	□	Ergonomische armgoot rechts; 30mm dik	NC 2316, 2317	361,84
ARO2019	□	Zonder armpad rechts		
Accessoires voor armpad en montage opties in combinatie met de armgoot (montage aan de overzijde van de stuurkast!)				
LINKS				
ARO2080	□	Vlakke handpad links		
RECHTS				
ARO2083	□	Vlakke handpad rechts		
MULTI-AS VOOR BOVENARM ONDERSTEUNING				
LINKS				
ARO2082	□	Multi Axis ondersteuning voor armpad (MACES) links, verhoogd de armpad met 43 mm		361,84
RECHTS				
ARO2085	□	Multi Axis ondersteuning voor armpad (MACES) rechts, verhoogd de armpad met 43 mm		361,84
HOOGTE INSTELLING: ARMSTEUN LINKS				
Zitplaat tot bovenkant buis				
	◆	Fabriekinstelling		
	□	Aangepast		
		<input type="checkbox"/> 230mm <input type="checkbox"/> 240mm <input type="checkbox"/> 250mm <input type="checkbox"/> 260mm <input type="checkbox"/> 270mm <input type="checkbox"/> 280mm <input type="checkbox"/> 290mm		
		<input type="checkbox"/> 300mm <input type="checkbox"/> 310mm <input type="checkbox"/> 320mm <input type="checkbox"/> 330mm <input type="checkbox"/> 340mm <input type="checkbox"/> 350mm		
		<input type="checkbox"/> 360mm <input type="checkbox"/> 370mm <input type="checkbox"/> 380mm <input type="checkbox"/> 390mm <input type="checkbox"/> 405mm		
HOOGTE INSTELLING: ARMSTEUN RECHTS				
Zitplaat tot bovenkant buis				
	◆	Fabriekinstelling		
	□	Aangepast		
		<input type="checkbox"/> 230mm <input type="checkbox"/> 240mm <input type="checkbox"/> 250mm <input type="checkbox"/> 260mm <input type="checkbox"/> 270mm <input type="checkbox"/> 280mm <input type="checkbox"/> 290mm		
		<input type="checkbox"/> 300mm <input type="checkbox"/> 310mm <input type="checkbox"/> 320mm <input type="checkbox"/> 330mm <input type="checkbox"/> 340mm <input type="checkbox"/> 350mm		
		<input type="checkbox"/> 360mm <input type="checkbox"/> 370mm <input type="checkbox"/> 380mm <input type="checkbox"/> 390mm <input type="checkbox"/> 405mm		
ELLEBOOGONDERSTEUNING				
ELLEBOOGSTEUN LINKS: PADS (DIEPTE X BREEDTE)				
ARO2347	□	Elleboogsteun XS (110 mm x 83 mm)	NC 2014	306,21
ARO2348	□	Elleboogsteun S (135 mm x 90 mm)	NC 2014	306,21
ARO2349	□	Elleboogsteun M (145 mm x 95 mm)	NC 2014	306,21
ARO2350	□	Elleboogsteun L (165 mm x 110 mm)	NC 2014	306,21
ELLEBOOGSTEUN LINKS: MONTAGE HARDWARE				
ARO2361	□	3" verticaal / 5" horizontaal		
ARO2362	□	3" verticaal / 7" horizontaal		
ARO2363	□	5" verticaal / 5" horizontaal		
ARO2364	□	5" verticaal / 7" horizontaal		
ELLEBOOGSTEUN RECHTS: PADS (DIEPTE X BREEDTE)				
ARO2351	□	Cale-coude XS (110 mm x 83 mm)	NC 2018	306,21
ARO2352	□	Cale-coude S (135 mm x 90 mm)	NC 2018	306,21
ARO2353	□	Cale-coude M (145 mm x 95 mm)	NC 2018	306,21
ARO2354	□	Cale-coude L (165 mm x 110 mm)	NC 2018	306,21
ELLEBOOGSTEUN RECHTS: MONTAGE HARDWARE				
ARO2371	□	3" verticaal / 5" horizontaal		

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
ARO2372	<input type="checkbox"/>	3" verticaal / 7" horizontaal			
ARO2373	<input type="checkbox"/>	5" verticaal / 5" horizontaal			
ARO2374	<input type="checkbox"/>	5" verticaal / 7" horizontaal			
HEUPSTEUNEN					
LINKS					
ARO2184	<input type="checkbox"/>	Heupsteun QR links; 140 mmX100 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	160,41	
ARO2114	<input type="checkbox"/>	Heupsteun QR links; 180 mm x 150 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	160,41	
ARO2186	<input type="checkbox"/>	Heupsteun QR links; 230 mmX100 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	160,41	
ARO2188	<input type="checkbox"/>	Heupsteun QR links; 330 mmX100 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	160,41	
RECHTS					
ARO2185	<input type="checkbox"/>	Heupsteun QR rechts; 140 mmX100 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	160,41	
ARO2115	<input type="checkbox"/>	Heupsteun QR rechts; 180 mm x 150 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	160,41	
ARO2187	<input type="checkbox"/>	Heupsteun QR rechts; 230 mmX100 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	160,41	
ARO2189	<input type="checkbox"/>	Heupsteun QR rechts; 330 mmX100 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	160,41	
ARO2164	<input type="checkbox"/>	Bevestiging voor heupsteun (155 mm)		80,00	
ARO2165	<input type="checkbox"/>	Bevestiging voor heupsteun (206 mm)		80,00	
HOOFDSTEUN EN MONTAGE OPTIES					
ARO2092	<input checked="" type="checkbox"/>	Onyx Auto Style hoofdsteun met standaard montage hardware	NC 2255, 2230, 2247, 2570		
ARO2324	<input type="checkbox"/>	Elan Standaard Pad 255 mm / 10" breed met standaard cover en Elan montage hardware	NC 2255, 2230, 2247, 2570	255,18	
ARO2325	<input type="checkbox"/>	Elan Occipitale Pad 230x180 mm / 9"x7" met standaard cover en Elan montage hardware	NC 2255, 2230, 2247, 2570	255,18	
ARO1495	<input type="checkbox"/>	Hoofdbesturing of gelijkaardige hoofdsteun, onafhankelijk geleverd van dit order (Volgens de voorwaarden van ISO 7176-19, is een hoofdsteun noodzakelijk om de rolstoel te gebruiken als zitplaats in een voertuig)	NC 2229	Op aanvraag	
LATERALE ONDERSTEUNING LINKS					
ARO2343	<input type="checkbox"/>	Laterale ondersteuning Maxx Style Quick Release, pad grootte 110 mm breed x 83 mm hoog	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	200,38	
ARO2345	<input type="checkbox"/>	Laterale ondersteuning Maxx Style Quick Release, pad grootte 135 mm breed x 90 mm hoog	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	200,38	
ARO2043	<input type="checkbox"/>	Laterale ondersteuning Maxx Style Quick Release, pad grootte 145 mm breed x 95 mm hoog		200,38	
ARO2045	<input type="checkbox"/>	Laterale ondersteuning Maxx Style Quick Release, pad grootte 165 mm breed x 110 mm hoog		200,38	
LATERALE ONDERSTEUNING RECHTS					
ARO2344	<input type="checkbox"/>	Laterale ondersteuning Maxx Style Quick Release, pad grootte 110 mm breed x 83 mm hoog	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	200,38	
ARO2346	<input type="checkbox"/>	Laterale ondersteuning Maxx Style Quick Release, pad grootte 135 mm breed x 90 mm hoog	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	200,38	
ARO2044	<input type="checkbox"/>	Laterale ondersteuning Maxx Style Quick Release, pad grootte 145 mm breed x 95 mm hoog		200,38	
ARO2046	<input type="checkbox"/>	Laterale ondersteuning Maxx Style Quick Release, pad grootte 165 mm breed x 110 mm hoog		200,38	
ACCESSOIRES VOOR LATERALE ONDERSTEUNING					
ARO2049	<input type="checkbox"/>	Extra telescopische link voor de Maxx Style laterale ondersteuning, 25 mm, Paar			
BEENSTEUNEN / VOETSTEUNEN			NC (2021+2054)		
CENTRALE BEENSTEUN (INCL. KUITSTEUN)					
ARO0586	<input type="checkbox"/>	Centrale beensteun, hoekinstelbaar Lengte: 310 - 410 mm	NC (2052/2053+2054/2055+2035/2036), 2366, 0517	289,44	
ARO0589	<input type="checkbox"/>	LNx elektrisch centrale beensteun, lengte compensatie; Lengte: 340 - 410 mm	NC 2261, 2262, 2263, 2264	1.447,27	
ARX0592	<input type="checkbox"/>	LNx elektrisch centrale beensteun met telescopische voetenplaat (naar de grond); Lengte: 380 - 419 mm Custom-made, behoeft persoonlijke afmetingen!	NC 0069, 0559, 0516, 0517, 2056, (0337+2054/2055), 2263, 2264, 2365, 2366	2.500,72	
VOETPLATEN / VOETPLAAT					

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ARO2365	<input type="checkbox"/>	Hoek en breedte instelbare voetplaten S (127 W x 190 mm D / 5"x7.5")	NC 0592	130,26
ARO0559	<input type="checkbox"/>	Hoek en breedte instelbare voetplaten M (140 W x 240 mm D / 5.5"x9.5")	NC 0592	130,26
ARO0516	<input type="checkbox"/>	Hoek en breedte instelbare voetplaten L (150 W x 290 mm D / 6"x11.5)	NC 0592	130,26
ARO0517	<input type="checkbox"/>	Hoek instelbare voetenplaat M (305 W x 275 mm D / 12"x10.75")	NC 0592, 0586	130,26
HOOGTE INSTELLING: CENTRAAL GEMONTEERDE BEENSTEUN (OPTIES 0586&0589)				
Van de zitplaat tot de voetplaat				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Fabriekinstelling		
	<input type="checkbox"/>	Op maat		
		<input type="checkbox"/> 310mm <input type="checkbox"/> 325mm <input type="checkbox"/> 335mm <input type="checkbox"/> 345mm		
		<input type="checkbox"/> 355mm <input type="checkbox"/> 364mm <input type="checkbox"/> 375mm <input type="checkbox"/> 385mm <input type="checkbox"/> 410mm		
HOOGTE INSTELLING: CENTRAAL GEMONTEERDE BEENSTEUN MET TELESCOPISCH VOETPLAAT				
Van de zitplaat tot de voetplaat				
	<input type="checkbox"/>	Op maat: Zie bijhorende matrix voor de uitzonderingen		
	<input type="checkbox"/>	Gelieve zorgvuldig te meten en rekeing te houden met de kussenhoogte! De gekozen afmeting worden op maat gemaakt en kunnen achteraf niet gewijzigd worden!		
		<input type="checkbox"/> 380mm <input type="checkbox"/> 393mm <input type="checkbox"/> 406mm <input type="checkbox"/> 419mm		
ZIJLINGS GEMONTEERDE BEENSTEUNEN VOOR ULTRA LOW MAXX				
INDIVIDUELE BEENSTEUN VARI - LINKS				
ARO0536	<input checked="" type="checkbox"/>	Hanger Vari F LH		
ARO0537	<input type="checkbox"/>	Hanger Vari A LH	NC 0505	166,44
ARO0539	<input type="checkbox"/>	Hanger ADE 0° - 80° LH	NC 0505, 2261, 2262, 2263, 2264	723,65
ARO0535	<input type="checkbox"/>	Zonder Hanger LH	NC 0505, 0509, 0511	
INDIVIDUELE BEENSTEUN VARI - RECHTS				
ARO0546	<input checked="" type="checkbox"/>	Hanger Vari F RH		
ARO0547	<input type="checkbox"/>	Hanger Vari A RH	NC 0502	166,44
ARO0549	<input type="checkbox"/>	Hanger ADE 0° - 80° RH	NC 0502, 2261, 2262, 2263, 2264	723,65
ARO0545	<input type="checkbox"/>	Zonder Hanger RH	NC 0502, 0506, 0508	
INDIVIDUELE VOETPLAAT TYPE - LINKS				
ARO0505	<input checked="" type="checkbox"/>	Vaste voetplaat Links	NC 0535, 0537, 0538, 0539	
ARO0509	<input type="checkbox"/>	Hoek instelbare voetplaat Links	NC 0535	
ARO0511	<input type="checkbox"/>	Hoek en diepte instelbare voetplaat Links	NC 0535	65,13
INDIVIDUELE VOETPLAAT TYPE - RECHTS				
ARO0502	<input checked="" type="checkbox"/>	Vaste voetplaat Rechts	NC 0545, 0547, 0548, 0549	
ARO0506	<input type="checkbox"/>	Hoek instelbare voetplaat Rechts	NC 0545	
ARO0508	<input type="checkbox"/>	Hoek en diepte instelbare voetplaat Rechts	NC 0545	65,13
HOOGTE INSTELLING VARI HANGER - LINKS				
Zitplaat tot voetplaat				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Fabriekinstelling		
	<input type="checkbox"/>	Op maat		
		<input type="checkbox"/> 270mm <input type="checkbox"/> 280mm <input type="checkbox"/> 290mm <input type="checkbox"/> 300mm <input type="checkbox"/> 310mm <input type="checkbox"/> 320mm <input type="checkbox"/> 330mm		
		<input type="checkbox"/> 340mm <input type="checkbox"/> 350mm <input type="checkbox"/> 360mm <input type="checkbox"/> 370mm <input type="checkbox"/> 380mm <input type="checkbox"/> 390mm		
		<input type="checkbox"/> 400mm <input type="checkbox"/> 410mm <input type="checkbox"/> 420mm <input type="checkbox"/> 430mm		
HOOGTE INSTELLING VARI HANGER - RECHTS				
Zitplaat tot voetplaat				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Fabriekinstelling		
	<input type="checkbox"/>	Op maat		
		<input type="checkbox"/> 270mm <input type="checkbox"/> 280mm <input type="checkbox"/> 290mm <input type="checkbox"/> 300mm <input type="checkbox"/> 310mm <input type="checkbox"/> 320mm <input type="checkbox"/> 330mm		
		<input type="checkbox"/> 340mm <input type="checkbox"/> 350mm <input type="checkbox"/> 360mm <input type="checkbox"/> 370mm <input type="checkbox"/> 380mm <input type="checkbox"/> 390mm		
		<input type="checkbox"/> 400mm <input type="checkbox"/> 410mm <input type="checkbox"/> 420mm <input type="checkbox"/> 430mm		
LINX PRIMAIRE STUURKASTEN MET PROPORTIONELE JOYSTICK OF 'ENKEL DISPLAY' + BEVESTIGING				
ARO2203	<input type="checkbox"/>	REM211 zonder display (zonder lichten)	NC 1367, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272	
ARO2204	<input checked="" type="checkbox"/>	REM216 zonder display (met lichten)	NC 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272	
ARO2205	<input type="checkbox"/>	REM400: touch-screen, joystick en instelbare jack sockets		445,18
ARO2206	<input type="checkbox"/>	REM500: touch-screen en instelbare jack sockets zonder joystick (stand alone display voor alternatieve bedieningen)	NC 2270	1.835,65
REM400 MET TOGGLE SWITCHES				
ARO2270	<input type="checkbox"/>	Toewijsbare Toggle Switch Module voor REM400 (DLX-SW400TGL) voor ingesteld met links: ON/OFF, en rechts: snelheidsregelaar	NC 2201, 2203, 2204, 2206	510,35
MONTAGE VAN DE STUURKAST				

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in € 6% BTW inbegrepen	
ARO1207	<input type="checkbox"/>	Standaard Bevestiging Rechts	NC 1404, 2311		
ARO1208	<input type="checkbox"/>	Standaard Bevestiging Links	NC 1405, 2310		
ARO1707	<input checked="" type="checkbox"/>	Swing Away Bevestiging Rechts	NC 1404, 2311		
ARO1708	<input type="checkbox"/>	Swing Away Bevestiging Links	NC 1405, 2310		
ARO2075	<input type="checkbox"/>	Swing Away + hoogte / breedte instelbare bevestiging Rechts, Quad link design	NC 1415		
ARO2076	<input type="checkbox"/>	Swing Away + hoogte / breedte instelbare bevestiging Links, Quad link design	NC 1339		
ARO2227	<input type="checkbox"/>	Bevestiging Rechts, gemonteerd voor de begeleider	NC 2219, 1221	51,04	
ARO2228	<input type="checkbox"/>	Bevestiging Links, gemonteerd voor de begeleider	NC 2219, 1222	51,04	
ARX2239	<input type="checkbox"/>	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK		Op aanvraag	
LINX REM500 (DISPLAY ONLY) BRACKETS					
ARO2209	<input type="checkbox"/>	Swing away Rechts, multi-instelbaar	NC (2251+2217), 1404, 2311		
ARO2210	<input type="checkbox"/>	Swing away Links, multi-instelbaar	NC (2251+2218), 1405, 2310		
ARO2213	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts, Nucleus	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	717,85	
ARO2214	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd, swing-away naar links, Nucleus	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	717,85	
ARX2239	<input type="checkbox"/>	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK		Op aanvraag	
DUBBELE BEDIENING LINX + BEVESTIGING					
ARO2219	<input type="checkbox"/>	Compacte Dubbele bediening LiNX (DLX-ACU200)	NC 1221, 1222, (2227/2228+2203/2204/2205)	850,18	
ARO2245	<input type="checkbox"/>	Invacare LiNX IDC Dubbele bediening	NC 1207, 1208, 2069	1.200,00	
ARO1207	<input type="checkbox"/>	Standaard Bevestiging Rechts	NC 2245		
ARO1208	<input type="checkbox"/>	Standaard Bevestiging Links	NC 2245		
ARO1221	<input type="checkbox"/>	Bevestiging Rechts, afneembaar	NC 2219, 2227	51,04	
ARO1222	<input type="checkbox"/>	Bevestiging Links, afneembaar	NC 2219, 2228	51,04	
Als verschillende joysticks (of joystick + REM500) gemonteerd moeten worden op 1 nucleus, gelieve dan individuele montage optie 2215 aan te duiden!					
LINX - COMPACTE BEDIENINGEN & BEVESTIGING (altijd met DLX-REM400 of DLX-REM500)					
ARO2231	<input type="checkbox"/>	Proportionele Compacte bediening DLX-CR400	NC 2203, 2204,	811,27	
ARO2232	<input type="checkbox"/>	Proportionele Compacte bediening Low Force DLX-CR-400LF	(2229/2230/2247/2257/2233/2240+2258)	928,20	
ARO2207	<input type="checkbox"/>	Rechts gemonteerd	NC (2231/2232+1404/2311)		
ARO2208	<input type="checkbox"/>	Links gemonteerd	NC (2231/2232+1405/2310)		
ARO2213	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	717,85	
ARO2214	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd, swing-away naar links (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	717,85	
ARX2215	<input type="checkbox"/>	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK		Op aanvraag	
ALTERNATIEVE JOYSTICKS & INPUTS & BEVESTIGINGEN (altijd met DLX-REM400 of DLX-REM500)					
KINBEDIENING + BEVESTIGINGEN					
ARO2229	<input type="checkbox"/>	Proportionele Kin Joystick (ASL158) Selector hoofdtelefoon altijd met standaard bevestiging	1495, 2205, 2204, 2250, 2247, 2255, 2257, 2240 (2221/2222/2259)	2.326,18	
ARO1289	<input type="checkbox"/>	Swing Away Bevestiging Rechts, manueel (ASL628)			
ARO1288	<input type="checkbox"/>	Swing Away Bevestiging Links, manueel (ASL628)			
ARX1287	<input type="checkbox"/>	Swing Away Bevestiging Rechts, elektrisch		501,46	
ARX1286	<input type="checkbox"/>	Swing Away Bevestiging Links, elektrisch		501,46	
HOOFDBESTURING ATOM TECHNOLOGY					
ARO2230	<input type="checkbox"/>	Hoofdbediening met ultrasone proximity sensoren (ATOM, ASL104) en standaard wings M2	2205, 2204, 2229, 2255, 2092, 2525, 2524, 2222, 2225, 2226, 2227, 2257, 2240	5.049,07	
ARO2247	<input type="checkbox"/>	Hoofdbediening met ultrasone proximity sensoren (PROTON, ASL104P) en PROTON wings	2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257, 2240, (2231/2232+2258)	5.319,55	
FOUR-SWITCH PROXIMITY TAFEL					
ARO2257	<input type="checkbox"/>	Four-Switch Proximity Tafel (ASL106) Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts, Nucleus	NC 2205, 2204, 2229, 2250, 2247, 2255, 2240 (2221/2222/2259)	5.680,20	
ARO2275	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts, Nucleus (incl. Eclipse Tafel ASL619, 260x180 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	717,85	
ARO2276	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd, swing-away naar links, Nucleus (incl. Eclipse Tafel ASL619, 360x180 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	717,85	
ARX2215	<input type="checkbox"/>	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK			
DRAADLOZE ACCESSOIRES VOOR ATOM					
ARO2249	<input type="checkbox"/>	Draadloze Triple Switch Receiver (ASL557-3)		650,00	
ARO2250	<input type="checkbox"/>	Draadloze Mouse Emulator (ASL558)		1.352,43	
MICRO EXTREMITY CONTROL					

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in € 6% BTW inbegrepen
ARO2233	<input type="checkbox"/>	MEC Proportionele Joystick (Micro Extremity Control)	NC 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2240, (2231/2232+2258)	3.317,28
ARO2235	<input type="checkbox"/>	Gemonteerd in tafeltje Rechts (ASL603, 100x150 mm)		
ARO2236	<input type="checkbox"/>	Gemonteerd in tafeltje Links (ASL603, 100x150 mm)		
ARO2213	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts, Nucleus	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	717,85
ARO2214	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd, swing-away naar links, Nucleus	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	717,85
ARO2241	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd in tafeltje, swing-away naar rechts, Nucleus (incl. Tafel ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	750,00
ARO2242	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd in tafeltje, swing-away naar links, Nucleus (incl. Tafel ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	750,00
ARX2215	<input type="checkbox"/>	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK		Op aanvraag
PEDIATRIC COMPACT				
ARO2243	<input type="checkbox"/>	Proportionele Pediatrische Compacte joystick (ASL132), inclus Input Module	NC 2271, 2203, 2204, 2255, 2256	2.163,88
ARO2235	<input type="checkbox"/>	Gemonteerd in tafeltje Rechts (ASL603, 100x150 mm)		
ARO2236	<input type="checkbox"/>	Gemonteerd in tafeltje Links (ASL603, 100x150 mm)		
ARO2213	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts, Nucleus	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	717,85
ARO2214	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd, swing-away naar links, Nucleus	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	717,85
ARO2241	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd in tafeltje, swing-away naar rechts, Nucleus (incl. Tafel ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	750,00
ARO2242	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd in tafeltje, swing-away naar links, Nucleus (incl. Tafel ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	750,00
ARX2215	<input type="checkbox"/>	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK		Op aanvraag
SIP'N PUFF HOOFDBEDIENING				
ARO2255	<input type="checkbox"/>	Sip'n Puff Hoofd bediening (ASL109), inclus Input Module en Lip Switch (ASL 301 LIP) (Combineert sip and puff controle met hoofdbediening)	NC 2271, 2203, 2204, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2243	540,97
SIP'N PUFF CONTROLE & INPUT MODULE				
ARO2256	<input type="checkbox"/>	Sip'n Puff Control (incl. Sip'n Puff kit, Lip Switch ASL301LIP en Input module)	NC 2271, 2203, 2204, 2243	6.310,99
LINX INTERFACE OPTIES (gemonteerd & verbonden)				
ARO2271	<input type="checkbox"/>	Input Module DLX-IN500-A (sub D, Sip'n Puff)	NC 2243, 2255, 2256, 2203, 2204	510,35
SPECIALE ALTERNATIEVE JOYSTICKS & INPUTS				
ARX2216	<input type="checkbox"/>	Speciale alternatieve Joystick/Input en bevestigingen per verzoek		Op aanvraag
ALTERNATIEVE CONTROLE OVER ZITUNIT				
LINX 10-WAY SWITCH (altijd aan de andere kant van dan de joystick)				
ARO2251	<input type="checkbox"/>	10-way switch		
ARO2217	<input type="checkbox"/>	Bevestiging rechts, vooraan	NC (2206+2209), (2251+1404/2311)	51,04
ARO2218	<input type="checkbox"/>	Bevestiging links, vooraan	NC (2206+2210), (2251+1405/2310)	51,04
ARO2226	<input type="checkbox"/>	Bevestiging achteraan voor begeleider		51,04
ARO2225	<input type="checkbox"/>	Zonder montage		
TOGGLES / BUTTONS				
ARO2261	<input type="checkbox"/>	Stereo Toggle - directe controle voor 'enkel zitkanteling'	NC 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 0592, 2053, 2060, 2063, 2066	102,02
ARO2262	<input type="checkbox"/>	Stereo Button - directe controle voor 'enkel zitkanteling'	NC 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 0592, 2053, 2060, 2063, 2066	102,02
ARO2263	<input type="checkbox"/>	Four-Way Toggle - directe controle voor zit- en rugkanteling	NC 2053, 2069, 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 0592	102,02
ARO2264	<input type="checkbox"/>	Four-Way Button - directe controle voor zit- en rugkanteling	NC 2053, 2069, 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 0592	102,02
ARO2207	<input type="checkbox"/>	Rechts gemonteerd		
ARO2208	<input type="checkbox"/>	Links gemonteerd		
ARO2225	<input type="checkbox"/>	Zonder montage		
LINX ACCESSOIRES				
USB LADER POORT				
ARO2253	<input type="checkbox"/>	USB lader Poort DLX-USB02-A	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	199,04
ARO2207	<input type="checkbox"/>	Rechts gemonteerd		
ARO2208	<input type="checkbox"/>	Links gemonteerd		

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
NOODSTOPSCHAKELAAR AFSTANDSBEDIENING				
ARO2258	<input type="checkbox"/>	Noodstopschakelaar afstandsbediening (ASL504)	NC (2231/2232+2229/2230/2247/2257/2233/2240),(0069+2054/2055)	330,78
OUTPUT MODULE				
ARO2272	<input type="checkbox"/>	LiNX Output Module (DLX-OUT500)	NC 2203, 2204	Op aanvraag
ANDERE LINX COMPONENTEN				
ARO2300	<input type="checkbox"/>	Bijgesloten		
ARX2301	<input type="checkbox"/>	Aangesloten en geprogrammeerd (Special)		
BUDDY BUTTONS				
ARO1685	<input type="checkbox"/>	ROOD		102,02
ARO1686	<input type="checkbox"/>	GEEL		102,02
ARO1687	<input type="checkbox"/>	GROEN		102,02
ARO1690	<input type="checkbox"/>	BLAUW		102,02
EGG SWITCH				
ARO2254	<input type="checkbox"/>	ZWART		102,02
PIKO BUTTONS				
ARO1711	<input type="checkbox"/>	ROOD		102,02
ARO1712	<input type="checkbox"/>	GEEL		102,02
ARO1713	<input type="checkbox"/>	GROEN		102,02
ARO1714	<input type="checkbox"/>	ORANJE		102,02
ARO1715	<input type="checkbox"/>	BLAUW		102,02
ARO1716	<input type="checkbox"/>	ZWART		102,02
BODYPOINT JOYSTICK KNOP				
ARO2721	<input type="checkbox"/>	3" U-vormig joystickknop, Bodypoint PC101A		Prijs op aanvraag
ARO2722	<input type="checkbox"/>	4" U-vormig joystickknop, Bodypoint PC102A		Prijs op aanvraag
ARO2723	<input type="checkbox"/>	Rubber, koepelvormig joystickknop, Bodypoint PC107A		Prijs op aanvraag
ARO2724	<input type="checkbox"/>	Paddestoelvormig joystickknop, Bodypoint PC110A		Prijs op aanvraag
OPTIES ONDERSTEL				
KLEUR ONDERSTEL				
ARO2601	<input type="checkbox"/>	SPACE STATION SILVER		
ARO2602	<input type="checkbox"/>	ISLAND BLUE		
ARO2603	<input type="checkbox"/>	GRAPE JELLYBEAN		
ARO2607	<input type="checkbox"/>	ROCKSTAR RED		
ARO2608	<input type="checkbox"/>	LIGHTS OUT BLACK - MAT		
ARO2609	<input type="checkbox"/>	INVACARE BLUE		
ARO0228	◆	WET BLACK		
KLEUR WIEL INLEG				
ARO2611	<input type="checkbox"/>	SPACE STATION SILVER		
ARO2612	<input type="checkbox"/>	ISLAND BLUE		
ARO2613	<input type="checkbox"/>	GRAPE JELLYBEAN		
ARO2617	<input type="checkbox"/>	ROCKSTAR RED		
ARO2618	<input type="checkbox"/>	LIGHTS OUT BLACK - MAT		
ARO2619	<input type="checkbox"/>	INVACARE BLUE		
ARO2620	◆	WET BLACK		
ARO2621	<input type="checkbox"/>	SANS JANTES		
VORKEN				
ARO2631	◆	Enkelzijdige vork incl. Zwart wiel		
ARO2632	<input type="checkbox"/>	Dubbelzijdige vork		
AANDRIJFWIELEN				
ARO0704	◆	14"x3" Zwarte Band, Pneumatisch		
ARO0732	<input type="checkbox"/>	14"x3" Zwarte Band, Puncture protected (sealed), 3.00-8		
ARO0733	<input type="checkbox"/>	14"x3" Zwarte Band met Gel Foam Insert		
MOTOREN				
ARO1283	◆	10 km/u; 4-polige motoren hoofdzakelijk outdoor gebruik (max.gebruikersgewicht150 kg)		
ARO1224	<input type="checkbox"/>	12 km/u, 4-polige motoren outdoor gebruik (max. gebruikersgewicht 160kg)		561,33
BATTERIJEN				
ARO1260	◆	Batterij 73 Ah		
ARO1392	<input type="checkbox"/>	Zonder batterij		
G-TRAC / GYROSCOOP				
ARO1215	<input type="checkbox"/>	G-trac Module		732,79
LADER				
ARO1343	◆	OptiCharge Charger 8A		
ARO1313	<input type="checkbox"/>	OptiCharge Charger 10A		51,04

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
LICHTEN				
ARO1367	<input type="checkbox"/>	Verlichtingssysteem met richtingaanwijzers		
ARO1437	<input checked="" type="checkbox"/>	Verlichtingssysteem met richtingaanwijzers LED		
ARO1254	<input type="checkbox"/>	Zonder lichten		
VEILIGHEIDSOPTIES				
TRANSPORT				
ARO1450	<input type="checkbox"/>	Voorbereiding voor Dahl Docking station (Hoofdsteun is verplicht)		508,82
ARO1493	<input checked="" type="checkbox"/>	4-puntsfixatie voor transport van de rolstoel zonder gebruiker		
ARO1494	<input type="checkbox"/>	4-puntsfixatie voor transport van de rolstoel met gebruiker (hoofdsteun verplicht)		
VEILIGHEIDSGORDEL				
ARO2113	<input type="checkbox"/>	Veiligheidsgordel met clipsluiting voor zijrail modulite	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
BODYPOINT GORDELS (INCL. MONTAGE KIT)				
ARO2701	<input type="checkbox"/>	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Maat L (lengte 620 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	237,82
ARO2702	<input type="checkbox"/>	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Maat M (lengte 460 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	237,82
ARO2703	<input type="checkbox"/>	2-Punts Heupgordel, Ctr-Pull, Druknop, Cinch- montage Maat L (lengte 620 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	216,39
ARO2704	<input type="checkbox"/>	2-Punts Heupgordel, Ctr-Pull, Druknop, Cinch- Montage Maat M (lengte 460 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	216,39
ARO2705	<input type="checkbox"/>	2-Punts Heupgordel, Dual-Pull, Side-Release knop, Cinch-Montage Maat L (lengte 620 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	237,82
ARO2706	<input type="checkbox"/>	2-Punts Heupgordel, Dual-Pull, Side-Release knop. Cinch-Montage Maat M (lengte 460 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	237,82
ACHTERUITKIJKSPIEGEL				
ARX1415	<input type="checkbox"/>	Achteruitkijkspiegel rechts	NC 2075	75,31
ARX1339	<input type="checkbox"/>	Achteruitkijkspiegel links	NC 2076	75,31
ACCESSOIRES				
ARO1404	<input type="checkbox"/>	Werkblad, opklapbaar naar rechts	NC 1207, 1707, 2033	231,56
ARO1405	<input type="checkbox"/>	Werkblad, opklapbaar naar links	NC 1208, 1708, 2033	231,56
ARX1379	<input type="checkbox"/>	Urenteller		409,29