



DHCare NV
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.dhcare.be

DHCare® alber® **viamobil V25**
Elektronische aankoppel aandrijfunit voor vrijwel alle gangbare manuele rolstoelen



Garantie: algemeen: 2 jaar; accu's: 2 jaar
Prijzen in Euro incl 6% BTW
Prijzen excl. recuperatie en btw

Datum:

Referentie:

Verdeler:

☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje ☒ Standaard optie ☐ Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
BASISMODEL					
1521003	☐	alber viamobil V25 eletronische aandrijfunit		4.000,00	
		Met begeleidersbediening (tot. gewicht 12,9kg) bestaande uit: - Eenwielige aandrijfunit met 24V elektromotor - Constant contact met ondergrond door veersysteem - Automatisch neerlaten/optillen van het aandrijf wiel bij het aan/uitzetten - Eenvoudige (de)montage d.m.v. aankoppelsysteem - Bedieningskast, rechts of links te monteren - Traploos instelbare max. snelheid 6,1 km/u, door draaiknop - Traploos instelbare snelheid d.m.v. knijphendel die ook is voorzien van een noodstop - Accu-conditie permanent afleesbaar - Eenvoudig te plaatsen accuhouder, zonder kabels - Automatische lader viamobil V25 - Lithium-Ion batterij weegt slechts 2,3kg			
1457771	☐	Adapter voor rolwagen (artikelcode is verschillend per rolwagen)		400,00	
Totaalprijs				4.400,00	
VOLLEDIG MODEL					
1521003	☐	viamobil V25 elektronische aandrijfunit met begeleidersbediening (tot. gewicht 12,9kg)		4.000,00	
1521250	☐	Set duwbeugels voor montage op de unit		210,00	
1521032	☐	Anti-kip systeem (altijd rolstoeltype en zitbreedte opgeven)		315,00	
1457771	☐	Adapter voor rolwagen (artikelcode is verschillend per rolwagen)		400,00	
Totaalprijs				4.925,00	
GEGEVENS OVER UW ROLSTOEL					
Gelieve altijd het merk en het type rolstoel bij uw bestelling op te geven					
Merk rolstoel:					
Model rolstoel:					
Serienummer DHCare/Küschall rolstoel:					
Geen DHCare rolstoel? Gelieve de configuratie mee te sturen van de stoel					
Zitbreedte (in cm):					
Zithoogte voor (in cm):					
Zithoogte achter (in cm):					
Achterwiel maat:					
Camber:					
De rolstoel is voorzien van:					
☐	Trommelremmen				
☐	Anti-tip op de stoel				
BIJKOMENDE OPTIES					
1521032	☐	alber Anti-kip systeem (altijd rolstoeltype en zitbreedte opgeven)		315,00	
1521030	☐	Set duwbeugels voor montage op de unit (montage op duwhandvaten komt hiermee te vervallen)		210,00	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
MONTAGE					
	☐	Montage door de verdeler (Opgelet de verdeler is verantwoordelijk voor de correcte installatie)			
	☐	Montage bij DHCare (nettoprijs)		200,00	
		Diameter van de buis (in cm):			
		Diameter van de insteekbuis (in cm):			
	Indien er speciale aanpassingen moeten worden gedaan, gelieve deze hier te vermelden				