

Yes, you can.®

Invacare SA

Invacare® TDX SP2 ULM

Voiturette électronique à roue motrice centrale pour usage intérieur et extérieur



Garantie: générale: 2 ans; batteries: 1 an
Poids max. de l'utilisateur: 180 kg, avec moteurs 10 km/h; avec
élévateur et inclinaison: 150kg.
Prix en euro 6% TVA incl.
Prix hors recupel et bebat

Date :

Référence :

Revendeur :

☐ Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases

☒ Option standard

☐ Option sans supplément

| CODE | | DESCRIPTION | | Prix public €, TVA de 6% incluse |
|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| ARO0080 | <input type="checkbox"/> | Invacare® TDX SP2 Ultra Low Maxx avec système de positionnement électrique et repositionnement du corps | | 9.707,80 |
| ARX0080 | <input type="checkbox"/> | Invacare® TDX SP2 Ultra Low Maxx Spécial avec système de positionnement électrique et repositionnement du corps | | 9.707,80 |
| UNITÉ D'ASSISE ULTRA LOW MAXX | | | | |
| ARO2020 | <input type="checkbox"/> | 2 Système d'assise électrique Ultra Low Maxx | | |
| INCLINAISON D'ASSISE ET INCLINAISON D'ASSISE COMBINÉE AVEC LIFT | | | | |
| ARO2052 | <input checked="" type="checkbox"/> | Electrique à compensation Ultra Low Maxx CG Tilt de 0° à 50° | NC: 0069, (2054/2055+2035/2036+0586) | 2.380,27 |
| ARO2053 | <input type="checkbox"/> | Electrique à compensation Ultra Low Maxx CG Tilt de 0° à 45° avec lift 300 mm (+4 mm de hauteur d'assise) | NC: 2312, 2313, 2314, 2315, 2263, 2264, (2054/2055+2035/2036+0586) | 4.792,80 |
| HAUTEUR D'ASSISE (DESSUS DE LA PLAQUE D'ASSISE) | | | | |
| La hauteur du siège peut être augmentée par les paramètres ! | | | | |
| ARO0352 | <input type="checkbox"/> | 420mm | Uniquement avec batteries 73,5 Ah | |
| ARO0337 | <input checked="" type="checkbox"/> | 440 mm | NC: 0069, (2054/2055+0592) | |
| ARO0331 | <input type="checkbox"/> | 460 mm | NC: 0069 | |
| ARO0339 | <input type="checkbox"/> | 490 mm | NC: 0069 | |
| OPTIONS D'INCLINAISON D'ASSISE | | | | |
| Attention: La bascule d'assise avant (2054/2055) limite la possibilité de petite profondeur d'assise en combinaison avec les repose-jambes séparés. Voir matrix | | | | |
| ARO2057 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ultra Low Maxx CG Tilt monté std. (sans proclive ni déclive) | Peut être combiné avec tout type de repose-jambes | |
| ARO2054 | <input type="checkbox"/> | Ultra Low Maxx CG tilt monté avec proclive de 5° (Cela diminue la bascule d'assise arrière de 5°) | NC: 2312, 2313, 2314, 2315, (2052/2053+2035/2036+0586) (0337+0592), (0069+2258) | |
| ARO2055 | <input type="checkbox"/> | Ultra Low Maxx CG tilt monté avec proclive de 10° (Cela diminue la bascule d'assise arrière de 10°) | NC: 2035, 2312, 2313, 2314, 2315, (0337+0592), (2036+ repose-jambes séparés (2052/2053+2035/2036+0586), (0069+2258) | |
| ARO2056 | <input type="checkbox"/> | Ultra Low Maxx CG tilt monté avec déclive de 5° (Cela augmente la bascule d'assise arrière de 5°) | NC: 2312, 2313, 2314, 2315, 0592 Peut être combiné avec tout type de repose-jambes | |
| INCLINAISON DE DOSSIER | | | | |
| ARO2069 | <input checked="" type="checkbox"/> | Inclinaison de dossier fixe (pas d'inclinaison électronique) | NC: 2095, 2096, 2097, 2098, 2263, 2264, 2245; ACS2 | |
| ARO2060 | <input type="checkbox"/> | Inclinaison de dossier électronique de 90 à 170°, monté std. | NC: 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543 | 2.020,84 |
| ARO2063 | <input type="checkbox"/> | Inclinaison de dossier électronique, proclive de dossier de 8°, de 82° à 162° | NC: 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543 | 2.020,84 |
| ARO2066 | <input type="checkbox"/> | Inclinaison de dossier électronique, proclive de dossier de 30°, de 60° à 140° | NC: 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543 | 2.020,84 |
| DIMENSIONS D'ASSISE | | | | |
| LARGEUR CADRE D'ASSISE | | | | |
| ARO2021 | <input checked="" type="checkbox"/> | 405 mm - 505 mm (pas de 25 mm) / 16" - 20" | NC: 2030, 2031, 2032, 2033 | |
| ARX2003 | <input type="checkbox"/> | 480 mm - 555 mm (pas de 25 mm) / 19" - 22" | NC: 2025, 2026, 2027, 2032, 2033 | |
| ARO2022 | <input type="checkbox"/> | 505 mm - 610 mm (pas de 25 mm) / 20" - 24" | NC: 2025, 2026, 2027, 2028, 2174, 2175 | |
| PROFONDEUR CADRE D'ASSISE | | | | |
| ARO2008 | <input checked="" type="checkbox"/> | 405 mm - 505 mm (pas de 25 mm) / 16" - 20" | NC: 2040, 2041, 2042 | |

| CODE | | DESCRIPTION | | Prix public €, TVA de 6% incluse |
|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| ARO2024 | <input type="checkbox"/> | 480 mm - 580 mm (pas de 25 mm) / 19" - 23" | NC: 2035, 2036, 2037 | |
| LARGEUR D'ASSISE (PRÉRÉGLAGE D'USINE) | | | | |
| ARO2025 | <input type="checkbox"/> | 405 mm / 16" | NC: 2003, 2022, 2041, 2042, 0572, 0577, 0579, 0584, (2041/2042+2147), 2701, 2703, 2705 | |
| ARO2026 | <input type="checkbox"/> | 430 mm / 17" | NC: 2003, 2022, 2041, 2042, (2041/2042+2147), 2701, 2703, 2705 | |
| ARO2027 | <input checked="" type="checkbox"/> | 455 mm / 18" | NC: 2003, 2022, (2041/2042/+2147), (2041+2146), 2701, 2703, 2705 | |
| ARO2028 | <input type="checkbox"/> | 480 mm / 19" | NC: 2022, 2174, 2175, (2041/2042+2147), (2041+2146), 2702, 2704, 2706 | |
| ARO2029 | <input type="checkbox"/> | 505 mm / 20" | NC: 2174, 2175, (2041/2042+2147); (2037/2038/2039/2040, 2702, 2704, 2706 | |
| ARO2030 | <input type="checkbox"/> | 530 mm / 21" | NC: 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1607, (2035/2036+2147), 2702, 2704, 2706 | |
| ARO2031 | <input type="checkbox"/> | 555 mm / 22" | NC: 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1607, (2035/2036+2147), 2702, 2704, 2706 | |
| ARO2032 | <input type="checkbox"/> | 580 mm / 23" | NC: 2003, 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 2147, 1607, 2702, 2704, 2706 | |
| ARO2033 | <input type="checkbox"/> | 610 mm / 24" | NC: 2003, 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1404, 1405, 1607, 2147, 2702, 2704, 2706 | |
| PROFONDEUR D'ASSISE (PRÉRÉGLAGE D'USINE) | | | | |
| ARO2035 | <input type="checkbox"/> | 405 mm / 16" | NC: 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, 2055, (2030/2031+2147),(2052/2053+2054/2055+0586), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 | |
| ARO2036 | <input type="checkbox"/> | 430 mm / 17" | NC: 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, (2055 + repose-jambes montés latéralement), (2030/2031+2147),(2052/2053+2054/2055+0586) | |
| ARO2037 | <input checked="" type="checkbox"/> | 455 mm / 18" | NC 2024, (2029) | |
| ARO2038 | <input type="checkbox"/> | 480 mm / 19" | NC 2024, (2029) | |
| ARO2039 | <input type="checkbox"/> | 505 mm / 20" | NC 2024, (2029) | |
| ARO2040 | <input type="checkbox"/> | 530 mm / 21" | NC 2008, (2029) | |
| ARO2041 | <input type="checkbox"/> | 555 mm / 22" | NC 2008, 2025, 2026, (2027/2028+2146), (2025/2026/2027/2028/2029+2147) | |
| ARO2042 | <input type="checkbox"/> | 580 mm / 23" | NC 2008, 2025, 2026, 2146, (2025/2026/2027/2028/2029+2147) | |
| COUSSIN D'ASSISE (DIMENSIONS SELON LE CADRE D'ASSISE PRÉRÉGLAGE D'USINE) | | | | |
| ARO2144 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Matrx Vi [revêtement Mesh] | | |
| ARO2146 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Matrx Flo-tech Contour (housse nylon noir, 100 mm d'épaisseur, jusqu'à 191 kg) | NC 2042, (2041+2027/2028) | |
| ARO2147 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Matrx Libra (90 mm d'épaisseur, jusqu'à 136 kg ou HD jusqu'à 227kg) | NC 2032, 2033, 2034, (2030/2031+2035/2036),(2025/2026/2027/2028/2029+2041/2042) | |
| ARO2140 | <input type="checkbox"/> | Sans coussin d'assise | | |
| TUBES DE DOSSIER (UNIQUEMENT POUR INCLINAISON DE DOSSIER FIXE) | | | NC 2060, 2063, 2066, 2095, 2096, 2097,2098 | |
| TUBES DE DOSSIER COURBÉS ET DROITS | | | | |
| ARO2510 | <input type="checkbox"/> | Tube de dossier droit, hauteur 455 mm / 18" | NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563 | |
| ARO2511 | <input type="checkbox"/> | Tube de dossier droit, hauteur 505 mm / 20" | NC 2542, 2543, 2051, 2320, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2563, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562 | |
| ARO2512 | <input type="checkbox"/> | Tube de dossier droit, hauteur 555 mm / 22" | NC 2543, 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562 | |
| ARO2513 | <input type="checkbox"/> | Tube de dossier droit, hauteur 610 mm / 24" | | |
| ARO2514 | <input type="checkbox"/> | Tube de dossier courbé (5°), hauteur 505 mm / 20" | NC 2542, 2543, 2051, 2320, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2563, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562 | |
| ARO2515 | <input type="checkbox"/> | Tube de dossier courbé (5°), hauteur 555 mm / 22" | NC 2543, 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562 | |
| ARO2516 | <input checked="" type="checkbox"/> | Tube de dossier courbé (5°), hauteur 610 mm / 24" | | |
| RÉGLAGES DE L'ANGLE DES TUBES DE DOSSIER DROITS | | | NC 2514, 2515, 2516 | |
| ARO2517 | <input type="checkbox"/> | 75° | | |
| ARO2518 | <input type="checkbox"/> | 79° | | |
| ARO2519 | <input type="checkbox"/> | 85° | | |

| CODE | | DESCRIPTION | | Prix public €, TVA de 6% incluse |
|--|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| ARO2520 | <input type="checkbox"/> | 90° | | |
| ARO2521 | <input type="checkbox"/> | 95° | | |
| ARO2522 | <input type="checkbox"/> | 101° | | |
| ARO2523 | <input type="checkbox"/> | 106° | | |
| ARO2524 | <input type="checkbox"/> | 112° | | |
| ARO2525 | <input type="checkbox"/> | 116° | | |
| RÉGLAGES DE L'ANGLE DES TUBES DE DOSSIER COURBÉS | | | NC 2510, 2511, 2512, 2513 | |
| ARO2526 | <input type="checkbox"/> | 81° | | |
| ARO2527 | <input type="checkbox"/> | 84° | | |
| ARO2528 | <input checked="" type="checkbox"/> | 91° | | |
| ARO2529 | <input type="checkbox"/> | 96° | | |
| ARO2530 | <input type="checkbox"/> | 101° | | |
| ARO2531 | <input type="checkbox"/> | 106° | | |
| ARO2532 | <input type="checkbox"/> | 111° | | |
| ARO2533 | <input type="checkbox"/> | 117° | | |
| ARO2534 | <input type="checkbox"/> | 121° | | |
| OPTIONS DE SOUTIEN DU DOSSIER (hauteur du matériel, voir ci-dessous pour toute la hauteur du dossier) | | | | |
| PLAQUE DE DOSSIER FIXE ET REVÊTEMENT STANDARD (pas pour les systèmes ESR) | | | | |
| ARO2540 | <input type="checkbox"/> | Plaque de dossier fixe et revêtement standard hauteur 355 mm / 14" | NC 2060, 2063, 2066, (2506, 2501/2070/2071/2072/2073+2069) | |
| ARO2541 | <input type="checkbox"/> | Plaque de dossier fixe et revêtement standard | NC 2060, 2063, 2066, 2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069), 2510 | |
| ARO2542 | <input type="checkbox"/> | Plaque de dossier fixe et revêtement standard hauteur 455 mm / 18" | NC 2060, 2063, 2066, 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069) | |
| ARO2543 | <input type="checkbox"/> | Plaque de dossier fixe et revêtement standard hauteur 505 mm / 20" | NC 2060, 2063, 2066, 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069) | |
| HIGH BACKS (16-24" DE LARGE) | | | | |
| ARO2050 | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>High Back</i> , hauteur 410 mm | NC 2073, 2074 | |
| ARO2051 | <input type="checkbox"/> | <i>High Back</i> , hauteur 460 mm | NC 2070, 2071 | |
| ARO2320 | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>High Back</i> , hauteur 505 mm / 20" | NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+ 2060/2063/2066) | |
| DOSSIERS MATRX ELITE (3" CONTOUR) 16-20" DE LARGE | | | NC 2030, 2031, 2032, 2033 | |
| ARO2550 | <input type="checkbox"/> | Dossier <i>Matrx Elite</i> , hauteur 355mm / 14" | NC (2501/2506/2070/2071/2072/2073+2069);(2070/2071/2072/2073/2074/2502+2060/2 063/2066), 2028, 2029, 2030, 2032, 2032, 2033 | |
| ARO2551 | <input type="checkbox"/> | Dossier <i>Matrx Elite</i> , hauteur 405 mm / 16" | NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2 063/2066) | |
| ARO2552 | <input type="checkbox"/> | Dossier <i>Matrx Elite</i> , hauteur 455 mm / 18" | NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069);(2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2 063/2066) | |
| ARO2553 | <input type="checkbox"/> | Dossier <i>Matrx Elite</i> , hauteur 505 mm / 20" | NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+ 2060/2063/2066) | |
| DOSSIERS MATRX ELITE HD (3" CONTOUR) 21-24" DE LARGE | | | NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 | |
| ARO2554 | <input type="checkbox"/> | Dossier <i>Matrx Elite HD</i> , hauteur 405 mm / 16" | NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2 063/2066) | 918,63 |
| ARO2555 | <input type="checkbox"/> | Dossier <i>Matrx Elite HD</i> , hauteur 505 mm / 20" | NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+ 2060/2063/2066) | 918,63 |
| DOSSIERS MATRX ELITE TR (3" CONTOUR) 16-20" DE LARGE | | | NC 2030, 2031, 2032, 2033 | |
| ARO2556 | <input type="checkbox"/> | Dossier <i>Matrx Elite TR</i> , hauteur 405 mm / 16" | NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/ 2063/2066) | 197,89 |

| CODE | | DESCRIPTION | | Prix public €, TVA de 6% incluse |
|--|--------------------------|---|--|----------------------------------|
| ARO2557 | <input type="checkbox"/> | Dossier Matrx Elite TR , hauteur 455 mm / 18" | NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069);(2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066) | 197,89 |
| ARO2177 | <input type="checkbox"/> | Dossier Matrx Elite TR , hauteur 505 mm / 20" | NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066) | 197,89 |
| DOSSIERS MATRX ELITE TR HD (3" CONTOUR) 21-24" DE LARGE | | | NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 | |
| ARO2563 | <input type="checkbox"/> | Dossier Matrx Elite TR HD , hauteur 505 mm / 20" | NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066) | 918,63 |
| DOSSIERS MATRX ELITE DEEP (6" CONTOUR) 16-20" DE LARGE | | | NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2030, 2031, 2032, 2033 | |
| ARO2558 | <input type="checkbox"/> | Dossier Matrx Elite Deep , hauteur 405 mm / 16" | NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066) | 317,83 |
| ARO2559 | <input type="checkbox"/> | Dossier Matrx Elite Deep , hauteur 455 mm / 18" | NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069);(2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066) | 317,83 |
| ARO2178 | <input type="checkbox"/> | Dossier Matrx Elite Deep , hauteur 505 mm / 20" | NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066) | 317,83 |
| DOSSIERS MATRX POSTURE BACK (5" CONTOUR) 16-18" DE LARGE | | | NC 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 | |
| ARO2174 | <input type="checkbox"/> | Dossier Matrx PB , hauteur 405 mm / 16" | NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066) | |
| ARO2175 | <input type="checkbox"/> | Dossier Matrx PB , hauteur 505 mm / 20" | NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066) | |
| DOSSIERS MATRX POSTURE BACK DEEP (7" CONTOUR) 16-18" DE LARGE | | | NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 | |
| ARO2560 | <input type="checkbox"/> | Dossier Matrx PB Deep , hauteur 405mm / 16" | NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066) | 317,83 |
| ARO2561 | <input type="checkbox"/> | Dossier Matrx PB Deep , hauteur 505 mm / 20" | NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066) | 317,83 |
| DOSSIERS MATRX ELITE DEEP HD (7" CONTOUR) 21-24" DE LARGE | | | NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 | |
| ARO2562 | <input type="checkbox"/> | Dossier Matrx Elite Deep HD , hauteur 505 mm / 20" | NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066) | 918,63 |
| MATRX MAC (3,5" - 9" CONTOUR) (16"-20" largeur) | | | | |
| ARO2168 | <input type="checkbox"/> | Matrx Mac coussin en mousse | NC: 1496, 1445 | 550,00 |
| ARO2169 | <input type="checkbox"/> | Matrx Mac coussin hug | NC: 1496, 1445 | 650,00 |
| MATRX MAC OPTIONS ARO2168 ET ARO2169 | | | | |
| MAC HAUTEUR DE DOSSIER | | | | |
| ARO2380 | <input type="checkbox"/> | 405mm | | |
| ARO2381 | <input type="checkbox"/> | 455mm | | |
| ARO2382 | <input type="checkbox"/> | 505mm | | |
| ARO2383 | <input type="checkbox"/> | 560mm | | |
| MAC MAINTIEN LATERAUX GAUCHE | | | | |
| ARO2385 | <input type="checkbox"/> | 90mm profondeur de contour | | 100,00 |
| ARO2386 | <input type="checkbox"/> | 150mm profondeur de contour | | 100,00 |
| ARO2387 | <input type="checkbox"/> | 230mm profondeur de contour | | 100,00 |
| MAC MAINTIEN LATERAUX DROIT | | | | |
| ARO2389 | <input type="checkbox"/> | 90mm profondeur de contour | | 100,00 |
| ARO2390 | <input type="checkbox"/> | 150mm profondeur de contour | | 100,00 |

| CODE | | DESCRIPTION | | Prix public €, TVA de 6% incluse |
|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| ARO2391 | <input type="checkbox"/> | 230mm profondeur de contour | | 100,00 |
| MAC RÉGLAGE DE LA LARGEUR DU DOSSIER | | | | |
| ARO2393 | <input type="checkbox"/> | Dossier -25mm par rapport à la largeur d'assise | | |
| ARO2394 | <input type="checkbox"/> | Dos à la même largeur que l'assise | | |
| ARO2395 | <input type="checkbox"/> | Dossier +25mm par rapport à la largeur d'assise | | |
| MONTAGE DU SOUTIEN DE DOSSIER Mesuré de la plaque d'assise au haut du dossier | | | | |
| Rapport: Ceci est extrêmement important pour les ajustements du système de dossier ESR | | | | |
| Hauteur de dossier à livraison en cas de "uniquement bascule d'assise" (pas de bascule d'assise) NC 2060, 2063, 2066 | | | | |
| Rapport: 100-125 mm / 4-5" d'espace est recommandé en cas de "uniquement bascule d'assise" | | | | |
| ARO2504 | <input type="checkbox"/> | 455 mm / 18" (uniquement avec hauteur du dossier 355mm/14") | NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563 | |
| ARO2505 | <input type="checkbox"/> | 485 mm / 19" (uniquement avec hauteur du dossier 355mm/14") | NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563 | |
| ARO2506 | <input type="checkbox"/> | 505 mm / 20" (uniquement avec hauteur du dossier 405mm/16") | NC 2540, 2542, 2543, 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563 | |
| ARO2501 | <input type="checkbox"/> | 535 mm / 20" (uniquement avec hauteur du dossier 405mm/16") | NC 2540, 2542, 2543, 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563 | |
| ARO2070 | <input type="checkbox"/> | 555 mm / 22" (uniquement avec hauteur du dossier 455mm/18") | NC 2540, 2541, 2543, 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563 | |
| ARO2071 | <input type="checkbox"/> | 585 mm / 23" (uniquement avec hauteur du dossier 455mm/18") | NC 2540, 2541, 2543, 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563 | |
| ARO2072 | <input checked="" type="checkbox"/> | 610 mm / 24" (uniquement avec hauteur du dossier 505mm/20") | NC 2540, 2541, 2542, 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560 | |
| ARO2073 | <input type="checkbox"/> | 635 mm / 25" (uniquement avec hauteur du dossier 505mm/20") | NC 2540, 2541, 2542, 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560 | |
| Hauteur du dossier fournie pour les systèmes de dossier ESR NC 2069 | | | | |
| Rapport: un espace minimum de 150-175 mm / 6-7" est recommandé pour les systèmes de dossier ESR | | | | |
| ARO2506 | <input type="checkbox"/> | 505 mm / 20" (uniquement avec dossier Elite, hauteur du dossier 355mm/14") | NC 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563 | |
| ARO2501 | <input type="checkbox"/> | 535 mm / 21" (uniquement avec dossier Elite, hauteur du dossier 355mm/14") | NC 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563 | |
| ARO2070 | <input type="checkbox"/> | 555 mm / 22" (uniquement avec hauteur du dossier 405mm/16") | NC 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563 | |
| ARO2071 | <input type="checkbox"/> | 585 mm / 23" (uniquement avec hauteur du dossier 405mm/16") | NC 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563 | |
| ARO2072 | <input type="checkbox"/> | 610 mm / 24" (uniquement avec hauteur du dossier 455mm/18") | NC 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563 | |
| ARO2073 | <input type="checkbox"/> | 635 mm / 25" (uniquement avec hauteur du dossier 455mm/18") | NC 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563 | |
| ARO2074 | <input type="checkbox"/> | 660 mm / 26" (uniquement avec hauteur du dossier 505mm/20") | NC 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560 | |
| ARO2502 | <input type="checkbox"/> | 685 mm / 27" (uniquement avec hauteur du dossier 505mm/20") | NC 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560 | |
| ACCOUDOIRS | | | | |
| REPOSE-BRAS EN CAS "UNIQUEMENT BASCULE D'ASSISE" | | | | |
| ARO2307 | <input checked="" type="checkbox"/> | Repose-bras relevables monté sur l'Ultra Rail (Maxx Tilt 230 - 320 mm, 9-12.5") | NC 2060, 2063, 2066, 2308, 2309 | |
| ACCOUDOIRS POUR SYSTÈME DE DOSSIER ESR | | | | |
| ARO2095 | <input checked="" type="checkbox"/> | Accoudoirs relevables, réglable en largeur, en hauteur et en angle (240 - 330 mm) | | |

| CODE | | DESCRIPTION | | Prix public €, TVA de 6% incluse |
|--|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|
| ARO2096 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs relevables, réglable en largeur, en hauteur et en angle (320 - 405 mm) | | |
| ARO2097 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs relevables, amovibles et renforcés, amovibles et parallèles, réglable en hauteur (240 - 330 mm) | | |
| ACCESSOIRES POUR ACCOUDOIRS | | | | |
| MANCHETTE - GAUCHE | | | | |
| ARO2012 | <input type="checkbox"/> | Manchette standard, viscoélastique (255mm); épaisseur 40mm | | |
| ARO2013 | <input type="checkbox"/> | Manchette longue, viscoélastique (355mm); épaisseur 40mm | | |
| ARO2014 | <input type="checkbox"/> | Gouttière ergonomique gauche; épaisseur 30mm | NC 2316, 2317 | 361,84 |
| ARO2015 | <input type="checkbox"/> | Sans manchette gauche | | |
| MANCHETTE - DROITE | | | | |
| ARO2016 | <input type="checkbox"/> | Manchette standard, viscoélastique (255mm); épaisseur 40mm | | |
| ARO2017 | <input type="checkbox"/> | Manchette longue, viscoélastique (355mm); épaisseur 40mm | | |
| ARO2018 | <input type="checkbox"/> | Gouttière ergonomique droite; épaisseur 30mm | NC 2316, 2317 | 361,84 |
| ARO2019 | <input type="checkbox"/> | Sans manchette droite | | |
| Accessoires pour manchette d'accoudoirs et montage des options en combinaison avec la gouttière (montage au côté opposé à la commande!) | | | | |
| GAUCHE | | | | |
| ARO2080 | <input type="checkbox"/> | Appui palmaire plat gauche | | |
| DROITE | | | | |
| ARO2083 | <input type="checkbox"/> | Appui palmaire plat droite | | |
| SUPPORT MULTI-RÉGLABLE (ROTULE) POUR MANCHETTES | | | | |
| GAUCHE | | | | |
| ARO2082 | <input type="checkbox"/> | Support multiréglable gauche (MACES) Réhausse la manchette de 43 mm | | 361,84 |
| DROITE | | | | |
| ARO2085 | <input type="checkbox"/> | Support multiréglable droit (MACES) Réhausse la manchette de 43 mm | | 361,84 |
| RÉGLAGE DE L'ACCOUDOIR GAUCHE | | | | |
| Mesuré de la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Réglage d'usine | | |
| | <input type="checkbox"/> | Réglage personnalisé | | |
| | | <input type="checkbox"/> 230mm <input type="checkbox"/> 240mm <input type="checkbox"/> 250mm <input type="checkbox"/> 260mm <input type="checkbox"/> 270mm <input type="checkbox"/> 280mm <input type="checkbox"/> 290mm | | |
| | | <input type="checkbox"/> 300mm <input type="checkbox"/> 310mm <input type="checkbox"/> 320mm <input type="checkbox"/> 330mm <input type="checkbox"/> 340mm <input type="checkbox"/> 350mm | | |
| | | <input type="checkbox"/> 360mm <input type="checkbox"/> 370mm <input type="checkbox"/> 380mm <input type="checkbox"/> 390mm <input type="checkbox"/> 405mm | | |
| RÉGLAGE DE L'ACCOUDOIR DROITE | | | | |
| Mesuré de la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Réglage d'usine | | |
| | <input type="checkbox"/> | Réglage personnalisé | | |
| | | <input type="checkbox"/> 230mm <input type="checkbox"/> 240mm <input type="checkbox"/> 250mm <input type="checkbox"/> 260mm <input type="checkbox"/> 270mm <input type="checkbox"/> 280mm <input type="checkbox"/> 290mm | | |
| | | <input type="checkbox"/> 300mm <input type="checkbox"/> 310mm <input type="checkbox"/> 320mm <input type="checkbox"/> 330mm <input type="checkbox"/> 340mm <input type="checkbox"/> 350mm | | |
| | | <input type="checkbox"/> 360mm <input type="checkbox"/> 370mm <input type="checkbox"/> 380mm <input type="checkbox"/> 390mm <input type="checkbox"/> 405mm | | |
| CALE-COUDE | | | | |
| CALE-COUDE GAUCHE (PROFONDEUR X LARGEUR) | | | | |
| ARO2347 | <input type="checkbox"/> | Cale-coude XS (110 mm x 83 mm) | NC 2014 | 306,21 |
| ARO2348 | <input type="checkbox"/> | Cale-coude S (135 mm x 90 mm) | NC 2014 | 306,21 |
| ARO2349 | <input type="checkbox"/> | Cale-coude M (145 mm x 95 mm) | NC 2014 | 306,21 |
| ARO2350 | <input type="checkbox"/> | Cale-coude L (165 mm x 110 mm) | NC 2014 | 306,21 |
| AMPLITUDE DE RÉGLAGE CALE-COUDE GAUCHE (INTERFACE DE MONTAGE) | | | | |
| ARO2361 | <input type="checkbox"/> | 3" verticalement / 5" horizontalement | | |
| ARO2362 | <input type="checkbox"/> | 3" verticalement / 7" horizontalement | | |
| ARO2363 | <input type="checkbox"/> | 5" verticalement / 5" horizontalement | | |
| ARO2364 | <input type="checkbox"/> | 5" verticalement / 7" horizontalement | | |
| CALE-COUDE DROIT (PROFONDEUR X LARGEUR) | | | | |
| ARO2351 | <input type="checkbox"/> | Cale-coude XS (110 mm x 83 mm) | NC 2018 | 306,21 |
| ARO2352 | <input type="checkbox"/> | Cale-coude S (135 mm x 90 mm) | NC 2018 | 306,21 |
| ARO2353 | <input type="checkbox"/> | Cale-coude M (145 mm x 95 mm) | NC 2018 | 306,21 |
| ARO2354 | <input type="checkbox"/> | Cale-coude L (165 mm x 110 mm) | NC 2018 | 306,21 |
| AMPLITUDE DE RÉGLAGE CALE-COUDE DROIT (INTERFACE DE MONTAGE) | | | | |
| ARO2371 | <input type="checkbox"/> | 3" verticalement / 5" horizontalement | | |
| ARO2372 | <input type="checkbox"/> | 3" verticalement / 7" horizontalement | | |
| ARO2373 | <input type="checkbox"/> | 5" verticalement / 5" horizontalement | | |
| ARO2374 | <input type="checkbox"/> | 5" verticalement / 7" horizontalement | | |
| SOUTIENT DE LA HANCHE | | | | |
| GAUCHE | | | | |
| ARO2184 | <input type="checkbox"/> | Soutient de la hanche QR gauche; 140 mm x 100 mm | NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 | 168,64 |
| ARO2114 | <input type="checkbox"/> | Soutient de la hanche QR gauche; 180 mm x 150 mm | NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 | 168,64 |

| CODE | | DESCRIPTION | | Prix public €, TVA de 6% incluse |
|---|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|
| ARO2186 | <input type="checkbox"/> | Soutient de la hanche QR gauche; 230 mm x 100 mm | NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 | 168,64 |
| ARO2188 | <input type="checkbox"/> | Soutient de la hanche QR gauche; 330 mm x 100 mm | NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 | 168,64 |
| DROITE | | | | |
| ARO2185 | <input type="checkbox"/> | Soutient de la hanche QR droite; 140 mm x 100 mm | NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 | 168,64 |
| ARO2115 | <input type="checkbox"/> | Soutient de la hanche QR droite; 180 mm x 150 mm | NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 | 168,64 |
| ARO2187 | <input type="checkbox"/> | Soutient de la hanche QR droite; 230 mm x 100 mm | NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 | 168,64 |
| ARO2189 | <input type="checkbox"/> | Soutient de la hanche QR droite; 330 mm x 100 mm | NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 | 168,64 |
| ARO2164 | <input type="checkbox"/> | Fixation pour soutien de la hanche (155 mm) | | 80,00 |
| ARO2165 | <input type="checkbox"/> | Fixation pour soutien de la hanche (206 mm) | | 80,00 |
| APPUI-TÊTE ET OPTIONS DE MONTAGE | | | | |
| ARO2092 | <input checked="" type="checkbox"/> | Appui-tête Onyx type Auto avec interface de montage std. | NC 2255, 2230, 2247, 2570 | |
| ARO2324 | <input type="checkbox"/> | Appui-tête Elan Std 255 mm / 10" de large avec housse std. et interface de montage Elan | NC 2255, 2230, 2247, 2570 | 255,18 |
| ARO2325 | <input type="checkbox"/> | Appui-tête Elan Occipital 230x180 mm / 9"x7" avec housse std. et interface de montage Elan | NC 2255, 2230, 2247, 2570 | 255,18 |
| ARO1495 | <input type="checkbox"/> | Commande occipitale ou appui-tête similaire, livré indépendamment de cette commande (Selon les conditions de l'ISO 7176-19, un appui-tête est nécessaire pour utiliser le fauteuil roulant comme siège dans un véhicule) | NC 2229 | Sur demande |
| SUPPORT LATÉRAL GAUCHE | | | | |
| ARO2343 | <input type="checkbox"/> | Support latéral Maxx Style Quick Release, taille de la manchette 110 mm de large x 83 mm de haut | NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 | 200,19 |
| ARO2345 | <input type="checkbox"/> | Support latéral Maxx Style Quick Release, taille de la manchette 135 mm de large x 90 mm de haut | NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 | 200,19 |
| ARO2043 | <input type="checkbox"/> | Support latéral Maxx Style Quick Release, taille de la manchette 145 mm de large x 95 mm de haut | | 200,19 |
| ARO2045 | <input type="checkbox"/> | Support latéral Maxx Style Quick Release, taille de la manchette 165 mm de large x 110 mm de haut | | 200,19 |
| SUPPORT LATÉRAL DROITE | | | | |
| ARO2344 | <input type="checkbox"/> | Support latéral Maxx Style Quick Release, taille de la manchette 110 mm de large x 83 mm de haut | NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 | 200,19 |
| ARO2346 | <input type="checkbox"/> | Support latéral Maxx Style Quick Release, taille de la manchette 135 mm de large x 90 mm de haut | NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 | 200,19 |
| ARO2044 | <input type="checkbox"/> | Support latéral Maxx Style Quick Release, taille de la manchette 145 mm de large x 95 mm de haut | | 200,19 |
| ARO2046 | <input type="checkbox"/> | Support latéral Maxx Style Quick Release, taille de la manchette 165 mm de large x 110 mm de haut | | 200,19 |
| ACCESSOIRES POUR SUPPORT LATÉRAL | | | | |
| ARO2049 | <input type="checkbox"/> | Supports de cale-troncs rallongés de 25 mm, la paire | | |
| REPOSE-JAMBES / REPOSE-PIEDS | | | NC (2021+2054) | |
| REPOSE-JAMBES CENTRAL (APPUI-MOLLETS INCL.) | | | | |
| ARO0586 | <input type="checkbox"/> | Repose-jambe central, réglable en angle Longueur: 310 - 410 mm | NC (2052/2053+2054/2055+2035/2036), 2366, 0517 | 304,30 |
| ARO0589 | <input type="checkbox"/> | Repose-jambes électr. en std. LNX, corrigeant la longueur; Longueur: 340 - 410 mm | NC 2261, 2262, 2263, 2264 | 1.521,52 |
| ARX0592 | <input type="checkbox"/> | Repose-jambes électr. en std. LNX avec palette télescopique (au sol); Longueur: 380 - 419 mm Sur mesure | NC 0069, 0559, 0516, 0517, 2056, (0337+2054/2055), 2263, 2264, 2365, 2366 | 2.547,74 |
| PALETTE(S) | | | | |
| ARO2365 | <input type="checkbox"/> | Palettes réglable en angle et en largeur S (127 W x 190 mm D / 5"x7.5") | NC 0592 | 136,94 |
| ARO0559 | <input type="checkbox"/> | Palettes réglable en angle et en largeur M (140 W x 240 mm D / 5.5"x9.5") | NC 0592 | 136,94 |
| ARO0516 | <input type="checkbox"/> | Palettes réglable en angle et en largeur L (150 W x 290 mm D / 6"x11.5) | NC 0592 | 136,94 |
| ARO0517 | <input type="checkbox"/> | Palette réglable en angle M (305 W x 275 mm D / 12"x10.75") | NC 0592, 0586 | 136,94 |

| CODE | | DESCRIPTION | | Prix public €, TVA de 6% incluse | |
|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|
| RÉGLAGE DU REPOSE-JAMBES CENTRAL (OPTIONS 0586&0589) | | | | | |
| Mesuré de la plaque d'assise à la palette | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Réglage d'usine | | | |
| | <input type="checkbox"/> | Réglage personnalisé | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 310mm <input type="checkbox"/> 325mm <input type="checkbox"/> 335mm <input type="checkbox"/> 345mm | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 355mm <input type="checkbox"/> 364mm <input type="checkbox"/> 375mm <input type="checkbox"/> 385mm <input type="checkbox"/> 410mm | | | |
| RÉGLAGE DE LA HAUTEUR: REPOSE-JAMBE MONTÉ CENTRAL AVEC PALETTE TÉLÉSCOPIQUE | | | | | |
| Mesuré de la plaque d'assise à la palette | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | Sur mesure: Voir la matrice afférente pour les exceptions Veuillez mesurer soigneusement et prendre en compte la hauteur du coussin! Les dimensions choisies sont faites sur mesure et ne peuvent pas être changées après! | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 380mm <input type="checkbox"/> 393mm <input type="checkbox"/> 406mm <input type="checkbox"/> 419mm | | | |
| REPOSE-JAMBES LATÉRAUX POUR ULTRA LOW MAXX | | | | | |
| REPOSE-JAMBE UNE PIÈCE VARI - GAUCHE | | | | | |
| ARO0536 | <input checked="" type="checkbox"/> | Repose-jambe Vari F gauche | | | |
| ARO0537 | <input type="checkbox"/> | Repose-jambe Vari A gauche | NC 0505 | 174,98 | |
| ARO0539 | <input type="checkbox"/> | Repose-jambe ADE 0° - 80° gauche | NC 0505, 2261, 2262, 2263, 2264 | 760,76 | |
| ARO0535 | <input type="checkbox"/> | Sans repose-jambe gauche | NC 0505, 0509, 0511 | | |
| REPOSE-JAMBE UNE PIÈCE VARI - DROITE | | | | | |
| ARO0546 | <input checked="" type="checkbox"/> | Repose-jambe Vari F droite | | | |
| ARO0547 | <input type="checkbox"/> | Repose-jambe Vari A droite | NC 0502 | 174,98 | |
| ARO0549 | <input type="checkbox"/> | Repose-jambe ADE 0° - 80° droite | NC 0502, 2261, 2262, 2263, 2264 | 760,76 | |
| ARO0545 | <input type="checkbox"/> | Sans repose-jambe droite | NC 0502, 0506, 0508 | | |
| PALETTE UNE PIÈCE - GAUCHE | | | | | |
| ARO0505 | <input checked="" type="checkbox"/> | Palette fixe, gauche | NC 0535, 0537, 0538, 0539 | | |
| ARO0509 | <input type="checkbox"/> | Palette réglable en inclinaison gauche | NC 0535 | | |
| ARO0511 | <input type="checkbox"/> | Palette réglable en inclinaison et en profondeur gauche | NC 0535 | 68,47 | |
| PALETTE UNE PIÈCE - DROITE | | | | | |
| ARO0502 | <input checked="" type="checkbox"/> | Palette fixe, droite | NC 0545, 0547, 0548, 0549 | | |
| ARO0506 | <input type="checkbox"/> | Palette réglable en inclinaison droite | NC 0545 | | |
| ARO0508 | <input type="checkbox"/> | Palette réglable en inclinaison et en profondeur droite | NC 0545 | 68,47 | |
| RÉGLAGE DE LA HAUTEUR: REPOSE-JAMBE VARI - GAUCHE | | | | | |
| Mesuré de la plaque d'assise à la palette | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Réglage d'usine | | | |
| | <input type="checkbox"/> | Réglage personnalisé | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 270mm <input type="checkbox"/> 280mm <input type="checkbox"/> 290mm <input type="checkbox"/> 300mm <input type="checkbox"/> 310mm <input type="checkbox"/> 320mm <input type="checkbox"/> 330mm | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 340mm <input type="checkbox"/> 350mm <input type="checkbox"/> 360mm <input type="checkbox"/> 370mm <input type="checkbox"/> 380mm <input type="checkbox"/> 390mm | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 400mm <input type="checkbox"/> 410mm <input type="checkbox"/> 420mm <input type="checkbox"/> 430mm | | | |
| RÉGLAGE DE LA HAUTEUR: REPOSE-JAMBE VARI - DROITE | | | | | |
| Mesuré de la plaque d'assise à la palette | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Réglage d'usine | | | |
| | <input type="checkbox"/> | Réglage personnalisé | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 270mm <input type="checkbox"/> 280mm <input type="checkbox"/> 290mm <input type="checkbox"/> 300mm <input type="checkbox"/> 310mm <input type="checkbox"/> 320mm <input type="checkbox"/> 330mm | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 340mm <input type="checkbox"/> 350mm <input type="checkbox"/> 360mm <input type="checkbox"/> 370mm <input type="checkbox"/> 380mm <input type="checkbox"/> 390mm | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 400mm <input type="checkbox"/> 410mm <input type="checkbox"/> 420mm <input type="checkbox"/> 430mm | | | |
| COMMANDES PRINCIPALES POUR ELECTRONIQUE LINX | | | | | |
| ARO2203 | <input type="checkbox"/> | Manipulateur LINX REM211 : Conduite et contrôle des vérins | NC 1367, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272 | | |
| ARO2204 | <input checked="" type="checkbox"/> | Manipulateur LINX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage | NC 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272 | | |
| ARO2205 | <input type="checkbox"/> | REM400: écran tactile, joystick et sockets jack configurable | | 445,18 | |
| ARO2206 | <input type="checkbox"/> | REM500: écran tactile et sockets jack configurable sans joystick (uniquement display pour manipulateurs alternatifs) | NC 2270 | 1.903,20 | |
| REM400 AVEC TOGGLE SWITCHES | | | | | |
| ARO2270 | <input type="checkbox"/> | Module Toggle Switch assignable pour REM400 (DLX-SW400TGL) pré-réglage à gauche: ON/OFF, et à droite: régulateur de vitesse | NC 2201, 2203, 2204, 2206 | 510,35 | |
| MONTAGE DE LA COMMANDE PRINCIPALE | | | | | |
| ARO1207 | <input type="checkbox"/> | Fixation standard à droite | NC 1404, 2311 | | |
| ARO1208 | <input type="checkbox"/> | Fixation standard à gauche | NC 1405, 2310 | | |
| ARO1707 | <input checked="" type="checkbox"/> | Escamotable à droite | NC 1404, 2311 | | |
| ARO1708 | <input type="checkbox"/> | Escamotable à gauche | NC 1405, 2310 | | |
| ARO1709 | <input type="checkbox"/> | Matrx Resolve Swing in/out bracket, monté à droite | NC: 1404 | 200,00 | |
| ARO1710 | <input type="checkbox"/> | Matrx Resolve Swing in/out bracket, monté à gauche | NC: 1405 | 200,00 | |
| ARO2075 | <input type="checkbox"/> | Escamotable + fixation réglable en hauteur / largeur Droite, design Quad link | NC 1415 | | |

| CODE | | DESCRIPTION | | Prix public €, TVA de 6% incluse | |
|--|--------------------------|---|---|----------------------------------|--|
| ARO2076 | <input type="checkbox"/> | Escamotable + fixation réglable en hauteur / largeur Gauche, design Quad link | NC 1339 | | |
| ARO2227 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite pour tierce-personne | NC 2219, 1221 | 55,00 | |
| ARO2228 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche pour tierce-personne | NC 2219, 1222 | 55,00 | |
| ARX2239 | <input type="checkbox"/> | Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES | | Sur demande | |
| MONTAGE DE L'ÉCRAN DE CONTRÔLE LINX REM500 | | | | | |
| ARO2209 | <input type="checkbox"/> | Escamotable à droite, multi-réglable | NC (2251+2217), 1404, 2311 | | |
| ARO2210 | <input type="checkbox"/> | Escamotable à gauche, multi-réglable | NC (2251+2218), 1405, 2310 | | |
| ARO2213 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à droite (Nucleus) | NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311 | 849,82 | |
| ARO2214 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à gauche (Nucleus) | NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311 | 849,82 | |
| ARX2239 | <input type="checkbox"/> | Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES | | Sur demande | |
| DOUBLE COMMANDE LINX + MONTAGE | | | | | |
| ARO2219 | <input type="checkbox"/> | Double Commande Compact LiNX (DLX-ACU200) | NC 1221, 1222, (2227/2228+2203/2204/2205) | 823,27 | |
| ARO2245 | <input type="checkbox"/> | Double commande intuitive LiNX (IDC) | NC 1207, 1208, 2069 | 1.209,78 | |
| ARO1207 | <input type="checkbox"/> | Fixation standard, à droite | NC 2245 | | |
| ARO1208 | <input type="checkbox"/> | Fixation standard, à gauche | NC 2245 | | |
| ARO1221 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite, amovible | NC 2219, 2227 | 51,04 | |
| ARO1222 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche, amovible | NC 2219, 2228 | 51,04 | |
| Si plusieurs joysticks (ou REM500 + autre joystick) doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale, sélectionnez l'option 2215 ci-dessous. | | | | | |
| LINX - COMMANDES COMPACTES + MONTAGE (toujours avec DLX-REM400 ou DLX-REM500) | | | | | |
| ARO2231 | <input type="checkbox"/> | Commande compact proportionnel DLX-CR400 | NC 2203, 2204, (2229/2230/2247/2257/2233/2240+2258) | 823,27 | |
| ARO2232 | <input type="checkbox"/> | Commande compact proportionnel Low Force DLX-CR-400LF | | 901,71 | |
| ARO2207 | <input type="checkbox"/> | Monté à droite | NC (2231/2232+1404/2311) | | |
| ARO2208 | <input type="checkbox"/> | Monté à gauche | NC (2231/2232+1405/2310) | | |
| ARO2213 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à droite (Nucleus) | NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311 | 849,82 | |
| ARO2214 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à gauche (Nucleus) | NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311 | 849,82 | |
| ARX2215 | <input type="checkbox"/> | Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES | | Sur demande | |
| JOYSTICKS ALTERNATIFS + ACCESSOIRES + MONTAGE (toujours avec DLX-REM400 ou DLX-REM500) | | | | | |
| COMMANDE OCCIPITALE - TECHNOLOGIE ATOM | | | | | |
| ARO2230 | <input type="checkbox"/> | Commande occipitale avec capteurs proximity (ATOM, ASL104) et wings standard M3 | 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257,2240, (2231/2232+2258) | 5.049,07 | |
| ARO2247 | <input type="checkbox"/> | Commande occipitale avec capteurs ultrason proximity (PROTON, ASL104P) et wings PROTON | | 5.319,55 | |
| 4 CONTACTEURS À CAPTEUR DE PROXIMITÉ | | | | | |
| ARO2257 | <input type="checkbox"/> | 4 contacteurs à capteur proximité (ASL106) | NC 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, (2231/2232+2258) | 5.680,20 | |
| ARO2275 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à droite (Nucleus) (Tablette Eclipse incl. ASL619, 360x180 mm) | NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311 | 849,82 | |
| ARO2276 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à gauche (Nucleus) (Tablette Eclipse incl. ASL619, 360x180 mm) | NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311 | 849,82 | |
| ARX2215 | <input type="checkbox"/> | Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES | | | |
| ACCESSOIRES SANS FIL POUR TECHNOLOGIE ATOM | | | | | |
| ARO2249 | <input type="checkbox"/> | Triple prises contacteur sans fil (ASL557-3) | | 650,00 | |
| ARO2250 | <input type="checkbox"/> | Emulation souris sans fil ASL558 | | 1.352,43 | |
| COMMANDE MINI JOYSTICK PROPORTIONNEL | | | | | |
| ARO2233 | <input type="checkbox"/> | Mini joystick proportionnel MEC | NC 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2240, (2231/2232+2258) | 3.158,90 | |
| ARO2235 | <input type="checkbox"/> | Montage sur mini tablette, à droite (ASL603, 100x150 mm) | | | |
| ARO2236 | <input type="checkbox"/> | Montage sur mini tablette, à gauche (ASL603, 100x150 mm) | | | |
| ARO2213 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à droite (Nucleus) | NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311 | 849,82 | |
| ARO2214 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à gauche (Nucleus) | NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311 | 849,82 | |
| ARO2241 | <input type="checkbox"/> | Montage central sur mini tablette, escamotable à droite (Nucleus) (Tablette incl. ASL603, 100x150 mm) | NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311 | 750,00 | |
| ARO2242 | <input type="checkbox"/> | Montage central sur mini tablette, escamotable à gauche (Nucleus) (Tablette incl. ASL603, 100x150 mm) | NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311 | 750,00 | |
| ARX2215 | <input type="checkbox"/> | Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES | | Sur demande | |
| COMMANDE JOYSTICK COMPACT PÉDIATRIQUE PROPORTIONNELLE | | | | | |
| ARO2243 | <input type="checkbox"/> | Commande joystick compact pédiatrique proportionnel ASL132, livré avec Module d'entrée | NC 2271, 2203, 2204, 2255, 2256 | 2.161,34 | |
| ARO2235 | <input type="checkbox"/> | Montage sur mini tablette, à droite (ASL603, 100x150 mm) | | | |

| CODE | | DESCRIPTION | | Prix public €, TVA de 6% incluse |
|---|--------------------------|---|---|----------------------------------|
| ARO2236 | <input type="checkbox"/> | Montage sur mini tablette, à gauche (ASL603, 100x150 mm) | | |
| ARO2213 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à droite (Nucleus) | NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311 | 849,82 |
| ARO2214 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à gauche (Nucleus) | NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311 | 849,82 |
| ARO2241 | <input type="checkbox"/> | Montage central sur mini tablette, escamotable à droite (Nucleus) (Tablette incl. ASL603, 100x150 mm) | NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311 | 750,00 |
| ARO2242 | <input type="checkbox"/> | Montage central sur mini tablette, escamotable à gauche (Nucleus) (Tablette incl. ASL603, 100x150 mm) | NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311 | 750,00 |
| ARX2215 | <input type="checkbox"/> | Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES | | Sur demande |
| COMMANDE AU SOUFLE ET À CAPTEURS DE PROXIMITÉ | | | | |
| ARO2255 | <input type="checkbox"/> | Commande au souffle (ASL109), livré avec Module d'entrée, tube et embout bucal ASL301LIP (Combine commande au souffle et commande occipitale) | NC 2271, 2203, 2204, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2243 | 551,15 |
| COMMANDE AU SOUFFLE & MODULE D'ENTRÉE | | | | |
| ARO2256 | <input type="checkbox"/> | Commande au souffle, livré avec Module d'entrée, tube et embout bucal ASL301LIP | NC 2271, 2203, 2204, 2243 | 6.151,18 |
| INTERFACE LINX (montée & connectée) | | | | |
| ARO2271 | <input type="checkbox"/> | Module d'entrée DLX-IN500-A (commande au souffle) | NC 2243, 2255, 2256, 2203, 2204 | 519,95 |
| JOYSTICKS EXTERNES & INPUTS | | | | |
| ARX2216 | <input type="checkbox"/> | Joysticks externes / Input et confirmations par demande | | Sur demande |
| AUTRE COMMANDE D'UNITÉ D'ASSISE | | | | |
| LINX 10-WAY SWITCH (toujours à l'autre côté du joystick) | | | | |
| ARO2251 | <input type="checkbox"/> | Clavier multifonction 10 contacteurs | | |
| ARO2217 | <input type="checkbox"/> | Fixation droite, avant | NC (2206+2209), (2251+1404/2311) | 51,04 |
| ARO2218 | <input type="checkbox"/> | Fixation gauche, avant | NC (2206+2210), (2251+1405/2310) | 51,04 |
| ARO2226 | <input type="checkbox"/> | Fixation arrière pour tierce personne | | 51,04 |
| ARO2225 | <input type="checkbox"/> | Sans montage | | |
| CLAVIERS / INTERRUPTEURS | | | | |
| ARO2261 | <input type="checkbox"/> | Clavier 2 contacteurs - accès direct à la bascule d'assise | NC 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 0592, 2053, 2060, 2063, 2066 | 102,02 |
| ARO2262 | <input type="checkbox"/> | Interrupteur 2 directions - accès direct à la bascule d'assise | NC 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 0592, 2053, 2060, 2063, 2066 | 102,02 |
| ARO2263 | <input type="checkbox"/> | Clavier 4 contacteurs - accès direct à la bascule d'assise et l'inclinaison de dossier | NC 2053, 2069, 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 0592 | 102,02 |
| ARO2264 | <input type="checkbox"/> | Interrupteur 4 directions - accès direct à la bascule d'assise et l'inclinaison de dossier | NC 2053, 2069, 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 0592 | 102,02 |
| ARO2207 | <input type="checkbox"/> | Fixation utilisateur à droite | | |
| ARO2208 | <input type="checkbox"/> | Fixation utilisateur à gauche | | |
| ARO2225 | <input type="checkbox"/> | Sans montage | | |
| ACCESSOIRES LINX | | | | |
| PORT DE CHARGE USB | | | | |
| ARO2253 | <input type="checkbox"/> | Prise de charge USB DLX-USB02-A | NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 | 199,04 |
| ARO2207 | <input type="checkbox"/> | Monté droite | | |
| ARO2208 | <input type="checkbox"/> | Monté gauche | | |
| COMMANDE D'ARRÊT À DISTANCE | | | | |
| ARO2258 | <input type="checkbox"/> | Commande d'arrêt à distance (ASL504) | NC (2231/2232+2229/2230/2247/2257/2233/2240),(0069+2054/2055) | 347,74 |
| MODULE OUTPUT | | | | |
| ARO2272 | <input type="checkbox"/> | LiNX Module Output (DLX-OUT500) | NC 2203, 2204 | Sur demande |
| AUTRES ACCESSOIRES LINX | | | | |
| ARO2300 | <input type="checkbox"/> | Sans montage | | |
| ARX2301 | <input type="checkbox"/> | Montées et programmées (Special) | | |
| BUDDY BUTTONS | | | | |
| ARO1685 | <input type="checkbox"/> | ROUGE | | 102,02 |
| ARO1686 | <input type="checkbox"/> | JAUNE | | 102,02 |
| ARO1687 | <input type="checkbox"/> | VERT | | 102,02 |
| ARO1690 | <input type="checkbox"/> | BLEU | | 102,02 |
| EGG SWITCH | | | | |
| ARO2254 | <input type="checkbox"/> | NOIR | | 102,02 |
| PIKO BUTTONS | | | | |
| ARO1711 | <input type="checkbox"/> | ROUGE | | 102,02 |
| ARO1712 | <input type="checkbox"/> | JAUNE | | 102,02 |
| ARO1713 | <input type="checkbox"/> | VERT | | 102,02 |
| ARO1714 | <input type="checkbox"/> | ORANGE | | 102,02 |
| ARO1715 | <input type="checkbox"/> | BLEU | | 102,02 |
| ARO1716 | <input type="checkbox"/> | NOIR | | 102,02 |

| CODE | | DESCRIPTION | | Prix public €, TVA de 6% incluse |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| JOYSTICKS BODYPOINT | | | | |
| ARO2721 | <input type="checkbox"/> | Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3" PC101A | | Prix sur demande |
| ARO2722 | <input type="checkbox"/> | Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4" PC102A | | Prix sur demande |
| ARO2723 | <input type="checkbox"/> | Embout dôme en caoutchouc, Bodypoint PC107A | | Prix sur demande |
| ARO2724 | <input type="checkbox"/> | Embout champignon rainuré, Bodypoint PC110A | | Prix sur demande |
| OPTIONS DE LA BASE MOTRICE | | | | |
| COULEUR DE LA BASE MOTRICE | | | | |
| ARO2640 | <input checked="" type="checkbox"/> | OBSIDIAN BLACK | | |
| ARO2641 | <input type="checkbox"/> | RUBY RED | | |
| ARO2642 | <input type="checkbox"/> | PURPLE PASSION | | |
| ARO2643 | <input type="checkbox"/> | PEACOCK BLUE | | |
| ARO2644 | <input type="checkbox"/> | ARCTIC BLUE | | |
| COULEUR DES JANTES | | | | |
| ARO2650 | <input checked="" type="checkbox"/> | OBSIDIAN BLACK | | |
| ARO2651 | <input type="checkbox"/> | RUBY RED | | |
| ARO2652 | <input type="checkbox"/> | PURPLE PASSION | | |
| ARO2653 | <input type="checkbox"/> | PEACOCK BLUE | | |
| ARO2654 | <input type="checkbox"/> | ARCTIC BLUE | | |
| FOURCHES | | | | |
| ARO2631 | <input checked="" type="checkbox"/> | Fourche unilatérale incl. roue noire | | |
| ARO2632 | <input type="checkbox"/> | Fourche bilatérale | | |
| ROUES MOTRICES | | | | |
| ARO0704 | <input checked="" type="checkbox"/> | 14"x3" pneumatique | | |
| ARO0705 | <input type="checkbox"/> | DW 14" (355mm) x 3" (75mm), bandage, dual density foam insert | | |
| ARO0706 | <input type="checkbox"/> | DW 14" (355mm) x 3" (75mm), puncture protected | | |
| MOTEURS | | | | |
| ARO1283 | <input checked="" type="checkbox"/> | 10 km/h; 4 pôles usage principal outdoor (poids max. de l'utilisateur 150 kg) | | |
| ARO1224 | <input type="checkbox"/> | 12 km/h; 4 pôles usage outdoor (poids max. de l'utilisateur 160 kg) | | 561,33 |
| BATTERIES | | | | |
| ARO1260 | <input checked="" type="checkbox"/> | Batterie 7,5 Ah | | |
| ARO1392 | <input type="checkbox"/> | Sans batterie | | |
| G-TRAC | | | | |
| ARO1215 | <input type="checkbox"/> | G-trac | | 732,79 |
| CHARGEUR | | | | |
| ARO1343 | <input checked="" type="checkbox"/> | Chargeur Opticharge 8A (200 - 250V) | | |
| ARO1313 | <input type="checkbox"/> | Chargeur Opticharge 10A (200 - 250V) | | 51,04 |
| ÉCLAIRAGE | | | | |
| ARO1437 | <input checked="" type="checkbox"/> | Eclairage avec clignoteurs LED (30 Lux) | NC 2203 | |
| ARO2837 | <input type="checkbox"/> | Équipement route de sécurité LED extra lumineux - Puissance 60 Lux | NC 2203 | |
| ARO1254 | <input type="checkbox"/> | Sans éclairage | | |
| OPTIONS DE SÉCURITÉ | | | | |
| TRANSPORT | | | | |
| ARO1450 | <input type="checkbox"/> | Pièce de montage pour station d'arrimage Dahl (repose-tête obligatoire) | | 508,82 |
| ARO1493 | <input checked="" type="checkbox"/> | Fixation 4 points pour transport du fauteuil sans utilisateur | | |
| ARO1494 | <input type="checkbox"/> | Fixation 4 points pour transport du fauteuil avec utilisateur (repose-tête obligatoire) | | |
| CEINTURE DE SÉCURITÉ | | | | |
| ARO2113 | <input type="checkbox"/> | Ceinture de sécurité avec clips pour rail latéral Modulte | NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 | |

| CODE | | DESCRIPTION | | Prix public €, TVA de 6% incluse | |
|---|--------------------------|--|---|----------------------------------|--|
| CEINTURES BODYPOINT (KIT DE MONTAGE INCL.) | | | | | |
| ARO2701 | <input type="checkbox"/> | Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Taille L (longueur 620 mm) | NC 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113 | 237,82 | |
| ARO2702 | <input type="checkbox"/> | Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Taille M (longueur 460 mm) | NC 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113 | 237,82 | |
| ARO2703 | <input type="checkbox"/> | Ceinture de hanche 2 points, Ctr-Pull, Bouton à pousser, Cinch-montage Taille L (longueur 620 mm) | NC 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113 | 216,39 | |
| ARO2704 | <input type="checkbox"/> | Ceinture de hanche 2 points, Ctr-Pull, Bouton à pousser, Cinch-Montage Taille M (longueur 460 mm) | NC 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113 | 216,39 | |
| ARO2705 | <input type="checkbox"/> | Ceinture de hanche 2 points, Dual-Pull, Bouton Side-Release, Cinch-Montage Taille L (longueur 620 mm) | NC 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113 | 237,82 | |
| ARO2706 | <input type="checkbox"/> | Ceinture de hanche 2 points, Dual-Pull, Bouton Side-Release, Cinch-Montage Taille M (longueur 460 mm) | NC 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113 | 237,82 | |
| RETROVISEUR | | | | | |
| ARX1415 | <input type="checkbox"/> | Rétroviseur à droite | NC 2075 | 26,98 | |
| ARX1339 | <input type="checkbox"/> | Rétroviseur à gauche | NC 2076 | 26,98 | |
| ACCESSOIRES | | | | | |
| ARO1404 | <input type="checkbox"/> | Tablette escamotable à droite | NC 1207, 1707, 2033 | 243,44 | |
| ARO1405 | <input type="checkbox"/> | Tablette escamotable à gauche | NC 1208, 1708, 2033 | 243,44 | |
| ARX1379 | <input type="checkbox"/> | Horamètre | | 409,29 | |