

Yes, you can.®

 Invacare SA
 Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.invacare.be

Invacare® TDX SP2 ULM

Voiturette électronique à roue motrice centrale pour usage intérieur et extérieur


 Garantie: générale: 2 ans; batteries: 1 an
 Poids max. de l'utilisateur: 180 kg, avec moteurs 10 km/h; avec
 élévateur et inclinaison: 150kg.
 Prix en EURO 6% TVA incl.
 Prix hors 0,33 EUR recupel hors TVA

Date :

Référence :

Revendeur :

 Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases

 Option standard

 Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ARO0080	<input type="checkbox"/>	Invacare® TDX SP2 Ultra Low Maxx avec système de positionnement électrique et repositionnement du corps		9.293,31
ARX0080	<input type="checkbox"/>	Invacare® TDX SP2 Ultra Low Maxx Spécial avec système de positionnement électrique et repositionnement du corps		9.293,31
UNITÉ D'ASSISE ULTRA LOW MAXX				
ARO2020	<input type="checkbox"/>	2 Système d'assise électrique Ultra Low Maxx		
INCLINAISON D'ASSISE ET INCLINAISON D'ASSISE COMBINÉE AVEC LIFT				
ARO2052	<input checked="" type="checkbox"/>	Electrique à compensation Ultra Low Maxx CG Tilt de 0° à 50°	NC: 0069, (2054/2055+2035/2036+0586)	2.380,27
ARO2053	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation Ultra Low Maxx CG Tilt de 0° à 45° avec lift 300 mm (+4 mm de hauteur d'assise)	NC: 2312, 2313, 2314, 2315, 2263, 2264, (2054/2055+2035/2036+0586)	4.792,80
HAUTEUR D'ASSISE (DESSUS DE LA PLAQUE D'ASSISE)				
La hauteur du siège peut être augmentée par les paramètres !				
ARO0337	<input checked="" type="checkbox"/>	440 mm	NC: 0069, (2054/2055+0592)	
ARO0331	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC: 0069	
ARO0339	<input type="checkbox"/>	490 mm	NC: 0069	
OPTIONS D'INCLINAISON D'ASSISE				
Attention: La bascule d'assise avant (2054/2055) limite la possibilité de petite profondeur d'assise en combinaison avec les repose-jambes séparés. Voir matrix				
ARO2057	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Ultra Low Maxx CG Tilt</i> monté std. (sans proclive ni déclive)	Peut être combiné avec tout type de repose-jambes	
ARO2054	<input type="checkbox"/>	<i>Ultra Low Maxx CG tilt</i> monté avec proclive de 5° (Cela diminue la bascule d'assise arrière de 5°)	NC: 2312, 2313, 2314, 2315, (2052/2053+2035/2036+0586) (0337+0592), (0069+2258)	
ARO2055	<input type="checkbox"/>	<i>Ultra Low Maxx CG tilt</i> monté avec proclive de 10° (Cela diminue la bascule d'assise arrière de 10°)	NC: 2035, 2312, 2313, 2314, 2315, (0337+0592), (2036+ repose-jambes séparés (2052/2053+2035/2036+0586), (0069+2258)	
ARO2056	<input type="checkbox"/>	<i>Ultra Low Maxx CG tilt</i> monté avec déclive de 5° (Cela augmente la bascule d'assise arrière de 5°)	NC: 2312, 2313, 2314, 2315, 0592 Peut être combiné avec tout type de repose-jambes	
INCLINAISON DE DOSSIER				
ARO2069	<input checked="" type="checkbox"/>	Inclinaison de dossier fixe (pas d'inclinaison électronique)	NC: 2095, 2096, 2097, 2098, 2263, 2264, 2245; ACS2	
ARO2060	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de dossier électronique de 90 à 170°, monté std.	NC: 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543	2.020,84
ARO2063	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de dossier électronique, proclive de dossier de 8°, de 82° à 162°	NC: 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543	2.020,84
ARO2066	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de dossier électronique, proclive de dossier de 30°, de 60° à 140°	NC: 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543	2.020,84
DIMENSIONS D'ASSISE				
LARGEUR CADRE D'ASSISE				
ARO2021	<input checked="" type="checkbox"/>	405 mm - 505 mm (pas de 25 mm) / 16" - 20"	NC: 2030, 2031, 2032, 2033	
ARX2003	<input type="checkbox"/>	480 mm - 555 mm (pas de 25 mm) / 19" - 22"	NC: 2025, 2026, 2027, 2032, 2033	

CODE		DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse
ARO2022	<input type="checkbox"/>	505 mm - 610 mm (pas de 25 mm) / 20" - 24"	NC: 2025, 2026, 2027, 2028, 2174, 2175
PROFONDEUR CADRE D'ASSISE			
ARO2008	<input checked="" type="checkbox"/>	405 mm - 505 mm (pas de 25 mm) / 16" - 20"	NC: 2040, 2041, 2042
ARO2024	<input type="checkbox"/>	480 mm - 580 mm (pas de 25 mm) / 19" - 23"	NC: 2035, 2036, 2037
LARGEUR D'ASSISE (PRÉRÉGLAGE D'USINE)			
ARO2025	<input type="checkbox"/>	405 mm / 16"	NC: 2003, 2022, 2041, 2042, 0572, 0577, 0579, 0584, (2041/2042+2147), 2701, 2703, 2705
ARO2026	<input type="checkbox"/>	430 mm / 17"	NC: 2003, 2022, 2041, 2042, (2041/2042+2147), 2701, 2703, 2705
ARO2027	<input checked="" type="checkbox"/>	455 mm / 18"	NC: 2003, 2022, (2041/2042/+2147), (2041+2146), 2701, 2703, 2705
ARO2028	<input type="checkbox"/>	480 mm / 19"	NC: 2022, 2174, 2175, (2041/2042+2147), (2041+2146), 2702, 2704, 2706
ARO2029	<input type="checkbox"/>	505 mm / 20"	NC: 2174, 2175, (2041/2042+2147); (2037/2038/2039/2040, 2702, 2704, 2706
ARO2030	<input type="checkbox"/>	530 mm / 21"	NC: 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1607, (2035/2036+2147), 2702, 2704, 2706
ARO2031	<input type="checkbox"/>	555 mm / 22"	NC: 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1607, (2035/2036+2147), 2702, 2704, 2706
ARO2032	<input type="checkbox"/>	580 mm / 23"	NC: 2003, 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 2147, 1607, 2702, 2704, 2706
ARO2033	<input type="checkbox"/>	610 mm / 24"	NC: 2003, 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1404, 1405, 1607, 2147, 2702, 2704, 2706
PROFONDEUR D'ASSISE (PRÉRÉGLAGE D'USINE)			
ARO2035	<input type="checkbox"/>	405 mm / 16"	NC: 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, 2055, (2030/2031+2147),(2052/2053+2054/2055+0586), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
ARO2036	<input type="checkbox"/>	430 mm / 17"	NC: 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, (2055 + repose-jambes montés latéralement), (2030/2031+2147),(2052/2053+2054/2055+0586)
ARO2037	<input checked="" type="checkbox"/>	455 mm / 18"	NC 2024, (2029)
ARO2038	<input type="checkbox"/>	480 mm / 19"	NC 2024, (2029)
ARO2039	<input type="checkbox"/>	505 mm / 20"	NC 2024, (2029)
ARO2040	<input type="checkbox"/>	530 mm / 21"	NC 2008, (2029)
ARO2041	<input type="checkbox"/>	555 mm / 22"	NC 2008, 2025, 2026, (2027/2028+2146), (2025/2026/2027/2028/2029+2147)
ARO2042	<input type="checkbox"/>	580 mm / 23"	NC 2008, 2025, 2026, 2146, (2025/2026/2027/2028/2029+2147)
COUSSIN D'ASSISE (DIMENSIONS SELON LE CADRE D'ASSISE PRÉRÉGLAGE D'USINE)			
ARO2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Vi [revêtement Mesh]	
ARO2146	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Flo-tech Contour (housse nylon noir, 100 mm d'épaisseur, jusqu'à 191 kg)	NC 2042, (2041+2027/2028)
ARO2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Libra (90 mm d'épaisseur, jusqu'à 136 kg ou HD jusqu'à 227kg)	NC 2032, 2033, 2034, (2030/2031+2035/2036),(2025/2026/2027/2028/2029+2041/2042)
ARO2140	<input type="checkbox"/>	Sans coussin d'assise	
TUBES DE DOSSIER (UNIQUEMENT POUR INCLINAISON DE DOSSIER FIXE)			NC 2060, 2063, 2066, 2095, 2096, 2097,2098
TUBES DE DOSSIER COURBÉS ET DROITS			
ARO2510	<input type="checkbox"/>	Tube de dossier droit, hauteur 455 mm / 18"	NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563
ARO2511	<input type="checkbox"/>	Tube de dossier droit, hauteur 505 mm / 20"	NC 2542, 2543, 2051, 2320, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2563, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562
ARO2512	<input type="checkbox"/>	Tube de dossier droit, hauteur 555 mm / 22"	NC 2543, 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562
ARO2513	<input type="checkbox"/>	Tube de dossier droit, hauteur 610 mm / 24"	
ARO2514	<input type="checkbox"/>	Tube de dossier courbé (5°), hauteur 505 mm / 20"	NC 2542, 2543, 2051, 2320, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2563, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ARO2515	<input type="checkbox"/>	Tube de dossier courbé (5°), hauteur 555 mm / 22"	NC 2543, 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562	
ARO2516	<input checked="" type="checkbox"/>	Tube de dossier courbé (5°), hauteur 610 mm / 24"		
RÉGLAGES DE L'ANGLE DES TUBES DE DOSSIER DROITS			NC 2514, 2515, 2516	
ARO2517	<input type="checkbox"/>	75°		
ARO2518	<input type="checkbox"/>	79°		
ARO2519	<input type="checkbox"/>	85°		
ARO2520	<input type="checkbox"/>	90°		
ARO2521	<input type="checkbox"/>	95°		
ARO2522	<input type="checkbox"/>	101°		
ARO2523	<input type="checkbox"/>	106°		
ARO2524	<input type="checkbox"/>	112°		
ARO2525	<input type="checkbox"/>	116°		
RÉGLAGES DE L'ANGLE DES TUBES DE DOSSIER COURBÉS			NC 2510, 2511, 2512, 2513	
ARO2526	<input type="checkbox"/>	81°		
ARO2527	<input type="checkbox"/>	84°		
ARO2528	<input checked="" type="checkbox"/>	91°		
ARO2529	<input type="checkbox"/>	96°		
ARO2530	<input type="checkbox"/>	101°		
ARO2531	<input type="checkbox"/>	106°		
ARO2532	<input type="checkbox"/>	111°		
ARO2533	<input type="checkbox"/>	117°		
ARO2534	<input type="checkbox"/>	121°		
OPTIONS DE SOUTIEN DU DOSSIER				
(hauteur du matériel, voir ci-dessous pour toute la hauteur du dossier)				
PLAQUE DE DOSSIER FIXE ET REVÊTEMENT STANDARD (pas pour les systèmes ESR)				
ARO2540	<input type="checkbox"/>	Plaque de dossier fixe et revêtement standard hauteur 355 mm / 14"	NC 2060, 2063, 2066, (2506, 2501/2070/2071/2072/2073+2069)	
ARO2541	<input type="checkbox"/>	Plaque de dossier fixe et revêtement standard	NC 2060, 2063, 2066, 2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069), 2510	
ARO2542	<input type="checkbox"/>	Plaque de dossier fixe et revêtement standard hauteur 455 mm / 18"	NC 2060, 2063, 2066, 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069)	
ARO2543	<input type="checkbox"/>	Plaque de dossier fixe et revêtement standard hauteur 505 mm / 20"	NC 2060, 2063, 2066, 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069)	
HIGH BACKS (16-24" DE LARGE)				
ARO2050	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>High Back</i> , hauteur 410 mm	NC 2073, 2074	
ARO2051	<input type="checkbox"/>	<i>High Back</i> , hauteur 460 mm	NC 2070, 2071	
ARO2320	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>High Back</i> , hauteur 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	
DOSSIERS MATRX ELITE (3" CONTOUR) 16-20" DE LARGE			NC 2030, 2031, 2032, 2033	
ARO2550	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx Elite</i> , hauteur 355mm / 14"	NC (2501/2506/2070/2071/2072/2073+2069);(2070/2071/2072/2073/2074/2502+2060/2063/2066), 2028, 2029, 2030, 2032, 2032, 2033	
ARO2551	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx Elite</i> , hauteur 405 mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	
ARO2552	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx Elite</i> , hauteur 455 mm / 18"	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069);(2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066)	
ARO2553	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx Elite</i> , hauteur 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	
DOSSIERS MATRX ELITE HD (3" CONTOUR) 21-24" DE LARGE			NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2029	
ARO2554	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx Elite HD</i> , hauteur 405 mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	918,63

CODE		DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse	
ARO2555	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx Elite HD</i> , hauteur 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	918,63
DOSSIERS MATRX ELITE TR (3" CONTOUR) 16-20" DE LARGE			NC 2030, 2031, 2032, 2033	
ARO2556	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx Elite TR</i> , hauteur 405 mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2506/25017/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	197,89
ARO2557	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx Elite TR</i> , hauteur 455 mm / 18"	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069);(2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066)	197,89
ARO2177	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx Elite TR</i> , hauteur 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	197,89
DOSSIERS MATRX ELITE TR HD (3" CONTOUR) 21-24" DE LARGE			NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2029	
ARO2563	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx Elite TR HD</i> , hauteur 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	918,63
DOSSIERS MATRX ELITE DEEP (6" CONTOUR) 16-20" DE LARGE			NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2030, 2031, 2032, 2033	
ARO2558	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx Elite Deep</i> , hauteur 405 mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	317,83
ARO2559	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx Elite Deep</i> , hauteur 455 mm / 18"	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069);(2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066)	317,83
ARO2178	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx Elite Deep</i> , hauteur 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	317,83
DOSSIERS MATRX POSTURE BACK (5" CONTOUR) 16-18" DE LARGE			NC 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033	
ARO2174	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx PB</i> , hauteur 405 mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	
ARO2175	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx PB</i> , hauteur 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	
DOSSIERS MATRX POSTURE BACK DEEP (7" CONTOUR) 16-18" DE LARGE			NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033	
ARO2560	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx PB Deep</i> , hauteur 405mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	317,83
ARO2561	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx PB Deep</i> , hauteur 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	317,83
DOSSIERS MATRX ELITE DEEP HD (7" CONTOUR) 21-24" DE LARGE			NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033	
ARO2562	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx Elite Deep HD</i> , hauteur 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	918,63
MONTAGE DU SOUTIEN DE DOSSIER			Mesuré de la plaque d'assise au haut du dossier	
Rapport: Ceci est extrêmement important pour les ajustements du système de dossier ESR				

CODE		DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse
		Hauteur de dossier à livraison en cas de "uniquement bascule d'assise" (pas de bascule d'assise)	NC 2060, 2063, 2066
Rapport: 100-125 mm / 4-5" d'espace est recommandé en cas de "uniquement bascule d'assise"			
ARO2504	<input type="checkbox"/>	455 mm / 18" (uniquement avec hauteur du dossier 355mm/14")	NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563
ARO2505	<input type="checkbox"/>	485 mm / 19" (uniquement avec hauteur du dossier 355mm/14")	NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563
ARO2506	<input type="checkbox"/>	505 mm / 20" (uniquement avec hauteur du dossier 405mm/16")	NC 2540, 2542, 2543, 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563
ARO2501	<input type="checkbox"/>	535 mm / 20" (uniquement avec hauteur du dossier 405mm/16")	NC 2540, 2542, 2543, 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563
ARO2070	<input type="checkbox"/>	555 mm / 22" (uniquement avec hauteur du dossier 455mm/18")	NC 2540, 2541, 2543, 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563
ARO2071	<input type="checkbox"/>	585 mm / 23" (uniquement avec hauteur du dossier 455mm/18")	NC 2540, 2541, 2543, 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563
ARO2072	<input checked="" type="checkbox"/>	610 mm / 24" (uniquement avec hauteur du dossier 505mm/20")	NC 2540, 2541, 2542, 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560
ARO2073	<input type="checkbox"/>	635 mm / 25" (uniquement avec hauteur du dossier 505mm/20")	NC 2540, 2541, 2542, 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560
		Hauteur du dossier fournie pour les systèmes de dossier ESR	NC 2069
Rapport: un espace minimum de 150-175 mm / 6-7" est recommandé pour les systèmes de dossier ESR			
ARO2506	<input type="checkbox"/>	505 mm / 20" (uniquement avec dossier <i>Elite</i> , hauteur du dossier 355mm/14")	NC 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563
ARO2501	<input type="checkbox"/>	535 mm / 21" (uniquement avec dossier <i>Elite</i> , hauteur du dossier 355mm/14")	NC 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563
ARO2070	<input type="checkbox"/>	555 mm / 22" (uniquement avec hauteur du dossier 405mm/16")	NC 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563
ARO2071	<input type="checkbox"/>	585 mm / 23" (uniquement avec hauteur du dossier 405mm/16")	NC 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563
ARO2072	<input type="checkbox"/>	610 mm / 24" (uniquement avec hauteur du dossier 455mm/18")	NC 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563
ARO2073	<input type="checkbox"/>	635 mm / 25" (uniquement avec hauteur du dossier 455mm/18")	NC 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563
ARO2074	<input type="checkbox"/>	660 mm / 26" (uniquement avec hauteur du dossier 505mm/20")	NC 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560
ARO2502	<input type="checkbox"/>	685 mm / 27" (uniquement avec hauteur du dossier 505mm/20")	NC 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560
ACCOUDOIRS			
REPOSE-BRAS EN CAS "UNIQUEMENT BASCULE D'ASSISE"			
ARO2307	<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-bras relevables monté sur l'Ultra Rail (Maxx Tilt 230 - 320 mm, 9-12.5")	NC 2060, 2063, 2066, 2308, 2309
ACCOUDOIRS POUR SYSTÈME DE DOSSIER ESR			
ARO2095	<input checked="" type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, réglable en largeur, en hauteur et en angle (240 - 330 mm)	
ARO2096	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, réglable en largeur, en hauteur et en angle (320 - 405 mm)	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ARO2097	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, amovibles et renforcés, amovibles et parallèles, réglable en hauteur (240 - 330 mm)		
ACCESSOIRES POUR ACCOUDOIRS				
MANCHETTE - GAUCHE				
ARO2012	<input type="checkbox"/>	Manchette standard, viscoélastique (255mm); épaisseur 40mm		
ARO2013	<input type="checkbox"/>	Manchette longue, viscoélastique (355mm); épaisseur 40mm		
ARO2014	<input type="checkbox"/>	Gouttière ergonomique gauche; épaisseur 30mm	NC 2316, 2317	361,84
ARO2015	<input type="checkbox"/>	Sans manchette gauche		
MANCHETTE - DROITE				
ARO2016	<input type="checkbox"/>	Manchette standard, viscoélastique (255mm); épaisseur 40mm		
ARO2017	<input type="checkbox"/>	Manchette longue, viscoélastique (355mm); épaisseur 40mm		
ARO2018	<input type="checkbox"/>	Gouttière ergonomique droite; épaisseur 30mm	NC 2316, 2317	361,84
ARO2019	<input type="checkbox"/>	Sans manchette droite		
Accessoires pour manchette d'accoudoirs et montage des options en combinaison avec la gouttière (montage au côté opposé à la commande!)				
GAUCHE				
ARO2080	<input type="checkbox"/>	Appui palmaire plat gauche		
DROITE				
ARO2083	<input type="checkbox"/>	Appui palmaire plat droite		
SUPPORT MULTI-RÉGLABLE (ROTULE) POUR MANCHETTES				
GAUCHE				
ARO2082	<input type="checkbox"/>	Support multiréglable gauche (MACES) Réhausse la manchette de 43 mm		361,84
DROITE				
ARO2085	<input type="checkbox"/>	Support multiréglable droit (MACES) Réhausse la manchette de 43 mm		361,84
RÉGLAGE DE L'ACCOUDOIR GAUCHE				
Mesuré de la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Réglage d'usine		
	<input type="checkbox"/>	Réglage personnalisé		
		<input type="checkbox"/> 230mm <input type="checkbox"/> 240mm <input type="checkbox"/> 250mm <input type="checkbox"/> 260mm <input type="checkbox"/> 270mm <input type="checkbox"/> 280mm <input type="checkbox"/> 290mm		
		<input type="checkbox"/> 300mm <input type="checkbox"/> 310mm <input type="checkbox"/> 320mm <input type="checkbox"/> 330mm <input type="checkbox"/> 340mm <input type="checkbox"/> 350mm		
		<input type="checkbox"/> 360mm <input type="checkbox"/> 370mm <input type="checkbox"/> 380mm <input type="checkbox"/> 390mm <input type="checkbox"/> 405mm		
RÉGLAGE DE L'ACCOUDOIR DROITE				
Mesuré de la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Réglage d'usine		
	<input type="checkbox"/>	Réglage personnalisé		
		<input type="checkbox"/> 230mm <input type="checkbox"/> 240mm <input type="checkbox"/> 250mm <input type="checkbox"/> 260mm <input type="checkbox"/> 270mm <input type="checkbox"/> 280mm <input type="checkbox"/> 290mm		
		<input type="checkbox"/> 300mm <input type="checkbox"/> 310mm <input type="checkbox"/> 320mm <input type="checkbox"/> 330mm <input type="checkbox"/> 340mm <input type="checkbox"/> 350mm		
		<input type="checkbox"/> 360mm <input type="checkbox"/> 370mm <input type="checkbox"/> 380mm <input type="checkbox"/> 390mm <input type="checkbox"/> 405mm		
CALE-COUDE				
CALE-COUDE GAUCHE (PROFONDEUR X LARGEUR)				
ARO2347	<input type="checkbox"/>	Cale-coude XS (110 mm x 83 mm)	NC 2014	306,21
ARO2348	<input type="checkbox"/>	Cale-coude S (135 mm x 90 mm)	NC 2014	306,21
ARO2349	<input type="checkbox"/>	Cale-coude M (145 mm x 95 mm)	NC 2014	306,21
ARO2350	<input type="checkbox"/>	Cale-coude L (165 mm x 110 mm)	NC 2014	306,21
AMPLITUDE DE RÉGLAGE CALE-COUDE GAUCHE (INTERFACE DE MONTAGE)				
ARO2361	<input type="checkbox"/>	3" verticalement / 5" horizontalement		
ARO2362	<input type="checkbox"/>	3" verticalement / 7" horizontalement		
ARO2363	<input type="checkbox"/>	5" verticalement / 5" horizontalement		
ARO2364	<input type="checkbox"/>	5" verticalement / 7" horizontalement		
CALE-COUDE DROIT (PROFONDEUR X LARGEUR)				
ARO2351	<input type="checkbox"/>	Cale-coude XS (110 mm x 83 mm)	NC 2018	306,21
ARO2352	<input type="checkbox"/>	Cale-coude S (135 mm x 90 mm)	NC 2018	306,21
ARO2353	<input type="checkbox"/>	Cale-coude M (145 mm x 95 mm)	NC 2018	306,21
ARO2354	<input type="checkbox"/>	Cale-coude L (165 mm x 110 mm)	NC 2018	306,21
AMPLITUDE DE RÉGLAGE CALE-COUDE DROIT (INTERFACE DE MONTAGE)				
ARO2371	<input type="checkbox"/>	3" verticalement / 5" horizontalement		
ARO2372	<input type="checkbox"/>	3" verticalement / 7" horizontalement		
ARO2373	<input type="checkbox"/>	5" verticalement / 5" horizontalement		
ARO2374	<input type="checkbox"/>	5" verticalement / 7" horizontalement		
SOUTIEN DE LA HANCHE				
GAUCHE				
ARO2184	<input type="checkbox"/>	Soutien de la hanche QR gauche; 140 mm x 100 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	168,64

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ARO2114	<input type="checkbox"/>	Soutient de la hanche QR gauche; 180 mm x 150 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	168,64
ARO2186	<input type="checkbox"/>	Soutient de la hanche QR gauche; 230 mm x 100 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	168,64
ARO2188	<input type="checkbox"/>	Soutient de la hanche QR gauche; 330 mm x 100 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	168,64
DROITE				
ARO2185	<input type="checkbox"/>	Soutient de la hanche QR droite; 140 mm x 100 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	168,64
ARO2115	<input type="checkbox"/>	Soutient de la hanche QR droite; 180 mm x 150 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	168,64
ARO2187	<input type="checkbox"/>	Soutient de la hanche QR droite; 230 mm x 100 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	168,64
ARO2189	<input type="checkbox"/>	Soutient de la hanche QR droite; 330 mm x 100 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	168,64
ARO2164	<input type="checkbox"/>	Fixation pour soutien de la hanche (155 mm)		80,00
ARO2165	<input type="checkbox"/>	Fixation pour soutien de la hanche (206 mm)		80,00
APPUI-TÊTE ET OPTIONS DE MONTAGE				
ARO2092	<input checked="" type="checkbox"/>	Appui-tête Onyx type Auto avec interface de montage std.	NC 2255, 2230, 2247, 2570	
ARO2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Std 255 mm / 10" de large avec housse std. et interface de montage Elan	NC 2255, 2230, 2247, 2570	255,18
ARO2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 230x180 mm / 9"x7" avec housse std. et interface de montage Elan	NC 2255, 2230, 2247, 2570	255,18
ARO1495	<input type="checkbox"/>	Commande occipitale ou appui-tête similaire, livré indépendamment de cette commande (Selon les conditions de l'ISO 7176-19, un appui-tête est nécessaire pour utiliser le fauteuil roulant comme siège dans un véhicule)	NC 2229	Sur demande
SUPPORT LATÉRAL GAUCHE				
ARO2343	<input type="checkbox"/>	Support latéral Maxx Style Quick Release , taille de la manchette 110 mm de large x 83 mm de haut	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	200,19
ARO2345	<input type="checkbox"/>	Support latéral Maxx Style Quick Release , taille de la manchette 135 mm de large x 90 mm de haut	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	200,19
ARO2043	<input type="checkbox"/>	Support latéral Maxx Style Quick Release , taille de la manchette 145 mm de large x 95 mm de haut		200,19
ARO2045	<input type="checkbox"/>	Support latéral Maxx Style Quick Release , taille de la manchette 165 mm de large x 110 mm de haut		200,19
SUPPORT LATÉRAL DROITE				
ARO2344	<input type="checkbox"/>	Support latéral Maxx Style Quick Release , taille de la manchette 110 mm de large x 83 mm de haut	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	200,19
ARO2346	<input type="checkbox"/>	Support latéral Maxx Style Quick Release , taille de la manchette 135 mm de large x 90 mm de haut	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	200,19
ARO2044	<input type="checkbox"/>	Support latéral Maxx Style Quick Release , taille de la manchette 145 mm de large x 95 mm de haut		200,19
ARO2046	<input type="checkbox"/>	Support latéral Maxx Style Quick Release , taille de la manchette 165 mm de large x 110 mm de haut		200,19
ACCESSOIRES POUR SUPPORT LATÉRAL				
ARO2049	<input type="checkbox"/>	Supports de cale-troncs rallongés de 25 mm, la paire		
REPOSE-JAMBES / REPOSE-PIEDS			NC (2021+2054)	
REPOSE-JAMBES CENTRAL (APPUI-MOLLETS INCL.)				
ARO0586	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe central, réglable en angle Longueur: 310 - 410 mm	NC (2052/2053+2054/2055+2035/2036), 2366, 0517	304,30
ARO0589	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes électr. en std. LNX, corrigeant la longueur; Longueur: 340 - 410 mm	NC 2261, 2262, 2263, 2264	1.521,52
ARX0592	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes électr. en std. LNX avec palette télescopique (au sol); Longueur: 380 - 419 mm Sur mesure	NC 0069, 0559, 0516, 0517, 2056, (0337+2054/2055), 2263, 2264, 2365, 2366	2.547,74
PALETTE(S)				
ARO2365	<input type="checkbox"/>	Palettes réglable en angle et en largeur S (127 W x 190 mm D / 5"x7.5")	NC 0592	136,94

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ARO0559	<input type="checkbox"/>	Palettes réglable en angle et en largeur M (140 W x 240 mm D / 5.5"x9.5")	NC 0592	136,94
ARO0516	<input type="checkbox"/>	Palettes réglable en angle et en largeur L (150 W x 290 mm D / 6"x11.5)	NC 0592	136,94
ARO0517	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en angle M (305 W x 275 mm D / 12"x10.75")	NC 0592, 0586	136,94
RÉGLAGE DU REPOSE-JAMBES CENTRAL (OPTIONS 0586&0589)				
Mesuré de la plaque d'assise à la palette				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Réglage d'usine		
	<input type="checkbox"/>	Réglage personnalisé		
		<input type="checkbox"/> 310mm <input type="checkbox"/> 325mm <input type="checkbox"/> 335mm <input type="checkbox"/> 345mm		
		<input type="checkbox"/> 355mm <input type="checkbox"/> 364mm <input type="checkbox"/> 375mm <input type="checkbox"/> 385mm <input type="checkbox"/> 410mm		
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR: REPOSE-JAMBE MONTÉ CENTRAL AVEC PALETTE TÉLÉSCOPIQUE				
Mesuré de la plaque d'assise à la palette				
	<input type="checkbox"/>	Sur mesure: Voir la matrice afférente pour les exceptions Veuillez mesurer soigneusement et prendre en compte la hauteur du coussin! Les dimensions choisies sont faites sur mesure et ne peuvent pas être changées après!		
		<input type="checkbox"/> 380mm <input type="checkbox"/> 393mm <input type="checkbox"/> 406mm <input type="checkbox"/> 419mm		
REPOSE-JAMBES LATÉRAUX POUR ULTRA LOW MAXX				
REPOSE-JAMBE UNE PIÈCE VARI - GAUCHE				
ARO0536	<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-jambe Vari F gauche		
ARO0537	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe Vari A gauche	NC 0505	174,98
ARO0539	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe ADE 0° - 80° gauche	NC 0505, 2261, 2262, 2263, 2264	760,76
ARO0535	<input type="checkbox"/>	Sans repose-jambe gauche	NC 0505, 0509, 0511	
REPOSE-JAMBE UNE PIÈCE VARI - DROITE				
ARO0546	<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-jambe Vari F droite		
ARO0547	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe Vari A droite	NC 0502	174,98
ARO0549	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe ADE 0° - 80° droite	NC 0502, 2261, 2262, 2263, 2264	760,76
ARO0545	<input type="checkbox"/>	Sans repose-jambe droite	NC 0502, 0506, 0508	
PALETTE UNE PIÈCE - GAUCHE				
ARO0505	<input checked="" type="checkbox"/>	Palette fixe, gauche	NC 0535, 0537, 0538, 0539	
ARO0509	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en inclinaison gauche	NC 0535	
ARO0511	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en inclinaison et en profondeur gauche	NC 0535	68,47
PALETTE UNE PIÈCE - DROITE				
ARO0502	<input checked="" type="checkbox"/>	Palette fixe, droite	NC 0545, 0547, 0548, 0549	
ARO0506	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en inclinaison droite	NC 0545	
ARO0508	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en inclinaison et en profondeur droite	NC 0545	68,47
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR: REPOSE-JAMBE VARI - GAUCHE				
Mesuré de la plaque d'assise à la palette				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Réglage d'usine		
	<input type="checkbox"/>	Réglage personnalisé		
		<input type="checkbox"/> 270mm <input type="checkbox"/> 280mm <input type="checkbox"/> 290mm <input type="checkbox"/> 300mm <input type="checkbox"/> 310mm <input type="checkbox"/> 320mm <input type="checkbox"/> 330mm		
		<input type="checkbox"/> 340mm <input type="checkbox"/> 350mm <input type="checkbox"/> 360mm <input type="checkbox"/> 370mm <input type="checkbox"/> 380mm <input type="checkbox"/> 390mm		
		<input type="checkbox"/> 400mm <input type="checkbox"/> 410mm <input type="checkbox"/> 420mm <input type="checkbox"/> 430mm		
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR: REPOSE-JAMBE VARI - DROITE				
Mesuré de la plaque d'assise à la palette				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Réglage d'usine		
	<input type="checkbox"/>	Réglage personnalisé		
		<input type="checkbox"/> 270mm <input type="checkbox"/> 280mm <input type="checkbox"/> 290mm <input type="checkbox"/> 300mm <input type="checkbox"/> 310mm <input type="checkbox"/> 320mm <input type="checkbox"/> 330mm		
		<input type="checkbox"/> 340mm <input type="checkbox"/> 350mm <input type="checkbox"/> 360mm <input type="checkbox"/> 370mm <input type="checkbox"/> 380mm <input type="checkbox"/> 390mm		
		<input type="checkbox"/> 400mm <input type="checkbox"/> 410mm <input type="checkbox"/> 420mm <input type="checkbox"/> 430mm		
COMMANDES PRINCIPALES POUR ELECTRONIQUE LINX				
ARO2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC 1367, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272	
ARO2204	<input checked="" type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272	
ARO2205	<input type="checkbox"/>	REM400: écran tactile, joystick et sockets jack configurable		445,18
ARO2206	<input type="checkbox"/>	REM500: écran tactile et sockets jack configurable sans joystick (uniquement display pour manipulateurs alternatifs)	NC 2270	1.903,20
REM400 AVEC TOGGLE SWITCHES				
ARO2270	<input type="checkbox"/>	Module Toggle Switch assignable pour REM400 (DLX-SW400TGL) préréglage à gauche: ON/OFF, et à droite: régulateur de vitesse	NC 2201, 2203, 2204, 2206	510,35
MONTAGE DE LA COMMANDE PRINCIPALE				

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ARO1207	<input type="checkbox"/>	Fixation standard à droite	NC 1404, 2311	
ARO1208	<input type="checkbox"/>	Fixation standard à gauche	NC 1405, 2310	
ARO1707	<input checked="" type="checkbox"/>	Escamotable à droite	NC 1404, 2311	
ARO1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche	NC 1405, 2310	
ARO1709	<input type="checkbox"/>	Matrx Resolve Swing in/out bracket, monté à droite	NC: 1404	200,00
ARO1710	<input type="checkbox"/>	Matrx Resolve Swing in/out bracket, monté à gauche	NC: 1405	200,00
ARO2075	<input type="checkbox"/>	Escamotable + fixation réglable en hauteur / largeur Droite, design Quad link	NC 1415	
ARO2076	<input type="checkbox"/>	Escamotable + fixation réglable en hauteur / largeur Gauche, design Quad link	NC 1339	
ARO2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne	NC 2219, 1221	55,00
ARO2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne	NC 2219, 1222	55,00
ARX2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande
MONTAGE DE L'ÉCRAN DE CONTRÔLE LINX REM500				
ARO2209	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite, multi-réglable	NC (2251+2217), 1404, 2311	
ARO2210	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche, multi-réglable	NC (2251+2218), 1405, 2310	
ARO2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	849,82
ARO2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	849,82
ARX2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande
DOUBLE COMMANDE LINX + MONTAGE				
ARO2219	<input type="checkbox"/>	Double Commande Compact LiNX (DLX-ACU200)	NC 1221, 1222, (2227/2228+2203/2204/2205)	823,27
ARO2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive LiNX (IDC)	NC 1207, 1208, 2069	1.209,78
ARO1207	<input type="checkbox"/>	Fixation standard, à droite	NC 2245	
ARO1208	<input type="checkbox"/>	Fixation standard, à gauche	NC 2245	
ARO1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible	NC 2219, 2227	51,04
ARO1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible	NC 2219, 2228	51,04
Si plusieurs joysticks (ou REM500 + autre joystick) doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale, sélectionnez l'option 2215 ci-dessous.				
LINX - COMMANDES COMPACTES + MONTAGE (toujours avec DLX-REM400 ou DLX-REM500)				
ARO2231	<input type="checkbox"/>	Commande compact proportionnel DLX-CR400	NC 2203, 2204, (2229/2230/2247/2257/2233/2240+2258)	823,27
ARO2232	<input type="checkbox"/>	Commande compact proportionnel Low Force DLX-CR-400LF		901,71
ARO2207	<input type="checkbox"/>	Monté à droite	NC (2231/2232+1404/2311)	
ARO2208	<input type="checkbox"/>	Monté à gauche	NC (2231/2232+1405/2310)	
ARO2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	849,82
ARO2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	849,82
ARX2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande
JOYSTICKS ALTERNATIFS + ACCESSOIRES + MONTAGE (toujours avec DLX-REM400 ou DLX-REM500)				
COMMANDE OCCIPITALE - TECHNOLOGIE ATOM				
ARO2230	<input type="checkbox"/>	Commande occipitale avec capteurs proximity (ATOM, ASL104) et wings standard M3	2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257,2240, (2231/2232+2258)	5.049,07
ARO2247	<input type="checkbox"/>	Commande occipitale avec capteurs ultrasonne proximity (PROTON, ASL104P) et wings PROTON		5.319,55
4 CONTACTEURS À CAPTEUR DE PROXIMITÉ				
ARO2257	<input type="checkbox"/>	4 contacteurs à capteur proximité (ASL106)	NC 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, (2231/2232+2258)	5.680,20
ARO2275	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite (Nucleus) (Tablette Eclipse incl. ASL619, 360x180 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	849,82
ARO2276	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche (Nucleus) (Tablette Eclipse incl. ASL619, 360x180 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	849,82
ARX2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		
ACCESSOIRES SANS FIL POUR TECHNOLOGIE ATOM				
ARO2249	<input type="checkbox"/>	Triple prises contacteur sans fil (ASL557-3)		650,00
ARO2250	<input type="checkbox"/>	Emulation souris sans fil ASL558		1.352,43
COMMANDE MINI JOYSTICK PROPORTIONNEL				
ARO2233	<input type="checkbox"/>	Mini joystick proportionnel MEC	NC 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2240, (2231/2232+2258)	3.158,90
ARO2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette, à droite (ASL603, 100x150 mm)		
ARO2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette, à gauche (ASL603, 100x150 mm)		
ARO2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	849,82
ARO2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	849,82

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ARO2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette, escamotable à droite (Nucleus) (Tablette incl. ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	750,00
ARO2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette, escamotable à gauche (Nucleus) (Tablette incl. ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	750,00
ARX2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande
COMMANDE JOYSTICK COMPACT PÉDIATRIQUE PROPORTIONNELLE				
ARO2243	<input type="checkbox"/>	Commande joystick compact pédiatrique proportionnel ASL132, livré avec Module d'entrée	NC 2271, 2203, 2204, 2255, 2256	2.161,34
ARO2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette, à droite (ASL603, 100x150 mm)		
ARO2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette, à gauche (ASL603, 100x150 mm)		
ARO2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	849,82
ARO2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	849,82
ARO2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette, escamotable à droite (Nucleus) (Tablette incl. ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	750,00
ARO2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette, escamotable à gauche (Nucleus) (Tablette incl. ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	750,00
ARX2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande
COMMANDE AU SOUFFLE ET À CAPTEURS DE PROXIMITÉ				
ARO2255	<input type="checkbox"/>	Commande au souffle (ASL109), livré avec Module d'entrée, tube et embout bucal ASL301LIP (Combine commande au souffle et commande occipitale)	NC 2271, 2203, 2204, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2243	551,15
COMMANDE AU SOUFFLE & MODULE D'ENTRÉE				
ARO2256	<input type="checkbox"/>	Commande au souffle, livré avec Module d'entrée, tube et embout bucal ASL301LIP	NC 2271, 2203, 2204, 2243	6.151,18
INTERFACE LiNX (montée & connectée)				
ARO2271	<input type="checkbox"/>	Module d'entrée DLX-IN500-A (commande au souffle)	NC 2243, 2255, 2256, 2203, 2204	519,95
JOYSTICKS EXTERNES & INPUTS				
ARX2216	<input type="checkbox"/>	Joysticks externes / Input et confirmations par demande		Sur demande
AUTRE COMMANDE D'UNITÉ D'ASSISE				
LINX 10-WAY SWITCH (toujours à l'autre côté du joystick)				
ARO2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonction 10 contacteurs		
ARO2217	<input type="checkbox"/>	Fixation droite, avant	NC (2206+2209), (2251+1404/2311)	51,04
ARO2218	<input type="checkbox"/>	Fixation gauche, avant	NC (2206+2210), (2251+1405/2310)	51,04
ARO2226	<input type="checkbox"/>	Fixation arrière pour tierce personne		51,04
ARO2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		
CLAVIERS / INTERRUPTEURS				
ARO2261	<input type="checkbox"/>	Clavier 2 contacteurs - accès direct à la bascule d'assise	NC 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 0592, 2053, 2060, 2063, 2066	102,02
ARO2262	<input type="checkbox"/>	Interrupteur 2 directions - accès direct à la bascule d'assise	NC 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 0592, 2053, 2060, 2063, 2066	102,02
ARO2263	<input type="checkbox"/>	Clavier 4 contacteurs - accès direct à la bascule d'assise et l'inclinaison de dossier	NC 2053, 2069, 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 0592	102,02
ARO2264	<input type="checkbox"/>	Interrupteur 4 directions - accès direct à la bascule d'assise et l'inclinaison de dossier	NC 2053, 2069, 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 0592	102,02
ARO2207	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite		
ARO2208	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche		
ARO2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		
ACCESSOIRES LINX				
PORT DE CHARGE USB				
ARO2253	<input type="checkbox"/>	Prise de charge USB DLX-USB02-A	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	199,04
ARO2207	<input type="checkbox"/>	Monté droite		
ARO2208	<input type="checkbox"/>	Monté gauche		
COMMANDE D'ARRÊT À DISTANCE				
ARO2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC (2231/2232+2229/2230/2247/2257/2233/2240),(0069+2054/2055)	347,74
MODULE OUTPUT				
ARO2272	<input type="checkbox"/>	LiNX Module Output (DLX-OUT500)	NC 2203, 2204	Sur demande

CODE		DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse
AUTRES ACCESSOIRES LINX			
ARO2300	<input type="checkbox"/>	Sans montage	
ARX2301	<input type="checkbox"/>	Montées et programmées (Special)	
BUDDY BUTTONS			
ARO1685	<input type="checkbox"/>	ROUGE	102,02
ARO1686	<input type="checkbox"/>	JAUNE	102,02
ARO1687	<input type="checkbox"/>	VERT	102,02
ARO1690	<input type="checkbox"/>	BLEU	102,02
EGG SWITCH			
ARO2254	<input type="checkbox"/>	NOIR	102,02
PIKO BUTTONS			
ARO1711	<input type="checkbox"/>	ROUGE	102,02
ARO1712	<input type="checkbox"/>	JAUNE	102,02
ARO1713	<input type="checkbox"/>	VERT	102,02
ARO1714	<input type="checkbox"/>	ORANGE	102,02
ARO1715	<input type="checkbox"/>	BLEU	102,02
ARO1716	<input type="checkbox"/>	NOIR	102,02
JOYSTICKS BODYPOINT			
ARO2721	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3" PC101A	Prix sur demande
ARO2722	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4" PC102A	Prix sur demande
ARO2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc, Bodypoint PC107A	Prix sur demande
ARO2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré, Bodypoint PC110A	Prix sur demande
OPTIONS DE LA BASE MOTRICE			
COULEUR DE LA BASE MOTRICE			
ARO2640	<input checked="" type="checkbox"/>	OBSIDIAN BLACK	
ARO2641	<input type="checkbox"/>	RUBY RED	
ARO2642	<input type="checkbox"/>	PURPLE PASSION	
ARO2643	<input type="checkbox"/>	PEACOCK BLUE	
ARO2644	<input type="checkbox"/>	ARCTIC BLUE	
COULEUR DES JANTES			
ARO2650	<input checked="" type="checkbox"/>	OBSIDIAN BLACK	
ARO2651	<input type="checkbox"/>	RUBY RED	
ARO2652	<input type="checkbox"/>	PURPLE PASSION	
ARO2653	<input type="checkbox"/>	PEACOCK BLUE	
ARO2654	<input type="checkbox"/>	ARCTIC BLUE	
FOURCHES			
ARO2631	<input checked="" type="checkbox"/>	Fourche unilatérale incl. roue noire	
ARO2632	<input type="checkbox"/>	Fourche bilatérale	
ROUES MOTRICES			
ARO0704	<input checked="" type="checkbox"/>	14"x3" pneumatique	
ARO0705	<input type="checkbox"/>	DW 14" (355mm) x 3" (75mm), bandage, dual density foam insert	
ARO0706	<input type="checkbox"/>	DW 14" (355mm) x 3" (75mm), puncture protected	
MOTEURS			
ARO1283	<input checked="" type="checkbox"/>	10 km/h; 4 pôles usage principal outdoor (poids max. de l'utilisateur 150 kg)	
ARO1224	<input type="checkbox"/>	12 km/h; 4 pôles usage outdoor (poids max. de l'utilisateur 160 kg)	561,33
BATTERIES			
ARO1260	<input checked="" type="checkbox"/>	Batterie 73,5 Ah	
ARO1392	<input type="checkbox"/>	Sans batterie	
G-TRAC			
ARO1215	<input type="checkbox"/>	G-trac	732,79
CHARGEUR			
ARO1343	<input checked="" type="checkbox"/>	Chargeur Opticharge 8A (200 - 250V)	
ARO1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur Opticharge 10A (200 - 250V)	51,04
ÉCLAIRAGE			
ARO1437	<input checked="" type="checkbox"/>	Eclairage avec clignoteurs LED (30 Lux)	NC 2203
ARO2837	<input type="checkbox"/>	Équipement route de sécurité LED extra lumineux - Puissance 60 Lux	NC 2203
ARO1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage	
OPTIONS DE SÉCURITÉ			
TRANSPORT			
ARO1450	<input type="checkbox"/>	Pièce de montage pour station d'arrimage Dahl (repose-tête obligatoire)	508,82

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ARO1493	◆	Fixation 4 points pour transport du fauteuil sans utilisateur		
ARO1494	☐	Fixation 4 points pour transport du fauteuil avec utilisateur (repose-tête obligatoire)		
CEINTURE DE SÉCURITÉ				
ARO2113	☐	Ceinture de sécurité avec clips pour rail latéral Modulite	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
CEINTURES BODYPOINT (KIT DE MONTAGE INCL.)				
ARO2701	☐	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Taille L (longueur 620 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	237,82
ARO2702	☐	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Taille M (longueur 460 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	237,82
ARO2703	☐	Ceinture de hanche 2 points, Ctr-Pull, Bouton à pousser, Cinch-montage Taille L (longueur 620 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	216,39
ARO2704	☐	Ceinture de hanche 2 points, Ctr-Pull, Bouton à pousser, Cinch-Montage Taille M (longueur 460 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	216,39
ARO2705	☐	Ceinture de hanche 2 points, Dual-Pull, Bouton Side-Release, Cinch-Montage Taille L (longueur 620 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	237,82
ARO2706	☐	Ceinture de hanche 2 points, Dual-Pull, Bouton Side-Release, Cinch-Montage Taille M (longueur 460 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	237,82
RETROVISEUR				
ARX1415	☐	Rétroviseur à droite	NC 2075	70,00
ARX1339	☐	Rétroviseur à gauche	NC 2076	70,00
ACCESSOIRES				
ARO1404	☐	Tablette escamotable à droite	NC 1207, 1707, 2033	243,44
ARO1405	☐	Tablette escamotable à gauche	NC 1208, 1708, 2033	243,44
ARX1379	☐	Horamètre		409,29