



Yes, you can.®

Invacare SA
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.invacare.be

Invacare® alber® viamobil V25

Système d'assistance électrique pour pousser et freiner; pour quasi tous les fauteuils roulants manuels



Garantie: générale: 2 ans; batteries: 2 ans
Prix en Euro TVA 6% incluse
Prix hors recupel 0,33 € hors TVA

Date :

Référence :

Revendeur :

Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases Option standard Option sans supplément

CODE	DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse
MODELE DE BASE		
1521003	<input type="checkbox"/> alber viamobil V25 système de propulsion électrique avec commande tierce-personne	4.000,00
	Composé de : - Système de propulsion sur une roue unique avec moteur 24V - Contact continue avec le sol grâce à un système de suspension - Système automatique de descente/montée de la roue motrice en allumant/éteignant le viamobil - (Dé)montage simple par un système d'accrochage - Boîtier de commande, côté gauche ou droit - Réglage continu de la vitesse max. jusqu'à 6,1 km/h, par bouton - Réglage continu de la vitesse à l'aide d'une poignée à serrer pourvue d'un arrêt de secours - Autonomie de la batterie est toujours visible - Support de la batterie facile à monter, sans câbles - Chargeur automatique viamobil V25 - Batterie Lithium-ion ne pèse que 2,3kg	
1457771	<input type="checkbox"/> Adapteurs pour le fauteuil roulant (le numéro d'article diffère selon le type de fauteuil roulant)	400,00
Prix total		4.400,00
MODELE COMPLETE		
1521003	<input type="checkbox"/> Assistance électronique viamobil V25 avec commande pour tierce-personne (Poids tot. 12,9kg)	4.000,00
1521250	<input type="checkbox"/> Poignées de poussée pour montage	210,00
1521032	<input type="checkbox"/> Système anti-bascule (toujours mentionner le type de fauteuil et la largeur d'assise)	315,00
1457771	<input type="checkbox"/> Adaptateur pour fauteuil (code d'art. dépend du fauteuil)	400,00
Prix total		4.925,00
INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE FAUTEUIL		
Veuillez indiquer toujours la marque et le modèle de votre fauteuil sur votre bon de commande		
Marque du fauteuil :		
Modèle du fauteuil :		
Numéro de série fauteuil Invacare/Küschall : (Pas de fauteuil d'Invacare ? Veuillez inclure la configuration du fauteuil)		
Largeur d'assise (en cm) :		
Hauteur d'assise avant (en cm) :		
Hauteur d'assise arrière (en cm) :		
Taille roue arrière :		
Carrossage :		
Le fauteuil roulant est équipé de :		
<input type="checkbox"/>	Freins à tambour	
<input type="checkbox"/>	Anti-bascule sur la siège	
OPTIONS SUPPLEMENTAIRES		
1521032	<input type="checkbox"/> Système anti-bascule alber (toujours indiquer le type de fauteuil et la largeur d'assise)	315,00
1521030	<input type="checkbox"/> Set de poignées de poussée pour le montage sur les poignées de poussée n'est plus nécessaire	210,00
MONTAGE		
<input type="checkbox"/>	Montage par le revendeur (Attention: le revendeur est responsable de l'installation correcte)	
<input type="checkbox"/>	Montage par Invacare (prix net)	200,00
	Diamètre du tube (en cm) :	
	Diamètre du tube d'insertion (en cm) :	
Si d'autres adaptations doivent être apportées, veuillez les mentionner ci-dessous:		

CODE	DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	