



# Alber<sup>®</sup> Viamobil<sup>®</sup> V25



Dispositif d'assistance à la  
poussée et au freinage  
par moteur électrique  
adaptable avec  
commande uniquement  
pour l'accompagnant

Prix Public TTC  
**4 428,00 €**

Informations client	Caractéristiques produit
Date :	 <b>Batterie:</b> Lithium 6,6 Ah et chargeur de batterie <b>Autonomie:</b> jusqu'à 20 km <b>Vitesse:</b> jusqu'à 5,5 km/h <b>Poids maximum de l'utilisateur :</b> 160kg <b>Poids:</b> Motorisation 10,3 kg - Batterie 2,4 kg - Poignée 0,9 kg <b>Garantie</b> 2 ans batteries incluses et hors pièces d'usure
Référence d'achat :	
Code client :	
Cachet du distributeur :	
<p><b>Montage par prestataires formés ou Invacare</b></p> <p>Testez la compatibilité du fauteuil roulant manuel grâce au DIP sur votre Espace Invacare Pro !</p>	
Commandes	
Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre <b>e-commerce</b> dans votre <b>espace Invacare Pro</b> sur <a href="http://www.invacare.fr">www.invacare.fr</a> , ou commandez par e-mail à : <a href="mailto:commandesfr@invacare.com">commandesfr@invacare.com</a>	

<input type="checkbox"/> Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases		<input checked="" type="checkbox"/> Configuration standard		<input type="checkbox"/> Options sans supplément de prix	
alber® Viamobil® V25				Euros	
				Prix Public	
				LPPR*	
CODE		DESIGNATION	HT	TTC	
<b>Montage du kit viamobil®</b>					
1521003	<input type="checkbox"/>	alber Viamobil® V25	<b>Prise en charge à la LPPR - code : 4313760</b> 4 197,16 + 1,75 € HT d'éco-participation	4 428,00	2 187,03
<b>OPTIONS OBLIGATOIRES</b>					
1457771	<input type="checkbox"/>	Kit de fixation	Disponible en option montée sur nos fauteuils Action Et Réa	236,97	250,00
1584856-VI	<input type="checkbox"/>	Installation du kit de fixation par Invacare (frais de transport retour non inclus)	Délai moyen de montage : 5 jours ouvrés à réception du fauteuil (Dans le cas d'un fauteuil existant, prévoir un retour sous 10 jours de celui-ci dans nos ateliers).	214,22	226,00
<b>OPTION CONSEILLÉE</b>					
1584856-2VI	<input type="checkbox"/>	fixation est sélectionné en option montée sur la prise du mesure du FRM Action ou Réa)		189,57	200,00
Les indications, les modalités de prescription et les modalités de délivrance sont détaillées dans le J.O. présent sur notre site internet : <a href="http://www.invacare.fr">www.invacare.fr</a>					
<b>Pour déterminer la compatibilité:</b>					
Fauteuil Invacare® (Action®, Rea®, kuschall®), merci d'indiquer le <b>numéro de série du fauteuil à équiper</b> :					
Fauteuil de toutes autres marques, merci de nous envoyer avec cette fiche la prise de mesure du fauteuil à équiper.					
<b>Attention : Empattement du fauteuil susceptible d'être modifié. Evitez toutes options proches des paliers arrière pouvant interférer sur le montage.</b>					
<b>OPTIONS</b>					
1593205	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule, utilisables uniquement quand la motorisation est retirée du fauteuil		355,45	375,00
1593418	<input type="checkbox"/>	Poignées supplémentaires démontables		229,38	242,00
1520929	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur (utilisable uniquement quand la motorisation est retirée du fauteuil)		113,74	120,00
1593389	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule du viamobil®, la paire, obligatoires pour pentes >8% (à installer sur la motorisation)		355,45	375,00
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>1593389</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>1593205</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>1593418</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>1520929</p> </div> </div>					
alber® Viamobil® V25 Collectivité				Euros	
				Prix Public	
CODE	Qtité	DESIGNATION	HT	TTC	
<b>Montage du kit viamobil®</b>					
1521003 + 1593418 + 1593389	<input type="checkbox"/>	alber Viamobil® V25 Collectivité	Motorisation V25 1521003 + poignées supplémentaires démontables 1593418 + roulettes anti-bascule Viamobil V25 1593389 et barres de fixations incluses 4 781,99 + 1,75 € HT d'éco-participation	5 045,00	
<b>OPTIONS OBLIGATOIRES</b>					
1593893	<input type="checkbox"/>	Kit de fixation universel <b>largeur 390 Clematis Pro &amp; Clematis Pro E-tilt</b> , l'unité, en prévoir 1 par fauteuil	- Augmente la largeur hors-tout de 20 mm sur Clematis Pro largeur d'assise 390 mm	418,01	441,00
1594176	<input type="checkbox"/>	Kit de fixation universel <b>largeur 440 Clematis Pro &amp; Clematis Pro E-tilt</b> , l'unité, en prévoir 1 par fauteuil	- Nécessite le retrait des roulettes anti-bascule d'origine - Permet l'utilisation d'une seule motorisation pour des Clematis Pro & Clematis Pro E-tilt de largeur d'assise et hauteur d'assise différentes.	418,01	441,00
1594177	<input type="checkbox"/>	Kit de fixation universel <b>largeur 490 Clematis Pro &amp; Clematis Pro E-tilt</b> , l'unité, en prévoir 1 par fauteuil		418,01	441,00
1584856-VI	<input type="checkbox"/>	Installation du kit de fixation par Invacare, l'unité, en prévoir 1 par fauteuil (frais de transport retour non inclus)	Délai moyen de montage : 5 jours ouvrés à réception du fauteuil (Dans le cas d'un fauteuil existant, prévoir un retour sous 10 jours de celui-ci dans nos ateliers).	214,22	226,00
<b>OPTIONS</b>					
1593205	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule, utilisables uniquement quand la motorisation est retirée du fauteuil		355,45	375,00