

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
 Tel: 0318 - 69 57 57 · Fax: 0318 - 69 57 58 - www.invacare.nl

Invacare® **Pronto™ Air PT** CE



113 KG



16 km



6 km/u

Elektrische binnen/buiten rolstoel
 Garantie: Algemeen: 2 jaar

Dealer:
 Technisch adviseur:
 E-mail:
 Telefoonnummer:
 Plaats:
 Referentie:
 Datum:

◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code		Omschrijving	€
BASISMODEL			
1577192	◆	Pronto Air Personal Transporter - zitbreedte 46 cm	
		MyBody zitsysteem, zwarte bekleding	
		In hoogte verstelbare hoofdsteun	
		Zitbreedte 450 mm / 510 mm	
		Zitdiepte 460 - 510 mm (met stappen van 25 mm)	
		Zithoogte 535 mm - 635 mm (met stappen van 25 mm)	
		Rughoogte 535 mm (zonder hoofdsteun)	
		Opklapbare armleuning, in hoogte instelbaar (155 - 230 mm)	
		Ergonomische armlegger	
		Manueel verstelbare rugleuning (8° - 32°)	
		Opklapbare voetplaat	
		Standaard bedieningskast	
		Bedieningskastbeugel, vast rechts	
		Frame kleur zilver	
		Voorwielen 6" x 2" zwart, anti-lek	
		Achterwielen 12" x 2,5", zwart, anti-lek	
		6 km/h	
		17 Ah accu	
		Lader 5A (220V)	
		Anti-tippers	
		Heupgordel	
		Opbergzak	
		Opmerking	
		Pronto is inclusief elektronische instelbare rijeigenschappen en claxon	
		Totaalprijs standaardconfiguratie	2800,00
ZITBREEDTE			
1577193		Pronto Air Personal Transporter - zitbreedte 51 cm	GM



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie

