



Yes, you can.®

Invacare B.V. - Celsiusstraat 46 · 6716 BZ EDE
Tel: 0318 - 69 57 57 · Fax: 0318 - 69 57 58 - www.invacare.nl

Invacare® Pronto M61 Firm

CE



136 KG



16 km



6,4 km/u

Elektrische binnen/buiten rolstoel
Garantie: Algemeen: 2 jaar

Dealer:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code		Omschrijving	€
BASISMODEL			
AQA0000	◆	Pronto M61 basismodel (vast metalen frame)	5800,00
AQA1174	◆	Firm zitsysteem	
AQA1282	◆	Motoruitvoering instelbaar max 6 km/u	
AQA1261	◆	Accu's 32Ah	
AQA1343	◆	Acculader 8A (200-220V)	
AQA0343	◆	Zitbreedte 430 mm	
AQA0318	◆	Zitdiepte 440 mm	
AQA0443	◆	Rughoogte 490 mm	
AQA1039	◆	Zithoogte elektrische zitlift 470 - 600 mm (zithoogte is door zitframe 30 mm verhoogd, inclusief zitkussen)	
AQA0920	◆	Rughoek mechanisch instelbaar 0°-9°	
AQA0568	◆	Beensteunen 70°	
	◆	Onderbeenlengte instelbaar 290-470 mm (gemeten zonder zitkussen)	
AQA0512	◆	Vaste voetplaten	
AQA0674	◆	Armsteunen in hoogte verstelbaar 290-380 mm, afneembaar gepolsterd inclusief kledingbeschermers	
AQA1801	◆	Standaard bedieningskast ACS Shark 2 rechts	
AQA1207	◆	Bedieningskastbeugel vast, rechts	
AQA1411	◆	Zitkussen gepolsterd, 75 mm, zwart jemima	
AQA1101	◆	Rugkussen comfort gepolsterd, zwart jemima	
	◆	Voor- en achter wielen 150 mm, grijs massief	
AQA0781	◆	Aandrijfwielen 3.00-4, grijs, lucht	
AQA0213	◆	Framekleur ruby red	
AQA1329	◆	Bekkengordel met clipsluiting	
		Opmerking	
		Pronto is inclusief elektrische instelbare rijeigenschappen en claxon	
		Totaalprijs standaardconfiguratie	5800,00
ZIT-UNIT SYSTEEM			
AQA1174	◆	Firm zitsysteem	
MOTORUITVOERING			
AQA1282	◆	Motoruitvoering instelbaar max 6 km/u	
ACCU EN ACCULADER			
AQA1261	◆	Accu's 32Ah	
AQA1343	◆	Acculader 8A (200-220V)	
ZITBREEDTE			
AQA0343	◆	Zitbreedte 430 mm	
AQA0373	<input type="checkbox"/>	Zitbreedte 330 mm (niet i.c.m. Laguna zit- en rugkussen, zd 440 mm, zd 480 mm, comfort beensteunen)	GM
AQA0369	<input type="checkbox"/>	Zitbreedte 380 mm	GM
ZITDIEPTE			



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie

AQA0318	◆	Zitdiepte 440 mm (niet i.c.m. zitbreedte 330 mm)	
AQA0303	<input type="checkbox"/>	Zitdiepte 300 mm	GM
AQA0304	<input type="checkbox"/>	Zitdiepte 350 mm	GM
AQA0310	<input type="checkbox"/>	Zitdiepte 480 mm (niet i.c.m. Laguna zit- en rugkussen, zd 440 mm en 480 mm,)	GM
AQA0355	<input type="checkbox"/>	Zitdiepte 330 mm	GM
AQA0305	<input type="checkbox"/>	Zitdiepte 380 mm	GM
RUGHOOGTE			
AQA0443	◆	Rughoogte 490 mm (niet i.c.m. gepolsterd rugkussen Laguna)	
AQA0457	<input type="checkbox"/>	Rughoogte verlengd met 140 mm (630 mm)	347,00
ZITLIFT			
AQA1039	◆	Zithoogte elektrische zitlift 470 - 600 mm (zithoogte is door zitframe 30 mm verhoogd, inclusief zitkussen)	
RUGVERSTELLING			
AQA0920	◆	Rughoek mechanisch instelbaar 0°-9°	
BEDIENING			
AQA1801	◆	Standaard bedieningskast ACS Shark 2 rechts	
BEUGELS T.B.V BEDIENINGSKAST			
AQA1207	◆	Bedieningskastbeugel vast, rechts (niet i.c.m. werkblad opklapbaar naar rechts)	
AQA1208	<input type="checkbox"/>	Bedieningskastbeugel vast, links (niet i.c.m. werkblad opklapbaar naar links)	GM
AQA1707	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbaar + hoogteverstelbaar rechts (niet i.c.m. werkblad opklapbaar naar rechts)	211,00
AQA1708	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbaar + hoogteverstelbaar links (niet i.c.m. werkblad opklapbaar naar links)	211,00
BEENSTEUNEN PER PAAR			
AQA0568	◆	Beensteunen 70°	
AQA0529	<input type="checkbox"/>	Comfort, hoekverstelbare beensteunen (niet i.c.m. zitbreedte 330 mm, vaste voetplaten, hoek en diepte instelbare voetplaten)	465,00
AQA0595	<input type="checkbox"/>	Centrale voetplaat, hoogte en diepte instelbaar, opklapbaar	GM
ONDERBEENLENGTE			
	◆	Onderbeenlengte instelbaar 290-470 mm (gemeten zonder zitkussen)	
VOETPLATEN			
AQA0512	◆	Vaste voetplaten (niet i.c.m. comfort beensteunen)	
AQA0513	<input type="checkbox"/>	Hoek + diepte verstelbaar, links en rechts (niet i.c.m. comfort beensteunen)	185,00
AQA0504	<input type="checkbox"/>	Hoek verstelbaar, links en rechts (niet i.c.m. zb 330 mm, comfort beensteunen)	115,00
ARMSTEUNEN PER PAAR			
AQA0674	◆	Armsteunen in hoogte verstelbaar 290-380 mm, afneembaar gepolsterd inclusief kledingbeschermers	
AQA0676	<input type="checkbox"/>	Ergonomische armsteunen met kledingbeschermers, kort volschuim	94,00
ZITKUSSEN			
AQA1411	◆	Zitkussen gepolsterd, 75 mm, zwart jemima (alleen mogelijk met bekleding zwart jemima)	
AQA1412	<input type="checkbox"/>	Gepolsterd zitkussen Laguna 115 mm (niet i.c.m. bekleding zwart jemima en zitbreedte instelbaar 330-380 mm)	101,00
AQA1413	<input type="checkbox"/>	Flo-tech Lite zitkussen	142,00
AQA1115	<input type="checkbox"/>	Zonder zitkussen (15 mm zitplaat)	-58,00
RUGKUSSEN			
AQA1101	◆	Rugkussen comfort gepolsterd, zwart jemima	
AQA1102	<input type="checkbox"/>	Gepolsterd rugkussen Laguna (niet i.c.m. bekled. zwart jemima, rughoogte 490 mm en zitbreedte 330 mm)	347,00
BEKLEDING			
AQA0288	<input type="checkbox"/>	Zit- en rugbekleding zwart plush (streepjes) *	111,00
AQA0278	<input type="checkbox"/>	Zit- en rugbekleding dartex *	111,00
		* (niet i.c.m zitkussen gepolsterd 75 mm, rugkussen comfort gepolsterd, hoofdsteun curve I)	
VOORWIELEN- & ACHTERWIELEN			



1039



0288

	◆	Voor- en achterwielen 150 mm, grijs massief	
AANDRIJFWIELEN			
AQA0781	◆	Aandrijfwielen 3.00-4, grijs, lucht	
FRAMEKLEUR			
AQA0213	◆	Framekleur ruby red	
ACCESSOIRES			
AQA1329	◆	Bekkengordel met clipsluiting	
AQA1404	<input type="checkbox"/>	Werkblad opklapbaar rechts (niet i.c.m. stuurkastbeugel dezelfde zijde)	403,00
AQA1405	<input type="checkbox"/>	Werkblad opklapbaar links (niet i.c.m. stuurkastbeugel dezelfde zijde)	403,00
AQA1357	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteun Curve I (alleen mogelijk met bekleding zwart jemima)	277,00
AQA1353	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteun contour (alleen in Dartex)	347,00
AQA1446	<input type="checkbox"/>	Zijpelotten links en rechts	295,00

