



Yes, you can.®

Invacare B.V. - Celsiusstraat 46 · 6716 BZ EDE
Tel: 0318 - 69 57 57 · Fax: 0318 - 69 57 58 - www.invacare.nl

Invacare® Pronto M61 Comfort CE



136 KG



16 km



6,4 km/u

Elektrische binnen/buiten rolstoel
Garantie: Algemeen: 2 jaar

Dealer:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code		Omschrijving	€
BASISMODEL			
1513572	◆	Pronto M61 Basismodel (vast metalen frame)	5190,00
		Comfort zitsysteem	
		Bekleding zit- en rugkussen in zwart skai	
		Rughoogte 400 mm	
		Zitbreedte van 460 mm, instelbaar middels armsteunen (100 mm)	
		Zitdiepte 460 mm	
		Zithoogte elektrische zitlift 470 - 600 mm (zithoogte is inclusief kussen, zithoogte middels meegeleverde opvulbussen 25 mm te verhogen)	
		Rughoek mechanisch verstelbaar 0°-9°	
		Centrale voetplaat, hoogte en diepte instelbaar, opklapbaar	
		Armsteunen in hoogte verstelbaar 150-250 mm, afneembaar gepolsterd	
		Standaard bedieningskast Shark 2	
		Bedieningskastbeugel, vast (links of rechts)	
		Framekleur ruby red	
		Voor- en achterwielen 150 mm, grijs massief	
		Aandrijfwielen 3.00-4, grijs, lucht	
		Motoruitvoering instelbaar max 6 km/u	
		Accu's 32Ah	
		Acculader 8A (200-220V)	
		Bekkengordel met clipssluiting	
		Hoofdsteun gepolsterd	
		Opmerking	
		Pronto is inclusief elektronische instelbare rijeigenschappen en claxon	
		Totaalprijs standaardconfiguratie	5190,00
BEUGELS t.b.v. BEDIENINGSKAST			
Spec.	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbaar	205,00



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie

