

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
Tel: 0318 - 69 57 57 · Fax: 0318 - 69 57 58 - www.invacare.nl

Invacare® **Storm®-FDX®**
Modulite™



Crashtest
ISO 7176-19



136 KG



32 km



6 / 10 km/u

Elektrische binnen/buiten rolstoel

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code	Omschrijving	€
BASISMODEL		
AUA0000	◆ Storm-FDX Basismodel (vast metalen frame)	6500,00
AUA2100	◆ Zitunit Modulite	
AUA1277	◆ Motoruitvoering 6 km/u	
AUA1392	◆ Zonder accu's	
AUA2111	◆ Telescopisch instelbaar zitframe met zijrails. Zitbreedte 380 - 530 mm	
AUA2122	◆ Zitbreedte 430 mm (+50 mm armsteunen)	
AUA2134	◆ Zitdiepte 460 mm	
AUA1091	◆ Mechanische zithoekinstelling (0°, 4°, 8°)	
AUA2142	◆ Zitkussen Matrx Flo-tech Lite (75mm tot 127 kg)	
AUA2162	◆ Hoog rugframe (540 mm), breedte instelbaar	
AUA2173	◆ Flex 3 rugplaat breedte instelbaar met Laguna rugkussen	
AUA2151	◆ Bekleding zwart	
AUA0975	◆ Rughoek mechanisch instelbaar (in stappen van 7,5°), 0° tot 30°	
AUA2108	◆ Zonder duwhandvatten	
AUA1638	◆ Standaard bedieningskast ACS 2 REM A 4 elektrische functies	
AUA1436	◆ Voorbereid voor alle elektrische verstellingen, optioneel	
AUA1207	◆ Bedieningskastbeugel, vast rechts	
AUA0536	◆ Beensteun hoekinstelbaar 90°-65°, Vari F, links	
AUA0546	◆ Beensteun hoekinstelbaar 90°-65°, Vari F, rechts	
AUA0590	◆ Beensteunhanger positie zitkussen tot 70 mm dik	
AUA0505	◆ Vaste voetplaat, links	
AUA0502	◆ Vaste voetplaat, rechts	
AUA2191	◆ Armsteun, uitneembaar, in hoogte verstelbaar (290-360 mm)	
AUA2195	◆ Standaard armlegger (325 mm)	
AUA0711	◆ 320 mm dia x 60 mm (12,5" x 2,25") grijs, luchtband	
AUA0809	◆ Achterwielen grijs, anti-lek 200 mm dia x 60 mm	
AUA1241	◆ Vering	
AUA0233	◆ Framekleur metallic silver	
AUA1494	◆ 4-punts taxifixatie crash test ISO 7176-19 (adequate hoofdsteun is verplicht)	
AUA1254	◆ Zonder verlichting	
AUA1329	◆ Heupgordel met clipsluiting	
AUA1432	◆ Hoofdsteun, zijwaarts instelbaar	
AUA1416	◆ Spatbord, voorzijde	
AUA1307	◆ Duwhandbeugel	
	Opmerking	
	Storm-FDX is inclusief elektronische instelbare rijeigenschappen en claxon	
	Totaalprijs standaardconfiguratie	6500,00
ZIT-UNIT SYSTEEM		
AUA2100	◆ Zitunit Modulite	



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie



Modulite Flex 3 (2173) - standaard configuratie



2100

MOTORUITVOERING			
AUA1277	◆	Motoruitvoering 6 km/u	
AUA1285 + AUA1216		Motoruitvoering 10 km/u (inclusief G-trac module gyroscoop (standaard bij 10 km/u versie)	1661,00
ACCU EN ACCULADER			
AUA1392	◆	Zonder accu's	
AUA1259		Accu's 60Ah	466,00
AUA1343		Acculader 8A (200-220V)	213,00
ZITTING			
AUA2111	◆	Telescopisch instelbaar zitframe met zijrails. Zitbreedte 380 - 530 mm (+50 mm armsteunen)	
VOORBEREIDING GEPOLSTERDE ZITTING			
AUA2109		Telescopisch zitframe met adapter kit voor universeel zitframe met zijrails. Zitbreedte 380-530 mm (+50 mm armsteunen)	GM
ZITBREEDTE			
AUA2122	◆	Zitbreedte 430 mm (+50 mm armsteunen)	
AUA2121		Zitbreedte 380 mm (+50 mm armsteunen)	GM
AUA2123		Zitbreedte 480 mm (+50 mm armsteunen)	GM
AUA2124		Zitbreedte 530 mm (+50 mm armsteunen) (niet i.c.m. MatrX rugkussens)	GM
ZITDIEPTE			
AUA2134	◆	Zitdiepte 460 mm	
AUA2132		Zitdiepte 410 mm	GM
AUA2136		Zitdiepte 510 mm	GM
ZITLIFT EN ZITKANTELING			
AUA1091	◆	Mechanische zithoekinstelling (0°, 4°, 8°)	
AUA1093		Elektrische zithoekverstelling 0° - 30° met zwaartepunt instelling	1634,00
AUA1094		Elektrische zitlift (300 mm), elektrische zithoekverstelling (0° - 30°) met zwaartepunt instelling (niet i.c.m. ACS2 REM A/B)	3561,00
ZITTINGEN EN ZITKUSSENS			
AUA2142	◆	Zitkussen MatrX Flo-tech Lite (75mm tot 127 kg) / Contour (100mm tot 191 kg)	
AUA2143		Zitkussen MatrX Flo-tech Contour Visco 430x430 mm (maximaal gebruikersgewicht van 125 kg) (niet i.c.m. zitdiepte 510 mm)	55,00
AUA2144		Zitkussen MatrX Vi (Stof Mesh) (alleen i.c.m. zitdiepte 460 mm)	673,00
AUA2147		Zitkussen MatrX Libra	519,00
AUA2140		Zonder zitkussen	GM
RUGFRAME, RUG EN RUGKUSSENS			
RUGFRAME			
AUA2162	◆	Hoog rugframe (540 mm), breedte instelbaar	
AUA2163		Laag rugframe (480 mm), breedte instelbaar (niet i.c.m. Flex 3 rugplaat)	GM
ATA2170		Zonder rugschaal & kussen - enkel rug frame	GM
RUG			
AUA2173	◆	Flex 3 rugplaat breedte instelbaar met Laguna rugkussen (niet i.c.m. laag rugframe)	
AUA2172		Flex 3 rugplaat breedte instelbaar (zonder rugkussen)(niet i.c.m. laag rugframe)	GM
RUGKUSSENS			
AUA2174		Rugsysteem MatrX Posture, hoogte 400 mm (niet i.c.m. zitbreedte 530 mm) (Mesh fabric)	858,00
AUA2175		Rugsysteem MatrX Posture, hoogte 500 mm (niet i.c.m. zitbreedte 530 mm) (Mesh fabric)	858,00
AUA2176		Rugsysteem MatrX Elite Full, hoogte 500 mm (niet i.c.m. zitbreedte 530 mm) (Mesh fabric)	858,00
AUA2177		Rugsysteem MatrX Elite Tilt Recline, hoogte 500 mm	858,00
AUA2178		Rugsysteem MatrX Elite Deep, hoogte 500 mm	858,00
AUA2170		Zonder rugkussen (Enkel rug frame)	GM
AUA1446		Zijpelotten (Dartex) (alleen i.c.m Flex3)	293,00



2111



1094



2173



2174

AUA1445		Verlengde zijpelotten (alleen i.c.m Flex3)	389,00
DUWHANDVATTEN			
AUA2108	◆	Zonder duwhandvatten	
AUA2107		Met duwhandvatten	GM
BEKLEDING			
AUA2151	◆	Bekleding zwart	
AUA2152		Bekleding zwart Dartex	113,00
AUA2153		Bekleding LK Version (zwart met oranje stiksel)	233,00
AUA2154		Bekleding zwart plush	113,00
GEPOLSTERDE ZITSYSTEMEN			
GEPOLSTERDE ZITTINGEN (Let op: altijd in combinatie met universeel zitframe; AUA2109)			
I514094		Standaard zitting gepolsterd	248,00
		Pro Skin	
		Pro Incon	
		Pro Velours	
I514091		Gesingeld, gepolsterd	322,00
		Pro Incon	
		Pro Velours	
I514097		Comfort, gepolsterd	342,00
		Pro Incon	
		Pro Velours	
I514085		Visco Comfort, gepolsterd	378,00
		Pro Incon	
		Pro Velours	
I514088		Plankzitting, met in diepte instelbare achterdrempe (altijd in combinatie met Pro Skin bekleding)	313,00
		Losse drempels en adductieklos	POA
GEPOLSTERDE RUGGEN			
		ALTIJD AANGEVEN: ZITBREEDTE 430, 480 of 530 MM X RUGHOOGTE 500 OF 570 MM	
		Standaard, gepolsterd	
I512625		standaard	197,00
I512626		gesingeld	380,00
I512627		spanbanden	436,00
		Bekleding: Pro Skin / Pro Incon / Pro Velours (ALTIJD KEUZE MAKEN)	
		Actief, gepolsterd	
I513849		standaard	396,00
I513850		gesingeld	477,00
I513976		spanbanden	532,00
		Bekleding: Pro Incon (+ €10.00)/ Pro Velours (+ €10.00) (ALTIJD KEUZE MAKEN)	
		Passief, gepolsterd	
I514082		standaard	396,00
I514083		gesingeld	477,00
I514084		spanbanden	532,00
		Bekleding: Pro Incon/ Pro Velours (ALTIJD KEUZE MAKEN)	
SPEC.		Hoofd- en neksteun behorende bij bovenstaande rugkussens	POA
		Voor hoofdsteunen zie ook de paragraaf "veiligheidsopties" aan het einde van deze prijslijst.	



Standaard zitting



Gesingelde zitting



Comfort zitting



Visco comfort zitting



Standaard

Standaard



Actief

Gesingeld



Passief

Spanbanden



0977

RUGVERSTELLING			
AUA0975	◆	Rughoek mechanisch instelbaar (in stappen van 3,75°), 0° tot 30°	
AUA0977		Elektrische rughoekverstelling	985,00
BEDIENINGSKASTEN			
AUA1638	◆	Standaard bedieningskast ACS 2 REM A 4 elektrische functies (niet i.c.m. elektrische zitlift, LED verlichting)	
AUA1639		ACS 2 REM B, 4 elektrische functies en verlichting (niet i.c.m. elektrische zitlift)	342,00
AUA1601		REM24 SD	705,00
AUA1617		REM550, met LCD scherm	1062,00
AUA1607		REM41 middenbladbesturing	975,00
AUA1719		Kinbediening t.b.v. Modulite	1656,00
AUA1720		Begeleiderbesturing	785,00
AUA1207		Beugel begeleidersbesturing rechts	GM
AUA1208		Beugel begeleidersbesturing links	GM
Voor meer ACS bedieningscomponenten zie einde hoofdstuk elektrische rolstoelen			
BEUGELS VOOR KINBEDIENING			
AUA1289		Wegzwenkbaar, rechts	215,00
AUA1288		Wegzwenkbaar, links	215,00
AUA1287		Elektrische wegzwenkbare beugel voor kinbediening rechts	516,00
AUA1286		Elektrische wegzwenkbare beugel voor kinbediening links	516,00
VOORBEREID VOOR ELEKTRISCHE VERSTELLINGEN			
AUA1436	◆	Voorbereid voor alle elektrische verstellingen, optioneel (enkel als geen verstelling besteld)	
BEUGELS t.b.v. BEDIENINGSKAST			
AUA1207	◆	Bedieningskastbeugel, vast rechts (niet i.c.m. werkblad rechts)	
AUA1208		Bedieningskastbeugel, vast links (niet i.c.m. werkblad links)	GM
AUA1707		Wegzwenkbaar en hoogteverstelbaar, rechts (niet i.c.m. werkblad)	215,00
AUA1708		Wegzwenkbaar en hoogteverstelbaar, links (niet i.c.m. werkblad)	215,00
BEENSTEUNEN EN HANGERS			
AUA0536	◆	Beensteun hoekinstelbaar 90°-65°, Vari F, links	
AUA0546	◆	Beensteun hoekinstelbaar 90°-65°, Vari F, rechts	
AUA0590	◆	Beensteunhanger positie zitkussen tot 70 mm dik	
AUA0591		Beensteunhanger positie zitkussen vanaf 70 mm dik	GM
AUA0538		Beensteun hoekverstelbaar 0°- 80°, manueel, links (niet i.c.m. vaste voetplaten)	267,00
AUA0548		Beensteun hoekverstelbaar 0°- 80°, manueel, rechts (niet i.c.m. vaste voetplaten)	267,00
AUA0539		Beensteun hoekverstelbaar 0°- 80°, elektrisch, links (niet i.c.m. vaste voetplaten)	1098,00
AUA0549		Beensteun hoekverstelbaar 0°- 80°, elektrisch, rechts (niet i.c.m. vaste voetplaten)	1098,00
Spec.		Amputatiesteun, links	POA
Spec.		Amputatiesteun, rechts	POA
AUA0535		Zonder beensteun, links	GM
AUA0545		Zonder beensteun, rechts	GM
CENTRALE BEENSTEUN			
AUA0559		Hoekinstelbare voetplaat	GM
AUA0556		Centrale beensteun hoekverstelbaar, onderbeenlengte instelbaar	560,00
AUA0557		Elektrische centrale beensteun, lengtecompensatie	2755,00
AUA0589		LNx centrale beensteun, lengtecompensatie	2106,00
VOETPLATEN			
AUA0505	◆	Vaste voetplaat, links (alleen mogelijk i.c.m. beensteunen Vari F)	
AUA0502	◆	Vaste voetplaat, rechts (alleen mogelijk i.c.m. beensteunen Vari F)	
AUA0509		Hoekinstelbare voetplaat, links	60,00



1638



1639




1617



1601

0536
05460538
05480539
05490505
05020509
05060511
0508


AUA0506		Hoekinstelbare voetplaat, rechts	60,00
AUA0511		Hoek en diepte instelbare voetplaat, links	96,00
AUA0508		Hoek en diepte instelbare voetplaat, rechts	96,00
ARMSTEUNEN			
AUA2191	◆	Armsteun, uitneembaar, in hoogte verstelbaar (290-360 mm)	
AUA2181		Verhoogde armsteun, uitneembaar, in hoogte verstelbaar (340-410 mm)	GM
AUA2190		Zonder armsteun (niet i.c.m. HandyZip tas)	GM
AUA2198		Gepolsterde armsteun met kledingbeschermers	293,00
AUA2193		Opklapbare armsteun	366,00
AUA2192		Meebewegende armsteun, in hoogte verstelbaar van 230 mm - 300 mm (niet i.c.m. zachte armlegger)	509,00
AUA2194		Meebewegende armsteun, in hoogte verstelbaar van 300 mm - 360 mm (niet i.c.m. zachte armlegger)	509,00
ARMLEGGERS PER PAAR			
AUA2195	◆	Standaard armlegger (325 mm) (niet i.c.m. zitdiepte 410 mm)	
AUA2196		Verlengde armlegger (375 mm)	98,00
AUA2197		Verlengde ergonomische armlegger (397 mm)	196,00
AUA2199		Zachte armlegger (niet i.c.m. opklapbare armsteun en meebewegende armsteun)	196,00
ARMSTEUN OPTIES			
AUA0623		Kledingbeschermers voor parallel verstelbare armsteun	GM
AUA1308		Tas voor rugleuning (alleen in combinatie mogelijk met parallel verstelbare armsteunen)	85,00
VOORWIELEN			
AUA0711	◆	320 mm dia x 60 mm (12,5" x 2,25") grijs, luchtband	
AUA0727		Voorwielen grijs, anti-lek 320 mm dia x 60 mm (12,5"x2,25) grijs, rubber inleg	GM
AUA0750		340 mm dia x 65 mm (3.00-8, grijs) rubber inleg (altijd i.c.m. motoruitvoering 10 km/u)	GM
AUA0771		340mm dia x 65 mm (3.00 - 8) grijs, luchtband	GM
ACHTERWIELEN			
AUA0809	◆	Achterwielen grijs, anti-lek 200 mm dia x 60 mm	
VERING			
AUA1241	◆	Vering	
FRAMEKLEUR			
AUA0233	◆	Framekleur metallic silver	
AUA0212		Framekleur electric red	GM
AUA0299		Special (RAL kleur)	POA
VEILIGHEIDSOPTIES			
AUA1494	◆	4-punts taxifixatie crash test ISO 7176-19 (adequate hoofdsteun is verplicht)	
AUA1254	◆	Zonder verlichting	
AUA1329	◆	Heupgordel met clipsluiting	
AUA1432	◆	Hoofdsteun, zijwaarts instelbaar	
AUA1437		LED verlichting met richtingaanwijzers	598,00
AUA1332		H - gordel	246,00
AUA2113		Heupgordel met autolock (voor Modulte)	55,00
AUA1495		Geen Invacare hoofdsteun, dealer zorgt zelf voor een adequate non-Invacare hoofdsteun, zodat de rolstoel kan blijven voldoen aan de eisen van ISO-7176-19:2001.	GM
AUA1496		Geen Invacare hoofdsteun, maar montage mogelijkheid voor Flex3. Dealer zorgt zelf voor een adequate non-Invacare hoofdsteun, zodat de rolstoel kan blijven voldoen aan de eisen van ISO-7176-19:2001.	GM
AUA1427		Hoofdsteun met wangondersteuning, zijwaarts instelbaar	GM
AUA1415		Spiegel, rechts (niet i.c.m. parallel verstelbare armsteun)	70,00
AUA1339		Spiegel, links (niet i.c.m. parallel verstelbare armsteun)	70,00
ACCESSOIRES			
AUA1416	◆	Spatbord, voorzijde	
AUA1307	◆	Duwbeugel	



1308




0750



1496

1432



1332

1329



1437

AUAI363		Stokhouder links	66,00
AUAI312		Stokhouder rechts	66,00
AUAI333		Gereedschapskit	37,00
AUAI366		Beschermbeugel bedieningskast (niet i.c.m. kilometerteller)	105,00
AUAI404		Werkblad opklapbaar naar rechts	411,00
AUAI405		Werkblad opklapbaar naar links	411,00
AUAI348		Kilometerteller	232,00
AUAI379		Urenteller	271,00
SPECIALE AANPASSINGEN			
AUZI300		SPECIALE AANPASSINGEN, neem contact op met uw Invacare contactpersoon voor alle gewenste mogelijkheden buiten de hierboven genoemde opties. Invacare kan uw stoel op maat leveren	