



Yes, you can.®



Invacare nv  
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

**KÜSCHALL R33** CE  
Fauteuil roulant manuel actif, châssis fixe et dossier pliable  
  
Poids max. de l'utilisateur: 100 kg  
Garantie générale: 1 an; garantie sur le châssis: 5 ans  
Nous nous réservons le droit d'avoir une tolérance de +/- 10 mm sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

Date : \_\_\_\_\_  
  
Référence : \_\_\_\_\_  
  
Revendeur : \_\_\_\_\_


Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases     Option standard     Option sans supplément

CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse	
◆ DDR0080	KÜSCHALL R33	<b>3.250,00</b>	
DDR0000	MYküschall Construction Spéciale	Sur demande	
Veuillez ajouter une description claire et détaillée ainsi que des dessins			
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>			
<b>ANGLE DE CHÂSSIS</b>			
◆ DDR0237	Küschall R33, angle de châssis 75° au sol		
DDR0238	Küschall R33, angle de châssis 90° au sol		
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>			
◆ DDR0626	Low Impact System		
<b>SYSTÈME D'ASSISE</b>			
DDR0627	Assise fixe		
DDR0635	Low Impact System - poids de l'utilisateur < 70 kg		
DDR0636	Low Impact System - poids de l'utilisateur entre 70 kg et 85 kg		
DDR0637	Low Impact System - poids de l'utilisateur entre 85 kg et 100 kg		
<b>LARGEUR D'ASSISE (SB)</b>			
DDR0124	340mm		
DDR0126	360mm		
DDR0128	380mm		
◆ DDR0130	400mm		
DDR0132	420mm		
DDA0134	440mm	Pas avec revêtement d'assise et dossier light	
<b>PROFONDEUR D'ASSISE (ST)</b>			
DDR0411	350mm	Pas avec coussins MatrX et positions d'assise 1/2/3	
DDR0414	375mm	Pas avec coussins MatrX et position d'assise 1	
◆ DDR0417	400mm		
DDR0420	425mm		
DDR0423	450mm	Pas avec revêtement d'assise Light	
<b>POSITION D'ASSISE (SP)</b>			
Position 1 est la moins stable et position 5 est la plus stable!			
DDR4461	115 mm (position 1)	Pas avec profondeur d'assise 350 ou 375 mm	
DDR4462	100 mm (position 2)	Pas avec profondeur d'assise 350 mm	
◆ DDR4463	85 mm (position 3)	Pas avec profondeur d'assise 350 mm	
DDR4464	70 mm (position 4)		
DDR4465	55 mm (position 5)		
<b>HAUTEUR DE DOSSIER (RH)</b>			
		Ne pas indiquer pour 'tube de dossier courbé et monté plus bas'	
DDR0585	Hauteur de dossier dépend de la position de dossier MatrX	Toujours choisir avec dossier MatrX	
DDR0548	RH 270mm ne pas avec poignées de poussée réglables en hauteur; repose-bras tubulaires uniquement compatibles avec poignées std ou sans poignées	DDR0514	RH 375mm Pas avec revêtement de dossier Light
DDR0580	RH 285mm repose-bras tubulaires uniquement compatibles avec poignées std ou sans poignées	DDR0516	RH 390mm Pas avec revêtement de dossier Light



CODE		Description		Prix public €, TVA de 6% incluse		
	DDR0550	RH 300mm	repose-bras tubulaires uniquement compatibles avec poignées std ou sans poignées		DDR0518	RH 405mm Pas avec revêtement de dossier Light
	DDR0503	RH 315mm			DDR0520	RH 420mm Pas avec revêtement de dossier Light
	DDR0506	RH 330mm			DDR0522	RH 435mm Pas avec revêtement de dossier Light
◆	DDR0509	RH 345mm			DDR0524	RH 450mm Pas avec revêtement de dossier Light
	DDR0512	RH 360mm	Pas avec revêtement dossier Light		DDR0526	RH 465mm Pas avec revêtement de dossier Light
<b>HAUTEUR D'ASSISE AVANT (SHv)</b>						
	DDR0848	SHv 460mm		Uniquement avec roues 24"!		
	DDR0849	SHv 470mm				
	DDR0850	SHv 480mm				
	DDR0851	SHv 490mm				
◆	DDR0852	SHv 500mm				
	DDR0853	SHv 510mm		Uniquement avec roues arrière 25"!		
<b>HAUTEUR D'ASSISE ARRIERE (SHh)</b>						
<b>Avec Low Impact System</b>				Des écrous et des entretoises pour le réglage de la hauteur sont livrés avec la chaise!		
◆	DDR0948	SHh 430mm		Seulement avec roues 24"		
	DDR0949	SHh 440mm				
	DDR0950	SHh 450mm				
	DDR0951	SHh 460mm				
	DDR0952	SHh 470mm				
	DDR0953	SHh 480mm		Seulement avec roues 25"		
<b>DISTANCE REPOSE-PIEDS/GENOUX (UL)</b>				Châssis 75°: UL < SHv - 30 mm! Châssis 90°: UL < SHv - 40 mm!		
	DDR1671	UL 300mm				
	DDR1672	UL 310mm				
	DDR1673	UL 320mm				
	DDR1674	UL 330mm				
	DDR1675	UL 340mm				
	DDR1676	UL 350mm				
	DDR1677	UL 360mm				
	DDR1678	UL 370mm				
	DDR1679	UL 380mm				
	DDR1680	UL 390mm				
	DDR1681	UL 400mm				
	DDR1682	UL 410mm				
	DDR1683	UL 420mm				
◆	DDR1684	UL 430mm				
	DDR1685	UL 440mm				
	DDR1686	UL 450mm				
	DDR1687	UL 460mm				
	DDR1688	UL 470mm				
	DDR1689	UL 480mm				
<b>DOSSIER</b>						
<b>MATERIAU DU DOSSIER</b>						
◆	DDR0730	Aluminium				
	DDR0731	Titane		Pas possible avec tube de dossier courbé et monté plus bas ou droit		510,86

UL est la distance entre les genoux et les talons (ULpat) moins l'épaisseur du coussin (SK)



UL fauteuil  
UL patient - épaisseur coussin

CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse	
<b>DOSSIER TUBULAIRE</b>		Option "sans revêtement" seulement sans poignées de poussée ou avec poignées de poussée intégrées, réglables en hauteur	
◆ DDR0770	Dossier standard		
DDR0772	Dossier avec tube de dossier courbé et monté plus bas	Seulement sans revêtement de dossier et pour dossier MatrX; seulement sans poignées de poussée ou poignées de poussée intégrées et réglables en hauteur	
DDR0773	Dossier avec tube de dossier fixe	Pas avec dossier en titane; seulement pour dossier MatrX; seulement sans poignées de poussée ou poignées de poussée intégrées et réglables en hauteur	
<b>REVÊTEMENT DE DOSSIER</b>			
DDR0721	Revêtement "Light"	Pas avec SB>420/RH>345mm	105,83
◆ DDR0726	Dossier réglable en tension par bande Velcro, revêtement en noir premium		
DDR0735	Aero back, dossier ventilé		59,46
DDR0769	Sans revêtement de dossier	Uniquement en combinaison avec 0772 ou 0773	
<b>DOSSIERS MATRX</b>		<b>Pas pour dossier standard; délai de livraison plus long</b>	
DDR0753	Matrx MX1, hauteur 230 mm (fixation dual mount QR)	Pas pour SB 340mm	920,00
DDR0754	Matrx MX1, hauteur 310 mm (fixation dual mount QR)	Pas pour SB 340mm	920,00
DDR0755	Matrx MX1, hauteur 410 mm (fixation dual mount QR)	Pas pour SB 340mm	920,00
<b>POIGNÉES DE POUSSÉE</b>			
◆ DDR0750	Sans poignées de poussée		
DDR0751	Standard, fixes, longues	Pas avec tube de dossier courbé et monté plus bas; tube de dossier fixe seulement en combinaison avec dossier MatrX	108,83
DDR0702	Standard, fixes, courtes	Pas avec tube de dossier courbé et monté plus bas; tube de dossier fixe seulement en combinaison avec dossier MatrX	108,83
DDR0704	Poignées de poussée escamotables	Pas avec tube de dossier courbé et monté plus bas; tube de dossier fixe seulement en combinaison avec dossier MatrX	246,75
DDR0733	Poignées réglables en hauteur	Pas pour dossier standard	246,75
<b>ANGLE DE DOSSIER</b>			
DDR0707	74°		
DDR0718	78°		
◆ DDR0709	82°		
DDR0719	86°		
DDR0711	90°		
<b>ASSISE</b>			
<b>REVÊTEMENT D'ASSISE</b>			
◆ DDR0610	Standard		
DDR0615	"Light"		32,11
DDR0611	Tension réglable		95,21
<b>COUSSIN ET OPTIONS D'ASSISE</b>			
<b>COUSSIN D'ASSISE</b>			
DDR0600	Coussin standard	60 mm double mousse avec surface en visco!	90,20
DDR0662	Coussin MatrX Libra	Pas avec SB 340mm ou profondeur d'assise 350/375 mm, SB 360mm seulement avec ST < 450mm	<b>470,00</b>
DDR0663	Coussin MatrX Vi	Pas avec SB 340mm ou profondeur d'assise 350/375 mm, SB 360mm seulement avec ST < 450mm	400,00
<b>REPOSE-PIEDS</b>			
<b>TYPE DE REPOSE-PIEDS</b>			
◆ DDRI508	Tube fixe, Aluminium		
DDRI509	Tube fixe, Titane		295,49
DDRI513	Avec plaque sur tube		67,69
DDRI570	Plaque en carbone, réglable en angle		<b>259,90</b>
<b>PROTEGE-VÊTEMENTS</b>			
<b>PROTEGE-VÊTEMENTS / GARDES-BOUES</b>			
◆ DDRI401	Protège-vêtements en carbone		
DDRI408	Gardes-boues en carbone		299,95



**matrx**  
SEATING SERIES



1509 / 1510



1401

1403

CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse	
<b>FRAME</b>			
<b>COLORIS CHÂSSIS, STD.</b>		Roues Starec 4" ou 5" pas incluses! De petites différences de couleur sont possibles!	
DDR0300	Glossy black		
◆ DDR0314	Black matt		
DDR0354	Night shimmer		
DDR0303	Royal red		
DDR0302	Royal blue		
DDR0315	Silver grey		
DDR0356	Ivory white		
DDR0350	Purple fire		
DDR0358	Smokey grey		
DDR0359	Flashy yellow		
DDR0365	Mercury blue		
DDR0366	Dynamite Orange		
DDR0370	Matt Red		20,00
DDR0371	Caramel Bronze		20,00
<b>COLORIS CHÂSSIS, POLISHED</b>			
DDR0310	Mirror natural		188,49
<b>COULEUR CHÂSSIS NEON</b>		Pas pour châssis en carbon ou titanium	
DDR0372	Neon vert	+ 5 jours pour la livraison	250,00
DDR0373	Neon jaune	+ 5 jours pour la livraison	250,00
DDR0374	Neon rose	+ 5 jours pour la livraison	250,00
DDR0375	Neon rouge	+ 5 jours pour la livraison	250,00
<b>COLOUR-POWER-SET</b>		Roues Starec 4" ou 5" pas incluses! De petites différences de couleur sont possibles!	
DDR0330	Colour-Power-Set techno-anthracite		250,00
DDR0329	Colour-Power-Set comet red		250,00
DDR0336	Colour-Power-Set arctic blue		250,00
DDR0334	Colour-Power-Set b-blue		250,00
DDR0338	Colour-Power-Set chrome	Roue arrière Starec: cerceau seulement disponible en noir si CPS est sélectionnée	250,00
DDR0339	Colour-Power-Set champagne		250,00
DDR0340	Colour-Power-Set Olive		250,00
<b>ROUES AVANT</b>			
<b>ROUES AVANT</b>			
DDR0800	3" Supersport		
DDR0803	4" Starec techno-anthracite		147,04
DDR0804	4" Starec chrome		147,04
DDR0808	4" Starec comet red		147,04
DDR0831	4" Starec arctic blue		147,04
DDR0807	4" Starec b-blue		147,04
DDR0809	4" Starec black		147,04
DDR0825	4" Starec champagne		147,04
DDR0826	4" Starec olive		147,04
DDR0861	4" Starec chrome		147,04
DDR0860	4" roue Comfort avec caoutchouc en noir (nouveau modèle)		
DDR0801	4" roue Everyday avec caoutchouc en noir (nouveau modèle)		
DDR0796	4" frogleg roues avec jantes en noir aluminium		250,00
DDR0797	4" frogleg roues avec jantes argentées		250,00
◆ DDR0863	5" roue Comfort en caoutchouc noir (nouveau modèle)	Pas avec châssis 90°	
DDR0810	5" roue Everyday en caoutchouc noir (nouveau modèle)	Pas avec châssis 90°	
DDR0813	5" Starec techno anthracite	Pas avec châssis 90°	147,04
DDR0818	5" Starec comet red	Pas avec châssis 90°	147,04
DDR0832	5" Starec arctic blue	Pas avec châssis 90°	147,04
DDR0817	5" Starec b-blue	Pas avec châssis 90°	147,04
DDR0819	5" Starec black	Pas avec châssis 90°	147,04
DDR0827	5" Starec champagne	Pas avec châssis 90°	147,04
DDR0828	5" Starec olive	Pas avec châssis 90°	147,04
DDR0862	5" Starec chrome	Pas avec châssis 90°	147,04

**CPS-Set :**

CPS applies on the following parts and options Starec & High Performance rear wheel hubs with quick release protection, 24" Starec rear wheel rims, Starec front wheels, forks, castor housing caps, front seat module caps, backrest adjustment plate, L.I.S.® centre part.



Starec voorwiel



0278

CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse	
DDR0798	5" frogleg roues avec jante en noir aluminium		250,00
DDR0799	5" frogleg roues avec jante argentée		250,00
<b>ROUES ARRIERE</b>			
<b>TYPE AXE</b>			
◆ DDR0278	Carbone		
<b>CARROSSAGE</b>			
DDR0270	0°		
◆ DDR0271	3°		
DDR0272	6°	Pas avec freins de performance!	
<b>AXE QUAD RELEASE</b>			
DDR0909	Tetra Clip	Pas avec roues Spinergy LXX	111,73
<b>TAILLE ROUES ARRIERE</b>			
◆ DDR0902	24"		
DDR0925	25"	Pas avec roues Starec ou protège-rayons	
<b>TYPE ROUES ARRIERE</b>			
◆ DDR0915	24", 25" roues küschall Starec; rayons croisés	Moyeu et jante en CPS si sélectionnés	
DDR0908	24" High performance, moyeu Starec	Moyeu en CPS si sélectionné / pas avec pneus pleins	396,87
DDR0918	25" High performance, moyeu Starec	Moyeu en CPS si sélectionné / pas avec pneus pleins	396,87
DDR0913	24" Mountain Bike (avec pneus)	Seulement possible avec cerceaux alu ou Supergripp	513,48
DDR0906	24" Spinergy LXX	Rayons, moyeu et jantes noirs / pas avec pneus pleins ou tetraclicp	675,58
DDR0912	25" Spinergy LXX	Rayons, moyeu et jantes en noir / pas à pneu plein ou tetra clip	675,58
<b>PNEUS ARRIERE</b>			
◆ DDR1014	24" Légers, 7 bar Schwalbe Rightrun noir/gris		
DDR1002	24" Profil, 7 bar		
DDR1004	24" Pneus pleins, profil, gris	Pas avec roues High Performance ou LXX	57,65
DDR1006	24" Pneus pleins (type KIK), noir	Pas avec roues High Performance ou LXX	57,65
DDR1007	24" Pneus pleins, légers, gris	Pas avec roues High Performance ou LXX	57,65
DDR1013	24" Schwalbe Rightrun bleu	K-guard puncture resistant	32,69
DDR1011	24", 25" Schwalbe ONE	V-guard puncture resistant	98,83
DDR1010	24", 25" "Marathon Plus" Schwalbe Smartguard puncture protected	Smartguard puncture protected	84,62
<b>ANTI-CREVAISON</b>			
		Pas possible avec roues "Marathon Plus" et pneus pleins!	
DDR1020	Protection anti-crevaison		97,88
<b>CERCEAUX</b>			
		Roues 25": seulement possible avec cerceaux Alu light!	
DDR1102	24" Supergripp, distance 30mm ou 40mm		<b>182,12</b>
DDR1104	24" Staal polished, distance 30mm	Pas avec roues Mountainbike	105,81
DDR1106	24" Titanium, distance 30mm	Pas avec roues Mountainbike	311,69
DDR1107	24" Titanium, distance 40mm	Pas avec roues Mountainbike	311,69
◆ DDR1113	24", 25" Light Alu, distance 30mm, gris		
DDR1114	24", 25" Light Alu, distance 40mm, gris		
DDR1117	24", 25" Light Alu, distance 30mm, noir		130,31
DDR1122	24" Carbolife Curve, distance 30mm		320,00
DDR1121	24" Carbolife Gekko, distance 30mm		389,95
DDR1120	24", 25" The Surge LT 30mm, distance 30mm	Pas avec roues Mountainbike	<b>295,60</b>
<b>PROTEGE-RAYONS</b>			
DDR1200	24" transparents	Pas avec Spinergy LXX	143,74
DDR1202	24" küsch, noir	Pas avec roues Spinergy LXX et Mountainbike	143,74
DDR1208	24" Transparent avec küschall en lettres blancs		143,74
<b>SECURITE</b>			
<b>FREINS</b>			
◆ DDR1300	Standard, levier courbé		
DDR1303	Freins actifs	Pas avec roues arrière 25"	22,38
<b>OPTIONS DE SECURITE</b>			
<b>ANTI-BASCULE</b>			
DDR1702	Anti-bascule avec tube, droite		<b>160,97</b>
DDR1703	Anti-bascule avec tube, gauche		<b>160,97</b>
DDR1704	Anti-bascule, paire		<b>317,53</b>
<b>CEINTURE DE SECURITE</b>			



I120



I202




I303



I702 / I703


CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse
DDR1730	Ceinture pelvienne	<b>35,25</b>
<b>CATADIOPTRES</b>		
DDR1710	Montés	13,96
DDR1711	Non-montés	13,96
<b>ACCESSOIRES</b>		
DDR1739	Protecteurs de châssis "kuschall"	43,05
DDR1715	Pompe	Livree à part avec largeur d'assise 340 mm!
DDR1717	Kit d'outils	5,00
DDR1728	Sac de transport pour roues arrière: 24" ou 25"	63,17
DDR1734	Sac de transport pour roues Mountain bike 24"	561,49
DDR1750	Protection de l'axe	81,36
DDR1744	Porte-bagage	436,44
DDR1745	Porte-bidon, avec bidon	54,53
DDR1746	Pochette pour GSM	26,45
<b>COLLECTION LIFESTYLE disponible comme pièce détachée</b>		
I498701	kuschall T-shirt R33 noir et rouge unisex S	35,00
I498702	kuschall T-shirt R33 noir et rouge unisex M	35,00
I498734	kuschall T-shirt R33 noir et rouge unisex L	35,00
I468735	kuschall T-shirt R33 noir et rouge unisex XL	35,00
I498776	kuschall T-shirt R33 noir et rouge unisex XXL	35,00
I531382	Kuschall T-Shirt black/grey M man	30,00
I531383	Kuschall T-Shirt black/grey L man	30,00
I531463	Kuschall T-Shirt black/grey XL man	30,00
I531464	Kuschall T-Shirt black/grey XXL man	30,00
I531189	Kuschall T-Shirt black/grey S woman	30,00
I531379	Kuschall T-Shirt black/grey M woman	30,00
I531380	Kuschall T-Shirt black/grey L woman	30,00
I531381	Kuschall T-Shirt black/grey XL woman	30,00
I550289	Kuschall Sweatshirt S	70,00
I550290	Kuschall Sweatshirt M	70,00
I550291	Kuschall Sweatshirt L	70,00
I550292	Kuschall Sweatshirt XL	70,00
I553795	kuschall fleece body warmer S	70,00
I553796	kuschall fleece body warmer M	70,00
I553797	kuschall fleece body warmer L	70,00
I553798	kuschall fleece body warmer XL	70,00
I553799	kuschall fleece body warmer XXL	70,00
I553800	kuschall fleece body warmer XXXL	70,00
I513357	Kuschall Jacket S	130,00
I513358	Kuschall Jacket M	130,00
I513359	Kuschall Jacket L	130,00
I513360	Kuschall Jacket XL	130,00
I513361	Kuschall Jacket XXL	130,00
I531187	kuschall casquette	15,00



T-shirt black/grey



Jacket

**DIMENSIONS POUR COMMANDES MYKÜSCHALL**

## CUSTOMIZED MEASUREMENTS

SB	
ST	
RH	
SHv	
SHh	
UL	
RW	
GL / GB	
USER WEIGHT	
USER SIZE	

**MYkuschall****Description de la demande**