

Action® Ampla™



Frihet till ett aktivt liv

INNOVATIV | LÄTTKÖRD | PRISBELÖNAD



Med rullstolar för bariatriska användare till nästa nivå

Invacare **Action® Ampla™** har designats och utvecklats specifikt för Plus-Size-användare, med hänsyn till kroppsformer, aktivitetsnivåer och krav på brukarvikt. Men det slutar inte där! Den eleganta och minimalistiska rullstolen med sitt moderna utseende ska ge de bästa förutsättningarna för oberoende och en aktiv livsstil.



Prisbelönad

Redan en prisbelönad stol, den smidiga och eleganta **Invacare Action® Ampla™** har vunnit Red Dot Award för produktdesign. Denna utmärkelsen är inte bara världens största utan också en av de mest prestigefyllda designpriserna. **Action® Ampla™** har också vunnit italienska Platinum A'Design Award och Gold German Design Award.



reddot design award
winner 2019



5

DETALJER



7

Inbyggd förflyttningsfunktion

Den unika trolleyfunktionen på **Action® Ampla™** är smart utformad för att man självständigt ska kunna förflytta rullstolen enkelt igenom dörröppningar eller trånga utrymmen:

1. Fäll ned ryggen
2. Lyft ryllstolen i framkant
3. Lyft upp rullstolen och ställ upp den på ryggen och trolleyhjulen. Nu kan rullstolen enkelt skjutas framåt

1.



2.



3.



5

Flera drivhjulsplaceringar

- ▶ För att göra rullstolen så lättkörd som möjligt
- ▶ Anpassas efter användarens behov





2

Ergonomiskt ryggstöd

- ▶ Superb tillgång till drivringarna
- ▶ Stor rörelsefrihet för axelrörelser, inget som hindrar
- ▶ Enastående köregenskaper och manöverbarhet



3

Höjdbar uppresningsstöd

- ▶ Hjälper till förflyttning i och ur rullstol
- ▶ Kan vändas framåt i färdriktning eller bakåt
- ▶ Höjdbar



4

Gör rullstolen personlig


- ▶ Tre accentfärger att välja mellan



Innovativ ryggstödsdesign



Designen av rullstolen skapar en perfekt passform för både män och kvinnor i Plus-Size. Män tenderar att ha en kroppsform likt ett "äpple" och kvinnor mera av ett "päron". Det innovativa ryggstödet på **Action® Ampla™** har utformats för att ge stöd och komfort oavsett kroppsform.



Huvuddetaljer


- ▶ Inbyggd förflyttningsfunktion
- ▶ Ergonomiskt ryggstöd
- ▶ Höjjusterbara körhandtag
- ▶ Välj din accentfärg
- ▶ Flera drivhjulspaceringar

Ytterligare detaljer

- ▶ Ryggklädsel som döljer rygglutet
- ▶ Bromsar integrerade i sidoskyddet för enkel åtkomst

Teknisk data ▼

För mer utförlig information om produkten som brukarmanual, gå till Invacare hemsida.



Sittbredd ▼



Sittdjup ▼




Sitsvinkel ▼



Sitthöjd ▼



Ryggvinkel ▼



Ryggstödhöjd ▼


| | | | | | | |
|---------------------|--|--------------|----|------------------------------------|----|------------|
| Action Ampla | 505 / 555 / 605 / 655 / 705 / 755 mm | 460 / 510 mm | 1° | 380 - 455 mm i steg om 25 mm | 0° | 450-525 mm |
|---------------------|--|--------------|----|------------------------------------|----|------------|



Benstödsvinkel ▼



Underbenslängd ▼



Totalbredd ▼



Total längd inkl
benstöd ▼



Total längd utan
benstöd ▼



Total höjd ▼

| | | | | | | |
|---------------------|-----|-------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| Action Ampla | 75° | 325-525 mm i steg om 25 mm | Sittbredd + 205 mm | 1065 - 1145 mm | 855 - 920 mm | 825 - 900 mm |
|---------------------|-----|-------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|



Max lutning ▼



Svängradie ▼



Max brukarvikt ▼




Total vikt från ▼




Transportvikt
från ▼

| | | | | | | |
|---------------------|----|----------------|--------|-------|--|---------|
| Action Ampla | 7° | 1420 - 1660 mm | 300 kg | 27 kg | | 19.5 kg |
|---------------------|----|----------------|--------|-------|--|---------|

Ramfärger ▼



Tech white



Tech grey

Accentfärger ▼



Blue Pulse



Pink Pulse



Green Pulse

Vänligen notera: Färg på rullstolen kan skilja sig mot färgen visad här.



GERMAN
DESIGN
AWARD
2020



reddot design award
winner 2019

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden



Yes, you can.®