

AQUATEC®

Ocean VIP Ergo Ocean Dual VIP Ergo

**Une gamme avancée de chaises de douche
modulaires avec bascule d'assise**



Solutions de soins personnels haut de gamme

Design ergonomique, sécurité, indépendance



Yes, you can.®

Notre nouvelle génération de chaises de douche inclinables

L'Ocean VIP Ergo et l'Ocean Dual VIP Ergo sont des chaises de douche modulaires inclinables, conçues pour s'adapter aux différents besoins de positionnement des utilisateurs. Ces deux modèles bénéficient d'une inclinaison d'assise à translation de -5° à 40°, et l'Ocean Dual VIP Ergo dispose également d'une inclinaison de dossier de 5° à 35°, pour les utilisateurs nécessitant des besoins de positionnement plus complexes.

Comme tous les modèles Ocean Ergo, les modèles VIP et Dual VIP peuvent être adaptés à chaque individu en effectuant des réglages simples ou en ajoutant des accessoires faciles à monter.

Leur conception ergonomique assure une facilité d'utilisation pour les soignants tout en offrant une sécurité maximale et un confort optimal à l'utilisateur.

NOUVEAU

Support d'appui-tête ergonomique amélioré

Avec une multitude de réglages différents, le support d'appui-tête ergonomique offre un soutien postural supérieur pour la tête et le cou.

Les ajustements sont rapides et faciles. En tournant simplement les vis à main intégrées, le support d'appui-tête permet l'obtention de la position correcte pour l'individu.

Ce support est idéal pour les praticiens grâce à sa mise en place simple, sans outils.



NOUVEAU

Fonction d'arrêt de l'inclinaison

Une fonction optionnelle facile à utiliser qui empêche la structure de s'incliner vers l'avant au-delà de 0°. Cela garantit que le cadre reste horizontal par rapport au sol et constitue une aide pour les personnes qui sont hissées dans ou hors du fauteuil.



Caractéristiques et avantages



Inclinaison d'assise unique

Le mécanisme de bascule d'assise permet une inclinaison à translation de l'avant vers l'arrière tout en maintenant le centre de gravité de l'utilisateur proche de celui de la chaise. Cela rend l'inclinaison plus facile et plus intuitive pour le soignant et plus douce et plus confortable pour l'utilisateur tout en gardant une stabilité maximale.

Inclinaison du dossier

Inclinaison de dossier de 5° à 35°
Uniquement sur Dual VIP Ergo



Assise ergonomique innovante

Conçu à partir des empreintes que les gens laissent derrière eux lorsqu'ils s'assoient.

Une inclinaison de 5° du siège permet de relever les genoux dans une position adaptée pour la toilette.

La stabilité améliorée à l'avant de la base permet un encombrement réduit et assure aux utilisateurs une position confortable et une sécurité lorsqu'ils sont assis sur la chaise.



5° - 35°

NOUVEAU

Système d'accoudoirs amélioré

Les accoudoirs nouvellement conçus offrent un soutien et un confort accrus pour l'utilisateur.

Les nouveaux coussins d'accoudoir, en option, offrent une surface et une position de repos plus douces et confortables.

Les accoudoirs sont accompagnés d'un système de verrouillage de sécurité intégré en option.

Accoudoirs réglables et repose-pieds

La hauteur de l'accoudoir, du repose-pied et du siège peuvent être facilement réglées.



Hautement configurable

Disponible avec une gamme d'accessoires de positionnement, de toilette et d'assise afin de répondre à un large éventail de besoins posturaux.



Extrêmement stable

Stabilité renforcée pour plus de sécurité même au maximum de l'inclinaison d'assise.



Faible encombrement

L'empattement optimisé permet de manœuvrer plus facilement dans les petits espaces.



Structure en acier

Structure anti-corrosion en acier inoxydable.



Lavable en machine

Dossier réglable en tension lavable en machine



Voir Ocean VIP Ergo :
www.invacare.be/fr

Présentation de notre nouvelle **Ocean** Dual VIP Ergo

Découvrez nos chaises de douche inclinables perfectionnées ainsi que leurs dernières améliorations de conception. Hautement configurables et modulaires, les chaises Ocean VIP Ergo et Ocean Dual VIP Ergo offrent des solutions de bain et de douche dans le but de garantir un niveau élevé de confort et de soutien.



Ocean VIP Ergo

Une chaise bénéficiant d'une inclinaison d'assise à translation de -5° à 40° .



Ocean Dual VIP Ergo

Une chaise bénéficiant d'une inclinaison d'assise à translation de -5° à 40° ainsi que d'une inclinaison supplémentaire du dossier.

NOUVEAU

Support d'appui-tête ergonomique amélioré



Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez vous sur notre site internet www.invacare.be/fr.
Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.



Largeur d'assise ▼



Profondeur d'assise ▼



Largeur hors-tout ▼



Profondeur hors-tout ▼



Largeur entre les accoudoirs ▼

	Largeur d'assise ▼	Profondeur d'assise ▼	Largeur hors-tout ▼	Profondeur hors-tout ▼	Largeur entre les accoudoirs ▼
Ocean VIP Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	1000 mm	475 mm
Ocean Dual VIP Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	1000 mm	475 mm



Angle d'inclinaison d'assise ▼



Angle d'inclinaison de dossier ▼



Poids total ▼



Poids max. utilisateur ▼

	Angle d'inclinaison d'assise ▼	Angle d'inclinaison de dossier ▼	Poids total ▼	Poids max. utilisateur ▼
Ocean VIP Ergo	-5° - 40°	-	23.5 kg	150 kg
Ocean Dual VIP Ergo	-5° - 40°	5° - 35°	28.3 kg	150 kg



Coloris de châssis

Tél.: +32 (0)50 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be/fr

Invacare SA
Autobaan 22
8210 Loppem
Belgique