

AQUATEC®

Ocean Ergo

Accessoires en aanpassingen



Eenvoudige aanpassingen die een verschil maken

Aanpasbaar, ergonomisch en veelzijdig



Yes, you can.®

Accessoires en aanpassingen

Onze Ocean Ergo range biedt een geavanceerde oplossing in douche-/toiletstoelen. Elke stoel is ontworpen met eenvoudige mogelijkheden voor aanpassingen. Om de stoel verder passend te maken bieden onze accessoires extra comfort, ondersteuning en veiligheid.



Voetplaten

- > Hoekverstelbare, opklapbare en anti-slip voetsteunen met hielbanden
- > Geen gereedschap nodig

Beensteunen

- > Hoogteverstelbare, wegzwenkbare en afneembare beensteunen
- > Geen gereedschap nodig

Armsteunen

- > Ergonomische, opklapbare armsteunen kunnen in verschillende hoogtes worden geplaatst

Zithoogte

- > Zithoogte kan worden ingesteld tussen 440 - 600 mm* of 475 - 600 mm **.

*Ocean Ergo, Ergo XL en 24" Ergo modellen
** Ocean 24" Ergo XL en VIP modellen

- > Geen gereedschap nodig

Accessoires

Zittingen en rugleuningen



Zachte zitting met opening

Contouren volgen het zitvlak voor meer comfort. Ook verkrijgbaar met kleinere hygiënische uitsparing. Eenvoudig te reinigen.



Deksel voor opening

Verkrijgbaar in standaard of kleinere uitvoering. Kan gebruikt worden met de zachte zitting wanneer de toiletfunctie niet gebruikt wordt.



Ergonomisch vormgegeven extra zacht zitkussen

Extra zacht, gevormd zitvlak van traagschuim met hygiënische uitsparing. De diepere immersie in het schuim draagt bij aan een betere bekkenstabiliteit en positionering.



Variabele comfortzitting met 4 posities

Draibare, hygiënische uitsparing met 4 posities voor eenvoudige toegang voor zorgverleners.



Gesloten zachte zitting

Comfortabel, gesloten zitvlak voor wanneer de toiletfunctie niet gebruikt wordt.



Stevige rugleuning

Zorgt voor een stabiele, rechte positie en is eenvoudig schoon te maken.



Armkussens

Nieuw ontwerp biedt meer ondersteuning en comfort voor de cliënt (niet voor XL armsteunen).



XL-rug

Vergroot de afstand tussen de armsteunen met 80 mm. Kan als ombouwset gebruikt worden op de Ocean Ergo modellen.



Brede +80 mm XL armsteunen

Vergroot de afstand tussen de armsteunen met 40 mm aan beide zijden.



Zacht rugkussen

Verhoogt de stabiliteit en comfort - ook voor kleine gebruikers en jongvolwassenen. Verkleint de zitdiepte.



Zachte rugleuning

Van zachter materiaal, voor extra comfort.

Veiligheid



Veiligheidsbeugel

Voor extra veiligheid.



Armsteunvergrendeling

Vergrendelt de armsteun in horizontale of verticale positie.



Anti-tip voor en achter

Voor extra veiligheid bij VIP en Dual VIP.



Kantelstop

Extra veiligheid voor cliënten die in en uit de stoel gaan met behulp van een tillift. De kantelstop schroeven zorgen ervoor dat de zitting horizontaal blijft.

Positionering



Veiligheids gordels

Brede gordel van zacht materiaal met enkele gesp. Kan worden gebruikt over het bekken of extra over de borst voor veilige positionering. Eenvoudig te monteren. Machine wasbaar.



Rompsteunen

Voor goede positionering. Verstelbaar in breedte en hoogte - ook voor kleine gebruikers en jongvolwassenen.



Ergonomische hoofdsteunhouder

Veilig en comfortabel met verschillende instelmogelijkheden voor complexe hoofd-/nekpositionering. (hoofdsteun niet inbegrepen).



Ergonomische hoofd-/neksteun

Biedt uitzonderlijke controle over de hoofdpositie. (Neksteun op de afbeelding).

Toiletgebruik



Comfort beensteun met voetplaat

Wegzwenkbaar, hoek- en hoogteverstelbaar met extra voetondersteuning. Beschikbaar links en rechts.



Amputatiesteun

Zonder voetsteun.



Spatbescherming

Eenvoudig opklembaar, voor gebruik met de kunststof zitting en de zachte zitkussens.



Toilettemmer met deksel

Dankzij de ergonomische handgreep kan de emmer eenvoudig uit de houder genomen worden. Dekselhouder wanneer deksel niet vereist is.

Personaliseer elk van onze **Ocean Ergo** modellen

Dit praktische overzicht legt uit hoe de Ocean Ergo Familie kan worden aangepast aan de individuele behoeften van de gebruiker. Dit gebeurt door eenvoudige aanpassingen aan te brengen of door de eenvoudig te monteren, kant-en-klare accessoires.



Ocean Ergo

Een verrijdbaar
basismodel



Ocean Ergo XL

Een verrijdbaar
basismodel met een max.
gebruikersgewicht van 180 kg



Ocean 24'' Ergo

Een zelfrijder
basismodel



Ocean VIP Ergo

Een model met
zitkantelverstelling
voor extra zit- en
positioneringsondersteuning



Ocean Dual VIP Ergo

Een model met zitkantel- én
rugverstelling voor extra zit- en
positioneringsondersteuning

Compatibiliteit

✓ Compatibel
 x Niet compatibel
 + Inbegrepen

De meeste accessoires zijn compatibel met alle Ocean Ergo-modellen.

	Artikelnummer	Ocean Ergo	Ocean 24" Ergo	Ocean Ergo XL	Ocean VIP Ergo	Ocean Dual VIP Ergo
Zachte zitting met opening	AP1603142	✓	✓	✓	✓	✓
Deksel voor opening	AP1603143	✓	✓	✓	✓	✓
Zachte zitting met kleine opening	AP1603145	✓	✓	✓	✓	✓
Deksel voor kleine opening	AP1603152	✓	✓	✓	✓	✓
Spatbescherming	AP1603155	✓	✓	✓	✓	✓
Gesloten zachte zitting	AP1603154	✓	✓	✓	✓	✓
Ergonomisch vormgegeven extra zachte zitting	AP60121311	✓	✓	✓	✓	✓
Variabele comfortzitting met 4 posities	1544469	✓	✓	✓	✓	✓
Veiligheidsbeugel voor nieuwe 2.0 armsteunen	AP60123732	✓	✓	x	✓	✓
XL-Veiligheidsbeugel voor nieuwe 2.0 armsteunen	AP60123771	x	x	✓	x	x
XL-Veiligheidsbeugel voor oude armsteunen	1470078	x	x	✓	x	x
Veiligheidsgordel voor borst	1470081	✓	✓	✓	✓	✓
Veiligheidsgordel voor bekken	1470082	✓	✓	✓	✓	✓
XL-rug	AP1604015	✓	✓	+	x	x
Stevige rugleuning	1575299	✓	✓	x	✓	✓
Zacht rugkussen	1558769	✓	✓	✓	✓	✓
Armsteunkussen voor nieuwe 2.0 armsteunen	AP1643748	✓	✓	✓	✓	✓
XL-armsteunen	1470086	✓	✓	✓	✓	✓
Armsteunvergrendeling	1470077	✓	✓	✓	✓	✓
Armsteunvergrendeling voor nieuwe 2.0 armsteunen	AP1643760	✓	✓	✓	✓	✓
24" wielen (set)	16379	✓	+	✓	x	x
Amputatiesteun rechts	AP1643573	✓	✓	✓	✓	✓
Amputatiesteun links	AP1643574	✓	✓	✓	✓	✓
Comfort beensteun met voetplaat rechts	AP1643543	✓	✓	✓	✓	✓
Comfort beensteun met voetplaat links	AP1643572	✓	✓	✓	✓	✓
Rompsteun	1535077	✓	✓	✓	✓	✓
Ergonomische hoofdsteunhouder	AP1531613	✓	✓	✓	✓	✓
Ergonomische hoofdsteun	1531465	✓	✓	✓	✓	✓
Ergonomische neksteun	1531608	✓	✓	✓	✓	✓
Toiletemmer met deksel	10230	✓	✓	✓	✓	✓
Houder voor toiletemmer	AP1602078	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-tip voor en achter	AP1603992	x	x	x	✓	✓
Anti-tip voor	AP1601986	✓	✓	✓	x	x
Zachte rugleuning VIP Ergo	AP1603606	x	x	x	✓	✓
Zachte rugleuning Ergo	AP1604136	✓	✓	x	x	x
Zachte rugleuning Ergo XL	AP1604016	x	x	✓	x	x
Kantel-stop	AP60129156	x	x	x	✓	✓

Tel.: +32 (0)50 83 10 10
 marketingbelgium@invacare.com
 www.invacare.be

Invacare NV
 Autobaan 22
 8210 Loppem
 België

