

Cosy Up



¡Muy cómodo y personalizable!



Yes, you can.

El sofá **Cosy Up** ofrece gran comodidad gracias a su asiento acolchado de una sola pieza, que cubre asiento y reposapiés. Moderno y elegante, encaja tanto en instituciones como en domicilio.

Respaldo ajustable en profundidad

El Cosy Up es adecuado para personas de diferentes estaturas gracias a la profundidad ajustable del asiento. Tiene dos puntos de montaje del respaldo que permite tener el asiento a 450mm de profundidad que es ideal para personas bajas mientras que la segunda opción de profundidad 540mm, es ideal para usuarios altos. Estas opciones de ajuste vienen como estándar en el sofá.



Distancia a la pared

Gracias a la distancia mínima a la pared, en la versión de 1 motor del Cosy Up, el respaldo del sofá se puede colocar muy cerca de una pared sin que esto obstaculice la utilización de todas sus funciones.

Su diseño optimizado para espacios pequeños permite que únicamente se necesiten 9 cm entre la pared y el sofá para permitir su reclinación.



Ancho de asiento

El sillón Cosy UP incorpora un par de acolchados para los reposabrazos lo que permite tener reposabrazos cómodos. Los acolchados se colocan utilizando cremallera y velcros, esto permite retirar y colocar para reemplazarlos o limpiarlos.

Con la tapicería extra acolchada el sofá tendrá un ancho de asiento de 450mm.



Características y opciones ▼

Cojines extraíbles

Los acolchados de los reposabrazos, el respaldo y el asiento se colocan en el sofá con cremalleras y velcros, por lo que son fáciles de retirar. Además, se pueden lavar a 30°.



El mando siempre a mano

Los acolchados de reposabrazos crean un espacio para colocar y tener fácil acceso al mando a distancia de la tv o del sofá.



Bolsillos laterales

El sofá tiene un bolsillo grande a cada lado para guardar cosas como revistas, periódicos, etc.



Mando para versión 1 motor

Mando ergonómico y de fácil utilización con 2 botones retroiluminados.



Mando para versión 2 motores

Mando ergonómico y de fácil utilización con 4 botones y dos de ellos para movimientos sincronizados.



Nueva configuración completa en Gris

El nuevo Cosy UP versión Gris disponible en código cerrado. El nuevo sofá está compuesto de estructura de polipiel Gris clara y cojines de microfibra Gris.



Reposacabeza acolchado

Para mejor soporte y comodidad óptima durante el descanso.

Disponible como accesorio. Ref. **1650214**

Tejidos EasyClean: ¡Lavables con agua! ▼

Tejido antibacteriano e impermeable especialmente tratado para la limpieza con agua. Los tejidos EasyClean permiten eliminar manchas diarias de café, chocolate o incluso vino únicamente con un paño limpio y agua. El tejido EasyClean evita que las manchas penetren en la tela, protegiendo el sofá y su interior.

Práctico y estético, este tejido antimanchas evita el moho y resiste el fuego bajo las normas EN 1021-1 y EN 1021-2. Lavable a máquina hasta 40°C y apto para secadora. Los modernos y cómodos cojines EasyClean completan al **Cosy Up**, convirtiéndolo en el sofá ideal para usar en residencias e instituciones.



Cosy Up: iversatilidad a disposición de todos los gustos!

El **Cosy Up** es un sofá configurable gracias a las 4 opciones de tejidos de cojines y las 2 opciones de bases. Combine las opciones de sets de cojines y bases y transforme su sofá en minutos. Su configurabilidad permite al distribuidor presentar en un espacio reducido varias versiones de sofá únicamente cambiando colores (¡ahorro de espacio y de inventario!).

Puede solicitar un sofá completo o crear el sofá que desee, seleccionando la base y eligiendo los cojines que desee: ¡ahora puede cambiar todas las veces que quiera!

Bases ▼



**Base con mando, 1 motor,
Polipiel Gris Pardo**


Réf. 1650169



**Base con mando, 2 motores,
Polipiel Gris Pardo**

Réf. 1650205

Cojines ▼



EasyClean Turquesa

Ignífugo EN 1021-1 y
1021-2

Réf. 1650211



EasyClean Gris Pardo

Ignífugo EN 1021-1 y
1021-2

Réf. 1650212



Microfibra Gris Pardo

Réf. 1650208



Polipiel Gris Pardo

Réf. 1650209

Información técnica ▼

Para más información acerca de este producto, incluido el Manual de Usuario, consulte nuestra página www.invacare.es



Posición relax ▼



Posición de Incorporación ▼



Posición reposo ▼



Continuidad entre asiento y reposapiés ▼



Profundidad de asiento ▼



Altura de asiento ▼



Ancho de asiento ▼



Inclinación máxima del respaldo ▼

1 motor	◆	◆	◆	◆	450 o 540 mm	480 mm	450 o 530 mm	120°
2 motores	◆	◆	◆	◆	450 o 540 mm	480 mm	450 o 530 mm	135°



Altura total ▼



Ancho total ▼



Profundidad total (cerrado) ▼



Profundidad total (abierto) ▼

Distancia pared con max. inclinación del respaldo ▼



Altura suelo a reposabrazos ▼



Peso máximo de usuario ▼



Peso del producto ▼

Densidad de la espuma ▼

1 motor	1050 mm	770 ¹ / 800 mm	910 mm	1520 mm	90 mm	640 ¹ / 700 mm	125 kg	57 kg	Asiento 28kg/m ³ Reposabrazos 18kg/m ³
2 motores	1050 mm	770 ¹ / 800 mm	910 mm	1720 mm	460 mm	640 ¹ / 700 mm	125 kg	57 kg	Asiento 28kg/m ³ Reposabrazos 18kg/m ³

1. Sin acolchado de reposabrazos

Sofás completos ▼

1660843 CosyUp - 1 motor - mix Gris - base polipiel y microfibra Gris

1644970 CosyUp - 1 motor - Bicolor microfibra Gris pardo

1650215 CosyUp - 1 motor - Polipiel Gris pardo

1650217 CosyUp - 1 motor - Bicolor EasyClean Turquesa

1650227 CosyUp - 1 motor - Bicolor EasyClean Gris pardo

1649971 CosyUp - 2 motores - Bicolor microfibra Gris pardo

1650238 CosyUp - 2 motores - Polipiel Gris pardo

1650240 CosyUp - 2 motores - Bicolor EasyClean Turquesa

1650241 CosyUp - 2 motores - Bicolor EasyClean Gris Pardo



Captura este código y visualiza las características y beneficios del nuevo **Cosy Up**

Tel. (34) 972 493 214
E-Mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare S.A.
Avenida del Oeste nº50, 11ª
Valencia - CP: 46001
España



Yes, you can.

© 2023 Invacare International GmbH. Todos los derechos reservados. Toda la información facilitada se supone correcta en el momento de la impresión. Invacare se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.
Cosy Up - ES 01/2023

