

Dolomite[®] Gloss[®]



Perfekte combinatie van stijl en kracht

LICHT | VEELZIJDIG | ROBUUST



Onderneem actie met de Gloss

Dolomite breidt zijn assortiment rollators uit met de **Gloss** familie. De **Dolomite Gloss** is ontworpen om gebruikers onderweg te ondersteunen en is de perfecte rollator om de onafhankelijkheid te vergroten. Stabiel en robuust, de rollator heeft alle kenmerken van het **Dolomite** assortiment inclusief een moderne en strakke uitstraling.

Verkrijgbaar in 4 zithoogtes variërend van 450 mm - 680 mm, de **Dolomite Gloss** is geschikt voor een verscheidenheid aan patiënten tot 160 kg. Er is een uitgebreide reeks optionele accessoires verkrijgbaar om de veelzijdige rollator snel aan te passen aan verschillende omstandigheden en behoeften van de patiënt.

Deze rollator is extreem licht en flexibel en weegt slechts 6,5 kg*. Het aluminium frame zorgt voor moeiteloos transport en opslag. Het kruislings opvouwbare frame biedt voldoende loopruimte, terwijl de stevige zitting comfort biedt voor gebruikers die extra ondersteuning nodig hebben. Voor extra veiligheid heeft de **Dolomite Gloss** geïntegreerde hoorbare en visuele feedback bij het in- en uitklappen.

Met zijn aanpassingsvermogen, kwaliteit en stabiliteit stelt de **Gloss** alle gebruikers in staat zich veilig en in stijl te verplaatsen.



Gemakkelijk transport en opslag



Het frame van de **Gloss** kan worden opgevouwen tot een extreem smalle breedte van 190 mm**, waardoor het perfect is voor opslag in compacte ruimtes. Door het ontwerp van de rollator kan deze ook veilig rechtop worden opgeborgen wanneer deze niet wordt gebruikt.

Voor nog meer onafhankelijkheid zorgt het lichte gewicht van de **Gloss** ervoor dat deze door de patiënt of verzorger gemakkelijk in de kofferbak van een auto kan worden getild.

*Gloss 600 weegt 6,5kg.

**Modellen in de maten 520, 600 en 680

HOOFD KENMERKEN



1

Grote wandelruimte

- ▶ De comfortabele loopruimte in het frame bevordert een rechte houding en bewegingsvrijheid.

2

Hoogteverstelbare, ergonomische handgrepen

- ▶ De naar voren gerichte, ergonomisch ontworpen handgrepen kunnen in hoogte en hoek worden versteld om geschikt te zijn voor iedere gebruiker.

3



- ▶ Gepatenteerd driedelig zitontwerp maakt eenvoudig en compact in- en uitklappen mogelijk.

4

Kruislings opvouwbaar en licht frame

- ▶ Extreem licht (vanaf 6,5 kg) en met een opgevouwen breedte van 190 mm kan de rollator gemakkelijk worden opgetild en opgeborgen.

*Model in maat 600

5

Aanpasbaar aan individuele behoeften

- ▶ Verkrijgbaar in 4 verschillende zithoogtes, met een breed scala aan accessoires waarmee de rollator zich kan aanpassen aan de behoeften van de patiënt.

Extra belangrijke kenmerken

- ▶ Discrete remkabels die het moderne en strakke uiterlijk van de Gloss versterken.
- ▶ Parkeerremmen voor moeiteloos stoppen en rusten.
- ▶ Vergrendelingsband voor veilige opslag wanneer de rollator niet in gebruik is.
- ▶ Optionele opvouwbare mand, gemakkelijk toegankelijk, beschikbaar voor het vervoeren van items.
- ▶ De optionele stoeprandklimmer biedt meer veiligheid en onafhankelijkheid.
- ▶ De elementen zijn kruislings compatibel met alle modellen van de Gloss familie.

4 belangrijke kenmerken en hun voordelen



◀ **Kruislings opvouwbaar en licht frame**

Het lage gewicht van de **Gloss** is een van de belangrijkste voordelen van deze rollator. Het stelt cliënten en verzorgers in staat om de Gloss gemakkelijk in de kofferbak van een auto te tillen voor transport.

Behalve dat het extreem licht is, is het maximale gebruikersgewicht van de **Gloss** 160 kg. Dankzij het ontwerp wordt de opgevouwen rollator zeer compact, waardoor hij gemakkelijk in kleine ruimtes kan worden opgeborgen.



◀ **Aanpasbaar aan individuele behoeften**

De **Gloss** is verkrijgbaar in 4 zithoogtes: 450 mm, 520 mm, 600 mm, 680 mm, geschikt voor alle soorten patiënten. De rollator heeft een breed scala aan accessoires waarmee hij zich verder kan aanpassen aan de conditie en specifieke behoeften van de patiënt.



◀ **Grote wandelruimte**

Kenmerkend voor alle Dolomite rollatoren is dat de **Gloss** een grote wandelruimte heeft. Ontworpen om een rechte houding te bevorderen, biedt deze comfortzone gebruikers ondersteuning en vrijheid bij hun bewegingen.



◀ **Hoogteverstelbare, ergonomische handgrepen**

De hoogte van de handgrepen kan snel en eenvoudig worden aangepast om aan verschillende hoogtes te voldoen door simpelweg de knop aan de buitenkant van het frame los te draaien. De ergonomische, naar voren gerichte handgrepen kunnen ook 20° naar binnen worden gedraaid om aan verschillende gebruikersbehoeften te voldoen.

Ontdek de *Dolomite Gloss* familie

De nieuwe rollator in het gewaardeerde assortiment van Dolomite.
Ontworpen voor stijl en kracht.

*Gloss 450**Gloss 520**Gloss 600**Gloss 680*

Hoogte bereik	635 - 770 mm	725 - 860 mm	795 - 920 mm	915 - 1050 mm
Max. gebruikersgewicht	160 kg	160 kg	160 kg	160 kg
Zithoogte	450 mm	520 mm	600 mm	680 mm
Gewicht product	5.9 kg	6.3 kg	6.5 kg	6.8 kg

Beschikbare opties en accessoires:

- ▶ **Rugband:** comfortabel, veilig en ondersteunend tijdens het zitten.
- ▶ **Stokhouder:** gebruiksgemak voor mensen met extra behoeften.
- ▶ **Opvouwbare opbergmand:** kan eenvoudig worden afgenomen of op de opgevouwen rollator worden bewaard.
- ▶ **Dienblad:** afneembaar dienblad voor het vervoeren van eten en drinken.
- ▶ **Stoeprandbeklimmer:** extra ondersteuning bij het beklimmen van stoepranden of oneffen oppervlakken.
- ▶ **Hemiplegische handgreepset:** extra optie voor cliënten met één hand of na een beroerte.
- ▶ **Vertragsrem:** biedt extra ondersteuning wanneer remmen moeilijk is.
- ▶ **Rembekrachtiger:** biedt extra remkracht voor mensen met zwakke handen.
- ▶ **Zachte vulling:** extra zitkussen voor extra comfort.
- ▶ **Zuurstoffleshouder:** zorgt voor een veilige montage van zuurstofflessen.
- ▶ **Dwarsbalk:** Maakt het mogelijk om de rollator met één hand te bedienen.
- ▶ **Eén handrem:** maakt het mogelijk om beide remmen met één hand te activeren.
- ▶ **Infuuspaal:** fixeert IV-infuus veilig.



- ▶ **Harde mand:** duurzame mand verkrijgbaar voor de modellen 520, 600 en 680.

Technische gegevens ▼

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op www.invacare.be.



Totale breedte ▼




Diepte ▼



Breedte tussen de wielen ▼



Totale hoogte ▼



Zithoogte ▼

Dolomite Gloss ⁴⁵⁰	518 mm	615 mm	423 mm	635 - 770 mm	450 mm
Dolomite Gloss ⁵²⁰	595 mm	675 mm	501 mm	725 - 860 mm	520 mm
Dolomite Gloss ⁶⁰⁰	602 mm	720 mm	509 mm	795 - 920 mm	600 mm
Dolomite Gloss ⁶⁸⁰	609 mm	790 mm	501 mm	915 - 1050 mm	680 mm



Breedte tussen de handgrepen ▼



Diameter wiel ▼



Max. gebruikersgewicht ▼



Gewicht product* ▼

Dolomite Gloss ⁴⁵⁰	370 mm	200 mm	160 kg	5.9 kg
Dolomite Gloss ⁵²⁰	445 mm	200 mm	160 kg	6.3 kg
Dolomite Gloss ⁶⁰⁰	445 mm	200 mm	160 kg	6.5 kg
Dolomite Gloss ⁶⁸⁰	445 mm	200 mm	160 kg	6.8 kg

* Exclusief accessoires

Kleur ▼



Grijs

Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare NV
Autobaan 22
8210 Loppem
België



Yes, you can.®