

matrx[®]
SEATING SERIES

Dossiers Elite E2



Invacare[®] **Matrx[®] Elite E2[™]**

INNOVATION | CONFORT | LIBERTÉ



Un soutien postural pour une mobilité indépendante

Le nouveau dossier rigide **Elite E2** est notre dernière innovation en matière de positionnement. Il offre un maximum de soutien postural pour les personnes ayant une mobilité réduite. Disposant d'un montage sans effort grâce à un système de tiges, ce dossier se décline dans une large gamme de largeurs et de hauteurs pour s'adapter à la morphologie de chacun. Sa nouvelle technologie de mousse ondulée permet un contrôle de la température et améliore l'immersion afin d'être plus confortable que jamais.

Design ergonomique

Le nouveau design plus ergonomique améliore le soutien et la redistribution des points de pression grâce à une adaptation encore plus précise et plus confortable. Ce design a été conçu pour soutenir le bassin tout en dégageant les hanches afin d'augmenter la stabilité et l'équilibre.



Coque de dossier

- ▶ Découpes pour laisser l'air circuler
- ▶ Fentes verticales pour le réglage des fixations
- ▶ Découpe pour le coccyx
- ▶ Pré-perçage pour l'éventuelle installation d'une sangle abdominale PostureFlex



Technologie de mousse ondulée

La surface ondulée de la mousse augmente la circulation de l'air pour une meilleure respirabilité, un meilleur contrôle de la température et une réduction de l'humidité. La mousse haute résilience procure une zone de soulagement pour la colonne vertébrale ainsi qu'une meilleure immersion et une réduction du cisaillement.



CIRCULATION DE L'AIR

Housse

- ▶ Housse en Meshtex™, respirante et résistante à la moisissure
- ▶ La mousse et la housse recouvrent la structure du dossier pour plus de protection et de confort



Montage par tige

Le dossier rigide est monté en toute sécurité sur le fauteuil roulant grâce à des interfaces de montage faciles à régler et composées de deux tiges.



Interface de montage

- ▶ Réglage en hauteur et en largeur
- ▶ S'ajuste sur des largeurs de fauteuils roulants de plus ou moins 2,5 cm par rapport au dossier
- ▶ Les réglages du dossier peuvent se faire même si l'utilisateur est dans son fauteuil
- ▶ Les fixations peuvent être positionnées de façon à éviter les obstacles de la structure comme des supports d'accoudoirs ou des barres de rigidification
- ▶ Interface pour fixations Mini sur les dossiers de hauteur 160 à 410 mm, Interface pour fixations standards sur les dossiers de hauteur 460 et 510 mm

Les dossiers Matrx Elite E2

sont disponibles en deux profondeurs de galbe



Caractéristiques techniques

- ▶ Largeurs : 360, 380, 410, 430, 460, 480, 510 mm
- ▶ Hauteurs : **Nouvelles hauteurs** 160 et 210 mm, 260, 310, 360, 410, 460, 510 mm
- ▶ Poids max. utilisateur : 136 kg

▲ Dossier *Elite E2*
Elite E2 - Galbe de 80 mm

▲ Dossier *Elite E2 Deep*
Elite E2 Deep - Galbe de 160 mm



Cale-troncs fixes

- ▶ Peuvent être installés à l'intérieur ou à l'extérieur de la coque de dossier
- ▶ Réglables en hauteur grâce à la découpe verticale, peuvent être excentrés
- ▶ Compatibles avec les dossiers Elite E2 standard, à partir de la hauteur 260 mm

Montage à l'intérieur

Montage à l'extérieur



Cale-troncs escamotables

- ▶ Disponibles en excentrés ou standards (droits)
- ▶ Coussins de cale-troncs disponibles en quatre tailles : XS / S / M / L

Une gamme d'accessoires complète ▼



▲ Cale lombaire en mousse

Cible le bassin pour favoriser une posture droite.

- Cale posturale anatomique, idéale au niveau lombaire et des épinettes iliaques postéro-supérieures.
- Peut être coupée à la taille souhaitée.
- Facile à positionner à l'intérieur de la coque de dossier.



▲ Housse de protection Matrx

Pour protéger le dossier. Peut être lavée et désinfectée pour une meilleure hygiène. Facile à mettre en place et à retirer pour le nettoyage.



▲ Sangle abdominale PostureFlex

Conçue pour augmenter la pression intra-abdominale afin d'améliorer le contrôle de la voix et de la respiration. Offre un soutien postural confortable tout en restant flexible pour les activités fonctionnelles.

Facile à installer

- 3 hauteurs de fixation disponibles grâce aux trous pré-perçés sur la structure du dossier.
- Disponibles en deux tailles : M / L



▲ Interface pour appui-tête

Légère et discrète, cette interface de fixation d'appui-tête peut être installée sans retirer la housse du dossier. **Elle est incluse avec les dossiers à partir de la hauteur 360 mm.**



▲ Interface pour harnais

Interface pour fixer un harnais de façon précise.



▲ Bavette

Peut être attachée à un dossier Matrx grâce à la bande Velcro située à au bas de la housse du dossier.

Disponible en quatre tailles : XS / S / M / L

Une gamme complète de fixations ▼

pour différentes utilisations et une meilleure compatibilité avec nos différentes gammes de fauteuils roulants

Fixations de série



Fixations Mini:

- ▶ De série avec tous les dossiers Elite E2 et Elite E2 Deep, jusqu'à la hauteur 410 mm



Fixations Standards:

- ▶ De série avec les dossiers Elite E2 et Elite E2 Deep de hauteur 460 et 510 mm

Fixations optionnelles



Fixations Mini fixes:

- ▶ Montage permanent nécessitant des outils pour retirer les fixations et le dossier. Recommandées pour des bascules d'assise et de dossier
- ▶ En option avec les dossiers Elite E2 et Elite E2 Deep, jusqu'à la hauteur 410 mm



Fixations Standards fixes:

- ▶ Montage permanent nécessitant des outils pour retirer les fixations et le dossier. Recommandées pour des bascules d'assise et de dossier
- ▶ En option avec les dossiers Elite E2 et Elite E2 Deep de hauteurs 460 et 510 mm



Fixations Split:

- ▶ Permet le montage d'un dossier Matrix malgré un obstacle de structure (barre de rigidification)
- ▶ En option pour les dossiers Elite E2 et Elite E2 Deep compatibles avec les fixations Standards. Non compatibles avec les fixations Mini



Fixations Mini renforcées:

- ▶ Recommandées pour les utilisateurs hypotoniques ou pour des utilisations intensives
- ▶ A démontage rapide



Fixations Standards renforcées:

- ▶ Recommandées pour des les utilisateurs hypotoniques ou des utilisations intensives

Réglages : en angle (40°), en profondeur (5 cm en avant ou en arrière des cannes de dossier), peuvent être excentrées pour adapter la rotation.

Compatibilités : Cannes de dossiers de 25 mm, inserts livrés de série pour des cannes de dossier de 19 et 22 mm.

Construire une gamme complète de positionnement

Invacare propose également une large gamme de produits de positionnement pour compléter votre dossier Matrix Elite E2.



Ceintures Bodypoint



Coussin Invacare Matrix® Libra



Appui-tête Invacare Matrix® Elan



Tél.: +32 (0)50 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be/fr

Invacare SA
Autobaan 22
8210 Loppem
Belgique



Yes, you can.®