

NordBed™ Accessoires



Des solutions pour tous !



La gamme d'*Invacare NordBed* dispose d'une large gamme d'accessoires qui vous donne la possibilité de personnaliser votre lit selon vos besoins et votre goût. Dans la brochure vous trouverez également des références de compatibilité pour les lits, les barrières et les panneaux.

Panneaux

Une gamme moderne de panneaux de tête / pied avec une apparence conviviale pour tous les goûts et préférences. Disponible en différentes boiseries et couleurs. Tous les panneaux du lit sont facilement amovibles sans outils.



Una

Peut être utilisé en combinaison avec des barrières pleine longueur, des barrières divisés ou des panneaux latéraux



Una / Una Low

Peut être utilisé en combinaison avec des panneaux latéraux



Nora

Peut être utilisé en combinaison avec des barrières pleine longueur, des barrières divisés ou des panneaux latéraux



Nanna

Peut être utilisé en combinaison avec des panneaux latéraux

Panneaux	Hêtre	Chêne	Ombre
			
Panneaux Una	✓	✓	✓
Panneaux Nora	✓	✓	✓
Panneaux Nanna	✓	✓	✓

Panneaux latéraux

Notre gamme de panneaux latéraux donne une apparence conviviale.



Panneau latéral en bois

Peut être combiné avec des panneaux Una et Nora



Panneau latéral en bois

Peut être combiné avec des panneaux Nanna

Barrières

Les barrières peuvent être utilisées pour plusieurs raisons: pour la prévention des chutes des clients, pour le repositionnement dans le lit, comme support de transfert, etc. Les barrières Invacare peuvent être utilisés à ces fins sans sacrifier les conditions de travail pour le soignant.



Freya

Barrières en bois pleine longueur 200 cm, 210 cm et 220 cm



Embla

Barrières en aluminium pleine longueur 200 cm



Embla extensibles

Barrières en aluminium pleine longueur. Longueur réglable en continu 200-220 cm



Torill Courtes - Divisibles

Réglables en 3 hauteurs, 80 cm



Torill Longues - Divisibles

Réglables en 3 hauteurs, 97 cm

Barrières



Extension en hauteur Freya

Les barrières Freya peuvent être relevés de 6 cm ou 10 cm pour une utilisation sûre d'un matelas haut



Extension en hauteur Embla

Les barrières Embla peuvent être relevés de 6 cm ou 10 cm et étendus à 200-220 cm

Barrières	Una	Nora	Nanna
			
Freya	✓	✓	
Embla	✓	✓	
Torill	✓*	✓*	

* Panneaux sans rails de guidage pour les barrières pleine longueur

Couvertures pour barrières

Choix de 2 types de couvertures pour barrières. La version rembourrée est utilisée pour empêcher le client de se blesser. La version filet empêche le patient de passer à travers les ouvertures du barrière avec le bras ou la jambe, sans gêner la vue du client.

Toutes les couvertures restent sur place lorsqu'ils montent / descendent.

Toutes les couvertures sont faciles à retirer et peuvent être lavées à 90 degrés.



Couverture rembourrée

Pour barrières Freya et Embla



Couverture rembourrée

Pour barrières Freya et Embla avec extension en hauteur



Couverture filet

Pour barrières Freya et Embla

Aides de repositionnement

Nos poignées d'appui stables et nos accessoires de mobilité favorisent l'indépendance du client en l'aidant à se repositionner au lit et à monter et sortir du lit en toute sécurité.



Poignée de support

H40 x L30 cm



Poignée de support

H40 x L90 cm



Poignée de support pivotant

Possibilité de mettre les jambes sur la poignée repliée. Peut être utilisée séparément ou à deux



Support pour se relever

Le support aide le client à entrer et sortir du lit



Support pour se redresser

Aide le client à se redresser et peut également aider à entrer et à sortir du lit



Potence

Poignée réglable en hauteur et en profondeur

Autres accessoires



Pièces d'extension pour barrières Torill



Tubes de couverture

Pour couvrir les tubes quand le lit est prolongé



Support handset



Barres parechocs

Empêchent que les murs soient endommagés quand le lit est déplacé. Peuvent être montées à l'avant/arrière ou sur le côté du cadre de lit.

NB. Un matelas dépliant et des roues de pare-chocs sont également livrables en option.

Accessoires électroniques

Différentes télécommandes pour différents besoins sont disponibles pour la gamme **NordBed**.



Télécommande pour Optimo et Ultra

Disponible en option avec trend / anti-trendelenburg, ainsi que l'éclairage sous le lit en option.



Télécommande LCD

Avec la fonctionnalité RememberMe™ (Optimo et Ultra)



Éclairage sous le lit (en option)

Facile à allumer la lumière. Aide à la prévention des chutes



Télécommande pour Essential

La télécommande standard



Télécommande pour Essential

Disponible avec anti-trendelenburg et trendelenburg en option



Lampe LED

Design moderne. Faible consommation d'énergie (4W). Peut être montée sur la potence de chaque lit Invacare. En aluminium.

Optimo & Ultra	
Hauteur matelas cm	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Freya (200 cm, 210 cm et 220 cm)	10 - 17 cm
Embla/Embla Prolongé	10 - 17 cm
Freya/Embla extension en hauteur + 6 cm	15 - 23 cm
Freya/Embla extension en hauteur + 10 cm	19 - 27 cm
Torill Long/Torill Court	14 - 19 cm

Essential	
Hauteur matelas cm	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Freya (200 cm, 210 cm et 220 cm)	10 - 16 cm
Embla/Embla Prolongé	10 - 16 cm
Freya/Embla extension en hauteur + 6 cm	14 - 22 cm
Freya/Embla extension en hauteur + 10 cm	18 - 26 cm
Torill Long/Torill Court	13 - 18 cm

Tél.: +32 (0)50 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be/fr

Invacare SA
Autobaan 22
8210 Loppem
Belgique



2022 Invacare International GmbH. Tous droits réservés. Indications données à titre d'information (information non contractuelle). Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit. NordBed Accessoires - FR - 01/2022