

AQUATEC®

# Bancos e cadeiras de duche



Yes, you can.®



#### Aquatec **Dot**

- Forma moderna, adapta-se a qualquer espaço de duche
- Facilmente desmontável: ideal para levar em viagens
- Superfície do assento texturada para um assento seguro
- Os pés de borracha proporcionam um suporte seguro


#### Aquatec **Disk on Dot**

- Em segundos, o disco, o banco Dot e um adaptador são combinados num banco de duche com assento giratório

### Dados técnicos

Para obter informações pré-venda mais completas sobre este produto, incluindo o manual do utilizador do produto, consulte o site da Invacare.

Referência	Aquatec <b>Dot</b>	Aquatec <b>Disk on Dot</b>
banco de duche individual	1564679	
Banco de duche, embalagem com 2 unidades	1564759	
Disco cinzento + Dot + Adaptador		1575268
Dimensões		
Largura do assento	343 mm (A)	365 mm (A)
Profundidade do assento	213 mm (A)	365 mm (A)
Altura do assento	400-550 mm (B)	430-580 mm (B)
Largura total	365 mm (C)	400 mm (C)
Profundidade total	365 mm (C)	400 mm (C)
Altura total	400-550 mm (B)	430-580 mm (B)
Informação adicional		
Peso	1.65 kg	4.1 kg
Capacidade de carga	135 kg	135 kg
Cor	Cinza	Cinza





Invacare **I-Fit 9780E**

- Altura ajustável de 380 mm a 550 mm
- Assento grande e ergonómico para maior conforto
- Fácil de limpar
- Leve e fácil de transportar
- Design modular e elegante
- Recesso para higiene



Invacare **I-Fit 9781E**


- Altura ajustável de 380 mm a 550 mm
- Encosto amovível
- Assento ergonómico com encosto para maior conforto
- Fácil de limpar
- Leve e fácil de transportar

## Dados técnicos


Para obter informações pré-venda mais completas sobre este produto, incluindo o manual do utilizador do produto, consulte o site da Invacare.

Referências	Invacare <b>I-Fit 9780E</b>	Invacare <b>I-Fit 9781E</b>
Banco de duche	9780E	
Cadeira de duche		9781E
<b>Dimensões</b>		
Largura do assento	375 mm	375 mm
Profundidade do assento	375 mm	375 mm
Altura do assento	380-550 mm	380-550 mm
Largura entre pés	420 mm	420 mm
Profundidade entre pés	440 mm	440 mm
Largura total	505 mm	505 mm
Profundidade total	430 mm	430 mm
Altura total	380-550 mm	760-930 mm
<b>Informação adicional</b>		
Peso	3,7 kg	4,5 kg
Capacidade de carga	180 kg	180 kg
Cor	Branco	Branco

Invacare **I-Fit 9780E**



Invacare **I-Fit 9781E**





### Invacare **H291 Cadiz**

- Ajuste fácil da altura do assento de 405 a 505 mm - em 5 passos
- Superfície do assento ergonómica
- Suporte estável e seguro graças aos pés de borracha angulares
- Fácil de limpar
- Elevada capacidade de carga: 143 kg




### Invacare **H296 Cadiz**

- Ajuste de altura fácil de manusear de 405 a 505 mm - em 5 passos
- Superfície do assento ergonómica e encosto ergonómico
- Suporte estável e seguro graças aos pés de borracha angulares
- Fácil de limpar
- Elevada capacidade de carga: 143 kg

## Dados técnicos

Para obter informações pré-venda mais completas sobre este produto, incluindo o manual do utilizador do produto, consulte o site da Invacare.

	Invacare <b>H291 Cadiz</b>	Invacare <b>H296 Cadiz</b>
Banco de duche sem encosto	1637295	
Banco de duche com encosto		1637296
<b>Dimensões</b>		
Altura total	A	775-875 mm
Altura total	B	450-550 mm
Profundidade do assento	C	310 mm
Altura do assento	D	405 - 505 mm
Profundidade da superfície	E	395 - 405 mm
Largura da superfície	F	465 - 480 mm
Largura do assento	G	510 mm
Altura do encosto	H	230 mm
Largura do encosto	I	400 mm
<b>Informação adicional</b>		
Capacidade de carga		143 kg
Peso	2,4 kg	3 kg
Cor	Branco	Branco



- Sistema modular de cadeira de duche
- Três configurações
- Superfície do assento texturada para um assento seguro
- Grande espaço para a higiene, à frente ou atrás, graças às duas opções de fixação do encosto
- Pés reguláveis em altura
- Os pés de borracha proporcionam um apoio seguro
- Montagem simples e fácil, sem necessidade de ferramentas
- Capacidade de carga até 160 kg



**Pico**



**Pico** com apoios de braços





**Pico** com encosto e apoios de braços

## Dados técnicos

Para obter informações pré-venda mais completas sobre este produto, incluindo o manual do utilizador do produto, consulte o site da Invacare

Referências	Aquatec <b>Pico</b>
Banco de duche	9.20.001
Banco de duche com apoios de braços	9.21.001
Cadeira de duche completa	9.22.001
Encosto	16469
Apoios de braços (par)	16468
Dimensões	
Largura de assento	430 mm (A)
Profundidade de assento	420 mm (B)
Altura do assento	425 - 575 mm (C)
Largura total	575 mm (D)
Profundidade total	520 mm (E)
Altura total	825 - 975 mm (F)
Altura dos apoios de braços	605 - 755 mm (G)
Distância entre apoios de braços	430 mm (H)
Largura recorte/ orifício sanitário	180 mm
Profundidade recorte/orifício sanitário	145 mm
Distância entre regulações	25 mm
Informação adicional	
Peso do banco de duche	3,2 kg
Peso do banco de duche com apoios de braços	4,1 kg
Peso da cadeira de duche completa	4,8 kg
Peso máximo de utilizador	160 kg!
Cor	Branco



## Aquatec **Pico 3 em 1** - Cadeira de duche com dispositivo sanitário

- Multifuncional, sólida e regulável em altura
- Versátil : cadeira de duche, quadro e elevador de sanita e cadeira sanitária
- Funcional e modular. Componentes fáceis de montar e desmontar e sem ferramentas.
- Totalmente anti corrosão.
- Pernas reguláveis em altura 425 a 575 mm
- Peso máximo utilizador 160 kg



Cadeira Aquatec **Pico 3 em 1** com o encosto e 1 dos apoios de braço desmontados.



Cadeira Aquatec **Pico 3 em 1** com o encosto desmontado.





Aquatec **Pico 3 em 1** com assento universal suave.

## Dados Técnicos

Para obter informações pré-venda mais completas sobre este produto, incluindo o manual do utilizador do produto, consulte o site da Invacare

Referências	Aquatec <b>Pico 3 in 1</b>
Cadeira de duche completa	1525887
Assento universal suave	1526032
Dimensões	
Largura de assento	430 mm (A)
Profundidade de assento	420 mm (B)
Altura do assento	425 - 575 mm (C)
Largura total	575 mm (D)
Profundidade total	520 mm (E)
Altura total	825 - 975 mm (F)
Altura dos apoios de braços	605 - 755 mm (G)
Distância entre apoios de braços	430 mm (H)
Distância entre regulações	25 mm
Altura, do chão ao canto inferior do assento:	
com suporte para sanita	340 - 475 mm
sem suporte para sanita	380 - 525 mm
Largura recorte/ orifício sanitário	215 mm
Profundidade recorte/orifício sanitário	250 mm
Informação adicional	
Peso da cadeira de duche completa	4,8 kg
Peso máximo de utilizador	160 kg
Cor	Branco



Tel : +351 22 5193360  
portugal@invacare.com  
www.invacare.pt

Invacare Portugal II  
Rua da Estrada Velha n° 949  
4465-784 Leça do Balio  
Portugal



Yes, you can.®