

Orion® Pro

Upplev friheten



Komfort, säkerhet och kvalitet
för en kraftfull och stabil åktur



Yes, you can.®

Känn skillnaden

Våra scootrar har utvecklats tillsammans med extern kompetens inom området för medicintekniska produkter, för att på bästa sätt kunna erbjuda en hög standard gällande kvalitet, säkerhet och komfort

På Invacare lägger vi stor vikt vid utveckling och har lång erfarenhet av att skapa flexibla hjälpmedel. Vi är stolta över våra scootrar, som gör vardagen enklare. Att känna trygghet, självständighet och förtroende för din scooter

är viktigt. Därför har vi noggrant utformat varje detalj – från ergonomiska styrreglage till bekväma och justerbara säten – för att göra din resa så smidig och bekväm som möjligt.

Kvalitet



Hög kvalitet med stor omtanke om varje detalj.

Säkerhet



Uppfyller de senaste europeiska standarderna för medicintekniska produkter.

Komfort



Flexibel och justerbar design för varaktig komfort.



Ta kontroll med Orion® Pro

Orion® Pro, en scooter som kombinerar hög prestanda med komfort, trygghet och pålitlighet – för en säker åktur överallt.


Orion® Pro är idealisk för längre åkturer och är utrustad med ett avancerat fjädringssystem och stora hjul, vilket säkerställer komfort och säkerhet även på ojämna vägar,

i svängar eller över hinder. Enkel att styra och manövrera, ger Orion® Pro dig full kontroll.

Hastighet
upp till
15 km/h

Körsträcka
upp till
52 km
på en laddning

Brukarvikt
upp till
160 kg



Ökad prestanda

- Ergonomisk styrning som ger ökad kontroll
- Utvecklad för att ta sig fram på alla typer av underlag
- Stänkskydd



Säkerhet i fokus

- Automatisk hastighetsreducering då man svänger
- 2-stegs frikoppling, för att förhindra frirullning
- Bromsljus och blinkers
- Effektiv belysning för att både se och synas



Byggd med fokus på komfort

- Komfortabel och vadderad sits av hög kvalitet
- Justerbar styrpelare
- Ställbar sitshöjd
- Uppfällbara armstöd och 360° vridbar sits för enkel på- och avstigning



Justerbar styrpelare

För att ge bättre kontroll och ökad komfort



Designad **med funktioner och alternativ** för att ta dig dit du vill, med komfort, säkerhet och stil. Den är utformad för att ge bra körprestanda och full kontroll



360° vridbar sits för enkel på- och avstigning



Effektiv belysning för att både se och synas



2-stegs frikoppling, för att förhindra frirullning



Anpassa din scooter

Skräddarsy Orion® Metro efter dina önskemål och behov. Vänd på sidan för att se ett urval av de tillbehör som finns tillgängliga.

Tillbehör

Man kan skraddarsy sin Orion® Pro scooter tack vare vårt breda tillbehörsprogram. Besök vår hemsida på www.invacare.se för mer information.



Korg bak



Backspegel
Hö/Vå



Extra Stötfångare
fram & bak



Telefonhållare



Kryck/käpphållare



Höftbälte



Dryckeshållare



Utbytbara
färgpaneler

Tekniska data

För mer information om denna produkt exempelvis manualer och tillbehör, finner du på vår hemsida, www.invacare.se



Sittbredd ▼

3-hjulig 510 mm

4-hjulig 510 mm



Sittdjup ▼

Deluxe: 500 mm
Premium: 630 mm

Deluxe: 500 mm
Premium: 630 mm



Sitthöjd ▼

Min. 440 mm
Max. 510 mm

Min. 440 mm
Max. 510 mm



Ryggstödshöjd ▼

Deluxe: 490 mm
Premium: 630 mm

Deluxe: 490 mm
Premium: 630 mm



Hjulbas ▼

690 mm

650 mm



Totallängd ▼

1300 mm

1320 mm



Vikt ▼

3-hjulig 126 kg

4-hjulig 136 kg



Tyngsta del ▼

62 kg

62 kg



Max brukarvikt ▼

150 kg

160 kg



Batterikapacitet ▼

2 x 12 V/75 Ah (C20) AGM
2x12V 74Ah (C20) GEL

2 x 12 V/75 Ah (C20) AGM
2x12V 74Ah (C20) GEL



Svängdiameter ▼

2500 mm

2750 mm



Max hindertagning ▼

100 mm

100 mm



Markfrigång ▼

3-hjulig 100 mm

4-hjulig 100 mm



Max säker lutning ▼

10°

10°



Motoreffekt ▼

10 km/h: 240W/600W¹
15 km/h: 550W/1600W¹

10 km/h: 240W/600W¹
15 km/h: 550W/1600W¹



Körsträcka ▼

52 km

52 km



Hastighet ▼

10 / 15 km/h

10 / 15 km/h

¹ Max effekt

Färg*



Marmorvit



Alium
blå



Diamant-
silver



Granatröd

Klädsel



Svart vinyl

*Scooterfärgerna kan variera något.

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 – 163 91 Spånga
Sweden



Yes, you can.®