

# Orion® Pro

## Sienta la libertad



Confort, seguridad y fiabilidad  
con un alto rendimiento



Yes, you can.®

# Sienta la diferencia

Nuestros scooters han sido diseñados por expertos de la salud para garantizar unos niveles inigualables de calidad, seguridad y confort.

Gracias a la investigación exclusiva y la amplia experiencia en el diseño de productos para la movilidad, en Invacare nos enorgullecemos especialmente de los scooters porque mejoran la calidad de vida de los usuarios. Es muy importante poder recuperar la seguridad, la confianza y la independencia.

Cada detalle de nuestros scooters se ha tenido en cuenta y se ha refinado para que moverse sea más cómodo y sencillo, desde el manillar ergonómico hasta los asientos acolchados adaptables y ajustables en altura.

## Calidad



Líder en el mercado en el montaje de calidad con especial atención en los detalles.

## Seguridad



Cumple con los últimos Estándares Europeos de Dispositivos Médicos.

## Confort



Diseño que se ajusta y adapta para ofrecer mayor confort.



# Sienta el control con el Orion® Pro

Presentamos el Orion® Pro, un scooter de alto rendimiento diseñado para brindarle comodidad, seguridad y fiabilidad donde vaya.

Ideal para trayectos más largos, el Orion® Pro cuenta con una suspensión avanzada y ruedas grandes que garantizan que conduzca con comodidad y seguridad, incluso en terrenos

irregulares, en curvas o al superar obstáculos. El Orion® Pro es muy fácil de conducir, y le ofrece un control total.

Velocidad máxima  
15 km/h

Autonomía  
52 km  
con una carga completa

Peso máximo usuario  
160 kg



## Mayor control durante la conducción

- Manillar ergonómico para más control
- Diseñado para todo tipo de terrenos
- Protectores antisalpicaduras



## Seguridad primero

- Limitador de velocidad automático: Reduce la velocidad en las curvas para mayor control y seguridad.
- Palanca de desembrague en 2 tiempos que impide que el motor quede desembragado de forma involuntaria.
- Luces de freno e intermitentes
- Kit de luces para mayor visibilidad



## Diseñado pensando en el confort

- Acolchado del asiento de alta calidad
- Asiento ajustable en altura
- Columna de conducción ajustable en altura
- Los reposabrazos abatibles y el asiento giratorio facilitan subir y bajar del scooter




## Manillar ajustable para mayor confort



Diseñado para adaptarse a todo tipo de terrenos sin comprometer la seguridad



Asiento giratorio para transferencias más fáciles



Iluminación de alta calidad



Palanca de desembrague en 2 tiempos que impide que el motor quede desembragado de forma involuntaria



## Personalice su scooter

Adapte el Invacare Orion® Pro a sus gustos y necesidades. Explore las opciones disponibles.

## Personalice su scooter

Tenemos una amplia gama de opciones disponibles para que pueda personalizar su scooter Invacare Orion® Metro. Pregunte a su distribuidor y descubra todas las opciones.



Cesta trasera



Retrovisores



Parachoques delanteros y traseros



Soporte para móvil



Soporte bastones/muletas



Cinturón de seguridad



Portavasos



Diferentes carenados

## Datos Técnicos

Para más información sobre el producto, incluido manuales de usuario, por favor visite nuestra web [www.invacare.es](http://www.invacare.es)



Ancho respaldo ▼

510 mm



Profundidad de asiento ▼

Comfort and Deluxe: 470 mm  
Premium: 460 mm



Altura asiento-suelo ▼

Min. 440 mm  
Max. 510 mm



Altura respaldo ▼

Comfort: 500 mm  
Deluxe: 490 mm  
Premium: 630 mm



Ancho unidad motorizada ▼

650 mm



Largo total ▼

1320 mm



Peso sin usuario ▼

136 kg



Parte más pesada ▼

62 kg



Peso máximo usuario ▼

160 kg



Capacidad de las baterías ▼

2 x 12 V/75 Ah (C20) AGM



Radio de giro ▼

2750 mm



Capacidad para superar obstáculos ▼

100 mm



Distancia al suelo ▼

100 mm



Pendiente máxima ▼

10°



Potencia motor ▼

550W/1600 W<sup>1</sup>



Autonomía ▼

52 km



Velocidad máxima ▼

15 km/h

<sup>1</sup> Potencia del motor

## Colores\*



Rojo Garnet



Vinilo negro

\* El color del scooter puede variar ligeramente. Por favor, consulte con su distribuidor.

## Tapizado

Tel. (34) 972 49 32 14  
[contactsp@invacare.com](mailto:contactsp@invacare.com)  
[www.invacare.es](http://www.invacare.es)

Invacare S.A.  
Avenida del Oeste nº50, 11ª  
Valencia - CP: 46001  
España

