

**AQUATEC®**

# 90 Ergo

**Un nouveau réhausse WC ergonomique**



**Conçu pour le confort et une facilité d'utilisation**

Un look discret et moderne, sans outil ni fixations



**Yes, you can.®**

AQUATEC®

90 Ergo

## La dernière nouveauté de **notre gamme Aquatec**

Notre gage de qualité sur l'ensemble des conceptions Aquatec vise à se soucier des détails. Notre gamme a acquis une notoriété internationale inégalée. Chaque solution Aquatec est soigneusement conçue pour relever les défis des soins personnels.

Découvrez le nouvel Aquatec 90 Ergo.



## Un nouveau réhausse WC avec des caractéristiques inégalées

L'Aquatec 90 Ergo est la dernière création de notre gamme Aquatec. Il présente une hauteur d'assise optimale de 10 cm et un nouveau design ergonomique qui s'adapte aux toilettes modernes et traditionnelles, ce qui le rend extrêmement polyvalent.

Il représente l'équilibre parfait entre l'efficacité et un design de qualité. Une nouvelle génération de réhausse WC est arrivée.



### L'ergonomie au coeur du produit

- > Conçu pour votre confort
- > S'adapte à la morphologie du corps
- > Inclinaison de 5° pour faciliter la toilette



DESIGN  
ERGONOMIQUE

5°



### Un style sans compromis

L'époque où l'on devait choisir entre une salle de bains fonctionnelle ou élégante est révolue. Bienvenue dans une nouvelle ère d'accessoires de toilette conçus afin de favoriser l'indépendance sans compromettre l'esthétique de la salle de bains.




### Un design ergonomique

L'Aquatec 90 Ergo est doté d'un siège façonné de manière anatomique que l'on retrouve également dans notre gamme de chaises de douche Aquatec Ocean Ergo. Le siège ergonomique épouse parfaitement les contours du corps, ce qui garantit une stabilité optimale et un niveau de confort élevé. L'inclinaison de 5° permet également une meilleure position pour faciliter la toilette.



### Couvercle optionnel

L'Aquatec 90 Ergo est disponible avec un couvercle en option pour plus d'esthétique et d'hygiène.



Couvercle



### S'adapte à tous types de toilettes

L'Aquatec 90 Ergo convient aussi bien aux cuvettes de toilettes traditionnelles qu'aux formes modernes d'aujourd'hui. Son installation ne nécessite aucun outil.



### Éco-conscient

Faire des choix plus écologiques signifie être plus respectueux de notre environnement ainsi que de notre maison. L'Aquatec 90 Ergo est fabriqué à partir de 47 % de matériaux recyclés pour une empreinte CO2 réduite. Choisir l'Aquatec 90 Ergo, c'est préserver les ressources pour un environnement plus durable.



### Aucune fixation

Conçu avec une friction et adhérence de haute intensité, l'Aquatec 90 Ergo assure une position sûre et stable, sans support ni fixation. Il vous suffit seulement de le soulever et de le ranger lorsqu'il n'est pas utilisé.



Sans outil ni fixation



Compact pour un stockage facile




# Une notoriété basée sur **la qualité** et les conceptions innovantes

Aquatec est depuis longtemps synonyme d'équipements de haute qualité pour les soins personnels autonomes et assistés. La gamme comprend des solutions pour la toilette, la douche et le bain. Découvrez la gamme complète en visitant le site [www.invacare.be/fr](http://www.invacare.be/fr).

## Données techniques

Pour plus d'information sur ce produit, veuillez vous référer aux manuels d'utilisation et de maintenance disponibles sur [www.invacare.be/fr](http://www.invacare.be/fr).

90 Ergo

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  | <br>Blanc<br>Couleur |
| <b>Largeur de l'ouverture</b> ▼   | <b>Largeur totale</b> ▼   | <b>Profondeur de l'ouverture</b> ▼  | <b>Profondeur totale</b> ▼   |   |
| 230 mm  | 410 mm  | 315 mm  | 411 mm   |   |
|  |  |  |  |   |
| <b>Hauteur du réhausse WC (depuis la cuvette des toilettes)</b> ▼                   | <b>Hauteur totale du réhausse WC</b> ▼  | <b>Poids</b> ▼  | <b>Poids max. utilisateur</b> ▼  |   |
| 100 mm  | 143 mm  | 1,6kg (avec couvercle)<br>1,2kg (sans couvercle)                                    | 225kg  |   |

**Tél: +32 (0)50 - 83 10 10**  
[marketingbelgium@invacare.com](mailto:marketingbelgium@invacare.com)  
[www.invacare.be/fr](http://www.invacare.be/fr)

Invacare SA  
Autobaan 22  
8210 Loppem  
Belgique