

**AQUATEC®**

# 90 Ergo

**Een nieuwe ergonomische toiletverhoger**



**Ontworpen voor comfort en gebruiksgemak**

Een discrete en moderne look, zonder gereedschap of bevestigingsmiddelen



**Yes, you can.®**



AQUATEC®

90 Ergo

## De nieuwste toevoeging aan **onze Aquatec reeks**

Onze kwaliteitsgarantie op alle Aquatec designs is detailgericht. Ons assortiment heeft een onovertroffen internationale reputatie opgebouwd. Elke Aquatec-oplossing is zorgvuldig ontworpen om de uitdagingen van persoonlijke verzorging aan te gaan.

Ontdek de nieuwe Aquatec 90 Ergo.





## Een nieuwe toiletverhoger met ongeëvenaarde eigenschappen

De Aquatec 90 Ergo is de nieuwste toevoeging aan ons Aquatec-assortiment. Hij heeft een optimale zithoogte van 10 cm en een nieuw ergonomisch design dat past op zowel moderne als traditionele toiletten, waardoor hij extreem veelzijdig is. Het vormt de perfecte balans tussen efficiëntie en kwaliteitsdesign. Een nieuwe generatie toiletverhogers is gearriveerd!



### Focus op ergonomie

- > Ontworpen voor uw comfort
- > Past zich aan de morfologie van het lichaam
- > 5° kantelen voor eenvoudiger toiletbezoek



ERGONOMISCH  
DESIGN

5°



### Gestyled zonder compromissen

De tijd van kiezen tussen een functionele of een stijlvolle badkamer is voorbij. Welkom in een nieuw tijdperk van toiletaccessoires die zijn ontworpen om onafhankelijkheid te bevorderen zonder afbreuk te doen aan de esthetiek van de badkamer.



### Ergonomisch ontworpen

De Aquatec 90 Ergo heeft een anatomisch gevormde zitting die ook te vinden is in onze Aquatec Ocean Ergo-reeks douchestoelen. De ergonomische zitting vormt zich perfect naar de lichaamscontouren en zorgt voor optimale stabiliteit en meer comfort. De kanteling van 5° bevordert ook een verbeterde positie voor gemakkelijker toiletbezoek.



### Optioneel deksel

De Aquatec 90 Ergo is verkrijgbaar met een optioneel deksel voor meer esthetiek en hygiëne.



Deksel



### Past op alle soorten toiletten

De Aquatec 90 Ergo is geschikt voor zowel traditionele toiletten als voor de moderne vormen van nu. De installatie vereist geen gereedschap.



### Milieubewust

Groenere keuzes maken betekent vriendelijker zijn voor zowel ons milieu als ons huis. De Aquatec 90 Ergo is gemaakt van 47% gerecyclede materialen voor een verminderde CO2-voetafdruk. Kiezen voor de Aquatec 90 Ergo betekent het behoud van hulpbronnen voor een duurzamere omgeving.



### Geen bevestigingsmiddelen

Ontworpen met nieuwe wrijvingsgrepen, zorgt de Aquatec 90 Ergo voor een veilige en stabiele positie, zonder ondersteuning of fixatie. Je hoeft hem alleen maar op te tillen en op te bergen als hij niet in gebruik is.



Zonder gereedschap  
of bevestiging



Compact voor  
eenvoudige stockage





# Een reputatie gebaseerd op kwaliteit en innovatief design

Aquatec staat al sinds geruime tijd synoniem voor hoogwaardige apparatuur voor begeleide en onafhankelijke persoonlijke verzorging. Het assortiment omvat toilet-, douche- en badoplossingen. U kunt het volledige assortiment bekijken op [www.invacare.be](http://www.invacare.be).

## Technische gegevens

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op onze Invacare-website.

90 Ergo

				 Kleur
Breedte opening ▼	Totale breedte ▼	Diepte opening ▼	Totale diepte ▼	
230 mm	410 mm	315 mm	411 mm	
				
Hoogte van de toiletverhoger (vanaf de toiletpot) ▼	Totale product hoogte ▼	Gewicht ▼	Max. gebruikersgewicht ▼	
100 mm	143 mm	1.6kg (met deksel) 1.2kg (zonder deksel)	225kg	

Tel: +32 (0)50 - 83 10 10  
marketingbelgium@invacare.com  
[www.invacare.be](http://www.invacare.be)

Invacare NV  
Autobaan 22  
8210 Loppem  
België