



Yes, you can.®

Invacare SA
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.invacare.be

Invacare® Rea® Azalea Max
Voiturette modulaire (roues 16"/22"/24")



Dossier réglable en tension, assise préformée et inclinaison de dossier et d'assise incl, repose-jambes confort, palettes réglables en angle et largeur d'assise plus de 52cm

Garantie: générale: 2 ans; châssis : 3 ans
Poids max. de l'utilisateur: 180 kg






Date :

Référence :

Revendeur :

Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases Option standard Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
BSA0010	<input checked="" type="checkbox"/>	Invacare® Rea® Azalea Max		2.912,52
BQA8000	<input type="checkbox"/>	Construction spéciale		2.912,52
TYPE DE PROPULSION				
BSA0020	<input checked="" type="checkbox"/>	Avec roues transit 16" et freins à tambour	0100, 0514, 0516, 0522, 0540, 0545, 0550, 0561	700,00
BSA0030	<input type="checkbox"/>	Avec roues 24"/ 22" à cerceaux et avec freins à pousser	0080, 0512, 0524, 0545	
BSA0040	<input type="checkbox"/>	Avec roues 24"/ 22" à cerceaux et avec freins à tambour	0080, 0512, 0522	700,00
DIMENSIONS				
LARGEUR D'ASSISE				
BSA0050	<input checked="" type="checkbox"/>	550 mm		
BSA0060	<input type="checkbox"/>	600 mm		1.275,39
PRE-REGLABLE EN LARGEUR DE L'ASSISE				
BSA0070	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise + 50 mm à la livraison de la chaise		
BSA0080	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise + 100 mm à la livraison de la chaise (seulement avec roues 16")	0100; 0561	
BSA0085	<input checked="" type="checkbox"/>	Sans élargissement de l'assise		
PROFONDEUR D'ASSISE				
BSA0090	<input checked="" type="checkbox"/>	530 - 600 mm		
HAUTEUR D'ASSISE				
BSA0100	<input type="checkbox"/>	400 mm	0290, 0495, 0512, 0516	
BSA0110	<input checked="" type="checkbox"/>	450 mm	514	
ASSISE				
BSA0120	<input checked="" type="checkbox"/>	Réglable en profondeur		
BSA0130	<input checked="" type="checkbox"/>	Coussin d'assise Max		
BSA0135	<input type="checkbox"/>	Sans coussin d'assise		
BSA0145	<input type="checkbox"/>	Revêtement en péluce		
BSA0155	<input checked="" type="checkbox"/>	Gris imperméable		
DOSSIER				
BSA0160	<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension, largeur, profondeur et angle		
BSA0170	<input checked="" type="checkbox"/>	Housse latérale		
BSA0180	<input type="checkbox"/>	Dossier Laguna		
BSA0190	<input type="checkbox"/>	Sans dossier		
BSA0205	<input type="checkbox"/>	Revêtement en péluce		
BSA0215	<input checked="" type="checkbox"/>	Gris imperméable		
BSA0220	<input checked="" type="checkbox"/>	Poignées de poussée avec barre		
BSA0230	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée élevée		120,00
OPTIONS D'ASSISE				
INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER				
BSA0240	<input checked="" type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise et de dossier à vérin pour tierce personne		
BSA0250	<input type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise et de dossier électronique		1.275,00
BSA0605	<input checked="" type="checkbox"/>	Blocage de l'inclinaison d'assise préréglée		
REPOSE-JAMBES / REPOSE-PIEDS / PALETTES				
BSA0260	<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-jambes de confort, paire		
BSA0270	<input type="checkbox"/>	Sans repose-jambes	0291; 0292; 0293	
PALETTES				

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
BSA0280	◆	Palette réglable en angle et en profondeur avec tube court et sangle de tallon, paire			
BSA0290	□	Palette réglable en angle et en profondeur avec tube long et sangle de tallon, paire			
AUTRES OPTIONS					
BSA0291	□	Support amputé gauche		137,50	
BSA0292	□	Support amputé droite		137,50	
BSA0293	□	Sangle de tallon			
ACCOUDOIRS					
GAUCHE					
BSA0300	□	Réglable en hauteur, accoudoir renforcé, gauche			
BSA0305	◆	Accoudoir bas, réglable en hauteur, gauche, ducktail (autolock incl.)			
BSA0310	□	Sans accoudoir gauche			
DROITE					
BSA0320	□	Réglable en hauteur, accoudoir renforcé, droite			
BSA0325	◆	Accoudoir bas, réglable en hauteur, droite, ducktail (autolock incl.)			
BSA0330	□	Sans accoudoir droite			
OPTIONS D'ASSISE					
BSA0340	□	Housse pour protège-vêtements		55,00	
BSA0350	□	Coussin pour dans la housse (pour protège-vêtements)		22,00	
BSA0360	□	Housse d'incontinence		49,50	
BSA0365	□	Inclinomètre pour inclinaison de dossier		44,00	
BSA0370	□	Support-tête, réglable latéralement	0400; 0410	223,75	
BSA0380	□	Housse pour support-tête		49,50	
BSA0390	□	Support-tête avec support des joues, réglable latéralement	0400; 0410	223,75	
BSA0400	□	Support-nuque		223,75	
BSA0411	□	Pelote latérale avec bras standard fixe (gauche)		88,00	
BSA0412	□	Pelote latérale avec bras standard fixe (droite)		88,00	
BSA0413	□	Pelote latérale multi-réglable, bras standard fixe (gauche)		120,83	
BSA0414	□	Pelote latérale multi-réglable, bras standard fixe (droite)		120,83	
BSA0440	□	Cales (paire)		25,00	
COULEUR DE CHÂSSIS					
BSA0441	◆	PEARL GREY			
BSA0442	□	AZURITE			
BSA0443	□	SAND			
BSA0444	□	ELECTRIC GREEN			
BSA0445	□	HAPPY RED			
OPTIONS CHÂSSIS					
BSA0450	□	Rallonge-châssis, pour rallonger les roues avant de 50 mm vers l'avant		85,00	
BSA0460	◆	Fixation roues avant fixe			
ROUES AVANT					
BSA0480	□	140x45 molles, noirs			
BSA0495	◆	200x45 pleins, noirs			
ROUES ARRIÈRE					
TAILLE					
BSA0512	□	16"; fixe	0722, 0724, 0745, 0785, 0790, 0800, 0810, 0850, 0863, 0867		
BSA0514	□	22"; QR	800		
BSA0516	◆	24"; QR			
TYPE ROUES					
BSA0522	□	Renforcée HD	(NC: 0755, 0800, 0810)		
BSA0524	□	Frein tambour			
BSA0535	◆	Pneus arrière, pleins, noirs			
CERCEAUX					
BSA0540	□	Cerceaux en alu			
BSA0545	□	Enduit en plastique		111,88	
OPTIONS DE SECURITE					
BSA0560	◆	Freins à pousser pour l'utilisateur			
BSA0561	□	Freins à pousser pour l'utilisateur avec levier rallongé		22,00	
BSA0570	□	Ceinture de sécurité		44,75	
BSA0595	□	Crochets de transport avant		22,00	
BSA0600	□	Tablette avec pads pour les coudes	0930	238,67	
CONSTRUCTIONS SPECIALES					
BSA8010	□	Commentaire sur la construction spéciale			