



**Alber**<sup>®</sup>  
*viamobil*<sup>®</sup> eco V14 (AAP)  
*Viaplus*<sup>®</sup> V12 (AAP)  
*ViaGO*<sup>®</sup> V24

**V12 & V14 AAP**

Produit d'assistance à la propulsion et au freinage à commande uniquement par l'accompagnant. Adjonction pour fauteuil roulant manuel

**ViaGO V24**

Aide à la poussée compacte pour fauteuil roulant manuel

**V12 & V14 Prix Public TTC  
(LPPR/PLV)**

**3 500,00 €**






Forfait SAV4 batterie : 350,00 €  
(Code LPPR 4369802)

**ViaGO Prix Pubic TTC**

**1635,25 €**

Informations client	Caractéristiques produit
Date :	
Référence d'achat :	
Code client :	
Cachet du distributeur :	
	<b>Vitesse:</b> Jusqu'à 5,5 km
	<b>Batterie:</b> V14 7,2 Ah - V12 12 Ah - ViaGO 4,5 Ah
	<b>Autonomie:</b> V14 jusqu'à 12 km - V12 & ViaGO jusqu'à 16 km
	<b>Poids maximum de l'utilisateur :</b> V12 & V14 120kg - ViaGO 150 kg
	<b>Poids :</b> V14 18,5 kg - V12 17 kg (batterie 6 kg) - ViaGO 5,85 kg
	<b>Poids batterie:</b> 6 Kg
	<b>Garantie</b> 2 ans batteries incluses et hors pièces d'usure
	<b>Montage par prestataires formés ou Invacare</b>
Commandes	
Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur <a href="http://www.invacare.fr">www.invacare.fr</a> , ou commandez par e-mail à : <a href="mailto:commandesfr@invacare.com">commandesfr@invacare.com</a> Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare <sup>®</sup> . Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.	

<input type="checkbox"/> Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases			◆ Configuration standard		○ Options sans supplément de prix			
alber® <i>viamobil®eco</i> V14 - AAP					Euros			
CODE		DESIGNATION		Prix Public		LPPR/PLV		
				HT	TTC			
1489118	<input type="checkbox"/>	alber® <i>Viamobil®eco</i> , dispositif d'assistance électrique amovible pour tierce-personne adaptable sur fauteuil roulant manuel pliant par croisillon Code LPPR 9912139		2 903,29	3 062,97	3500,00*		
				+ 1,75 € HT d'éco-participation				
OPTIONS OBLIGATOIRES								
1489343	<input type="checkbox"/>	Kit de fixation pour <i>viamobil eco</i> (obligatoire)		236,97	250,00			
1584856-VE	<input type="checkbox"/>	Installation du kit de fixation par Invacare (obligatoire) (frais de transport retour non inclus) Délai moyen de montage : 5 jours ouvrés à réception du fauteuil (Dans le cas d'un fauteuil existant, prévoir un retour sous 10 jours de celui-ci dans nos ateliers).		177,28	187,03			
* PLV (Prix Limite de Vente) de 3500,00 € TTC comprenant le <i>viamobil eco</i> , le kit de fixation et l'installation du kit de fixation. Les indications, les modalités de prescription et les modalités de délivrance sont détaillées dans le J. O. présent sur notre site internet : <a href="http://www.invacare.fr">www.invacare.fr</a>								
Pour déterminer la compatibilité:								
Fauteuil Invacare® ( Action® et kuschall®), merci de nous indiquer ci-dessous le numéro de série du fauteuil à équiper					Testez la compatibilité du fauteuil roulant manuel grâce au DIP sur votre Espace Invacare Pro !			
Numéro de série:								
Fauteuil de toutes autres marques, merci de nous envoyer avec cette fiche la prise de mesure du fauteuil à équiper.								
Attention : Empattement du fauteuil susceptible d'être modifié. Evitez toutes options proches des paliers arrière pouvant interférer sur le montage.								
ACCESSOIRES								
1489339	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule pour <i>viamobil®eco</i> la paire (obligatoires pour pentes >8% (à installer sur le kit de fixation du <i>viamobil®eco</i> )		○	○			
1489197	<input type="checkbox"/>	Batterie supplémentaire 7,2 Ah - Garantie 2 ans		221,80	234,00			
1520413	<input type="checkbox"/>	Chargeur voiture (pour charger la batterie dans le véhicule)		361,14	381,00			
alber® <i>viaplus®</i> V12 - AAP					Euros			
CODE		DESIGNATION		Prix Public		LPPR/PLV		
				HT	TTC			
1520227	<input type="checkbox"/>	alber® <i>Viaplus®</i> dispositif d'assistance électrique amovible pour tierce-personne adaptable exclusivement sur Rea Azalea, Clematis, Clematis Pro et Dahlia 30°/45° Code LPPR 9912139	NC : version surbaissée roues 22"	2 903,29	3 062,97	3500,00*		
				+ 1,75 € HT d'éco-participation				
OPTIONS OBLIGATOIRES								
1457771	<input type="checkbox"/>	Kit de fixation pour <i>viaplus</i> (obligatoire)		236,97	250,00			
1584856-VP	<input type="checkbox"/>	Installation du kit de fixation par Invacare (obligatoire) (frais de transport retour non inclus) Délai moyen de montage : 5 jours ouvrés à réception du fauteuil (Dans le cas d'un fauteuil existant, prévoir un retour sous 10 jours de celui-ci dans nos ateliers).		177,28	187,03			
* PLV (Prix Limite de Vente) de 3500,00 € TTC comprenant le <i>viaplus</i> , le kit de fixation et l'installation du kit de fixation. Les indications, les modalités de prescription et les modalités de délivrance sont détaillées dans le J. O. présent sur notre site internet : <a href="http://www.invacare.fr">www.invacare.fr</a>								
Pour déterminer la compatibilité:								
Fauteuil Invacare®, merci de nous indiquer ci-dessous le numéro de série du fauteuil à équiper :					Testez la compatibilité du fauteuil roulant manuel grâce au DIP sur votre Espace Invacare Pro !			
Numéro de série:								
Attention : Empattement du fauteuil susceptible d'être modifié. Evitez toutes options proches des paliers arrière pouvant interférer sur le montage.								
ACCESSOIRES								
1520367	<input type="checkbox"/>	Batterie supplémentaire 12 Ah - Garantie 2 ans		306,16	323,00			

Alber® ViaGO®				Euros		
				Prix Public		
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
via GO V24						
1595002	<input type="checkbox"/>	alber® <b>via GO V24</b> - 5,5 km/h - Chargeur et télécommande pour contrôle de la vitesse et marche/arrêt avec support de télécommande pour fauteuil roulant avec freins tambours inclus	 <b>PRIX EN BAISSÉ !</b>	1 550,00	1 635,25	
				+ 1,75 € HT d'éco-participation		
OPTIONS IMPORTANTES						
1595020	<input type="checkbox"/>	Support standard pour le montage sur les fauteuils roulants manuel standards et légers avec un diamètre de tube de 25 mm (peut être installé par tout prestataire)		236,97	250,00	 1595020
1595019	<input type="checkbox"/>	Autre support pour le montage sur les fauteuils roulants avec différents diamètres de tubes (fauteuils confort, enfant et porte coquille)		284,36	300,00	
1595080	<input type="checkbox"/>	Support de commande et vis inclus pour fauteuils roulants <b>sans frein tierce personne</b>		28,44	30,00	 1595080
1584856-VG	<input type="checkbox"/>	Montage du via GO		109,95	116,00	
INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE FAUTEUIL :						
Numéro de série:						
Largeur d'assise (en cm) :						
Hauteur d'assise (en cm) :						
Distance entre les extrémités des axes à démontage rapide (en cm, pour fauteuil roulant pliant) :						
<input type="checkbox"/>	Équipé de freins à tambour					
<input type="checkbox"/>	Équipé de roulette anti-basculés					
<input type="checkbox"/>	Equipé d'un système accroche taxi					
<input type="checkbox"/>	Equipé d'une extension de l'empattement					

Testez la compatibilité du fauteuil roulant manuel grâce au **DIP** sur votre **Espace Invacare Pro** !