



Alber[®]

viamobil[®] eco V14 (AAP)

Viaplus[®] V12 (AAP)

ViaGO[®] V24



V12 & V14 AAP

Produit d'assistance à la propulsion et au freinage à commande uniquement par l'accompagnant. Adjonction pour fauteuil roulant manuel

ViaGO V24

Aide à la poussée compacte pour fauteuil roulant manuel

V12 & V14 Prix Public TTC
(LPPR/PLV)

3 500,00 €

Forfait SAV4 batterie : 350,00 €
(Code LPPR 4369802)

ViaGO Prix Pubic TTC

1635,25 €

Prescripteurs :


- Médecins spécialistes MPR
- Médecins titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes

Informations client	Caractéristiques produit
Date :	CE
Référence d'achat :	Vitesse: Jusqu'à 5,5 km
Code client :	Batterie: V14 7,2 Ah - V12 12 Ah - ViaGO 4,5 Ah
Cachet du distributeur :	Autonomie: V14 jusqu'à 12 km - V12 & ViaGO jusqu'à 16 km
	Poids maximum de l'utilisateur : V12 & V14 120kg - ViaGO 150 kg
	Poids : V14 18,5 kg - V12 17 kg (batterie 6 kg) - ViaGO 5,85 kg
	Poids batterie: 6 Kg
	Garantie 2 ans batteries incluses et hors pièces d'usure
	Montage par prestataires formés ou DHCare
Commandes	
Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace DHCare Pro sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCare[®]. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.	

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases
☒ Configuration standard
☐ Options sans supplément de prix

alber® viamobil®eco V14 - AAP				Euros		
CODE		DESIGNATION	Prix Public		LPPR/PLV	
			HT	TTC		
1489118	☐	alber® Viamobil®eco , dispositif d'assistance électrique amovible pour tierce-personne adaptable sur fauteuil roulant manuel pliant par croisillon Code LPPR 9912139	2 903,29	3 062,97	3500,00*	
			+3,75€ HT d'éco-participation			
OPTIONS OBLIGATOIRES						
1489343	☐	Kit de fixation pour viamobil eco (obligatoire)	236,97	250,00		
1584856-VE	☐	Installation du kit de fixation par DHCare (obligatoire) (frais de transport retour non inclus) Délai moyen de montage : 5 jours ouvrés à réception du fauteuil (Dans le cas d'un fauteuil existant, prévoir un retour sous 10 jours de celui-ci dans nos ateliers).	177,28	187,03		
* PLV (Prix Limite de Vente) de 3500,00 € TTC comprenant le viamobil eco, le kit de fixation et l'installation du kit de fixation. Les indications, les modalités de prescription et les modalités de délivrance sont détaillées dans le J. O. présent sur notre site internet : www.dhcare.fr						
Pour déterminer la compatibilité:						
Fauteuil DHCare® (Action® et kuschall®), merci de nous indiquer ci-dessous le numéro de série du fauteuil à équiper				Testez la compatibilité du fauteuil roulant manuel grâce au DIP sur votre Espace DHCare Pro !		
Numéro de série: Fauteuil de toutes autres marques, merci de nous envoyer avec cette fiche la prise de mesure du fauteuil à équiper.						
Attention : Empattement du fauteuil susceptible d'être modifié. Evitez toutes options proches des paliers arrière pouvant interférer sur le montage.						
ACCESSOIRES						
1489339	☐	Roulettes anti-bascule pour viamobil®eco la paire (obligatoires pour pentes >8% (à installer sur le kit de fixation du viamobil®eco)	☐	☐		
1489197	☐	Batterie supplémentaire 7,2 Ah - Garantie 2 ans	221,80	234,00		
1520413	☐	Chargeur voiture (pour charger la batterie dans le véhicule)	361,14	381,00		
alber® viaplus® V12 - AAP				Euros		
CODE		DESIGNATION	Prix Public		LPPR/PLV	
			HT	TTC		
1520227	☐	alber® Viaplus® dispositif d'assistance électrique amovible pour tierce-personne adaptable exclusivement sur Rea Azalea, Clematis, Clematis Pro et Dahlia 30°/45° Code LPPR 9912139	2 903,29	3 062,97	3500,00*	
NC : version surbaissée roues 22"			+3,75€ HT d'éco-participation			
OPTIONS OBLIGATOIRES						
1457771	☐	Kit de fixation pour viaplus (obligatoire)	236,97	250,00		
1584856-VP	☐	Installation du kit de fixation par DHCare (obligatoire) (frais de transport retour non inclus) Délai moyen de montage : 5 jours ouvrés à réception du fauteuil (Dans le cas d'un fauteuil existant, prévoir un retour sous 10 jours de celui-ci dans nos ateliers).	177,28	187,03		
* PLV (Prix Limite de Vente) de 3500,00 € TTC comprenant le viaplus, le kit de fixation et l'installation du kit de fixation. Les indications, les modalités de prescription et les modalités de délivrance sont détaillées dans le J. O. présent sur notre site internet : www.dhcare.fr						
Pour déterminer la compatibilité:						
Fauteuil DHCare®, merci de nous indiquer ci-dessous le numéro de série du fauteuil à équiper :				Testez la compatibilité du fauteuil roulant manuel grâce au DIP sur votre Espace DHCare Pro !		
Numéro de série: Attention : Empattement du fauteuil susceptible d'être modifié. Evitez toutes options proches des paliers arrière pouvant interférer sur le montage.						
ACCESSOIRES						
1520367	☐	Batterie supplémentaire 12 Ah - Garantie 2 ans	306,16	323,00		

Alber® ViaGO®				Euros		
				Prix Public		
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
via GO V24						
1595002	☐	alber® via GO V24 - 5,5 km/h - Chargeur et télécommande pour contrôle de la vitesse et marche/arrêt avec support de télécommande pour fauteuil roulant avec freins tambours inclus		1 550,00	1 635,25	
				+4,05€ HT d'éco-participation		
1596101	☐	alber® via GO V24 - 5,5 km/h - Chargeur et télécommande ergonomique pour contrôle de la vitesse et marche/arrêt avec support de télécommande pour fauteuil roulant avec freins tambours inclus		1 670,00	1 761,85	
				+4,05€ HT d'éco-participation		
OPTIONS IMPORTANTES						
1595020	☐	Support standard pour le montage sur les fauteuils roulants manuel standards et légers avec un diamètre de tube de 25 mm (peut être installé par tout prestataire)		236,97	250,00	 1595020
1595019	☐	Autre support pour le montage sur les fauteuils roulants avec différents diamètres de tubes (fauteuils confort, enfant et porte coquille)		284,36	300,00	
1595080	☐	Support de commande et vis inclus pour fauteuils roulants sans frein tierce personne		28,44	30,00	 1595080
1584856-VG	☐	Montage du via GO		109,95	116,00	
INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE FAUTEUIL :						
Numéro de série: _____						
Largeur d'assise (en cm) : _____						
Hauteur d'assise (en cm) : _____						
Distance entre les extrémités des axes à démontage rapide (en cm, pour fauteuil roulant pliant) : _____						
☐	Équipé de freins à tambour					
☐	Équipé de roulette anti-bascules					
☐	Equipé d'un système accroche taxi					
☐	Equipé d'une extension de l'empattement					



Testez la compatibilité du fauteuil roulant manuel grâce au **DIP** sur votre **Espace DHCare Pro** !