



Yes, you can.®

Invacare nv
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

Invacare® Action® Vertic

Fauteuil manuel avec verticalisation électrique

Poids max. de l'utilisateur: 115 kg
Garantie: générale: 1 an, châssis: 3 ans

Date :

Référence :

Revendeur :

Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases Option standard Option sans supplément

CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse
MODELE DE BASE		
◆ CSB0100	Fauteuil avec propulsion manuelle	4727,05
◆ CSB0025	Verticalisation électrique	
COMMANDES		
◆ CSB0050	Droite	
CSB0051	Gauche	
LARGEUR D'ASSISE & PROFONDEUR D'ASSISE		
CSB0145	Larg. d'ass. protège-vêtements 380 mm, ext. tubes 350 mm	
CSB0150	LA 380 mm, prof. châssis 410 mm, coussin d'assise 400 mm	
CSB0160	LA 380 mm, prof. châssis 435 mm, coussin d'assise 400 mm	
CSB0170	LA 380 mm, prof. châssis 460 mm, coussin d'assise 400 mm	
CSB0175	Larg. d'ass. protège-vêtements 430 mm, ext. tubes 400 mm	
◆ CSB0180	LA 430 mm, prof. châssis 460 mm, coussin d'assise 400 mm	
CSB0190	LA 430 mm, prof. châssis 485 mm, coussin d'assise 400 mm	
CSB0200	LA 430 mm, prof. châssis 510 mm, coussin d'assise 400 mm l	
CSB0205	Larg. d'ass. protège-vêtements 480 mm, 400 mm ext. tubes	
CSB0210	LA 480 mm, prof. châssis 460 mm, coussin d'assise 450 mm	
CSB0220	LA 480 mm, prof. châssis 485 mm, coussin d'assise 450 mm	
CSB0230	LA 408 mm, prof. châssis 510 mm, coussin d'assise 450 mm l	
HAUTEUR D'ASSISE		
◆ CSB0240	520 mm	
ASSISE		
◆ CSB0250	Nylon noir avec bandes velcro, réglables en tension	
DOSSIER		
◆ CSB0260	7° fixe, réglable en hauteur	
HAUTEUR DE DOSSIER		
CSB0265	320 mm ²	
◆ CSB0270	380 mm	
CSB0280	400 mm	
CSB0290	420 mm	
CSB0300	440 mm	
CSB0310	460 mm	
CSB0320	480 mm	
RETEVEMENT DE DOSSIER		
◆ CSB0330	Nylon noir avec bandes velcro, réglables en tension	
REPOSE-JAMBES & PALETTES		
◆ CSB0350	Palette monobloc, montée à l'avant	
CSB0360	Palette monobloc, montée à l'arrière ³	
DISTANCE REPOSE-PIEDS/GENOUX		
CSB0370	405 mm	
CSB0380	425 mm	
CSB0390	440 mm	
◆ CSB0400	460 mm	



	CODE	Description	Prix public €, TVA de 6% incluse
ANGLE PALETTE			
	CSB0420	Standard (vertical sur châssis)	
◆	CSB0430	Standard +5° (position ouverte)	
REPOSE-BRAS			
◆	CSB0440	20 cm, escamot., châssis en tube (régl. 15 - 23 cm)	
COLORIS DE CHÂSSIS			
◆	CSB0470	Gris argenté	
ROUES AVANT			
◆	CSB0480	6"x1 , à pneus pleins	
ROUES ARRIERE			
	CSB0490	24" x 1 pneum., rayonnées †	
◆	CSB0500	24" x 1.3/8" pneumat., rayonnées	
	CSB0510	24" x 1.3/8" à pneus pleins, roues rayonnées	
CERCEAUX			
◆	CSB0520	Aluminium	
	CSB0530	Adapté à la préhension réduite, black grip	95,86
FIXATION ROUES ARRIERE			
◆	CSB0540	Standard QR	
POSITION ROUES ARRIERE			
	CSB0550	Position passive	
◆	CSB0560	Position active	
CARROSSAGE			
◆	CSB0570	0°	
	CSB580	4°	
POMPE			
◆	CSB0590	Sans pompe	
	CSB0600	Avec pompe	
FREINS			
◆	CSB0610	Freins à pousser	
OPTIONS (DE SECURITE)			
◆	CSB0620	Ceinture abdominale	
◆	CSB0630	Ceinture de sécurité	
◆	CSB0640	Genouillère	
◆	CSB0650	Talonnaire	
	CSB0660	Anti-bascules	61,84
POIGNEES DE POUSSEE			
	CSB0680	Standard	45,93
ACCESSOIRES			
	CSB0700	Tablette	197,90
REMARQUES			
1		Pas avec position roues arrière, passive	
2		Pas avec poignées de poussée	
3		Pas avec distance repose-pieds-genoux 460 mm	
4		Pas avec cerceaux adaptés à une préhension diminuée, black grip	
INAMI - NUMEROS D'HOMOLOGATION			
520354		Action Vertic, fauteuil avec verticalisation élec.	105103000046
		Action Vertic, repose-pieds	201101001105