

Invacare® **Action³ JUNIOR**



Silla manual infantil de aluminio plegable por cruceta. Respaldo fijo como estándar, partido o reclinable por cremallera o pistón de gas (opcionales).
 Versión autopropulsable o kit transit.
 Nueva gama de 6 colores modernos y nuevos diseños de protectores de radios.
 Anchos de asiento desde 30 cm hasta 35.5 cm
 Reposabrazos desmontables y regulables en altura de 18 a 28 cm en estándar.
 Peso : a partir de 15 kg.
 Peso máximo de usuario : 80 kg.
 Versión evolutiva disponible (ver tarifa Invacare® Action³ Junior Evolutiva)
 Action3 Junior SR-40E: Código provisional Prescripción : S0023569
 (Categoría SRM 040E) 

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción	P.V.P €
MODELO BASE		
CNB0000	☒ ACTION ³ JUNIOR	☒
ESPECIAL		
N	☒ NO SPECIAL	☒
CNB0000	ESPECIAL	
MODELO BASE		
CNB0025	☒ ACTION ³ JUNIOR	766,24
PROPULSION		
CNB0100	☒ Auto propulsable (NC : 1010, 1170, 1205)	☒
CNB0110	Kit transit (ángulo asiento solamente 1,5°) con pisapié derecho (NC : 0280, 1020, 1030, 1180, 1190, 1195, 1210, 1212, 1275, 1375, 1390, 1430, 1440)	☐
ASIENTO		
ANCHURA ASIENTO		
CNB0180	Anchura asiento 305 mm. (NC: 0250, 0252, 0520, 0570, 0890, 1190, 1195)	☐
CNB0190	Anchura asiento 330 mm. (NC: 0240, 0251, 0530, 0580)	☐
CNB0200	Anchura asiento 355 mm. (NC: 0240, 0251, 0530, 0580)	☐
PROFUNDIDAD ASIENTO		
CNB0240	Profundidad asiento 300 mm. NC 0356	☐
CNB0250	☒ Profundidad asiento 350 mm. NC 0356	☒
CNB0251	Profundidad asiento ajustable de 250 a 300 mm. (NC: 0320, 0340)	61,13
CNB0252	Profundidad asiento ajustable de 300 a 350 mm. (NC: 0320, 0340)	61,13
ALTURA ASIENTO		
CNB0260	☒ Altura asiento 460 MM	☒
CNB0270	Altura asiento 435 MM	☐
CNB0280	Altura asiento 410 MM (NC:1375, 1430, 1440)	☐
TAPIZADO ASIENTO		
CNB0330	Tapizado asiento con cinchas de fijación cierre gancho-bucle	☐
CNB0340	☒ Tapizado asiento acolchado	☒
CNB0356	Tapizado de asiento ajustable en tensión & profundidad -50 mm	85,00
COJÍN ASIENTO		
CNB0362	Cojín MSS (ESSENTIAL JUNIOR) 	105,43
RESPALDO		
RESPALDO		
CNB0380	☒ Respaldo fijo 7° 3 alturas: 370/400/430 mm. (se entrega a 370 mm.)	☒
CNB0390	Respaldo reclinable (cremallera) 0/30° 5 alturas: 350/370/390/410/430 mm. (se entrega a 390 mm.) (NC: 1190, 1195)	192,21
CNB0395	Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30° 400 mm altura sin tensor (NC: 1190, 1195)	207,83
CNB0400	Respaldo partido 3 alturas: 370/400/430 mm. (se entrega a 400 mm.)	54,95
CNB0425	Respaldo fijo 7° 400 mm. altura; puños ajustables en altura (150 mm.) (NC: 0490, 0492, 0855, 0495)	147,67
TAPIZADO RESPALDO		
CNB0475	☒ Tapizado ajustable en anchura y altura NC 0866, 0868	☒
CNB0480	Tapizado contour ajustable en tensión (NC: 0855, 0866, 0868)	93,66
CNB0492	Respaldo MATRX MINI 310 mm Altura 310 mm, profundidad 80 mm 	770,00




Código	Descripción			P.V.P €
CNB0495	Respaldo MATRIX MINI 360 mm	Altura 360 mm., profundidad 80 mm	NC 1345	770,00
PESCANTES / TUBOS + PALETAS				
PESCANTE DERECHO (ajust.altura en intervalos de 10mm)				
CNB0505	Pescante 90° derecho desmontable	UL estándar 125 a 260 mm.	(NC: 0600, 0610)	52,09
CNB0510	Pescante corto 80° derecho abatible int/ext.	posición estándar 0°; UL estándar 220 a 320 mm. Solo color negro	(NC: 0561, 0562, 0563, 0610)	○
CNB0511	Pescante corto 80° derecho abatible int/ext.	posición abducción 30°; UL estándar 220 a 320 mm. Solo color negro	(NC: 0560, 0562, 0563, 0610, 0611, 0881)	○
CNB0512	Pescante largo 80° derecho abatible int/ext.	posición estándar 0°; UL estándar 300 a 450 mm.	(NC: 0560, 0561, 0563, 0610)	○
CNB0513	Pescante largo 80° derecho abatible int/ext.	posición abducción 30°; UL estándar 300 a 450 mm.	(NC: 0560, 0561, 0562, 0565, 0610, 0611)	○
CNB0520	Reposapiernas elevable 0°-80° derecho abatible interior exterior (incluye almohadilla pantorrillas) UL 275 a 375 mm.		(NC: 0600, 0611, 0880, 0886)	142,69
CNB0530	Reposapiernas elevable 0°- 80° derecho abatible interior exterior (no incluye almohadilla pantorrillas); UL de 235 a 295 mm.		(NC : 0600, 0611, 0880, 0886)	142,69
PESCANTE IZQUIERDO (ajust.altura en intervalos de 10mm)				
CNB0555	Pescante 90° izquierdo desmontable	UL estándar 125 a 260 mm.	(NC: 0620, 0630)	52,09
CNB0560	Pescante corto 80° izquierdo abatible int/ext	posición estándar 0°; UL estándar 220 a 320 mm. Solo color negro	BLACK COLOUR ONLY (NC: 0630)	○
CNB0561	Pescante corto 80° izquierdo abatible int/ext	posición abducción 30°; UL estándar 220 a 320 mm. Solo color negro	BLACK COLOUR ONLY (NC: 0611, 0630)	○
CNB0562	Pescante largo 80° izquierdo abatible int/ ext	posición estándar 0°; UL estándar 300 a 450 mm.	(NC: 0630)	○
CNB0563	Pescante largo 80° izquierdo abatible int/ ext	posición abducción 30°; UL estándar 300 a 450 mm.	(NC: 0611, 0630)	○
CNB0570	Reposapiernas elevable 0°-80° izquierdo abatible interior exterior (incluye almohadilla pantorrillas) UL 275 a 375 mm.		(NC : 0611, 0620, 0880, 0886)	142,69
CNB0580	Reposapiernas elevable 0° - 80° izquierdo abatible interior exterior (no incluye almohadilla pantorrillas); UL de 235 a 295 mm.		(NC : 0611, 0620, 0880, 0886)	142,69
TUBO + PALETA DERECHO				
CNB0600	◆ Paleta derecha abatible	Incluye talonera	(NC: 0875, 0886)	◆
CNB0605	Paleta derecha abatible ajustable en ángulo y profundidad	Incluye talonera		59,04
CNB0610	Paleta derecha ajustable en ángulo	Incluye talonera	(NC: 0875, 0886)	53,50
CNB0611	Paleta monobloc abatible ajustable en ángulo y profundidad	Incluye cincha pantorrilla	(NC : 0620, 0625, 0630, 0875)	153,50
TUBO + PALETA IZQUIERDO				
CNB0620	◆ Paleta izquierda abatible	Incluye talonera	(NC: 0875, 0886)	◆
CNB0625	Paleta izquierda abatible ajustable en ángulo y profundidad	Incluye talonera		59,04
CNB0630	Paleta izquierda ajustable en ángulo	Incluye talonera	(NC: 0875, 0886)	53,50
REPOSABRAZOS				
REPOSABRAZOS DERECHO				
CNB0640	◆ Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio, goma estándar (60mm)	ajust.180 a 250 mm. (se entrega a 180 mm.) (NC : 0750, 0745, 0746)	◆
CNB0645	Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	Junior, goma estándar (60mm)	ajust. 150 a 250 mm. (NC : 0740, 0746, 0750)	65,04
CNB0646	Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	acolchado estrecho junior (50 mm)	ajust.150 a 250 mm. (NC : 0740, 0745, 0750,1470)	65,04
CNB0650	Protector de ropa derecho - Dispositivo cierre automático	antisalpicaduras	ajust.altura (155 a 220 mm) (NC: 0740, 0745, 0746, 1470, 1471, 1472)	44,05



Matrix Mini



0475



0480

0505
05550510
0560

0513



0512

0520
0530

0611






0600

0640
0740

0650

Código	Descripción				P.V.P €
REPOSABRAZOS IZQUIERDO					
CNB0740	◆	Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio, goma estándar (60mm)	ajust.180 a 250 mm. (se entrega a 180 mm.)	◆
CNB0745		Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	Junior, goma estándar (60mm)	ajust. 150 a 250 mm.	65,04
CNB0746		Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	acolchado estrecho junior (50 mm)	ajust.150 a 250 mm. (NC: 1470)	65,04
CNB0750		Protector de ropa izquierdo - Dispositivo cierre automático	antisalpicaduras	ajust.altura (155 a 220 mm) (NC: 1470, 1471, 1472)	44,05
OPCIONES ASIENTO					
CNB0820	◆	Sin opciones de asiento			◆
CNB0855		Prolongador respaldo 230 mm.			(NC 0860, 0865, 0866) 76,07
CNB0860		Reposacabeza envolvente multi ajustable	Incluye tensor ajustable anchura 	(NC: 0865, 0902, 0866)	147,36
CNB0865		Reposacabeza envolvente con soporte mejillas multi ajustable	Incluye tensor ajustable anchura 	(NC: 0902, 0866)	170,00
CNB0866		Reposacabezas Elan (peso máx. usuario: 68 kg) . Almohadilla Elipse 6" - Incluye soporte mutliajustable pediátrico	Solo con respaldos Matrix 	(NC: 0855, 0860, 0865)	412,50
CNB0868		Soportes de tronco (peso máx. usuario: 68 kg)	Solo con respaldos Matrix		248,06
CNB0875		Cincha de tobillo Bodypoint - Talla S (par)			158,24
CNB0880		Cincha reposapiernas ajustable			○
CNB0886		Kit ajuste paletas	(ajuste hacia delante o atrás)		237,55
CNB0890		Par reposapiernas adicionales elevables 0 a 80º abatibles interior exterior (incl.almohadilla) UL estándar 275 a 375 mm. 			285,38
CNB0902		Tensor de respaldo ajustable			22,58
COLORES					
CNB0952		Blanco perlado			○
CNB0953		Negro mate			○
CNB0954		Rojo mate			○
CNB0955		Amarillo intenso			○
CNB0956		Azul polar			○
CNB0957		Rosa caramelo			○
CNB0959		Azul marino			○
CNB0991		Color especial (solo sobre demanda)			○
RUEDAS DELANTERAS					
CNB0999	◆	125 X 30 MM (5" x 1")	maciza negra		◆
CNB1001		125 x 25 mm 5"x1" con leds de colores	maciza		52,38
CNB1007		125 X 40 MM (5"x 1" 3/4)	maciza negra		○
RUEDAS TRASERAS					
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS					
CNB1010		12" / 305 MM			(NC : 1040, 1045, 1130, 1140, 1141, 1142, 1180, 1210, 1212, 1253, 1254, 1255, 1256, 1380, 1390) ○
CNB1020		20" / 515 MM			(NC: 1040, 1055, 1050, 1170, 1205) ○
CNB1030	◆	22" / 560 MM			(NC: 1045, 1055, 1170, 1205) ◆
TIPO RUEDAS TRASERAS					
CNB1040	◆	Estándar (bujes negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado) Aro con 4 puntos de fijación		Distancia aro-llanta = 11 o 16 mm (entregado a 11 mm) (NC : 1205, 1280)	◆
CNB1045		Reforzada (bujes aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable)- Aro con 6 puntos de fijación		Distancia aro-llanta = 11 o 16 mm (entregado a 11 mm) (NC1205, 1280)	○



Código	Descripción			P.V.P €
CNB1050		Freno tambor (20/22/24" : buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable / 12" : Llanta & buje de plástico negro) Aro con 4 puntos de fijació	Distancia aro-llanta = 11 o 16 mm (entregado a 11 mm) (NC: 1210, 1212, 1270, 1275)	○
CNB1055		Composite (llanta & buje de plástico negro)	(NC : 1142, 1210, 1212,1280)	39,72
TIPO CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS				
CNB1120	◆	Cubierta maciza negra 35 mm (1"3/8)		◆
CNB1130		Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)		○
AROS				
CNB1140	◆	Aro aluminio pre anodizado		◆
CNB1141		Aro antideslizante recubierto plástico		63,24
CNB1142		Aros de acero inoxidable		92,26
EJE RUEDAS TRASERAS				
CNB1170		Eje fijo		○
CNB1180	◆	Eje desmontaje rápido		◆
CNB1142	□	Aros de acero inoxidable		92,26
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS				
CNB1190	◆	Posición ruedas traseras estándar	25 mm delante tubo respaldo	◆
CNB1195		Posición ruedas traseras media	alineado con tubo respaldo	○
CNB1200		Posición ruedas traseras pasivas	25 mm detrás tubo respaldo	○
CAÍDA DE RUEDAS TRASERAS				
CNB1205		0°	Para ruedas transit y freno tambor	1280
CNB1210		2°		1280
CNB1211	◆	3°		◆
CNB1212		4°		1280
OPCIONES CHASIS				
CNB1240	◆	Sin opciones chasis	(NC : 1253, 1254, 1255,1256)	◆
CNB1253		Protector radios transparente par		114,72
CNB1254		Protector de radios Pixel , PAR		114,72
CNB1255		Protector de radios Copos de nieve, PAR		114,72
CNB1256		Protector de radios Color Me, PAR		114,72
FRENOS				
CNB1270	◆	Frenos de empuje		◆
CNB1275		Frenos de tiro		○
CNB1280		Frenos tambor acompañante (incluye frenos de empuje)	(NC : 1426)	143,09
OPCIONES SEGURIDAD				
CNB1340	◆	Sin opciones seguridad	(NC : 1345, 1362, 1364, 1370, 1375, 1380, 1390)	◆
CNB1345		Anclajes transporte	(NC : 1360)	13,23
CNB1362		Cinturón postural 2 puntos BODYPOINT, SMALL, Largo: 110 mm, Ancho: 25 mm NUEVO	Fijación FLAT-MOUNT Peso máx. usuario: 50 Kg ⓘ	113,72
CNB1364		Cinturón postural 2 puntos BODYPOINT, MEDIUM, Largo: 140 mm - Ancho: 40 mm NUEVO	Fijación FLAT-MOUNT & hebilla Rehab ⓘ	113,72
CNB1370		Ruedas antivuelco con pisapié (par) ⓘ	(NC : 1430, 1440)	90,22
CNB1380		Kit reflectores (ruedas y chasis)		10,42
CNB1390		Par prolongadores freno ⓘ		18,18
OPCIONES ACOMPAÑANTE				
CNB1420	◆	Sin opciones acompañante	(NC : 1426, 1430, 1440)	◆
CNB1426		Puños de empuje multi ajustables	multi ajustable	150,50
CNB1430		Pisapié derecho		9,78
CNB1440		Pisapié izquierdo		9,78
OTRAS OPCIONES				
CNB1460	◆	Sin otras opciones	(NC : 1470, 1471, 1472)	◆
CNB1470		Mesita acrílica deslizante ⓘ		106,63
CNB1471		Mesita acrílica abatible derecha		209,48
CNB1472		Mesita acrílica abatible izquierda		209,48
PRECIO TOTAL				



1.3/8"

1.3/8"

1130

1120

1190
1195

1255

1256

1254



1270



1280



1370



1345



1375



1362



1364

1430
1440

1426

1471/1
472