


Invacare® Action³ JUNIOR



Silla manual infantil de aluminio plegable por cruceta. Respaldo fijo como estándar, partido o reclinable por cremallera o pistón de gas (opcionales).
Versión autopropulsable o kit transit.
Nueva gama de 6 colores modernos y nuevos diseños de protectores de radios.
Anchos de asiento desde 30 cm hasta 35.5 cm
Reposabrazos desmontables y regulables en altura de 18 a 28 cm en estándar.
Peso : a partir de 15 kg.
Peso máximo de usuario : 80 kg.
Versión evolutiva disponible (ver tarifa Invacare® Action³ Junior Evolutiva)
Action3 Junior SR-40E: Código provisional Prescripción : S0023569
(Categoría SRM 040E) 

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:



Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = Kg

Código	Descripción	P.V.P €
MODELO BASE		
CNB0000	<input checked="" type="checkbox"/> ACTION ³ JUNIOR	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPECIAL		
N	<input checked="" type="checkbox"/> NO SPECIAL	<input checked="" type="checkbox"/>
CNBSPC	ESPECIAL	
MODELO BASE		
CNB0025	<input checked="" type="checkbox"/> ACTION ³ JUNIOR	766,24
PROPULSION		
CNB0100	<input checked="" type="checkbox"/> Auto propulsable (NC : 1010, 1170)	<input checked="" type="checkbox"/>
CNB0110	Kit transit (ángulo asiento solamente 1,5°) con pisapié derecho (NC : 0280, 1020, 1030, 1180, 1190, 1195, 1275, 1375, 1390, 1430, 1440)	<input type="checkbox"/>
ASIENTO		
ANCHURA ASIENTO		
CNB0180	Anchura asiento 305 mm. (NC: 0250, 0252, 0520, 0570, 0890, 1190, 1195)	<input type="checkbox"/>
CNB0190	Anchura asiento 330 mm. (NC: 0240, 0251, 0530, 0580)	<input type="checkbox"/>
CNB0200	Anchura asiento 355 mm. (NC: 0240, 0251, 0530, 0580)	<input type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO		
CNB0240	Profundidad asiento 300 mm.	<input type="checkbox"/>
CNB0250	<input checked="" type="checkbox"/> Profundidad asiento 350 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
CNB0251	Profundidad asiento ajustable de 250 a 300 mm. (NC: 0320, 0340)	61,13
CNB0252	Profundidad asiento ajustable de 300 a 350 mm. (NC: 0320, 0340)	61,13
ALTURA ASIENTO		
CNB0260	<input checked="" type="checkbox"/> Altura asiento 460 MM	<input checked="" type="checkbox"/>
CNB0270	Altura asiento 435 MM	<input type="checkbox"/>
CNB0280	Altura asiento 410 MM (NC:1375, 1430, 1440)	<input type="checkbox"/>
TAPIZADO ASIENTO		
CNB0330	Tapizado asiento con cinchas de fijación cierre gancho-bucle	<input type="checkbox"/>
CNB0340	<input checked="" type="checkbox"/> Tapizado asiento acolchado	<input checked="" type="checkbox"/>
COJÍN ASIENTO		
CNB0362	Cojín MSS (ESSENTIAL JUNIOR) 	105,43
RESPALDO		
RESPALDO		
CNB0380	<input checked="" type="checkbox"/> Respaldo fijo 7° 3 alturas: 370/400/430 mm. (se entrega a 370 mm.)	<input checked="" type="checkbox"/>
CNB0390	Respaldo reclinable (cremallera) 0/30° 5 alturas: 350/370/390/410/430 mm.(se entrega a 390 mm) (NC: 1190, 1195)	192,21
CNB0395	Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30° 400 mm altura sin tensor (NC: 1190, 1195)	207,83
CNB0400	Respaldo partido 3 alturas: 370/400/430 mm. (se entrega a 400 mm.)	54,95
CNB0425	Respaldo fijo 7° 400 mm. altura; puños ajustables en altura (150 mm.) (NC: 0490, 0492, 0855, 0495)	147,67
TAPIZADO RESPALDO		
CNB0475	<input checked="" type="checkbox"/> Tapizado ajustable en anchura y altura NC 0866, 0868	<input checked="" type="checkbox"/>
CNB0480	Tapizado contour ajustable en tensión (NC: 0855, 0866, 0868)	93,66
CNB0492	Respaldo MATRX MINI 310 mm Altura 310 mm, profundidad 80 mm 	NC 1345 770,00



Código	Descripción			P.V.P €
CNBO495	Respaldo MATRIX MINI 360 mm	Altura 360 mm. , profundidad 80 mm	NC 1345	770,00
PESCANTES / TUBOS + PALETAS				
PESCANTE DERECHO (ajust.altura en intervalos de 10mm)				
CNBO505	Pescante 90° derecho desmontable	UL estándar 125 a 260 mm.		(NC: 0600, 0610) 52,09
CNBO510	Pescante corto 80° derecho abatible int/ext.	posición estándar 0°; UL estándar 220 a 320 mm. Solo color negro	Color negro solo	(NC: 0561, 0562, 0563, 0610) 0
CNBO511	Pescante corto 80° derecho abatible int/ext.	posición abducción 30°; UL estándar 220 a 320 mm. Solo color negro	Color negro solo	(NC: 0560, 0562, 0563, 0610, 0611, 0881) 0
CNBO512	Pescante largo 80° derecho abatible int/ext.	posición estándar 0° ; UL estándar 300 a 450 mm.		(NC: 0560, 0561, 0563, 0610) 0
CNBO513	Pescante largo 80° derecho abatible int.ext	posición abducción 30°; UL estándar 300 a 450 mm.		(NC: 0560, 0561, 0562, 0565, 0610, 0611) 0
CNBO520	Reposapiernas elevable 0°-80° derecho abatible interior exterior (incluye almohadilla pantorrillas) UL 275 a 375 mm.		(NC: 0600, 0611, 0880, 0886)	142,69
CNBO530	Reposapiernas elevable 0° - 80° derecho abatible interior exterior (no incluye almohadilla pantorrillas); UL de 235 a 295 mm.		(NC : 0600, 0611, 0880, 0886)	142,69
PESCANTE IZQUIERDO (ajust.altura en intervalos de 10mm)				
CNBO555	Pescante 90° izquierdo desmontable	UL estándar 125 a 260 mm.		(NC: 0620, 0630) 52,09
CNBO560	Pescante corto 80° izquierdo abatible int/ext	posición estándar 0° ; UL estándar 220 a 320 mm. Solo color negro	BLACK COLOUR ONLY	(NC: 0630) 0
CNBO561	Pescante corto 80° izquierdo abatible int/ext	posición abducción 30°; UL estándar 220 a 320 mm. Solo color negro	BLACK COLOUR ONLY	(NC: 0611, 0630) 0
CNBO562	Pescante largo 80° izquierdo abatible int/ ext	posición estándar 0°; UL estándar 300 a 450 mm.		(NC: 0630) 0
CNBO563	Pescante largo 80° izquierdo abatible int/ ext	posición abducción 30°; UL estándar 300 a 450 mm.		(NC: 0611, 0630) 0
CNBO570	Reposapiernas elevable 0°-80° izquierdo abatible interior exterior (incluye almohadilla pantorrillas) UL 275 a 375 mm.		(NC : 0611, 0620, 0880, 0886)	142,69
CNBO580	Reposapiernas elevable 0° - 80° izquierdo abatible interior exterior (no incluye almohadilla pantorrillas); UL de 235 a 295 mm.		(NC : 0611, 0620, 0880, 0886)	142,69
TUBO + PALETA DERECHO				
CNBO600	◆ Paleta derecha abatible		(NC: 0875, 0886)	◆
CNBO605	Paleta derecha abatible ajustable en ángulo y profundidad			59,04
CNBO610	Paleta derecha ajustable en ángulo			(NC: 0875, 0886) 53,50
CNBO611	Paleta monobloc abatible ajustable en ángulo y profundidad			(NC : 0620, 0625, 0630, 0875) 153,50
TUBO + PALETA IZQUIERDO				
CNBO620	◆ Paleta izquierda abatible		(NC: 0875, 0886)	◆
CNBO625	Paleta izquierda abatible ajustable en ángulo y profundidad			59,04
CNBO630	Paleta izquierda ajustable en ángulo			(NC: 0875, 0886) 53,50
REPOSABRAZOS				
REPOSABRAZOS DERECHO				
CNBO640	◆ Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio, goma estándar (60mm)	ajust.180 a 250 mm. (se entrega a 180 mm.)	(NC : 0750, 0745, 0746) ◆
CNBO645	Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	Junior, goma estándar (60mm)	ajust. 150 a 250 mm.	(NC : 0740, 0746, 0750) 65,04
CNBO646	Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	acolchado estrecho junior (50 mm)	ajust.150 a 250 mm.	(NC : 0740, 0745, 0750,1470) 65,04
CNBO650	Protector de ropa derecho - Dispositivo cierre automático	antisalpicaduras	ajust.altura (155 a 220 mm)	(NC: 0740, 0745, 0746, 1470, 1471, 1472) 44,05
REPOSABRAZOS IZQUIERDO				
CNBO740	◆ Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio, goma estándar (60mm)	ajust.180 a 250 mm. (se entrega a 180 mm.)	◆



Matrix Mini



0475



0480



0505
0555



0510
0560



0513



0512



0520
0530



0611







0600



0640
0740



0650





Código	Descripción			P.V.P €
CNB0745	Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	Junior, goma estándar (60mm)	ajust. 150 a 250 mm.	65,04
CNB0746	Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	acolchado estrecho junior (50 mm)	ajust.150 a 250 mm. (NC: 1470)	65,04
CNB0750	Protector de ropa izquierdo - Dispositivo cierre automático	antisalpicaduras	ajust.altura (155 a 220 mm) (NC: 1470, 1471, 1472)	44,05
OPCIONES ASIENTO				
CNB0820	◆ Sin opciones de asiento		(NC : 0825, 0851, 0855, 0860, 0865, 0866, 0868, 0875, 0880, 0881, 0886, 0890, 0900, 0902)	◆
CNB0855		Prolongador respaldo 230 mm.	(NC 0860, 0865, 0866)	76,07
CNB0860		Reposacabeza envolvente multi ajustable	Incluye tensor ajustable anchura  (NC: 0865, 0902, 0866)	147,36
CNB0865		Reposacabeza envolvente con soporte mejillas multi ajustable	Incluye tensor ajustable anchura  (NC: 0902, 0866)	170,00
CNB0866		Reposacabezas Elan (peso máx. usuario: 68 kg) . Almohadilla Elipse 6" - Incluye soporte multiajustable pediátrico	Solo con respaldos MatrX  (NC: 0855, 0860, 0865)	367,50
CNB0868		Soportes de tronco (peso máx. usuario: 68 kg)	Solo con respaldos MatrX	248,06
CNB0875		Cincha de tobillo Bodypoint - Talla S (par)		158,24
CNB0880		Cincha reposapiernas ajustable		○
CNB0886		Kit ajuste paletas (ajuste hacia delante o atrás)		237,55
CNB0890		Par reposapiernas adicionales elevables 0 a 80º abatibles interior exterior (incl.almohadilla) UL estándar 275 a 375 mm. 		285,38
CNB0902		Tensor de respaldo ajustable		22,58
COLORES				
CNB0952		Blanco perlado		○
CNB0953		Negro mate		○
CNB0954		Rojo mate		○
CNB0955		Amarillo intenso		○
CNB0956		Azul polar		○
CNB0957		Rosa caramelo		○
CNB0959		Azul marino		○
CNB0991		Color especial (solo sobre demanda)		○
RUEDAS DELANTERAS				
CNB0999	◆	125 X 30 MM (5" x 1")	maciza negra	◆
CNB1001		125 x 25 mm 5"x1" con leds de colores	maciza	52,38
CNB1007		125 X 40 MM (5"x 1" 3/4)	maciza negra	○
RUEDAS TRASERAS				
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS				
CNB1010		12" / 305 MM	(NC : 1040, 1045, 1130, 1140, 1141, 1180, 1253, 1254, 1255, 1256, 1380, 1390)	○
CNB1020		20" / 515 MM	(NC: 1040, 1055, 1050, 1170)	○
CNB1030	◆	22" / 560 MM	(NC: 1045, 1055, 1170)	◆
TIPO RUEDAS TRASERAS				
CNB1040	◆	Estándar (buje negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado)	(NC : 1280)	◆
CNB1050		Freno tambor (20/22/24" : buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable / 12" : Llanta & buje de plástico negro)	(NC: 1270, 1275)	○
CNB1055		Composite (llanta & buje de plástico negro)	(NC : 1280)	39,72
TIPO CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS				
CNB1120	◆	Cubierta maciza negra 35 mm (1"3/8)		◆
CNB1130		Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)		○
AROS				
CNB1140	◆	Aro aluminio pre anodizado		◆






0645
0745



0646
0746



0999/
1007



Código	Descripción		P.V.P €
CNB1141	Aro antideslizante recubierto plástico		63,24
EJE RUEDAS TRASERAS			
CNB1170	Eje fijo		○
CNB1180	◆ Eje desmontaje rápido		◆
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS			
CNB1190	◆ Posición ruedas traseras estándar	25 mm delante tubo respaldo	◆
CNB1195	Posición ruedas traseras media	alineado con tubo respaldo	○
CNB1200	Posición ruedas traseras pasivas	25 mm detrás tubo respaldo	○
OPCIONES CHASIS			
CNB1240	◆ Sin opciones chasis	(NC : 1253, 1254, 1255,1256)	◆
CNB1253	Protector radios transparente par		114,72
CNB1254	Protector de radios Pixel , PAR		114,72
CNB1255	Protector de radios Copos de nieve, PAR		114,72
CNB1256	Protector de radios Color Me, PAR		114,72
FRENOS			
CNB1270	◆ Frenos de empuje		◆
CNB1275	Frenos de tiro		○
CNB1280	Frenos tambor acompañante (incluye frenos de empuje)	(NC : 1426)	143,09
OPCIONES SEGURIDAD			
CNB1340	◆ Sin opciones seguridad	(NC : 1345, 1362, 1364, 1370, 1375, 1380, 1390)	◆
CNB1345	Anclajes transporte	(NC : 1360)	13,23
CNB1362	Cinturón postural 2 puntos BODYPOINT, SMALL, Largo: 110 mm, Ancho: 25 mm NUEVO	Fijación FLAT-MOUNT Peso máx. usuario: 50 Kg	113,72
CNB1364	Cinturón postural 2 puntos BODYPOINT, MEDIUM, Largo: 140 mm - Ancho: 40 mm NUEVO	Fijación FLAT-MOUNT & hebilla Rehab	113,72
CNB1370	Ruedas antivuelco con pisapié (par)	(NC : 1430, 1440)	90,22
CNB1380	Kit reflectores (ruedas y chasis)		10,42
CNB1390	Par prolongadores freno		18,18
OPCIONES ACOMPAÑANTE			
CNB1420	◆ Sin opciones acompañante	(NC : 1426, 1430, 1440)	◆
CNB1426	Puños de empuje multi ajustables	multi ajustable	150,50
CNB1430	Pisapié derecho		9,78
CNB1440	Pisapié izquierdo		9,78
OTRAS OPCIONES			
CNB1460	◆ Sin otras opciones	(NC : 1470, 1471, 1472)	◆
CNB1470	Mesita acrílica deslizante		106,63
CNB1471	Mesita acrílica abatible derecha		209,48
CNB1472	Mesita acrílica abatible izquierda		209,48
PRECIO TOTAL			

