

INVACARE S.A
www.invacare.es



Yes, you can.®

Invacare® Action³ JUNIOR EVOLUTIVA €

Silla manual infantil de aluminio de chasis evolutivo, plegable por cruceta con tubos telescópicos.
Asiento regulable en anchura (desde 20 hasta 28 cm o de 30,5 a 38 cm) y profundidad.
Respaldo regulable en anchura y altura como estándar.
Reposabrazos desmontables y regulables en altura.
Reposabrazos y protectores Junior como opción.
Respaldo fijo, partido o reclinable por cremallera o pistón de gas.
Nueva gama de 6 colores modernos y nuevos diseños de protectores de radios.
Peso de la silla : a partir de 15 kg.
Peso máximo de usuario : 80 kg
Action3 Junior Evolutiva SR-40E:
Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008957 (Categoría SRM 040E)

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = Kg


Código	Descripción			P.V.P €
MODELO BASE				
CNC0001	◆	ACTION³ JUNIOR EVOLUTIVA		◆
ESPECIAL				
N	◆	No especial		◆
CNC0001		Especial		
MODELO BASE				
CNC0025		ACTION³ JUNIOR		943,95
PROPULSION				
CNC0100	◆	Auto propulsable	(NC 1110, 1170, 1205)	◆
CNC0110		Kit transit (ángulo asiento, solamente 1,5°) con pisapié derecho	(NC : 0280, 1020, 1030, 1080, 1180, 1190, 1195, 1210, 1211, 1212, 1275, 1375, 1390, 1430, 1440)	○
ASIENTO				
ASIENTO EVOLUTIVO				
ANCHURA ASIENTO (ajustable desde 205 a 280 mm)				
CNC0140		Anchura asiento 205 mm.	Se entrega siempre con kit estabilizador (aumenta 100 mm. adicionales al ancho total de la silla, añade 460gr.de peso)	○
CNC0141		Anchura asiento 230 mm.	Se entrega siempre con kit estabilizador (aumenta 100 mm. adicionales al ancho total de la silla, añade 460gr.de peso)	○
CNC0142		Anchura asiento 255 mm.	Se entrega siempre con kit estabilizador (aumenta 100 mm. adicionales al ancho total de la silla, añade 460gr.de peso)	○
CNC0143		Anchura asiento 280 mm.	Se entrega siempre con kit estabilizador (aumenta 100 mm. adicionales al ancho total de la silla, añade 460gr.de peso)	○
TALLAS ADOLESCENTE (ajustable desde 305 hasta 380 mm)				
CNC0150		Anchura asiento 305 mm.	(NC: 0160, 0161, 0162, 0490, 0520, 0570, 0890)	○
CNC0151		Anchura asiento 330 mm.	(NC: 0160, 0161, 0162, 0490, 0530, 0580)	○
CNC0152		Anchura asiento 355 mm.	(NC: 0160, 0161, 0162, 0490, 0530, 0580)	○
CNC0153		Anchura asiento 380 mm.	(NC: 0160, 0161, 0162, 0360, 0490, 0492, 0495, 0530, 0580)	○
PROFUNDIDAD ASIENTO				
CNC0160		Profundidad asiento ajustable de 200 a 250 mm	Se entrega a 230 mm. (NC: 1030)	○
CNC0161		Profundidad asiento ajustable de 250 a 300 mm.	Se entrega a 280 mm.	○




kit estabilizador :
ESTÁNDAR con anchos
de 208 hasta 280 mm



Código	Descripción			P.V.P €
CNC0162		Profundidad asiento ajustable de 300 a 350 mm.	Se entrega a 330 mm.	○
CNC0170		Profundidad asiento ajustable de 275 hasta 325 mm	Se entrega a 300 mm.	○
CNC0171		Profundidad asiento ajustable de 325 a 375 mm.	Se entrega a 350 mm.	○
OTRA INFORMACIÓN ASIENTO				
ALTURA ASIENTO				
CNC0260	◆	Altura asiento 460 mm.		◆
CNC0270		Altura asiento 435 mm.		○
CNC0280		Altura asiento 410 mm.	(NC1375, 1430, 1440)	○
TAPIZADO ASIENTO				
CNC0335	◆	Nilón con cinchas de fijación , ajustable en anchura y profundidad		◆
CNC0356	□	Tapizado de asiento ajustable en tensión & profundidad -50 mm		85,00
COJIN DE ASIENTO				
CNC0362		Cojín MSS (ESSENTIAL JUNIOR) 		105,43
RESPALDO				
RESPALDO				
CNC0380	◆	Respaldo fijo 7°	3 alturas : 370/400/430 mm.(se entrega a 370 mm si anchura 205 -280 mm) (se entrega a 400 mm si anchura 305 -380 mm)	◆
CNC0390		Respaldo reclinable (cremallera) 0/30°	5 alturas: 350/370/390/410/430 mm.(se entrega a 370 mm si anchura 205 -280 mm) (se entrega a 400 mm si anchura 305 -380 mm) (NC: 1190, 1195)	192,21
CNC0395		Respaldo reclinable (pistón de gas 0/30°)	430 mm altura sin tensor (NC: 1190, 1195)	207,83
CNC0400		Respaldo partido	3 alturas: 370/400/430 mm (se entrega a 370 mm si anchura 205 -280 mm) (se entrega a 400 mm si anchura 305 -380 mm)	54,95
CNC0425		Respaldo fijo 7°	400 mm. altura ; Puños ajustables en altura (150 mm.) (NC : 0490, 0492, 0495, 0855)	147,67
TAPIZADO RESPALDO				
CNC0475	◆	Tapizado respaldo ajustable en anchura y altura		◆
CNC0480		Tapizado respaldo contour ajustable en tensión	(NC: 0855)	93,66
CNC0490		Respaldo MATRX MINI 	Altura 260 mm - profundidad 80 mm NC 1345	770,00
CNA0492		Respaldo MATRX MINI 	Altura 310 mm, profundidad 80 mm NC 1345	770,00
CNC0495		Respaldo MATRX MINI 	Altura 360 mm, , profundidad 80 mm NC 1345	770,00
PESCANTES / TUBOS + PALETAS				
PESCANTE DERECHO (ajust.altura en intervalos de 10mm)				
CNC0505		Pescante derecho 90° desmontable	UL de 125 a 260 mm. (NC: 0600, 0610)	52,09
CNC0510		Pescante corto derecho 80° ab.int/exterior	posición estándar 0°, UL de 220 a 320 mm. Solo color negro (NC: 0561, 0562, 0563, 0565, 0610)	○
CNC0511		Pescante corto derecho 80° ab.int/exterior	posición 30° abducción, UL de 220 a 320 mm. Solo color negro (NC: 0560, 0562, 0563, 0610, 0611, 0881)	○
CNC0512		Pescante largo derecho 80° ab.int/exterior	posición 0° , UL de 300 a 450 mm. (NC: 0560, 0561, 0563, 0610)	○
CNC0513		Pescante largo derecho 80° ab.int/exterior	posición 30° abducción; UL de 300 a 450 mm. (NC: 0560, 0561, 0562, 0610, 0611)	○
CNC0520		Reposapiernas elevable (0° a 80°) derecho ab.int/exterior (incluye almohadilla); UL de 275 a 375 mm. 	(NC: 0600, 0611, 0880, 0886)	142,69
CNC0530		Reposapiernas elevable (0° a 80°) derecho ab.int/exterior (no incluye almohadilla); UL de 235 a 295 mm. 	(NC : 0600, 0611, 0880, 0886)	142,69
PESCANTE IZQUIERDO (ajust.altura en intervalos de 10mm)				
CNC0555		Pescante izquierdo 90° desmontable	UL de 125 a 260 mm. (NC: 0620, 0630)	52,09
CNC0560		Pescante corto izquierdo 80° ab.int./ exterior	posición estándar 0°, UL de 220 a 320 mm. Solo color negro (NC: 0630)	○
CNC0561		Pescante corto izquierdo 80° ab.int. / exterior	posición 30° abducción, UL de 220 a 320 mm. Solo color negro (NC: 0611, 0630)	○
CNC0562		Pescante largo izquierdo 80° ab.int/ exterior	posición 0° , UL de 300 a 450 mm. (NC: 0630)	○
CNC0563		Pescante largo izquierdo 80° ab.int/ exterior	posición 30° , UL de 300 a 450 mm. (NC: 0611, 0630)	○
CNC0570		Reposapiernas elevable (0° a 80°) izquierdo ab. Int/exterior (incluye almohadilla); UL de 275 a 375 mm. 	(NC : 0611, 0620, 0880, 0886)	142,69
CNC0580		Reposapiernas elevable (0° a 80°) izquierdo ab. Int/exterior (no incluye almohadilla); UL de 235 a 295 mm. 	(NC : 0611, 0620, 0880, 0886)	142,69
TUBO + PALETA DERECHO				
CNC0600	◆	Paleta derecha abatible	Incluye talonera (NC: 0875, 0886)	◆



0356



0362



0390

0395

0380



0425


0400



0475



0480



0505

0555

0510

0560



0512



0605



0513




0520



Código	Descripción				P.V.P €
CNC0605	Paleta derecha abatible, ajustable en ángulo y profundidad	Incluye talonera o cincha pantorrilla para anchuras 250 o 280 mm			59,04
CNC0610	Paleta derecha abatible ajustable en ángulo	Incluye talonera	(NC: 0875, 0886)		53,50
CNC0611	Paleta monobloc abatible ajustable en ángulo y profundidad	Incluye cincha pantorrilla	(NC : 0620, 0625, 0630, 0875)		153,50
TUBO + PALETA IZQUIERDO					
CNC0620	◆ Paleta izquierda abatible	Incluye talonera	(NC: 0875, 0886)		◆
CNC0625	Paleta izquierda abatible ajustable en ángulo y profundidad	Incluye talonera o cincha pantorrilla para anchuras 250 o 280 mm			59,04
CNC0630	Paleta izquierda abatible ajustable en ángulo	Incluye talonera	(NC: 0875, 0886)		53,50
REPOSABRAZOS					
REPOSABRAZOS DERECHO					
CNC0640	◆ Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio goma estándar (60 mm)	ajustable de 180 a 250 cm (se entrega a 180 mm)	(NC : 0750, 0745, 0746, 0755)	◆
CNC0645	Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	junior goma estándar (60 mm)	ajustable de 150 a 250 mm (se entrega a 180 mm.)	(NC : 0740, 0746, 0750, 0755)	65,04
CNC0646	Desmontable derecho (Nº1)	acolchado estrecho junior (50 mm)	ajust. 150 a 250 mm	(NC : 0740, 0745, 0750, 0755,)	65,04
CNC0650	Protector de ropa derecha antisalpicaduras-Dispositivo cierre automático		ajust altura (de 155 a 220 mm)	(NC: 0740, 0745, 0746, 0755, 1201, 1471, 1472)	44,05
CNC0655	Protector de ropa derecha	JUNIOR	(NC: 0740, 0745, 0746, 0750, 1471, 1472)		52,53
REPOSABRAZOS IZQUIERDO					
CNC0740	◆ Desmontable izquierdo(Nº1)-Dispositivo cierre automático	escritorio goma estándar (60 mm)	ajustable de 180 a 250 cm (se entrega a 180 mm)		◆
CNC0745	Desmontable izquierdo (Nº1)- Dispositivo cierre automático	junior goma estándar (60 mm)	ajustable de 150 a 250 mm (se entrega a 180 mm.)		65,04
CNC0746	Desmontable izquierdo (Nº1)	acolchado estrecho junior (50 mm)	ajust. 150 a 250 mm		65,04
CNC0750	Protector de ropa izquierdo antisalpicaduras-Dispositivo cierre automático		ajust altura (de 155 a 220 mm)	(NC: 1201,1471, 1472)	44,05
CNC0755	Protector de ropa izquierdo - Dispositivo cierre automático	JUNIOR	(NC: 1471, 1472)		52,53
OPCIONES ASIENTO					
CNC0820	◆ Sin opciones asiento		(NC : 0851, 0855, 0860, 0865, 0870, 0875, 0880, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0890)		◆
CNC0855	Prolongador respaldo 230 mm		(NC 0860, 0865)		76,07
CNC0860	Reposacabeza envolvente multi ajustable (incluye anclaje)	Incluye tensor ajustable	(NC: 0865, 0902)		147,36
CNC0865	Reposacabeza envolvente soporte mejillas multi ajustable (incluye anclaje)	incluye tensor ajustable	NC 0902		170,00
CNC0866	Reposacabezas Elan (peso máx. usuario: 68 kg) Almohadilla Elipse 6" - Incluye soporte mutliajustable pediátrico	Solo con respaldos Matrux	(NC: 0855, 0860, 0865)		412,50
CNC0868	Soportes de tronco (peso máx. usuario: 68 kg)	Solo con respaldos Matrux			248,06
CNC0880	Cincha reposapiernas ajustables				○
CNC0875	Cincha de tobillo Bodypoint - Talla S (par)				158,24
CNC0886	Kit ajuste paletas	Ajuste delantero y trasero			237,55
CNC0890	Reposapiernas adicional ajustable en ángulo (0° a 80°) abat.int/exterior (incl.paletas ajustables); UL de 275 a 375 mm.				285,38
CNC0902	Tensor de respaldo ajustable				22,58
COLORES					
CNC0952	Blanco perlado				○
CNC0953	Negro mate				○
CNC0954	Rojo mate				○



0611

0640
07400650
07500645
07450646
07460655
0755

0660

0665



0855



0875



0866



902



Azul marino

Código	Descripción			P.V.P €
CNC0955		Amarillo intenso		○
CNC0956		Azul polar		○
CNC0957		Rosa caramelo		○
CNC0959		Azul marino		○
CNC0991		Color especial (solo sobre pedido)		
RUEDAS DELANTERAS				
CNC0999	◆	125 X 30 MM (5" x 1")	maciza negra	◆
CNC1001		125 x 25 mm 5"x 1" con leds de colores	macizas	52,38
CNC1007		125 X 40 MM (5"x 1" 3/4)	maciza negra	○
RUEDAS TRASERAS				
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS				
CNC1010		12" / 305 MM	(NC : 1210, 1211, 1212, 1040, 1045, 1130, 1140, 1141, 1142, 1180, 1253, 1254, 1255, 1256, 1380, 1390)	○
CNC1020		20" / 515 MM	(NC: 1040, 1055, 1050, 1170, 1205)	○
CNC1030	◆	22" / 560 MM	(NC: 1045, 1055, 1170, 1205)	◆
TIPO RUEDAS TRASERAS				
CNC1040	◆	Estándar (bujes negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado) Aro con 4 puntos de fijación	Distancia aro-llanta = 11 o 16 mm (entregado a 11 mm) (NC : 1205, 1280)	◆
CNC1045		Reforzada (bujes aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable)- Aro con 6 puntos de fijación	Distancia aro-llanta = 11 o 16 mm (entregado a 11 mm) (NC : 1205, 1280)	○
CNC1050		Freno tambor (20/22/24" : buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable / 12" : Llanta & buje de plástico negro) Aro con 4 puntos de fijación	Distancia aro-llanta = 11 o 16 mm (entregado a 11 mm) (NC: 1210, 1211, 1212, 1270, 1275)	○
CNC1055		Composite (llanta & buje de plástico negro)	(NC : 1142, 1210, 1211, 1212 1280)	39,72
TIPO CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS				
CNC1120	◆	Cubierta maciza negra 35 mm (1"3/8)		◆
CNC1130		Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)		○
AROS				
CNC1140	◆	Aros aluminio anodizado		◆
CNC1141		Aros antideslizantes recubiertos plástico		63,24
CNC1142		Aros de acero inoxidable		92,26
EJE RUEDAS TRASERAS				
CNC1170		Eje fijo		○
CNC1180	◆	Eje desmontaje rápido		◆
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS				
CNC1190	◆	Posición estándar ruedas traseras	25 mm. delante tubo respaldo	◆
CNC1195		Posición ruedas traseras media	alineado con tubo respaldo	○
CNC1200		Posición ruedas traseras amputado	25 mm. detrás tubo respaldo	○
CNC1201		Posición ruedas traseras doble amputado	Transit= 75mm. detrás tubo respaldo, ajustable hasta de 50mm por distribuidor 6 cm. / eje tubo respaldo, ajustable a 85 mm. por el distribuidor Autopropulsable= 60 mm. detrás tubo respaldo ajustable hasta 85 mm (NC: 1210, 1275, 1280, 1375)	82,33
CAÍDA DE RUEDAS TRASERAS				
CNB1205		0°	Para ruedas transit y freno tambor	1280
CNB1210		2°		1280
CNB1211	◆	3°		◆
CNB1212		4°		1280
OPCIONES CHASIS				
CNC1240	◆	Sin opciones chasis	(NC : 1253, 1254, 1255,1256)	◆
CNC1253		Protector radios transparente par		114,72
CNC1254		Protector de radios Píxel , PAR		114,72
CNC1255		Protector de radios Copos de nieve, PAR		114,72
CNC1256		Protector de radios Color Me, PAR		114,72
FRENOS				
CNC1270	◆	Frenos de empuje		◆
CNC1275		Frenos de tiro		○
CNC1280		Frenos tambor acompañante (incluye frenos de empuje)	(NC : 1426)	143,09

0999/
1007

1.3/8"


1.3/8"

1130

1120



1141

1190
1195
1200
1201

1201



1255

1256

1254



1270



1345

Código	Descripción		P.V.P €
OPCIONES SEGURIDAD			
CNC1340	◆ Sin opciones seguridad	(NC : 1345, 1362, 1364, 1370, 1375, 1380, 1390)	◆
CNC1345	Anclajes transporte	(NC : 1360)	13,23
CNC1362	Cinturón postural 2 puntos BODYPOINT, SMALL, Largo: 110 mm, Ancho: 25 mm NUEVO	Fijación FLAT-MOUNT  Peso máx. usuario: 50 Kg	113,72
CNC1364	Cinturón postural 2 puntos BODYPOINT, MEDIUM, Largo: 140 mm - Ancho: 40 mm NUEVO	Fijación FLAT-MOUNT & hebilla Rehab 	113,72
CNC1370	Par ruedas antivuelco con pisapié 	(NC : 1430, 1440)	90,22
CNC1375	Kit transfert 100 mm (ruedas 4")	anti barreras	31,89
CNC1380	Kit reflectores (solo para ruedas radiales)		10,42
CNC1390	Par prolongadores freno 		18,18
OPCIONES ACOMPAÑANTE			
CNC1420	◆ Sin opciones acompañante	(NC : 1426, 1430, 1440)	◆
CNC1426	Puños de empuje multi ajustables	Ajustable en ángulo	150,49
CNC1430	Pisapié derecho		9,78
CNC1440	Pisapié izquierdo		9,78
OTRAS OPCIONES			
CNC1460	◆ Sin otras opciones	(NC : 1471, 1472)	◆
CNC1471	Mesita acrílica abatible derecha		209,48
CNC1472	Mesita acrílica abatible izquierda		209,48
PRECIO TOTAL			

