

Invacare® **Action³ JUNIOR EVOLUTIVA** €

Silla manual infantil de aluminio de chasis evolutivo, plegable por cruceta con tubos telescópicos.
 Asiento regulable en anchura (desde 20 hasta 28 cm o de 30,5 a 38 cm) y profundidad.
 Respaldo regulable en anchura y altura como estándar.
 Reposabrazos desmontables y regulables en altura.
 Reposabrazos y protectores Junior como opción.
 Respaldo fijo, partido o reclinable por cremallera o pistón de gas.
 Nueva gama de 6 colores modernos y nuevos diseños de protectores de radios.
 Peso de la silla : a partir de 15 kg.
 Peso máximo de usuario : 80 kg.
 Action3 Junior Evolutiva SR-40E:
 Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008957 (Categoría SRM 040E) 

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario = Kg


Código	Descripción			P.V.P €	
MODELO BASE					
CNC0001	◆	ACTION³ JUNIOR EVOLUTIVA		◆	
ESPECIAL					
N	◆	No especial		◆	
CNCSPEC		Especial			
MODELO BASE					
CNC0025		ACTION³ JUNIOR		943,95	
PROPULSION					
CNC0100	◆	Auto propulsable	(NC : 1110, 1170)	◆	
CNC0110		Kit transit (ángulo asiento, solamente 1,5°) con pisapié derecho	(NC : 0280, 1020, 1030, 1080, 1180, 1190, 1195, 1275, 1375, 1390, 1430, 1440)	○	
ASIENTO					
ASIENTO EVOLUTIVO					
ANCHURA ASIENTO (ajustable desde 205 a 280 mm)					
CNC0140		Anchura asiento 205 mm.	Se entrega siempre con kit estabilizador (aumenta 100 mm. adicionales al ancho total de la silla, añade 460gr.de peso)	(NC: 0170, 0171, 0360, 0480, 0490, 0495, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0890, 1375)	○
CNC0141		Anchura asiento 230 mm.	Se entrega siempre con kit estabilizador (aumenta 100 mm. adicionales al ancho total de la silla, añade 460gr.de peso)	(NC: 0170, 0171, 0360, 0480, 0490, 0495, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0890,1375)	○
CNC0142		Anchura asiento 255 mm.	Se entrega siempre con kit estabilizador (aumenta 100 mm. adicionales al ancho total de la silla, añade 460gr.de peso)	(NC: 0170, 0171, 0480, 0495,0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0890, 1375)	○
CNC0143		Anchura asiento 280 mm.	Se entrega siempre con kit estabilizador (aumenta 100 mm. adicionales al ancho total de la silla, añade 460gr.de peso)	(NC: 0170, 0171, 0480, 0495, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580,0890, 1375)	○
TALLAS ADOLESCENTE (ajustable desde 305 hasta 380 mm)					
CNC0150		Anchura asiento 305 mm.	(NC: 0160, 0161, 0162, 0490, 0520, 0570, 0890)	○	
CNC0151		Anchura asiento 330 mm.	(NC: 0160, 0161, 0162, 0490, 0530, 0580)	○	
CNC0152		Anchura asiento 355 mm.	(NC: 0160, 0161, 0162, 0490, 0530, 0580)	○	
CNC0153		Anchura asiento 380 mm.	(NC: 0160, 0161, 0162, 0360, 0490, 0492, 0495, 0530, 0580)	○	
PROFUNDIDAD ASIENTO					
CNC0160		Profundidad asiento ajustable de 200 a 250 mm	Se entrega a 230 mm.	(NC: 1030)	○
CNC0161		Profundidad asiento ajustable de 250 a 300 mm.	Se entrega a 280 mm.		○
CNC0162		Profundidad asiento ajustable de 300 a 350 mm.	Se entrega a 330 mm.		○
CNC0170		Profundidad asiento ajustable de 275 hasta 325 mm	Se entrega a 300 mm.		○





kit estabilizador :
 ESTÁNDAR con anchos
 de 208 hasta 280 mm



Código	Descripción			P.V.P €
CNC0171		Profundidad asiento ajustable de 325 a 375 mm.	Se entrega a 350 mm.	○
OTRA INFORMACIÓN ASIENTO				
ALTURA ASIENTO				
CNC0260	◆	Altura asiento 460 mm.		◆
CNC0270		Altura asiento 435 mm.		○
CNC0280		Altura asiento 410 mm.	(NC1375, 1430, 1440)	○
TAPIZADO ASIENTO				
CNC0335	◆	Nilón con cinchas de fijación , ajustable en anchura y profundidad		◆
CNC0362		Cojín MSS (ESSENTIAL JUNIOR) 		105,43
RESPALDO				
RESPALDO				
CNC0380	◆	Respaldo fijo 7°	3 alturas : 370/400/430 mm.(se entrega a 370 mm si anchura 205 -280 mm) (se entrega a 400 mm si anchura 305 -380 mm)	◆
CNC0390		Respaldo reclinable (cremallera) 0/30°	5 alturas: 350/370/390/410/430 mm.(se entrega a 370 mm si anchura 205 -280 mm) (se entrega a 400 mm si anchura 305 -380 mm) (NC: 1190, 1195)	192,21
CNC0395		Respaldo reclinable (pistón de gas 0/30°)	430 mm altura sin tensor (NC: 1190, 1195)	207,83
CNC0400		Respaldo partido	3 alturas: 370/400/430 mm (se entrega a 370 mm si anchura 205 -280 mm) (se entrega a 400 mm si anchura 305 -380 mm)	54,95
CNC0425		Respaldo fijo 7°	400 mm. altura ; Puños ajustables en altura (150 mm.) (NC : 0490, 0492, 0495, 0855)	147,67
TAPIZADO RESPALDO				
CNC0475	◆	Tapizado respaldo ajustable en anchura y altura		◆
CNC0480		Tapizado respaldo contour ajustable en tensión	(NC: 0855)	93,66
CNC0490		Respaldo MATRX MINI 	Altura 260 mm - profundidad 80 mm NC 1345	770,00
CNA0492		Respaldo MATRX MINI 	Altura 310 mm, profundidad 80 mm NC 1345	770,00
CNC0495		Respaldo MATRX MINI 	Altura 360 mm, , profundidad 80 mm NC 1345	770,00
PESCANTES / TUBOS + PALETAS				
PESCANTE DERECHO (ajust.altura en intervalos de 10mm)				
CNC0505		Pescante derecho 90° desmontable	UL de 125 a 260 mm. (NC: 0600, 0610)	52,09
CNC0510		Pescante corto derecho 80° ab.int/exterior	posición estándar 0°, UL de 220 a 320 mm. Solo color negro (NC: 0561, 0562, 0563, 0565, 0610)	○
CNC0511		Pescante corto derecho 80° ab.int/exterior	posición 30° abducción, UL de 220 a 320 mm. Solo color negro (NC: 0560, 0562, 0563, 0610, 0611, 0881)	○
CNC0512		Pescante largo derecho 80° ab.int/exterior	posición 0° , UL de 300 a 450 mm. (NC: 0560, 0561, 0563, 0610)	○
CNC0513		Pescante largo derecho 80° ab.int/exterior	posición 30° abducción; UL de 300 a 450 mm. (NC: 0560, 0561, 0562, 0610, 0611)	○
CNC0520		Reposapiernas elevable (0° a 80°) derecho ab.int/exterior (incluye almohadilla); UL de 275 a 375 mm. 	(NC: 0600, 0611, 0880, 0886)	142,69
CNC0530		Reposapiernas elevable (0° a 80°) derecho ab.int/exterior (no incluye almohadilla); UL de 235 a 295 mm. 	(NC : 0600, 0611, 0880, 0886)	142,69
PESCANTE IZQUIERDO (ajust.altura en intervalos de 10mm)				
CNC0555		Pescante izquierdo 90° desmontable	UL de 125 a 260 mm. (NC: 0620, 0630)	52,09
CNC0560		Pescante corto izquierdo 80° ab.int./ exterior	posición estándar 0°, UL de 220 a 320 mm. Solo color negro (NC: 0630)	○
CNC0561		Pescante corto izquierdo 80° ab.int. / exterior	posición 30° abducción, UL de 220 a 320 mm. Solo color negro (NC: 0611, 0630)	○
CNC0562		Pescante largo izquierdo 80° ab.int/ exterior	posición 0° , UL de 300 a 450 mm. (NC: 0630)	○
CNC0563		Pescante largo izquierdo 80° ab.int/ exterior	posición 30° , UL de 300 a 450 mm. (NC: 0611, 0630)	○
CNC0570		Reposapiernas elevable (0° a 80°) izquierdo ab. Int/exterior (incluye almohadilla); UL de 275 a 375 mm. 	(NC : 0611, 0620, 0880, 0886)	142,69
CNC0580		Reposapiernas elevable (0° a 80°) izquierdo ab. Int/exterior (no incluye almohadilla); UL de 235 a 295 mm. 	(NC : 0611, 0620, 0880, 0886)	142,69
TUBO + PALETA DERECHO				
CNC0600	◆	Paleta derecha abatible	(NC: 0875, 0886)	◆
CNC0605		Paleta derecha abatible, ajustable en ángulo y profundidad		59,04
CNC0610		Paleta derecha abatible ajustable en ángulo	(NC: 0875, 0886)	53,50
CNC0611		Paleta monobloc abatible ajustable en ángulo y profundidad	(NC : 0620, 0625, 0630, 0875)	153,50
TUBO + PALETA IZQUIERDO				
CNC0620	◆	Paleta izquierda abatible	(NC: 0875, 0886)	◆
CNC0625		Paleta izquierda abatible ajustable en ángulo y profundidad		59,04
CNC0630		Paleta izquierda abatible ajustable en ángulo	(NC: 0875, 0886)	53,50



0362



Código	Descripción					P.V.P €
REPOSABRAZOS						
REPOSABRAZOS DERECHO						
CNC0640	◆	Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio goma estándar (60 mm)	ajustable de 180 a 250 cm (se entrega a 180 mm)	(NC : 0750, 0745, 0746, 0755)	◆
CNC0645		Desmontable derecho (Nº1)- Dispositivo cierre automático	junior goma estándar (60 mm)	ajustable de 150 a 250 mm (se entrega a 180 mm.)	(NC : 0740, 0746, 0750, 0755)	65,04
CNC0646		Desmontable derecho (Nº1)	acolchado estrecho junior (50 mm)	ajust. 150 a 250 mm	(NC : 0740, 0745, 0750, 0755,)	65,04
CNC0650		Protector de ropa derecha antisalpicaduras-Dispositivo cierre automático		ajust altura (de 155 a 220 mm)	(NC: 0740, 0745, 0746, 0755, 1201, 1471, 1472)	44,05
CNC0655		Protector de ropa derecho	JUNIOR	(NC: 0740, 0745, 0746, 0750, 1471, 1472)		52,53
REPOSABRAZOS IZQUIERDO						
CNC0740	◆	Desmontable izquierdo(Nº1)- Dispositivo cierre automático	escritorio goma estándar (60 mm)	ajustable de 180 a 250 cm (se entrega a 180 mm)		◆
CNC0745		Desmontable izquierdo (Nº1)- Dispositivo cierre automático	junior goma estándar (60 mm)	ajustable de 150 a 250 mm (se entrega a 180 mm.)		65,04
CNC0746		Desmontable izquierdo (Nº1)	acolchado estrecho junior (50 mm)	ajust. 150 a 250 mm		65,04
CNC0750		Protector de ropa izquierdo antisalpicaduras-Dispositivo cierre automático		ajust altura (de 155 a 220 mm)	(NC: 1201,1471, 1472)	44,05
CNC0755		Protector de ropa izquierdo - Dispositivo cierre automático	JUNIOR	(NC: 1471, 1472)		52,53
OPCIONES ASIENTO						
CNC0820	◆	Sin opciones asiento			(NC : 0851, 0855, 0860, 0865, 0870, 0875, 0880, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0890)	◆
CNC0855		Prolongador respaldo 230 mm			(NC 0860, 0865)	76,07
CNC0860		Reposacabeza envolvente multi ajustable (incluye anclaje)	Incluye tensor ajustable	(NC: 0865, 0902)		147,36
CNC0865		Reposacabeza envolvente soporte mejillas multi ajustable (incluye anclaje)	incluye tensor ajustable	NC 0902		170,00
CNC0866		Reposacabezas Elan (peso máx. usuario: 68 kg) Almohadilla Elipse 6" - Incluye soporte mutliajustable pediátrico	Solo con respaldos Matrxx	(NC: 0855, 0860, 0865)		412,50
CNC0868		Soportes de tronco (peso máx. usuario: 68 kg)	Solo con respaldos Matrxx			248,06
CNC0880		Cincha reposapiernas ajustables				○
CNC0875		Cincha de tobillo Bodypoint - Talla S (par)				158,24
CNC0886		Kit ajuste paletas	Ajuste delantero y trasero			237,55
CNC0890		Reposapiernas adicional ajustable en ángulo (0° a 80°) abat.int/exterior (incl.paletas ajustables); UL de 275 a 375 mm.				285,38
CNC0902		Tensor de respaldo ajustable				22,58
COLORES						
CNC0952		Blanco perlado				○
CNC0953		Negro mate				○
CNC0954		Rojo mate				○
CNC0955		Amarillo intenso				○
CNC0956		Azul polar				○
CNC0957		Rosa caramelo				○
CNC0959		Azul marino				○
CNC0991		Color especial (solo sobre pedido)				
RUEDAS DELANTERAS						
CNC0999	◆	125 X 30 MM (5" x 1")	maciza negra			◆
CNC1001		125 x 25 mm 5"x 1" con leds de colores	macizas			52,38
CNC1007		125 X 40 MM (5"x 1" 3/4)	maciza negra			○
RUEDAS TRASERAS						
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS						
CNC1010		12" / 305 MM			(NC : 1040, 1045, 1130, 1140, 1141, 1180, 1253, 1254, 1255, 1256, 1380, 1390)	○



0611



0640
0740



0650
0750



0645
0745




0646
0746



0655
0755



0860



0865



0852-
0858




0855



0875



0866



902



Azul marino




0611


0640
0740

0650
0750

0645
0745


0646
0746

0655
0755

0852-
0858


0855



0875



0866



902



Azul marino

Código	Descripción		P.V.P €
CNC1020	20" / 515 MM	(NC: 1040, 1055, 1050, 1170)	○
CNC1030	◆ 22" / 560 MM	(NC: 1045, 1055, 1170)	◆
TIPO RUEDAS TRASERAS			
CNC1040	◆ Estándar (bujes negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado)	(NC : 1280)	◆
CNC1050	Freno tambor (20/22/24" : buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable / 12" : Llanta & buje de plástico negro)	(NC: 1270, 1275)	○
CNC1055	Composite (llanta & buje de plástico negro)	(NC : 1280)	39,72
TIPO CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS			
CNC1120	◆ Cubierta maciza negra 35 mm (1"3/8)		◆
CNC1130	Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)		○
AROS			
CNC1140	◆ Aros aluminio anodizado		◆
CNC1141	Aros antideslizantes recubiertos plástico		63,24
EJE RUEDAS TRASERAS			
CNC1170	Eje fijo		○
CNC1180	◆ Eje desmontaje rápido		◆
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS			
CNC1190	◆ Posición estándar ruedas traseras	25 mm. delante tubo respaldo	◆
CNC1195	Posición ruedas traseras media	alineado con tubo respaldo	○
CNC1200	Posición ruedas traseras amputado	25 mm. detrás tubo respaldo	○
CNC1201	Posición ruedas traseras doble amputado	Transit= 75mm. detrás tubo respaldo, ajustable hasta de 50mm por distribuidor 6 cm. / eje tubo respaldo, ajustable a 85 mm. por el distribuidor Autopropulsable= 60 mm. detrás tubo respaldo ajustable hasta 85 mm	(NC: 1275, 1280, 1375) 82,33
OPCIONES CHASIS			
CNC1240	◆ Sin opciones chasis	(NC : 1253, 1254, 1255,1256)	◆
CNC1253	Protector radios transparente par		114,72
CNC1254	Protector de radios Pixel , PAR		114,72
CNC1255	Protector de radios Copos de nieve, PAR		114,72
CNC1256	Protector de radios Color Me, PAR		114,72
FRENOS			
CNC1270	◆ Frenos de empuje		◆
CNC1275	Frenos de tiro		○
CNC1280	Frenos tambor acompañante (incluye frenos de empuje)	(NC : 1426)	143,09
OPCIONES SEGURIDAD			
CNC1340	◆ Sin opciones seguridad	(NC : 1345, 1362, 1364, 1370, 1375, 1380, 1390)	◆
CNC1345	Anclajes transporte	(NC : 1360)	13,23
CNC1362	Cinturón postural 2 puntos BODYPOINT, SMALL, Largo: 110 mm, Ancho: 25 mm NUEVO	Fijación FLAT-MOUNT Peso máx. usuario: 50 Kg	113,72
CNC1364	Cinturón postural 2 puntos BODYPOINT, MEDIUM, Largo: 140 mm - Ancho: 40 mm NUEVO	Fijación FLAT-MOUNT & hebilla Rehab	113,72
CNC1370	Par ruedas antivuelco con pisapié	(NC : 1430, 1440)	90,22
CNC1375	Kit transfert 100 mm (ruedas 4")	anti barreras	31,89
CNC1380	Kit reflectores (solo para ruedas radiales)		10,42
CNC1390	Par prolongadores freno		18,18
OPCIONES ACOMPAÑANTE			
CNC1420	◆ Sin opciones acompañante	(NC : 1426, 1430, 1440)	◆
CNC1426	Puños de empuje multi ajustables	Ajustable en ángulo	150,49
CNC1430	Pisapié derecho		9,78
CNC1440	Pisapié izquierdo		9,78
OTRAS OPCIONES			
CNC1460	◆ Sin otras opciones	(NC : 1471, 1472)	◆
CNC1471	Mesita acrílica abatible derecha		209,48
CNC1472	Mesita acrílica abatible izquierda		209,48
PRECIO TOTAL			

0999/
1007

1.3/8"


1130

1.3/8"

1120



1141

1190
1195
1200
1201

1201



1255

1256

1254



1270



1345



1362



1364



1375

1370



1426

1430
14401471
1472