

Invacare IBERIA
 Tel. (34) 900 992 841
 E-Mail: contactsp@invacare.com
 www.invacare.es



Yes, you can.®

Invacare® **Matrx® Elite E2 & matrx®** CE **Elite Deep E2**

SEATING SERIES

Respaldos de posicionamiento rígidos y desmontables
 Nueva gama de sistemas de respaldos para **un posicionamiento y un confort óptimo**. Varios modelos disponibles con diferentes opciones para satisfacer las necesidades específicas del usuario. En combinación con los cojines Matrx Flo-Tech y los accesorios Bodypoint, se convierte en una solución segura para todas las necesidades. **Fijaciones incluidas: Mini QR (hasta altura de respaldo 410 mm) o Estándar QR (alturas 460 y 510 mm).**

Interfaz de montaje del reposacabezas incluido en respaldos de altura 36, 41, 46 y 51 cm (opcional para alturas de 15 a 31 cm).

Lista de accesorios disponibles: fijaciones adicionales, soportes de tronco fijos o abatibles, cuña lumbar, cinturón abdominal, funda de protección, etc. Consultar lista de reposacabezas y soportes disponibles en la tarifa: Invacare® Matrx® Elan

Peso máximo usuario : 136 kg

Matrx Elite E2: Código Prescripción (provisional): S0008624 (Categoría SRC 030C)

Matrx Elite Deep E2: Código Prescripción (provisional): S0008630 (Categoría SRC 030C)



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción	P.V.P €
Paso 1 : elegir el tipo de respaldo		
TIPO DE RESPALDO		
	Respaldo Matrx Elite E2 - Fijaciones Mini o Estándares incluidas (según altura respaldo elegida) - profundidad 80 mm Peso máximo usuario : 136 kg	770,00 €
	Respaldo Matrx Elite Deep E2 - Fijaciones Mini o Estándares incluidas (según altura respaldo elegida) - profundidad 160 mm Peso máximo usuario : 136 kg	770,00 €

Paso 2 : Elegir la talla del respaldo



Respaldo Matrx Elite E2 (fijaciones incluidas)
Profundidad de respaldo : 80 mm
Peso máximo usuario : 136 kg
Fijaciones incluidas : Mini (QR*): hasta altura 410 mm
Estándar (QR) : alturas 460 y 510 mm




Anchura de respaldo (1) (2)	Para montaje en sillas con anchuras	Anchura de tronco indicativa	Altura del respaldo (D)									
			150 mm	200 mm	260 mm	310 mm	360 mm	410 mm	460 mm	510 mm		
360 mm	330mm - 380mm	≤260mm	1632513	1632514	1632515	1632516	1632517	1632518	1632519	1632520		
380 mm	360mm - 410mm	≤280mm	1632521	1632522	1632523	1632524	1632525	1632526	1632527	1632528		
410 mm	380mm - 430mm	≤310mm	1632529	1632530	1632531	1632532	1632533	1632534	1632535	1632536		
430 mm	410mm - 460mm	≤330mm	1632537	1632538	1632539	1632540	1632541	1632542	1632543	1632544		
460 mm	430mm - 480mm	≤360mm	1632545	1632546	1632547	1632548	1632549	1632550	1632551	1632552		
480 mm	460mm - 510mm	≤380mm	1632553	1632554	1632555	1632556	1632557	1632558	1632559	1632560		
510 mm	480mm - 530mm	≤410mm	1632561	1632562	1632563	1632564	1632565	1632566	1632567	1632568		

*Quick Release: Demontaje rápido

(1) Ancho real, incluye cojín de respaldo

(2) Se recomienda seleccionar un respaldo 25 mm más ancho, cuando se montan soportes de tronco



Respaldos Matrx Elite E2 Deep (fijaciones incluidas)
Profundidad de respaldo : 160 mm
Peso máximo usuario : 136 kg
Fijaciones incluidas : Mini (QR)*: hasta altura 410 mm
Fijaciones incluidas : Estándar (QR) : alturas 460 y 510 mm



Anchura de respaldo (1) (2)	Para montaje en sillas con anchuras (2)	Anchura de tronco indicativa	Altura del respaldo									
			150 mm	200 mm	260 mm	310 mm	360 mm	410 mm	460 mm	510 mm		
360 mm	330mm - 380mm	≤260mm	1632634	1632635	1632636	1632637	1632638	1632639	1632640	1632641		
380 mm	360mm - 410mm	≤280mm	1632642	1632643	1632644	1632645	1632646	1632647	1632648	1632649		
410 mm	380mm - 430mm	≤310mm	1632650	1632651	1632652	1632653	1632654	1632655	1632656	1632657		
430 mm	410mm - 460mm	≤330mm	1632658	1632659	1632660	1632661	1632662	1632663	1632664	1632665		
460 mm	430mm - 480mm	≤360mm	1632666	1632667	1632668	1632669	1632670	1632671	1632672	1632673		
480 mm	460mm - 510mm	≤380mm	1632674	1632675	1632676	1632677	1632678	1632679	1632769	1632770		
510 mm	480mm - 530mm	≤410mm	1632771	1632772	1632773	1632774	1632775	1632776	1632777	1632778		

*Quick Release: Demontaje rápido

(1) Ancho real, incluye cojín de respaldo

(2) Se recomienda seleccionar un respaldo 25 mm más ancho, cuando se montan soportes de tronco

Código	Descripción	P.V.P €
Pase 3 : Elija los accesorios (opcional)		
Fijaciones para respaldos Matrx		
Fijaciones opcionales para respaldos Matrx Elite E2 (ajuste en altura, en profundidad, en ángulo y rotación) ¡Ojo! fijaciones adicionales en caso de necesitar juegos de fijaciones para una segunda silla u otro tipo de fijaciones diferentes a las que vienen incluidas como estándar)		
1626822	Fijaciones Mini, de desmontaje rápido (QR), par (peso max. 136 kg) - Para respaldos con altura hasta 410 mm	210,00 €
1545275	Fijaciones estándares, de desmontaje rápido (QR), par (peso max. 136 kg) - Para respaldos con altura 460 y 510 mm	199,00 €
1632764	Fijaciones Mini, fijas, par (peso max. 136 kg) - Recomendadas para sillas con basculación / reclinación eléctrica. Fijación permanente (requiere herramienta) - Para respaldos con altura hasta 410 mm	250,00 €
1632766	Fijaciones estándares, fijas, par (peso max. 227 kg) - Recomendadas para sillas con basculación / reclinación eléctrica. Fijación permanente (requiere herramienta) - Para respaldos con altura 460 y 510 mm	250,00 €
1545278	Fijaciones 4 puntos, de desmontaje rápido (QR), par (peso max. 136 kg) - Adecuadas para montaje en sillas de chasis rígido o con tensor de respaldo - compatibles con todas las alturas	210,00 €
1632765	Fijaciones Mini reforzadas HD, de desmontaje rápido (QR), par (peso max. 227 kg) - Para respaldos con altura hasta 410 mm	270,00 €
1544776	Fijaciones estándares reforzada HD, de desmontaje rápido (QR), par (peso max. 227 kg) - Para respaldos con altura 460 y 510 mm	290,00 €
Accesorios para respaldos Matrx Elite E2		
Soportes de tronco para respaldos Matrx Elite E2 (No compatible Matrx elite Deep)		
1632755	Soportes de tronco fijos, ajustable en altura, derecha/izquierda - Incluye almohadilla (prof.130 x altura 110 mm) - Par -Compatibles con respaldos a partir de altura 260 mm	260,00 €
1551913	Fijación soporte de tronco abatible posición central - derecho / izquierdo Unidad, seleccionar almohadilla a continuación	140,00 €
1544798	Fijación soporte de tronco abatible Offset, izquierdo (posición alta a la izquierda / posición baja a la derecha) Unidad, seleccionar almohadilla a continuación	140,00 €
1544799	Fijación soporte de tronco abatible Offset, derecho (posición alta a la derecha / posición baja a la izquierda) Unidad, seleccionar almohadilla a continuación	140,00 €
1544238	Almohadilla para soporte de tronco abatible - tamaño L - 1 unidad (Prof.165 x altura 108 mm)	115,00 €
1544239	Almohadilla para soporte de tronco abatible - tamaño M - 1 unidad (146x95 mm)	115,00 €
1544291	Almohadilla para soporte de tronco abatible - tamaño S - 1 unidad (133x89 mm)	115,00 €
1544292	Almohadilla para soporte de tronco abatible- tamaño XS - 1 unidad (108x82.5 mm)	115,00 €



Código	Descripción	P.V.P €
Reposacabezas		
1632756	Interfaz soporte para reposacabezas (solo para respaldos Elite / Deep E2 altura 15, 20, 26 y 31 cm)	25,00 €
	Consultar lista completa de reposacabezas y soportes compatibles en la tarifa: Invacare® Matrx® Elan	
Accesorios para respaldos Matrx Elite E2 & Elite Deep E2		
1632759	Cuña lumbar	60,00 €
1632760	Cinturón abdominal, Talla M (405 mm - 580 mm x 165 mm)	230,00 €
1632761	Cinturón abdominal, Talla L (505 mm - 810 mm x 175 mm)	230,00 €
1632796	Cincha adicional apertura Cinturón abdominal para tetra	60,00 €
1632757	Kit soporte arnés para respaldos anchuras 360 & 380 mm	95,00 €
1632758	Kit soporte arnés para respaldos anchuras 410 a 510 mm	95,00 €
1551799	Protección de privacidad, talla XS (anchura : 260 mm X 410 mm)	65,00 €
1551800	Protección de privacidad, talla S (anchura : : 330 mm X 410 mm)	65,00 €
1551903	Protección de privacidad, talla M (anchura : 380 mm X 410 mm)	65,00 €
1551904	Protección de privacidad, talla L (anchura : 430 mm X 410 mm)	65,00 €
	Funda de protección elástica y lavable para respaldos Matrx Elite E2 & Elite Deep E2 (consultar códigos en la tabla abajo)	150,00 €

Talla XS	108 x 82,5 mm
Talla S	133 x 89 mm
Talla M	146 x 95 mm
Talla L	165 x 108 mm



Elite E2				
Anchura \ Altura	410 mm	460 mm	510 mm	
410 mm	1632625	1632626	1632627	
460 mm	1632628	1632629	1632630	
510 mm	1632631	1632632	1632633	

Elite E2 Deep				
410 mm	460 mm	510 mm		
1632746	1632747	1632748		
1632749	1632750	1632751		
1632752	1632753	1632754		



		Anchura							
		14" 36cm	15" 38cm	16" 41cm	17" 43cm	18" 46cm	19" 48cm	20" 51cm	
Altura	Para silla anchura	13"-15" 33cm-38cm	14"-16" 36cm-41cm	15"-17" 38cm-43cm	16"-18" 41cm-46cm	17"-19" 43cm-48cm	18"-20" 46cm-51cm	19"-20" 48cm-53cm	
		6" 15cm	●	●	●	●	●	●	●
	8" 20cm	●	●	●	●	●	●	●	
	10" 26cm	●	●	●	●	●	●	●	
	12" 31cm	●	●	●	●	●	●	●	
	14" 36cm	●	●	●	●	●	●	●	
	16" 41cm	●	●	●	●	●	●	●	
	18" 46cm	●	●	●	●	●	●	●	
	20" 51cm	●	●	●	●	●	●	●	

● Fijación Mini ● Fijación estándar