

Invacare IBERIA
 Tel. (34) 900 992 841
 E-Mail: contactsp@invacare.com
 www.invacare.es



Invacare® Matr^x MAC NUEVO **matr^x®** CE

Respaldo modular & multi-ajustable, con estructura rígida de aluminio con diseño anatómico. Soporte para la cintura escapular, especialmente útil para uso en sillas con basculación y/o inclinación.
 Espuma de doble capa con 2 firmezas diferentes. Cojín HUG de Stamina Fiber™ muy suave disponible para mayor inmersión, confort y envolvimiento del paciente.
 Soportes laterales opcionales con longitud de 9 a 23 cm de profundidad. Posibilidad de combinar diferentes medidas para soporte asimétrico.
 Posibilidad de ajustar el respaldo en altura, con el paciente sentado en la silla.
 Fijaciones estándar incluidas (respaldos MAC para alturas de 46 a 56 cm).
 Fijaciones Mini incluidas (respaldos MAC para alturas de 41 cm).
 Interfaz Heavy-duty para fijación reposacabezas, incluido.
 Peso máximo usuario: 136 kg
 Código Prescripción (provisional): S0027359 (Categoría SRC 030C)

Ortopedia :
 Nombre usuario :
 Dirección usuario :
 Teléfono contacto :
 Dirección entrega :
 Número pedido :
 Cantidad pedido :
 Fecha pedido :


Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción	P.V.P €
Etapa 1: ELEGIR EL TIPO DE RESPALDO		
TIPO DE RESPALDO		
	Respaldo Matr^x MAC - Cojín de espuma HR de doble capa : 2 firmezas (super suave & firme) - Fijaciones para montar el respaldo en la silla incluidas (Estándares o Mini según altura respaldo) - Elegir los soportes laterales en la Etapa 3 - Peso máximo usuario: 136 Kg	570,00 €
	Respaldo Matr^x MAC HUG - Cojín de Stamina Fiber™ Muy Suave. Fijaciones para montar el respaldo en la silla incluidas (Estándares o Mini según altura respaldo) - Elegir los soportes laterales en la Etapa 3 - Peso máximo usuario: 136 Kg	570,00 €

Etapa 2: ELEGIR LA TALLA DEL RESPALDO							
Respaldo Matr^x MAC con cojín de ESPUMA HR 2 capas - Elegir los soportes laterales en la Etapa 3							
Peso Máximo de usuario: 136Kg							
Fijaciones Quick Release (QR*) incluidas: Estándares (respaldos altura 460/510/560 mm) / Mini (respaldos altura 410 mm)							
Por favor, ten en cuenta la medida correspondiente a la anchura de tronco para elegir correctamente tu respaldo MAC							
Anchura de tronco indicativa	Para montaje en sillas con anchura de	Altura de respaldo					
		410 mm	460 mm	510 mm	560 mm		
≤ 310mm	380mm - 460mm	1634608	1634609	1634610	1634611		
≤ 330mm	410mm - 480mm	1634612	1634613	1634614	1634615		
≤ 360mm	430mm - 510mm	1634616	1634617	1634618	1634619		
≤ 380mm	460mm - 530mm	1634620	1634621	1634622	1634623		
≤ 410mm	480mm - 560mm	1634624	1634625	1634626	1634627		

*QR = Extracción Rápida
 Para más detalles sobre las dimensiones del respaldo, consulte la documentación técnica disponible en nuestra página web



Etapa 2: ELEGIR LA TALLA DEL RESPALDO

Respaldo Matrx MAC con Cojín de Stamina Fiber™ Muy Suave (fijaciones incluidas) - Elegir los soportes laterales en la Etapa 3

Peso Máximo de usuario: 136Kg


Fijaciones Quick Release (QR*) incluidas: Estándares (respaldos altura 460/510/560 mm) / Mini (respaldos altura 410 mm)

Por favor, ten en cuenta la medida correspondiente a la anchura de tronco para elegir correctamente tu respaldo MAC

Anchura de tronco indicativa	Para montaje en sillas con anchura de	Altura de respaldo			
		410 mm	460 mm	510 mm	560 mm
≤ 310mm	380mm - 460mm	1634678	1634679	1634680	1634681
≤ 330mm	410mm - 480mm	1634682	1634683	1634684	1634685
≤ 360mm	430mm - 510mm	1634686	1634687	1634688	1634689
≤ 380mm	460mm - 530mm	1634690	1634691	1634692	1634693
≤ 410mm	480mm - 560mm	1634694	1634695	1634696	1634697

*QR = Extracción Rápida

Para más detalles sobre las dimensiones del respaldo, consulte la documentación técnica disponible en nuestra página web



Etapa 3: ELEGIR LA PROFUNDIDAD DE LOS SOPORTES LATERALES

Nota: Puedes combinar diferentes tamaños; siempre recomendamos elegir un soporte lateral para cada lado.

¡Ojo! La profundidad del soporte lateral queda reducida de 1.5 cm por lado debido al grosor del cojín de respaldo)

Soporte Lateral Derecho

1634628	Profundidad de 9 cm	100,00 €
1634629	Profundidad de 15 cm	100,00 €
1634630	Profundidad de 23 cm	100,00 €

Soporte Lateral Izquierdo

1634628	Profundidad de 9 cm	100,00 €
1634629	Profundidad de 15 cm	100,00 €
1634630	Profundidad de 23 cm	100,00 €



ETAPA 4: ELEGIR LOS ACCESORIOS (OPCIONAL)

Fijaciones para respaldos Matrx MAC


Todas las fijaciones pueden ajustarse en altura, profundidad y ángulo. Los respaldos MAC ya se suministran con fijaciones.

Elija un juego de fijaciones solo en caso de necesitarlas para una segunda silla u otro tipo de fijaciones diferentes a las que vienen incluidas como estándar

1545275	Fijaciones estándares, de desmontaje rápido (QR), par (peso max. 136 kg) - Para respaldos con altura 460 y 510 mm	199,00 €
1626822	Fijaciones Mini, de desmontaje rápido (QR), par (peso max. 136 kg) - Para respaldos con altura hasta 410 mm	210,00 €
1632764	Fijaciones Mini, fijas, par (peso max. 136 kg) - Recomendadas para sillas con basculación / reclinación eléctrica. Fijación permanente (requiere herramienta) - Para respaldos con altura de 410 mm únicamente	250,00 €
1632766	Fijaciones estándares, fijas, par (peso max. 227 kg) - Recomendadas para sillas con basculación / reclinación eléctrica. Fijación permanente (requiere herramienta) - Para respaldos con altura 460 y 510 mm	250,00 €
1545278	Fijaciones 4 puntos, de desmontaje rápido (QR), par (peso max. 136 kg) - Adecuadas para montaje en sillas de chasis rígido o con tensor de respaldo - compatibles con todas las alturas	210,00 €
1544776	Fijaciones estándares reforzada HD, de desmontaje rápido (QR), par (peso max. 227 kg) - Para respaldos con altura 460 y 510 mm	290,00 €
1632765	Fijaciones Mini reforzadas HD, de desmontaje rápido (QR), par (peso max. 227 kg) - Para respaldos con altura de 410 mm únicamente	270,00 €

Accesorios adicionales para respaldos Matrx

1632759	Cuña lumbar (Se puede cortar a la medida deseada según necesidades)	50,00 €
1632758	Kit soporte arnés para respaldos anchuras 410 a 510 mm	75,00 €
1551800	Protección de privacidad, talla S (380 mm X 410 mm)	65,00 €
1551903	Protección de privacidad, talla M (430 mm X 460 mm)	65,00 €
1551904	Protección de privacidad, talla L (480 mm X 510 mm)	65,00 €



1545275 1626822



1632766 1545278



1544776 1632765



1632764



1632759



Protección de privacidad