

**Invacare IBERIA**

Tel. (34) 900 992 841

E-Mail: contactsp@invacare.com

www.invacare.es



**Yes, you can.®**

## Invacare® **Matrx® Elan**



Reposacabezas de espuma de alta resiliencia y protección antibacterial Ultra-Fresh. Placa de aluminio moldeable para adaptarse a la forma de la cabeza del usuario con el fin de mejorar el apoyo posterior y lateral. Diferentes opciones de soportes multiajustables.

**Matrx Elan (soporte LOXX + almohadilla Elipse/ HUG / Occipital/4 puntos):** Código Prescripción (provisional): S0025440 (Categoría SRA 010C).

**Matrx Elan (soporte pediátrico/adulto + almohadilla Elipse/ HUG / Occipital/4 puntos):** Código Prescripción (provisional): S0025434 (Categoría SRA 010D).

Nuevo soporte reposacabeza Matrx FLIPP: Código Prescripción (Comunicado, provisional): S0027365 (Categoría SRA 010D).



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :



















Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

**Peso usuario =**  **Kg**

Paso 1: elija el soporte		P.V.P
Tipo de soporte		
1634150	<b>Soporte Matrx LOXX.</b> (longitud 380 mm). 4 puntos de ajuste. Rotación 360°. Palanca de regulación, que permite cambios de posición fáciles e intuitivos. Pomo de fijación para extracción rápida y ajuste de altura. Ajustable mediante palomilla. <span style="float: right;">NUEVO</span>	195,00 €
1603251	<b>Soporte Matrx Elan pediátrico</b> (longitud 280 mm); 6 puntos de ajuste, sistema inferior y superior de ajuste a 360°; ajustable en ángulo & profundidad (250 mm). <span style="float: right;">NUEVO</span>	224,50 €
1603250	<b>Soporte Matrx Elan adulto</b> (longitud 380 mm); 6 puntos de ajuste, sistema inferior y superior de ajuste a 360°; ajustable en ángulo & profundidad (250 mm).	224,50 €
1631849	<b>Soporte Matrx Elan adulto Extendido</b> (longitud 380 mm); 6 puntos de ajuste, ajuste en profundidad 250mm +76mm, sistema inferior y superior de ajuste a 360°; ajustable en ángulo.	295,00 €
1634643	<b>Soporte FLIPP Elan pediátrico:</b> mismas características que Elan pediátrico pero con <b>soporte abatible.</b> <span style="float: right;">NUEVO</span>	550,00 €
1634641	<b>Soporte FLIPP Elan adulto :</b> mismas características que Elan Adulto pero con <b>soporte abatible.</b> <span style="float: right;">NUEVO</span>	550,00 €
1634632	<b>Soporte FLIPP Loxx :</b> mismas características que <b>Matrx LOXX</b> pero con <b>soporte abatible.</b> <span style="float: right;">NUEVO</span>	520,00 €



Paso 2: elija una almohadilla de reposacabezas + funda			
Tipo de almohadilla + funda			
Almohadilla ELAN Ellipse con soporte posterior y lateral; tamaño 36 x 13 cm	Funda estándar	1603253	168,00 €
	Funda anti bacteriana	1603292	168,00 €
Almohadilla HUG Ellipse Stamina Fiber™; tamaño 36 x 13 cm <span style="float: right;">NUEVO</span>	Funda estándar	1634656	245,00 €
	Funda anti bacteriana	1634658	245,00 €
Almohadilla ELAN Ellipse con soporte posterior y lateral; tamaño 25 x 13 cm	Funda estándar	1603254	168,00 €
	Funda anti bacteriana	1603293	168,00 €
Almohadilla HUG Ellipse Stamina Fiber™; tamaño 25 x 13 cm <span style="float: right;">NUEVO</span>	Funda estándar	1634652	245,00 €
	Funda anti bacteriana	1634654	245,00 €

Almohadilla ELAN Ellipse con soporte posterior y lateral; tamaño 15 x 9 cm	Funda estándar	1603255	168,00 €		
	Funda anti bacteriana	1603294	168,00 €		
Almohadilla HUG Ellipse Stamina Fiber™; tamaño 15 x 9 cm <span style="float: right; font-size: small;">NUEVO</span>	Funda estándar	1634648	245,00 €		
	Funda anti bacteriana	1634650	245,00 €		
Almohadilla ELAN Occipital con soporte occipital y suboccipital, tamaño 31 x 20 cm	Funda estándar	1603290	178,50 €		
	Funda anti bacteriana	1603295	178,50 €		
Almohadilla ELAN Occipital con soporte occipital y suboccipital, tamaño 23 x 18 cm	Funda estándar	1603291	178,50 €		
	Funda anti bacteriana	1603296	178,50 €		
Almohadilla ELAN 4 puntos con soporte occipital y región temporal, tamaño 26 x 26 cm	Funda estándar	1626823	325,50 €		
	Funda anti bacteriana	1626824	325,50 €		
Almohadilla ELAN 4 puntos con soporte occipital y región temporal, tamaño 23X18 cm	Funda estándar	1629822	325,50 €		
	Funda anti bacteriana	1629823	325,50 €		
Almohadilla ELAN 4 puntos, incluye Cincha cabeza tamaño 26X26 cm	Funda estándar	1631865	441,00 €		
	Funda anti bacteriana	1631866	441,00 €		
Almohadilla ELAN 4 puntos, incluye Cincha cabeza tamaño 23 x 18 cm	Funda estándar	1631863	441,00 €		
	Funda anti bacteriana	1631864	441,00 €		
<b>Elija un accesorio</b>					
1631850	Cincha cabeza Elan		120,00 €		
1603252	kit de adaptación para montaje en Respaldo Flex 3 rígido		45,00 €		
1629412	kit de adaptación para montaje en Respaldo Flex 3 ajustable en tensión & Clematis PRO		45,00 €		
1629819	kit palomillas para soporte reposacabezas Matrx Elan		50,00 €		
1544237	Kit anclajes, incluye 4 tornillos de fijación más largos, para sillas +50 mm más anchas.		45,00 €		