



Yes, you can.

Invacare NV

Invacare® alber® scalamobil S45 of scalacombi S46
Programmeerbare elektronische trapbeklimmer voor vrijwel alle gangbare manuele rolstoelen.



Garantie: Algemeen: 2 jaar Accu's: 2 jaar
 Prijzen in Euro 6% BTW incl.
 Prijzen excl. recuperatie en bebat

Datum:

Referentie:

Verdeler:

☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje

☒ Standaard optie

☐ Optie zonder meerprijs

CODE	OMSCHRIJVING	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ALBER SCALAMOBIL S45		
1595225	☒ alber scalamobil S45 programmeerbare elektrische trapbeklimmer	6.100,00
	Bestaande uit: - Programmeerbare traptrede hoogte, kantelhoek en rolstoelgewicht met gebruiker, hetgeen de veiligheid bewaakt van de gebruiker en begeleider door continue bijsturing d.m.v. sensoren - Geschikt voor een maximale tredelhoogte van 20 cm; max.gebruikersgewicht van 140 kg (excl. rolstoel) traploos instelbare stijg- en daalsnelheid (ci. 12 treden/min) elektronisch softstep systeem zorgt voor extra zacht neerzetten van de wielen - Hoogteverstelbare handgrepen - 3 gebruiksmodussen: auto, assist, manueel + obstakelmodus - Automatische remmen zorgen voor extra veiligheid - Incl. onderhoudsvrij accupack 12V - 3,4 Ah - Acculader scalamobil	
1457771	☒ Adapter voor rolwagen (artikelcode is verschillend per rolwagen)	400,00
Totaalprijs S45		6.500,00
OPTIES		
1594961	☒ Hoofdsteun scalamobil S45	250,00
1595564	☒ Automatische vergrendeling van de rolstoel aan de scalamobil	125,00
GEGEVENS OVER UW ROLSTOEL		
Gelieve altijd het merk en het type rolstoel bij uw bestelling op te geven		
Merk rolstoel:		
Model rolstoel:		
Serienummer Invacare/Küschall rolstoel:		
(Geen Invacare rolstoel? Gelieve de configuratie mee te sturen van de stoel)		
Zitbreedte (in cm):		
Zithoogte (in cm):		
Achterwiel maat:		
De rolstoel is voorzien van:		
☐	Trommelremmen	
☐	Verlengde asplaat	
MONTAGE		
☐	Montage bij Invacare (nettoprijs)	200,00
☐	Montage door de verdeler (Opgelet de verdeler is verantwoordelijk voor de correcte installatie)	
ALBER SCALACOMBI S46		
1595226	☒ alber scalacombi S46 programmeerbare elektrische trapbeklimmer	6.800,00
	Bestaande uit: - Analooq met S45, maar met vaste zitunit - Bevestiging aan rolstoel is niet mogelijk - Geschikt een maximale tredelhoogte van 20 cm - Max.gebruikersgewicht van 140 kg (excl. rolstoel) - Traploos instelbare stijg- en daalsnelheid (ci. 12 treden/min) - Elektronisch softstep systeem zorgt voor extra zacht neerzetten van de wielen	
OPTIES		
1594961	☒ Hoofdsteun scalacombi S46	250,00
1565509	☒ Heupgordel scalacombi S46	200,00
SCALASTOEL X3		
SCALASTOEL EN OPTIES		
1457913	☒ Scalastoel X3, aluminium transportstoel, verrijdbaar, in vast frame uitvoering	1.050,00
1457912	☒ Scalastoel X3, aluminium transportstoel, verrijdbaar, in vouwbare uitvoering	1.100,00
1457914	☒ Hoofdsteun voor X3	260,00
1456345	☒ Vierpuntsgordel voor X3 met voetgordel	160,00

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
1464910	☐	Voetgordel		50,00	
1456850	☐	Duwhandvaten voor X3 (2 stuks)		150,00	
1456343	☐	Veiligheidsgordel voor X3		100,00	
ACCU OPTIES					
1520389	☐	Accupack 12V - 3,4 Ah		240,00	
UNIVERSELE MONTAGE SET ROLSTOELN					
1521427	☐	Scalport X7, universele adapterset voor rolstoelen op S45 (i.p.v. Enkelvoudige adapter)		1.000,00	
VEILIGHEID					
1519748	☐	Anti-kip systeem 15 mm met kantelarmen en steunwielen (altijd rolstoeltype en zitbreedte opgeven)		400,00	
1593205	☐	Anti-kip systeem 12 mm met kantelarmen en steunwielen (altijd rolstoeltype en zitbreedte opgeven) (bij montage van de adapter wordt het bestaande anti-kip systeem verwijderd of ingekort. Het nieuwe anti-kip systeem vervangt deze)		400,00	
		! 12 of 15 mm wordt automatisch bepaald door rolstoeltype			
		Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, gelieve deze hier te vermelden.			