



Yes, you can.

Invacare NV

Invacare® alber® *scalamobil S45 of scalacombi S46*

Programmeerbare elektronische trapbeklimmer voor vrijwel alle gangbare manuele rolstoelen.



Garantie: Algemeen: 2 jaar Accu's: 2 jaar
Prijzen in Euro 6% BTW incl.
Prijzen excl €0,33 recuper. excl BTW

Datum:

Referentie:

Verdeler:

☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje

☒ Standaard optie

☐ Optie zonder meerprijs

CODE	OMSCHRIJVING	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
ALBER SCALAMOBIL S45			
1595225	☒ alber scalamobil S45 programmeerbare elektrische trapbeklimmer	6.100,00	
	Bestaande uit: - Programmeerbare traprede hoogte, kantelhoek en rolstoelgewicht met gebruiker, hetgeen de veiligheid bewaakt van de gebruiker en begeleider door continue bijsturing d.m.v. sensoren - Geschikt voor een maximale tredelhoogte van 20 cm; max.gebruikersgewicht van 140 kg (excl. rolstoel) traploos instelbare stijg- en daalsnelheid (ci. 12 treden/min) elektronisch softstep systeem zorgt voor extra zacht neerzetten van de wielen - Hoogteverstelbare handgrepen - 3 gebruiksmodussen: auto, assist, manueel + obstakelmodus - Automatische remmen zorgen voor extra veiligheid - Incl. onderhoudsvrij accupack 12V - 3,4 Ah - Acculader scalamobil		
1457771	☒ Adapter voor rolwagen (artikelcode is verschillend per rolwagen)	400,00	
Totaalprijs S45		6.500,00	
GEGEVENS OVER UW ROLSTOEL			
Gelieve altijd het merk en het type rolstoel bij uw bestelling op te geven			
Merk rolstoel:			
Model rolstoel:			
Serienummer Invacare/Küschall rolstoel:			
(Geen Invacare rolstoel? Gelieve de configuratie mee te sturen van de stoel)			
Zitbreedte (in cm):			
Zithoogte (in cm):			
Achterwiel maat:			
De rolstoel is voorzien van:			
☐	Trommelremmen		
☐	Verlengde asplaat		
MONTAGE			
☒	Montage bij Invacare (nettoprijs)	200,00	
☐	Montage door de verdeler (Opgelet de verdeler is verantwoordelijk voor de correcte installatie)		
ALBER SCALACOMBI S46			
1595226	☒ alber scalacombi S46 programmeerbare elektrische trapbeklimmer	6.800,00	
	Bestaande uit: - Analoog met S45, maar met vaste zitunit - Bevestiging aan rolstoel is niet mogelijk - Geschikt een maximale tredelhoogte van 20 cm - Max.gebruikersgewicht van 140 kg (excl. rolstoel) - Traploos instelbare stijg- en daalsnelheid (ci. 12 treden/min) - Elektronisch softstep systeem zorgt voor extra zacht neerzetten van de wielen		
OPTIES			
1594961	☒ Hoofdsteun scalacombi S46	250,00	
1565509	☒ Heupgordel scalacombi S46	200,00	
1595564	☒ Automatische vergrendeling van de rolstoel aan de scalamobil	125,00	
SCALASTOEL X3			
SCALASTOEL EN OPTIES			
1457913	☒ Scalastoel X3, aluminium transportstoel, verrijdbaar, in vast frame uitvoering	1.050,00	
1457912	☒ Scalastoel X3, aluminium transportstoel, verrijdbaar, in vouwbare uitvoering	1.100,00	
1457914	☒ Hoofdsteun voor X3	260,00	
1456345	☒ Vierpuntsgordel voor X3 met voetgordel	160,00	
1464910	☒ Voetgordel	50,00	
1456850	☒ Duwhandvaten voor X3 (2 stuks)	150,00	
1456343	☒ Veiligheidsgordel voor X3	100,00	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
ACCU OPTIES					
1520389	☐	Accupack 12V - 3,4 Ah		240,00	
UNIVERSELE MONTAGE SET ROLSTOELEN					
1521427	☐	Scalport X7, universele adapterset voor rolstoelen op S45 (i.p.v. Enkelvoudige adapter)		1.000,00	
VEILIGHEID					
1519748	☐	Anti-kip systeem 15 mm met kantelarmen en steunwielen (altijd rolstoeltype en zitbreedte opgeven)		400,00	
1593205	☐	Anti-kip systeem 12 mm met kantelarmen en steunwielen (altijd rolstoeltype en zitbreedte opgeven) (bij montage van de adapter wordt het bestaande anti-kip systeem verwijderd of ingekort. Het nieuwe anti-kip systeem vervangt deze)		400,00	
		I 12 of 15 mm wordt automatisch bepaald door rolstoeltype			
		Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, gelieve deze hier te vermelden.			